

**Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтический
Медицинский Полис Республики Татарстан»
(ООО «ФармМедПолис РТ»)**

ИНН 1660313668 КПП 166001001

ОГРН 1181690045679

420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29, помещение 1025

+7 (843)208-58-78

info@pharmmedpolis.com

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Маска медицинская одноразовая трехслойная, из нетканого материала, размер 175 мм х 95 мм по ТУ 32.50.50-001-28731857-2020


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор


ООО «ФармМедПолис РТ»

Гайфуллин А.А.





Маска медицинская одноразовая трехслойная (внутренняя сторона)



Маска медицинская одноразовая трехслойная (внешняя сторона)

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ

одноразовая трехслойная,
из нетканого материала

НЕСТЕРИЛЬНО

50 шт.

Размер 175мм x 95мм

Срок годности: 5 лет



Изготовлено:

Производитель: ООО «ФармМедПолис РТ». 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29, помещение 1025.

Место производства: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, зд. 138, корпус 1

Тел. +7 (843) 208-58-78, e-mail: info@pharmmedpolis.com

РУ № РЗН 2020/10005 от 09.04.2020 г.

ТУ 32.50.50-001-28731857-2020

Назначение медицинского изделия: маски предназначены для защиты от инфекционных агентов. Препятствует попаданию в дыхательные пути пыли и других частиц из воздуха.

Условия хранения: маски хранят в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей 40° С.

Утилизация: утилизация и уничтожение использованных масок осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.

Потребительская упаковка (сторона А)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

1. Наименование медицинского изделия
Маска медицинская одноразовая прозрачная, из
нетканого материала, размер 175 мм х 95 мм по ГУ
32.50.50-001-28731857-2020.

2. Сведения о производителе медицинского
изделия
ООО «ФармаМедЛайф РТ»
420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29,
помещение 1025
+7 (843) 298-58-78

3. Наименование медицинского изделия

Маска одноразовая прозрачная, из нетканого
материала. Прозрачность поликарбоната и другие
детали и другие части из нетканого материала.

4. Показания для применения медицинского
изделия

Индивидуальная защита органов дыхания от
инфекционных заболеваний через дыхательные пути во
время ситуации, представляющих опасность для
здоровья населения.

5. Противопоказания для применения

Индивидуальная несовместимость с компонентами
среды дыхания. Не использовать во время хирургических
операций и в других медицинских помещениях с
высокой влажностью.

6. Меры предосторожности при применении
медицинского изделия
Изделие с истекшим сроком годности использовать
нельзя. Перед использованием ознакомиться с
инструкцией по применению.

7. Возможные побочные действия при
использовании медицинского изделия
Нежелательные явления, которые могут возникнуть и
(или) усугубить состояние, включая, в числе
прочих:

• аллергическая реакция, зуд, гиперемия
компонентов материала.

8. Взаимодействие с другими медицинскими
изделиями

Изделия сочетаются со всеми медицинскими
изделиями, которые применяются в медицинской
практике в случаях, отсутствия прямого контакта с
открытой раневой поверхностью.

9. Способ применения медицинского изделия
Распакуйте изделие, освободив его от упаковочного
материала.

Проверьте целостность изделия, методом
визуального осмотра.

Наденьте маску на носовую и ротовую полости.
Зафиксируйте маску на лице с помощью резинки, а
также носовым фиксатором в области переносицы.

Применение: изделие должно полностью
соответствовать своему прямому назначению.

10. Срок службы (годности)
Гарантийный срок годности 5 лет с даты

Наименование товара: маски медицинские одноразовые трехслойные, из нетканого материала.

Номер смены: 3

Дата производства: 30.08.2020

Размер коробки: 400 x 300 x 200

Количество: 1000 шт.



Производитель: ООО «ФармМедПолис РТ», 420061, г. Казань, ул. Елизаветы Ершова, д. 29, помещение 1025. Адрес производства: 420095, РТ, г. Казань, Технополис «Химград», ул. Восстания, зд. 138, корпус 1.

Условия хранения и транспортирования:

Маски в транспортной упаковке должны быть устойчивы к климатическим воздействиям при транспортировании для условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

Маски в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при хранении по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при 25°C.

Маски хранят в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей 40°C.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 6 (шесть) лист 06
Генеральный директор ООО «ФАРМЕДПОЛИС РТ»

