

Генеральный директор
ООО «М. ШИЛЛИНГ
МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС»
Ю. А. Юрчикова



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Иглы инъекционные для анестезии In-ject needle»

**Производства Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd (Чжэцзян Ранчан Медикал Инструменте Ко., эЛТиДи),
599 Ruifeng Street, Gaozhao District, Xiuzhou District, 314031 Jiaxing City, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

Оглавление


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....	3
1) Игла инъекционная для анестезии эпидуральная 1,80 × 90 мм (15G × 31/2") TW	4
1.1) Общий вид	4
1.2) В индивидуальной упаковке	5
1.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке	6
2) Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,90 × 120 мм (20G × 43/4") RW	7
2.1) Общий вид	7
2.2) В индивидуальной упаковке	8
2.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке	9
3) Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,60 × 88 мм (23G × 31/2") TW с проводниковой иглой 1,20 × 38 мм (18G × 11/2") TW	10
3.1) Общий вид	10
3.2) В индивидуальной упаковке	11
3.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке	12
4) Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 31/2") RW.....	13
4.1) Общий вид	13
4.2) В индивидуальной упаковке	14
4.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке	15
5) Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 31/2") RW с проводниковой иглой 0,70 × 38 мм (22G × 11/2") RW	16
5.1) Общий вид	16
5.2) В индивидуальной упаковке	17
5.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке	18

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ


Полное наименование варианта исполнения	Далее в документе
Игла инъекционная для анестезии эпидуральная 1,80 × 90 мм (15G × 3 ¹ / ₂ ") TW, в составе: - Игла инъекционная для анестезии эпидуральная 1,80 × 90 мм (15G × 3 ¹ / ₂ ") TW – 1 шт.; - Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.	Игла инъекционная для анестезии эпидуральная 1,80 × 90 мм (15G × 3 ¹ / ₂ ") TW
Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,90 × 120 мм (20G × 4 ³ / ₄ ") RW, в составе: - Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,90 × 120 мм (20G × 4 ³ / ₄ ") RW – 1 шт.; - Крылышки – 1 шт.; - Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.	Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,90 × 120 мм (20G × 4 ³ / ₄ ") RW
Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,60 × 88 мм (23G × 3 ¹ / ₂ ") TW с проводниковой иглой 1,20 × 38 мм (18G × 1 ¹ / ₂ ") TW, в составе: - Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,60 × 88 мм (23G × 3 ¹ / ₂ ") TW – 1 шт.; - Проводниковая игла 1,20 × 38 мм (18G × 1 ¹ / ₂ ") TW – 1 шт.; - Крылышки – 1 шт.; - Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.	Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,60 × 88 мм (23G × 3 ¹ / ₂ ") TW с проводниковой иглой 1,20 × 38 мм (18G × 1 ¹ / ₂ ") TW
Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3 ¹ / ₂ ") RW, в составе: - Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3 ¹ / ₂ ") RW – 1 шт.; - Крылышки – 1 шт.; - Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.	Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3 ¹ / ₂ ") RW
Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3 ¹ / ₂ ") RW с проводниковой иглой 0,70 × 38 мм (22G × 1 ¹ / ₂ ") RW, в составе: - Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3 ¹ / ₂ ") RW – 1 шт.; - Проводниковая игла 0,70 × 38 мм (22G × 1 ¹ / ₂ ") RW – 1 шт.; - Крылышки – 1 шт.; - Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.	Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3 ¹ / ₂ ") RW с проводниковой иглой 0,70 × 38 мм (22G × 1 ¹ / ₂ ") RW

1) Игла инъекционная для анестезии эпидуральная 1,80 × 90 мм (15G × 3 1/2") TW

1.1) Общий вид



1.2) В индивидуальной упаковке



1.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке



RU

Иглы инъекционные для анестезии In-ject needle

Игла инъекционная для анестезии эпидуральная 1,80 × 90 мм (15G × 3½") TW, в составе:
-Игла инъекционная для анестезии эпидуральная 1,80 × 90 мм (15G × 3½") TW – 1 шт.;
-Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.

EN Epidural needle Type: AN-E 1.80 × 90 mm (15G × 3½")

Условное обозначение / Symbolic notation: 1,80 × 90 мм (15G × 3½") TW

Эффективная длина / Effective length: 90 мм / mm


Общая длина иглы / Overall length: 118 мм / mm

Номинальный наружный диаметр / Nominal outer diameter: 1,80 мм / mm

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Нетоксично

Нержавеющая сталь



Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd. (Чжэцзян Ранчан Медикал Инструментс Ко., эЛТиДи)
599 Ruifeng Street, Gaozhao District, Xiuzhou District, 314031 Jiaxing City, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-573-88107358, +86-573-88106708 Fax.: +86-573-88110618

REF: XXXXXX

LOT: XXXXXXXX

 YYYMMDD


 YYYMMDD

Дата стерилизации /
Date of sterilization: YYYMM


Импортер: ООО «М. ШИЛЛИНГ
 МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС»;
www.schilling-med.ru; +7(495)662-72-95

2) Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,90 × 120 мм (20G × 4³/₄") RW

2.1) Общий вид



2.2) В индивидуальной упаковке




2.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке

	RU	Иглы инъекционные для анестезии In-ject needle		REF:	XXXXXX
	EN	Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,90 × 120 мм (20G × 4¼") RW, в составе:		LOT:	XXXXXXXX
		-Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,90 × 120 мм (20G × 4¼") RW – 1 шт.;			YYYYMMDD
		-Крылышки – 1 шт.;			YYYYMMDD
		-Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.			
		Spinal needle Type: AN-S I 0.90×120 mm (20G × 4¼")			
		Условное обозначение / Symbolic notation: 0,90 × 120 мм (20G × 4¼") RW			
		Эффективная длина / Effective length: 120 мм / mm			
		Общая длина иглы / Overall length: 152 мм / mm			
		Номинальный наружный диаметр / Nominal outer diameter: 0,90 мм / mm			
		РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX			
		Нержавеющая сталь			
		Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd. (Чжэцзян Ранчан Медикал Инструментс Ко., эЛТиДи)			
		599 Ruifeng Street, Gaozhao District, Xiuzhou District, 314031 Jiaxing City, Zhejiang Province,			
		PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			
		Tel: +86-573-88107358, +86-573-88106708 Fax.: +86-573-88110618			
		Нетоксично			
		   			
		    			
		Дата стерилизации / Date of sterilization:			YYYYMM
		Импортер: ООО «М. ШИЛЛИНГ МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС»;			
		www.schilling-med.ru; +7(495)662-72-95			

3) Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,60 × 88 мм (23G × 3 1/2") TW с проводниковой иглой 1,20 × 38 мм (18G × 1 1/2") TW

3.1) Общий вид



3.2) В индивидуальной упаковке



3.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке



RU

Иглы инъекционные для анестезии In-ject needle

Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,60 × 88 мм (23G × 3½") TW с проводниковой иглой 1,20 × 38 мм (18G × 1½") TW, в составе:

- Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Quincke 0,60 × 88 мм (23G × 3½") TW – 1 шт.;
- Проводниковая игла 1,20 × 38 мм (18G × 1½") TW – 1 шт.;
- Крылышки – 1 шт.;
- Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.

EN

Spinal needle Type: AN-S I 0.60 × 88 mm (23G × 3 ½ ") Introducer 1.20 × 38 mm (18G × 1½ ")

Условное обозначение / Symbolic notation: 0,60 × 88 мм (23G × 3½ ") TW

Эффективная длина / Effective length: 88 мм / mm


Общая длина иглы / Overall length: 120 мм / mm

Номинальный наружный диаметр / Nominal outer diameter: 0,60 мм / mm

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Нержавеющая сталь

Нетоксично



Дата стерилизации /
Date of sterilization:

REF:

XXXXXX

LOT:

XXXXXXXX



YYYYMMDD



YYYYMMDD

YYYYMM



Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd. (Чжэцзян Ранчан Медикал Инструментс Ко., эЛТиДи)

599 Ruifeng Street, Gaozhao District, Xiuzhou District, 314031 Jiaxing City, Zhejiang Province,


PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86-573-88107358, +86-573-88106708 Fax.: +86-573-88110618


Импортер: ООО «М. ШИЛЛИНГ
МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС»;
www.schilling-med.ru; +7(495)662-72-95

4) Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3 1/2") RW

4.1) Общий вид



4.2) В индивидуальной упаковке



4.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке



RU

Иглы инъекционные для анестезии In-ject needle

Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3½") RW, в составе:
 -Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3½") RW – 1 шт.;
 -Крылышки – 1 шт.;
 -Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.

EN

Spinal needle Type: AN-S II 0.40 × 88 mm (27G × 3 ½ ")

Условное обозначение / Symbolic notation: 0,40 × 88 мм (27G × 3½ ") RW

Эффективная длина / Effective length: 88 мм / mm

Общая длина иглы / Overall length: 120 мм / mm

Номинальный наружный диаметр / Nominal outer diameter: 0,40 мм / mm

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Нержавеющая сталь

Нетоксично

STERILE EO



Дата стерилизации /
Date of sterilization:

YYYYMM

REF:

XXXXXX

LOT:

XXXXXXXX



YYYYMMDD



YYYYMMDD

Импортер: ООО «М. ШИЛЛИНГ
МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС»;
www.schilling-med.ru; +7(495)662-72-95



Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd. (Чжэцзян Ранчан Медикал Инструментс Ко., эЛТиДи)

599 Ruifeng Street, Gaozhao District, Xiuzhou District, 314031 Jiaxing City, Zhejiang Province,


PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86-573-88107358, +86-573-88106708 Fax.: +86-573-88110618


5) Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point $0,40 \times 88$ мм ($27G \times 3\frac{1}{2}''$) RW с проводниковой иглой $0,70 \times 38$ мм ($22G \times 1\frac{1}{2}''$)

RW

5.1) Общий вид



5.2) В индивидуальной упаковке



5.3) Макет маркировки индивидуальной упаковки на русском языке



RU

Иглы инъекционные для анестезии In-ject needle

Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3½") RW с проводниковой иглой 0,70 × 38 мм (22G × 1½") RW, в составе:

-Игла инъекционная для анестезии спинальная тип Pencil Point 0,40 × 88 мм (27G × 3½") RW – 1 шт.;

-Проводниковая игла 0,70 × 38 мм (22G × 1½") RW – 1 шт.;

-Крылышки – 1 шт.;

-Листок-вкладыш с инструкцией по применению – 1 шт.

EN Spinal needle Type: AN-S II 0.40 × 88 mm (27G × 3½") Introducer 0.70 × 38 mm (22G × 1½")

Условное обозначение / Symbolic notation: 0,40 × 88 мм (27G × 3½") RW

Эффективная длина / Effective length: 88 мм / mm

Общая длина иглы / Overall length: 120 мм / mm

Номинальный наружный диаметр / Nominal outer diameter: 0,40 мм / mm

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Нержавеющая сталь

Нетоксично



Дата стерилизации /

Date of sterilization:

YYYYMM

REF:

XXXXXX

LOT:

XXXXXXXXXX



YYYYMMDD



YYYYMMDD

Импортер: ООО «М. ШИЛЛИНГ

МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС»;

www.schilling-med.ru; +7(495)662-72-95

Tel: +86-573-88107358, +86-573-88106708 Fax.: +86-573-88110618

Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd. (Чжэцзян Ранчан Медикал Инструментс Ко., эЛТиДи)

599 Ruifeng Street, Gaozhao District, Xiuzhou District, 314031 Jiaxing City, Zhejiang Province,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

18 (Восемнадцать) лист(ов)
цифрами прописью

Должность: Генеральный директор

Подпись Юрикова Ю.А. /Юрикова Ю.А./

«19» июля 2012г. М.П.

