

Руководитель ИЛ
ООО «Полимертест» СПб
Гихомирова И.И.

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Тривес»

Ольшангер В.Т.

2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Ингаляторы компрессорные BABYBELLE, модели: BBN01, BBN04, BBN05, BBN09, BBN10, BBN11, BBN01-1, BBN04-1, BBN05-1, BBN09-1, BBN10-1, BBN11-1, с принадлежностями: (см. приложение).

Область применений - может использоваться для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких.

Основные технические характеристики:

Модели: BBN01-1, BBN04-1, BBN05-1, BBN09-1, BBN10-1, BBN11-1

Мощность	80ВА		
Частота	50Hz		
Напряжение	220-240V		
Потребляемый ток	0.4 Ампер		
Давление	2.15Бар		
Расход воздуха	8 л/мин		
Объем небулайзера	6мл		
Скорость распыления	0.3-0.4мл/мин		
Размер частиц	0-5µm >86%		
Шумовой порог	< 70дБ		
Вес	1.7 Кг		
Режим работы / паузы:	30 мин / 30 мин		
Габариты	BBN05-1, BBN10-1	BBN04-1, BBN11-1	BBN01-1, BBN09-1
Габариты ингалятора (длина*ширина*высота, мм)	230x150x145	230x180x120	230x160x120
Габариты инд.коробки (длина*ширина*высота, мм)	250x190x178	250x190x178	250x190x178
Габариты транспортной коробки (длина*ширина*высота, мм)	515x395x293	515x395x293	515x395x293
Количество изделий в транспортной коробке, шт	4		
Рабочая влажность, % RH	30-80		
Рабочая температура, ° C	5-35		
Условия хранения и транспортирования : Влажность: 10-95%			