

"УТВЕРЖДАЮ"

Специалист по регуляторным вопросам



ООО «КуперВижн РУС»

В.А.Эльбикова

«15» декабря 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Растворы для ухода за контактными линзами



Внешний вид первичной упаковки (флакона) Растворов для ухода за контактными линзами на примере варианта исполнения: Раствор многофункциональный Hy-Care, флакон объемом 360 мл – лицевая сторона упаковки



Внешний вид первичной упаковки (флакона) Растворов для ухода за контактными линзами на примере варианта исполнения: Раствор многофункциональный Hy-Care, флакон объемом 360 мл – боковая сторона упаковки

CooperVision®

EN Hy-Care multipurpose solution
lenses including silicone hydrogel
Ingredients: polyaminopropylamine

RU Раствор многофункциональный
кислоту. Предназначен для ухода за линзами,
включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Хранение
- Смазывание
- Удаление белковых отложений
- Дезинфекция
- Увлажнение
- Промывание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор при контакте с глазами.
- Не используйте раствор при контакте с кожей.
- Не используйте раствор, если срок годности истек.
- Выливайте раствор из контейнера.
- Плотно закрывайте крышку флакона.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при контакте с другими компонентами.

Основные компоненты:

Уполномоченный представитель:

ООО «КуперВижн РУС», Россия

Пресненская набережная, дом 17/7

комната 1707а, тел.: 8-800-200-1111

Дата производства и даты годности

указаны на упаковке.



CooperVision Manufacturing Limited
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от 09.03.2012

STERILE A



360 ml

Внешний вид первичной упаковки (флакона) Растворов для ухода за контактными линзами на примере варианта исполнения: Раствор многофункциональный Hy-Care, флакон объемом 360 мл – задняя сторона упаковки

MADE IN
UK



CooperVision®

РАСТВОР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

All In One Light



Высокоэффективная система
очистки



Доказанная эффективность
дезинфекции



250 ml

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

Внешний вид первичной упаковки (флакона) Растворов для ухода за контактными линзами на примере варианта исполнения: Раствор многофункциональный All In One Light, флакон объемом 250 мл – лицевая сторона упаковки

EN All In One Light multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel.
Ingredient: polyaminopropyl biguanide.

RU Раствор многофункциональный All In One Light. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотнo закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Купервизион РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



Инструкцию см. на внутренней стороне картонной упаковки и на сайте www.coopervision.ru



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11662 от XXXX.XXXX

STERILE A




4°C 30°C



5 054094 868904

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX



2019-08-22
159166
2022-08-22

Внешний вид первичной упаковки (флакона) Растворов для ухода за контактными линзами на примере варианта исполнения: Раствор многофункциональный All In One Light, флакон объемом 250 мл – задняя сторона упаковки



Внешний вид первичной упаковки (флакона) Растворов для ухода за контактными линзами на примере варианта исполнения: Раствор пероксидный Refine One Step, флакон объемом 60 мл – лицевая сторона упаковки



Внешний вид первичной упаковки (флакона) Растворов для ухода за контактными линзами на примере варианта исполнения: Раствор пероксидный Refine One Step, флакон объемом 60 мл – задняя сторона упаковки



Внешний вид первичной упаковки (флакона) Растворов для ухода за контактными линзами на примере варианта исполнения: Средство увлажняющее Comfort Drops, флакон объемом 20 мл – лицевая сторона упаковки



EN Comfort Drops. For use with all contact lens.
Ingredient: polyaminopropyl biguanide.

RU Средство увлажняющее Comfort Drops.
ухода за всеми типами контактной линзы.

Основные функции:

• Очистка • Увлажнение • Смазывание • Охлаждение

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:


- Не используйте средство по истечении 3 месяцев флакона.
- Не используйте средство по истечении срока годности упаковки.
- Не используйте средство, если защитная пленка повреждена.
- Плотнo закрывайте крышку флакона сразу после использования.
- Храните средство в недоступном для детей месте.
- Не используйте средство при индивидуальной непереносимости компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.
Уполномоченный представитель производства:
ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 125080,
Пресненская набережная, дом 6, строение 1, этаж 1,
комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@cooperlenses.ru
Дата производства и дата истечения срока годности
на упаковке.

CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RE, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XLXX.XXXX

STERILE


Внешний вид первичной упаковки (флакона) Растворов для ухода за контактными линзами на примере варианта исполнения: Средство увлажняющее Comfort Drops, флакон объемом 20 мл – боковая сторона упаковки



Внешний вид контейнера для хранения линз с покрытием с ионами серебра, входящего в состав Растворов multifunctional Hy-Care, iWear multiclean plus, All In One Light, iWear easybalance -лицевая сторона в закрытом виде



Внешний вид контейнера для хранения линз с покрытием с ионами серебра, входящего в состав Растворов multifunctional Hy-Care, iWear multiclean plus, All In One Light, iWear easybalance -боковая сторона в закрытом виде




Внешний вид контейнера для хранения линз с покрытием с ионами серебра, входящего в состав Растворов multifunctional Hy-Care, iWear multiclean plus, All In One Light, iWear easybalance -боковая сторона в открытом виде



Внешний вид контейнера для хранения линз с нейтрализующим диском с платиновым покрытием (синяя крышка) входящего в состав Растворов пероксидных Refine One Step и iWear simplesept – в закрытом виде



Внешний вид контейнера для хранения линз с нейтрализующим диском с платиновым покрытием (синяя крышка) входящего в состав Растворов пероксидных Refine One Step и iWear simplesept – в открытом виде



Внешний вид контейнера для хранения линз с нейтрализующим диском с платиновым покрытием (белая крышка) входящего в состав Растворов пероксидных Refine One Step и iWear simplesept – в закрытом виде



Внешний вид контейнера для хранения линз с нейтрализующим диском с платиновым покрытием (белая крышка) входящего в состав Растворов пероксидных Refine One Step и iWear simplesept – в открытом виде



Макет вторичной упаковки Раствора многофункционального Hy-Care, флакон объемом 360 мл

MADE IN
UK



РАСТВОР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Hy-Care



Содержит гиалуроновую кислоту



Антибактериальный контейнер
с ионами серебра

360 мл

EN Hy-Care multipurpose solution. With hyaluronan. For use with all soft contact lenses including silicone hydrogel.

Ingredients: polyaminopropyl biguanide, hyaluronan.

RU Раствор многофункциональный Hy-Care.

Содержит гиалуроновую кислоту. Предназначен для ухода за всеми типами мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотнo закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основные компоненты: полиаминопропил бигуанид, натрия гиалуронат.

Уполномоченный представитель производителя в РФ и РБ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru

STERILE A



4° C 30° C



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX



Макет вторичной упаковки Раствора многофункционального Hy-Care, флакон объемом 250 мл

MADE IN
UK



CooperVision®

РАСТВОР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Hy-Care



Содержит гиалуроновую кислоту



Антибактериальный контейнер
с ионами серебра

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

250 мл

Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального Hy-Care, флакон объемом 250 мл – передний лейбл

EN Hy-Care multipurpose solution. With hyaluronan.
For use with all soft contact lenses including silicone hydrogel.

Ingredients: polyaminopropyl biguanide, hyaluronan.

RU Раствор многофункциональный Hy-Care.

Содержит гиалуроновую кислоту. Предназначен для ухода за всеми типами мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основные компоненты: полиаминопропил бигуанид, натрия гиалуронат.

Уполномоченный представитель производителя в РФ и РБ: ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



Инструкцию см. на внутренней стороне картонной упаковки и на сайте www.coopervision.ru



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года.

STERILE A



4° C 30° C



5 054094 868812



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX



MADE IN
UK



РАСТВОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Hy-Care



Содержит гиалуроновую кислоту



Антибактериальный контейнер
с ионами серебра



Для путешествий

EN Hy-Care multipurpose solution. With hyaluronan. For use with all soft contact lenses including silicone hydrogel.

Ingredients: polyaminopropyl biguanide, hyaluronan.

RU Раствор многофункциональный Hy-Care.

Содержит гиалуроновую кислоту. Предназначен для ухода за всеми типами мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Хранение
- Смазывание
- Удаление белковых отложений
- Дезинфекция
- Увлажнение
- Промывание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основные компоненты: полиаминопропил бигуанид, натрия гиалуронат.

Уполномоченный представитель производителя в РФ и РБ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года.



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

STERILE A



4° C



LOT

EXP

100 мл



MADE IN
UK



РАСТВОР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Hy-Care



Содержит гиалуроновую кислоту



Антибактериальный контейнер
с ионами серебра

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

60 мл

EN Hy-Care multipurpose solution. With hyaluronan. For use with all soft contact lenses including silicone hydrogel. **Ingredients:** polyaminopropyl biguanide, hyaluronan.

RU Раствор многофункциональный Hy-Care. Содержит гиалуроновую кислоту. Предназначен для ухода за всеми типами мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотнo закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основные компоненты: полиаминопропил бигуанид, натрия гиалуронат.

Уполномоченный представитель производителя в РФ и РБ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.




CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года.



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru

STERILE A



5 054094 868959

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального Hy-Care, флакон объемом 60 мл





iWear

multiclean plus

Одноразовый многоразовый раствор для контактных линз

Многоразовый раствор для контактных линз

Объем 360 мл

360 мл

EN iWear multiclean plus multipurpose solution. With hyaluronan. For use with all soft contact lenses including silicone hydrogel.

Ingredients: polyaminopropyl biguanide, hyaluronan.

RU Раствор многофункциональный iWear multiclean plus.

Содержит гиалуроновую кислоту. Предназначен для ухода за всеми типами мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основные компоненты: полиаминопропилбигуанид, натрия гиалуронат.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва,

Пресненская набережная, дом 6 (строение 2), этаж 17, помещение I,

комната 1707а, тел.: 8 800 200 77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



CooperVision Multiclean Plus
Multi-Purpose Solution
360 ml (12 fl. oz.)



И-Многоразовый раствор для контактных линз
Объем 360 мл (12 унций)
Срок годности 36 месяцев

STERILE A




LOT
123456



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального iWear multiclean plus, флакон объемом 360 мл



Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального iWear multiclean plus, флакон объемом 250 мл
– передний лейбл

multiclean plus

100 МЛ

XXXXXXX
XXXXXXXXXX

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



iWear

EN iWear multiclean plus multipurpose solution. For use with all soft contact lenses including silicone hydrogel.

Ingredients: polyaminopropyl biguanide, hyaluronan.

RU Раствор многофункциональный iWear multiclean plus. Содержит гиалуроновую кислоту. Предназначен для ухода за всеми типами мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смачивание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствором после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основные компоненты: полиаминопропил бигуанид, натрия гиалуронат.

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «КуперВижн РУС».

Российская Федерация, 123112 г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 13, помещение 1, комната 1707а, тел. 8 800 200 77 44, e-mail: info@coopervision.com.ru


Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



CooperVision, Multiclean plus multipurpose solution.
Содержит гиалуроновую кислоту.
Предназначен для ухода за всеми типами мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.



Смотрите также инструкции к линзам, которые вы используете.
См. также: www.coopervision.com



STERILE A



LOT
EXP



XXXXXXX
XXXXXXXXXX

multiclean plus

содержит гиалуроновую кислоту
антибактериальный консервант
и пролонгатор действия

60 мл
не для продажи







Макет вторичной упаковки Раствора многофункционального All In One Light, флакон объемом 360 мл

MADE IN
UK



CooperVision®

РАСТВОР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

All In One Light



Высокоэффективная система очистки



Доказанная эффективность
дезинфекции

360 мл

EN All In One Light multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel. **Ingredient:** polyaminopropyl biguanide.

RU Раствор многофункциональный All In One Light. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru

STERILE A




4° C 30° C



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального All In One Light, флакон объемом 360 мл



Макет вторичной упаковки Раствора многофункционального All In One Light, флакон объемом 250 мл

MADE IN
UK



CooperVision®

РАСТВОР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ


All In One Light



Высокоэффективная система
очистки



Доказанная эффективность
дезинфекции



250 мл

XXXXXXX
XXXXXXXXX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального All In One Light, флакон объемом 250 мл – передний лейбл

EN All In One Light multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel.
Ingredient: polyaminopropyl biguanide.

RU Раствор многофункциональный All In One Light.
Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель производителя в

РФ: ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация,
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6,
строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а,
тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности
указаны на упаковке.



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года

STERILE A



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX





MADE IN
UK



РАСТВОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

All In One Light



Высокоэффективная система очистки



Доказанная эффективность дезинфекции



Для путешествий



100 мл

EN All In One Light multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel. **Ingredient:** polyaminopropyl biguanide.

RU Раствор многофункциональный All In One Light.

Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотнo закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112,
г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17,
помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44,
e-mail: info@coopervision.com.ru

**Дата производства и дата истечения срока годности
указаны на упаковке.**



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

STERILE A



4° C

30° C



LOT

EXP

EN All In One Light multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel.

Precautions:

- Discard bottle three months after opening.
- Use before expiration date printed on the carton and bottle.
- Do not use if the tamper evident ring is broken.
- Always discard solution from lens case after each use.
- Keep the bottle tightly closed when not in use.
- Keep out of reach of children.
- Do not use the solution with individual intolerance to its components.

Ingredient: polyaminopropyl biguanide.

Инструкция см. на внутренней стороне картонной упаковки и на сайте www.coopervisions.ru

CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4BF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационный удостоверение
№ ФСЗ 2012/11862 от 30.03.2012 г.

STERILE A



5 054094 868874

MADE IN
UK



CooperVision

РАСТВОР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

All In One
Light



Высокоэффективная система
очистки.



Доказанная эффективность
дезинфекции

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

60 мл



XXXXXX
XXXXXX

MADE IN
UK

All In One
Light



CooperVision

MULTIPURPOSE
SOLUTION

All In One
Light



Effective cleaner demonstrating
low levels of deposition



Proven disinfecting efficacy

NOT FOR SALE

60 ml

RU Раствор многофункциональный All In One Light.

Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Хранение
- Смазывание
- Удаление белковых отложений
- Дезинфекция
- Увлажнение
- Промывание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент:
полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:
ООО «ЮлтерВижн РУС», Российская
Федерация, 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 6,
строение 2, этаж 17, помещение 1,
комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44,
e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения
срока годности указаны на
упаковке.

Упаковка содержит: флакон с
раствором объемом 60 мл, контейнер
для хранения линз с покрытием с
ионами серебра.

MADE IN
UK



РАСТВОР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

All In One Light



Высокоэффективная система очистки



Доказанная эффективность дезинфекции

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

60 мл

EN All In One Light multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel. **Ingredient:** polyaminopropyl biguanide.

RU Раствор многофункциональный All In One Light.

Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.




CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/1 1682 от XX.XX.XXXX года



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru

STERILE A




XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX



ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU  **Набор вторичной упаковки Раствора многофункционального All In One Light, упаковка 3x360 мл**



iWear



easybalance

доказанная эффективность дезинфекции

высокоэффективная система очистки

360 мл

EN iWear easybalance multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel.

Ingredient: polyaminopropyl biguanide

RU Раствор многофункциональный iWear easybalance. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «КуперВижн РУС»,
Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6,
строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44,
e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



CooperVision Manufacturing Limited
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11645 от XX.XX.XXXX года



Инструкцию см. на внутреннем
сторону картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru

STERILE A

PG 4°C

30°C



LOT

EXP




XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX



Макет вторичной упаковки Раствора многофункционального iWear easybalance, флакон объемом 250 мл

iWear



easybalance

доказанная эффективность дезинфекции

высокоэффективная система очистки

250 мл

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального iWear easybalance, флакон объемом 250 мл – передний лейбл

E1 iWear easybalance multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel.
Ingredient: polyaminopropyl biguanide

RU Раствор многофункциональный iWear easybalance. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования
- Храните раствор в недоступном для детей месте
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов

Основной компонент: 3-диаминопропил бигуанид

Уполномоченный представитель производителя и

РФ: ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6.

строение 2, на ж 17 помещение 1, комната 1/0/а,
кв. 11, 200, 300, 13, 44, в 1990 году

tel: 8 800 200 77-44, e-mail: info@cooperation.com.ru
www.cooperation.com.ru

Дата производства и
указаны на упаковке.



STERILE	A
---------	---



5 || 0 5 4 0 9 4 || 8 6 6 1 6 0 || >

XXXXXXX

XXXXXX


107

EX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального iWear easybalance, флакон объемом 250 мл – задний лейбл



iWear



easybalance

высокоэффективная система очистки
доказанная эффективность дезинфекции
для путешествий
100 мл

EN

iWear easybalance multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel.

Ingredient: polyaminopropyl biguanide.

RU

Раствор многофункциональный iWear easybalance.

Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Хранение
- Смазывание
- Удаление белковых отложений
- Дезинфекция
- Увлажнение
- Промывание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112,
г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17,
помещение I, комната 1707а, тел: 8-800-200-77-44,
e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности
указаны на упаковке.



CooperVision Manufacturing Limited
South Court, Limerick, Ireland, phone:
5031480-116

Деловое Взаимодействие Бизнес-Партнер
Регистрационное удостоверение
№ ФЛ 7012-11602-11-00-000000-00




Инструкция: www.coopervision.ru
Страница картонной упаковки
и на сайте www.coopervision.ru



XXXXXXX
XXXXXXXXXX



iWear



easybalance

высокоэффективная система очистки
доказанная эффективность дезинфекции

60 мл
не для продажи

EN iWear easybalance multipurpose solution. For use with all contact lenses including silicone hydrogel.

Ingredient: polyaminopropyl biguanide

RU Раствор многофункциональный iWear easybalance.

Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС» Российская Федерация, 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение 1,
комната 1707а, тел. 8-800-200-77-44, e-mail: info@cooper vision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.




CooperVision Manufacturing Limited
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4BS, UK

Сделано из единичного использования
Регистрационное удостоверение
№ФСР.2.01.2.17682 от 13.06.2016 года



Инструкция см. на внутренней
стороне картонной упаковки
или на сайте www.cooper vision.ru



XXXXXXX
XXXXXXXXXX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального iWear easybalance, флакон объемом 60 мл

ADZOR.RU
иванет вторичной упаковки Раствора многофункционального iWear easybalance, упаковка 3x100 мл



Макет вторичной упаковки Раствора многофункционального Delta, флакон объемом 100 мл

MADE IN
UK



CooperVision®

Delta

EN Delta. For use with all contact lenses including silicone hydrogel.
Ingredient: polyaminopropyl biguanide.

RU Раствор многофункциональный Delta.

Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Удаление белковых отложений
- Хранение
- Увлажнение
- Смазывание
- Промывание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: полиаминопропил бигуанид.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112,
г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17,
помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44,
e-mail: info@coopervision.com.ru


**Дата производства и дата истечения срока годности
указаны на упаковке.**

 CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru

STERILE A



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

100 мл

Макет лейбла первичной упаковки Раствора многофункционального Delta, флакон объемом 100 мл



MADE IN
UK



Daily Cleaner

НЕ ЗАКАПЫВАТЬ В ГЛАЗА

Специально разработан для **жестких**
газопроницаемых контактных линз

20 мл

EN Daily Cleaner. Specifically formulated for rigid gas permeable contact lenses. **Ingredient:** amphoteric and anionic surfactant blend.

RU Раствор многофункциональный Daily Cleaner.

Предназначен для ухода за жесткими газопроницаемыми контактными линзами.

Основные функции:

- Очистка
- Первичное промывание

Меры предосторожности:

- Не закапывайте раствор в глаза.
- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Плотнo закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не храните раствор в холодильнике.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: смесь анионных и амфотерного ПАВ.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I,
комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.

 CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK

Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX
года.

 Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX



Макет вторичной упаковки Раствора многофункционального Daily Cleaner, флакон объемом 20 мл



Обновленный макет вторичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 360 мл в первом варианте дизайна упаковки.

MADE IN
UK*



РАСТВОР ПЕРОКСИДНЫЙ

Refine One Step



Без консервантов



Для всех типов
контактных линз



360 мл

EN Preservative-free peroxide solution Refine One Step. For use with all contact lenses.
Ingredient: hydrogen peroxide.

RU Раствор пероксидный Refine One Step. Без консервантов. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Удаление белковых отложений
- Хранение
- Промывание

ВАЖНО! Перед началом использования раствора необходимо ознакомиться с инструкцией по применению на оборотной стороне картонной упаковки или на сайте www.coopervision.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

! Не закапывайте раствор в глаза.

! Не промывайте линзы раствором перед их надеванием.

! Используйте только контейнер, имеющий нейтрализующий диск с платиновым покрытием.

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Плотнo закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз с периодичностью, рекомендованной специалистом. Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 31 использования или 1 месяца ежедневного использования.
- В период нейтрализации держите контейнер в вертикальном положении, не встряхивая его, в безопасном (вдали от детей) месте.
- Выдерживайте линзы в контейнере с раствором не менее 6 часов.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: пероксид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK
*Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года.



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

STERILE A



Обновленный макет лейбла первичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 360 мл в первом варианте дизайна упаковки.



Обновленный макет вторичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 250 мл в первом варианте дизайна упаковки

MADE IN
UK



CooperVision®

РАСТВОР ПЕРОКСИДНЫЙ

Refine One Step



Без консервантов



Для всех типов
контактных линз



250 мл

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 250 мл – передний лейбл – в первом варианте дизайна упаковки

EN Preservative-free peroxide solution Refine One Step.

For use with all contact lenses.

Ingredient: hydrogen peroxide.

RU Раствор пероксидный Refine One Step.

Без консервантов. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Промывание
- Удаление белковых отложений

ВАЖНО! Перед началом использования раствора необходимо ознакомиться с инструкцией по применению на оборотной стороне картонной упаковки или на сайте www.coopervision.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

! Не закапывайте раствор в глаза.

! Не промывайте линзы раствором перед их надеванием.

! Используйте только контейнер, имеющий нейтрализующий диск с платиновым покрытием.

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз с периодичностью, рекомендованной специалистом.
- Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 31 использования или 1 месяца ежедневного использования.
- В период нейтрализации держите контейнер в вертикальном положении, не встряхивая его, в безопасном (вдали от детей) месте.
- Выдерживайте линзы в контейнере с раствором не менее 6 часов.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: пероксид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



Инструкцию см. на внутренней стороне картонной упаковки и на сайте www.coopervision.ru




CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK

* Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 1212/11682 от XX.XX.XXXX года.



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Not to be Printed



Обновленный макет лейбла первичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 250 мл – задний лейбл – в первом варианте дизайна упаковки

000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU эричной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 100 мл в первом варианте дизайна упаковки

MADE IN
UK*



РАСТВОР ПЕРОКСИДНЫЙ

Refine One Step



Без консервантов



Для всех типов
контактных линз



Для путешествий



100 мл

EN Preservative-free peroxide solution Refine One Step.
For use with all contact lenses. **Ingredient:** hydrogen peroxide.

RU Раствор пероксидный Refine One Step.

Без консервантов. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Промывание
- Удаление белковых отложений

ВАЖНО! Перед началом использования раствора необходимо ознакомиться с инструкцией по применению на оборотной стороне картонной упаковки или на сайте www.coopervision.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

! Не закапывайте раствор в глаза.

! Не промывайте линзы раствором перед их надеванием.

! Используйте только контейнер, имеющий нейтрализующий диск с платиновым покрытием.

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз с периодичностью, рекомендованной специалистом. Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 31 использования или 1 месяца ежедневного использования.
- В период нейтрализации держите контейнер в вертикальном положении, не встряхивая его, в безопасном (вдали от детей) месте.
- Выдерживайте линзы в контейнере с раствором не менее 6 часов.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: пероксид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение 1, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK
*Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года.



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте www.coopervision.ru



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

STERILE A



LOT

EXP



Обновленный макет лейбла первичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 100 мл в первом варианте дизайна упаковки



MADE IN
UK



РАСТВОР ПЕРОКСИДНЫЙ

Refine One Step



Без консервантов



Для всех типов
контактных линз

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

60 мл

EN Preservative-free peroxide solution Refine One Step. For use with all contact lenses.

Ingredient: hydrogen peroxide.

RU Раствор пероксидный Refine One Step.

Без консервантов. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

• Очистка • Дезинфекция • Хранение • Промывание • Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

! Не закапывайте раствор в глаза.

! Не промывайте линзы раствором перед их надеванием.

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Используйте только контейнер, имеющий нейтрализующий диск с платиновым покрытием.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз с периодичностью, рекомендованной специалистом. Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 31 использования или 1 месяца ежедневного использования.
- В период нейтрализации держите контейнер в вертикальном положении, не встряхивая его, в безопасном (вдали от детей) месте.
- Выдерживайте линзы в контейнере с раствором не менее 6 часов.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: пероксид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а,
тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru


Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года.



Инструкцию см. на внутренней
стороне картонной упаковки и
на сайте: www.coopervision.ru



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX


STERILE A



Макет лейбла первичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 60 мл







Обновленный макет вторичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 360 мл во втором варианте дизайна упаковки.

Раствор пероксидный *

Одноэтапная очистка,
дезинфекция и хранение

Для всех типов контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

Не содержит консервантов

CooperVision®

360 мл

Перед использованием внимательно изучите
инструкцию по применению

Раствор пероксидный * предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Промывание
- Удаление белковых отложений

ВАЖНО! Перед началом использования раствора необходимо ознакомиться с инструкцией по применению на оборотной стороне картонной упаковки или на сайте www.coopervision.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- ! Не закапывайте раствор в глаза.
- ! Не промывайте линзы раствором перед их надеванием.
- ! Используйте только контейнер, имеющий нейтрализующий диск с платиновым покрытием.

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз с периодичностью, рекомендованной специалистом. Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 31 использования или 1 месяца ежедневного использования.
- В период нейтрализации держите контейнер в вертикальном положении, не встряхивая его, в безопасном (вдали от детей) месте.
- Выдерживайте линзы в контейнере с раствором не менее 6 часов.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: пероксид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I,
комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года.

*Наименование продукта в соответствии с РУ: «Раствор пероксидный Refine One Step».

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.

CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

STERILE A



THIS BOX DOES
NOT PRINT



Обновленный макет лейбла первичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 360 мл во втором варианте дизайна упаковки.



Обновленный макет вторичной упаковки Раствора перексидного Refine One Step, флакон объемом 250 мл
во втором варианте дизайна упаковки

Раствор пероксидный*

Одноэтапная очистка,
дезинфекция и хранение

Для всех типов контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

Не содержит консервантов

CooperVision®

250 мл

Перед использованием внимательно
изучите инструкцию по применению

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Раствор пероксидный* предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Промывание
- Удаление белковых отложений

ВАЖНО! Перед началом использования раствора необходимо ознакомиться с инструкцией по применению на оборотной стороне картонной упаковки или на сайте www.coopervision.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

! Не закапывайте раствор в глаза.

! Не промывайте линзы раствором перед их надеванием.

! Используйте только контейнер, имеющий нейтрализующий диск с платиновым покрытием.

• Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.

• Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.

• Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.

• Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.

• Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.

• Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз с периодичностью, рекомендованной специалистом.

Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 31 использования или 1 месяца ежедневного использования.

• В период нейтрализации держите контейнер в вертикальном положении, не встряхивая его, в безопасном (вдали от детей) месте.

• Выдерживайте линзы в контейнере с раствором не менее 6 часов.

• Храните раствор в недоступном для детей месте.

• Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: перексид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «Купервижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@coopervision.com.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX

*Наименование продукта в соответствии с РУ: «Раствор пероксидный Refine One Step».

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.

CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве

STERILE A



25°C



5 054094 867877

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



LOT

EXP

Not to be Printed

FPO

Макеты лейблов первичной упаковки Раствора пероксидного Refine One Step, флакон объемом 250 мл – передний и задний лейблы – во втором варианте дизайна упаковки

Упаковка содержит: флакон с раствором 100 мл, контейнер для контактных линз с нейтрализующим диском с платиновым покрытием.

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.

Основной компонент: пероксид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17, помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44, e-mail: info@cooperlens.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года.

*Наименование продукта в соответствии с РУ: «Раствор пероксидный Refine One Step».

Инструкцию см. на внутренней стороне картонной упаковки

CooperVision Manufacturing Limited, South Point, Hamble, Southampton, SO31 4SF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве

STERILE A



5 054094 867884

Раствор пероксидный*

Одноэтапная очистка, дезинфекция и хранение

Для всех типов контактных линз, включая силикон-гидрогелевые

Не содержит консервантов

CooperVision®

100 мл

Перед использованием внимательно изучите инструкцию по применению



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Раствор пероксидный* предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

ВАЖНО! Перед началом использования раствора необходимо ознакомиться с инструкцией по применению на оборотной стороне картонной упаковки или на сайте www.cooperlens.ru.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не закрывайте раствор в глаза.

Не промывайте линзы раствором

перед их удалением.

Используйте только контейнер,

имеющий нейтрализующий диск с

платиновым покрытием.

• Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.

• Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.

• Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.

• Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.

• Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.

• Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз с периодичностью, рекомендованной специалистом. Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 31

использования или 3 месяца ежедневного использования.

• В период нейтрализации держите контейнер в вертикальном

положении, не встряхивая его, в безопасном (далеко от детей) месте.

• Выдерживайте линзы в контейнере с раствором не менее 6 часов.

• Храните раствор в недоступном для детей месте.

• Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Раствор пероксидный*

Одноэтапная очистка, дезинфекция и хранение

Для всех типов контактных линз, включая силикон-гидрогелевые

Не содержит консервантов

CooperVision®

100 мл

Перед использованием внимательно изучите инструкцию по применению

Раствор пероксидный *

Одноэтапная очистка,
дезинфекция и хранение

Для всех типов контактных линз,
включая силикон-гидрогелевые

Не содержит консервантов

CooperVision®

100 мл

Перед использованием внимательно изучите
инструкцию по применению

Раствор пероксидный* предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

- Очистка
- Дезинфекция
- Хранение
- Промывание
- Удаление белковых отложений

ВАЖНО! Перед началом использования раствора необходимо ознакомиться с инструкцией по применению на оборотной стороне картонной упаковки или на сайте www.coopervision.ru.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- ! Не закапывайте раствор в глаза.
- ! Не промывайте линзы раствором перед их надеванием.
- ! Используйте только контейнер, имеющий нейтрализующий диск с платиновым покрытием.

- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пломба флакона повреждена.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствора после каждого использования.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз с периодичностью, рекомендованной специалистом. Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 31 использования или 1 месяца ежедневного использования.
- В период нейтрализации держите контейнер в вертикальном положении, не встряхивая его, в безопасном (вдали от детей) месте.
- Выдерживайте линзы в контейнере с раствором не менее 6 часов.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: пероксид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 17,
помещение I, комната 1707а, тел.: 8-800-200-77-44,

e-mail: info@coopervision.com.ru


Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2012/11682 от XX.XX.XXXX года.

*Наименование продукта в соответствии с РУ: «Раствор пероксидный Refine One Step».

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.

 CooperVision Manufacturing Limited,
South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK
Сделано в Соединенном Королевстве
www.coopervision.com

STERILE A




XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX



 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

iWear



simplesept

раствор пероксидный без консервантов
для всех типов контактных линз
360 мл

EN Preservative-free peroxide solution iWear simplesept. For use with all contact lenses.
Ingredient: hydrogen peroxide

RU Раствор пероксидный iWear simplesept. Без консервантов. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

- Очищение
- Хранение
- Удаление белковых отложений
- Дезинфекция
- Промывание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- ! Не закапывайте раствор в глаза.
- ! Не промывайте линзы раствором перед их надеванием.
- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор, если защитная пленка флакона повреждена.
- Плотно закрывайте крышку флакона раствором после каждого использования.
- Используйте только контейнер, имеющий нейтральную или щелочную среду.
- Выливайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.
- Очищайте, промывайте и заменяйте контейнер для хранения линз периодически так, как рекомендует специалист. Рекомендуется утилизировать контейнер для хранения линз после 3х использования или 1 месяца ежедневного использования.
- В период нейтрализации держите контейнер в вертикальном положении, не встряхивая его, и не позволяйте детям играть с ним.
- Водерживайте флакон и контейнер в недоступном для детей месте.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор при индивидуальной непереносимости его компонентов.

Основной компонент: перексид водорода

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «КуперВижн РУС», Российская Федерация, 123112 г. Москва, Пресненская набережная, дом 1, стр. 12, пом. 10-11, комната 1017, тел. 8 800 200 77 44.
e-mail: info@kuper-vision.ru

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



Производитель: ООО «КуперВижн РУС»
г. Москва, Пресненская набережная, дом 1, стр. 12, пом. 10-11, комната 1017
Тел: 8 800 200 77 44
e-mail: info@kuper-vision.ru



Дистрибуция: ООО «Визн»
г. Москва, Пресненская набережная, дом 1, стр. 12, пом. 10-11, комната 1017
Тел: 8 800 200 77 44
e-mail: info@kuper-vision.ru



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

STERILE A




25 °C



LOT
EXP

Макет лейбла первичной упаковки Раствора пероксидного iWear simplesept, флакон объемом 360 мл

iWear



simplesept

раствор пероксидный без консервантов

для всех типов контактных линз

250 мл


XXXXXXX
XXXXXXXXXX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора пероксидного iWear simplesept, флакон объемом 250 мл — передний лейбл



Макет вторичной упаковки Раствора пероксидного iWear simplesept, флакон объемом 100 мл

iWear



simplesept

раствор пероксидный без консервантов

для всех типов контактных линз

100 мл

EN

Preservative free solution iWear simplesept. Hydrogen peroxide solution with all antiseptic properties.

RU

Раствор пероксидный iWear simplesept. Без консервантов. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

- Обработка
- Дезинфекция
- Хранение
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

! Не закапывайте раствор в глаза.

! Не промывайте линзы раствором перед их надеванием.

• Не используйте раствор для лечения. Не используйте в закрытой флаконе.

• Не используйте раствор для хранения линз под давлением (используйте только для обработки).

• Не используйте раствор для хранения линз в закрытой флаконе без вентиляции.

• Препараты, содержащие краску, для линз, растворяются в закрытой флаконе.

• Не используйте раствор для хранения линз, содержащих препараты для лечения.

• Выбрасывайте раствор из контейнера для линз после каждого использования.

• Выбрасывайте, промывайте или заменяйте контейнер для хранения линз.

• При использовании контейнера для хранения линз, рекомендуется использовать только контейнер для хранения линз после 30 дней использования.

! Не используйте раствор для хранения линз.

• При использовании для хранения линз, контейнер в закрытом состоянии должен быть закрыт.

• При использовании для хранения линз, контейнер должен быть закрыт.

• Не используйте раствор для хранения линз для детей.

• Не используйте раствор для хранения линз для детей.

• Не используйте раствор для хранения линз для детей.

• Не используйте.

Основной компонент: пероксид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЕврОптика-ГП.

Российская Федерация, 127153, Москва, Пресненская набережная, дом 5.

Сторонние лица не должны использовать раствор для хранения линз.

Сторонние лица не должны использовать раствор для хранения линз.

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.




Евросеть оптики (Евросеть оптики)
127153, Москва, Пресненская набережная, дом 5
Тел: +7 (495) 100-1000

Дополнительная информация:
Информация о продукте и о компании
Можно найти на сайте: www.eurooptika.ru



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Минздрав России
Минздрав России
Минздрав России

Дополнительная информация:
Информация о продукте и о компании
Можно найти на сайте: www.eurooptika.ru




XXXXXXX
XXXXXXXXXX





iWear



simplesept

раствор пероксидный без консервантов

для всех типов контактных линз

60 мл

не для продажи

EN Preservative-free peroxide solution iWear simplesept. Immerse with all contact lenses.
Ingredient: hydrogen peroxide

RU Раствор пероксидный iWear simplesept. Без консервантов. Предназначен для ухода за всеми типами контактных линз.

Основные функции:

- Очищение
- Дезинфекция
- Хранение
- Промывание
- Удаление белковых отложений

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не касайтесь раствором глаза.
- Не применяйте линзы раствором перед их надеванием.
- Не используйте раствор по истечении 3 месяцев после вскрытия флакона.
- Не используйте раствор после истечения срока годности, указанного на флаконе.
- Не используйте раствор в качестве защитной пленки флакона после его открытия.
- Промойте раствором крышку флакона раствором после каждого использования.
- Не используйте пероксидный раствор для хранения контактных линз после их использования.
- Используйте раствор для контактных линз только для ежедневного использования.
- Закрыйте, промойте и замените контейнер для хранения линз периодически, но не реже, чем один раз в неделю. Рекомендуется использовать контейнер для хранения линз после каждого использования или 1 месяц использования, в зависимости от использования.
- В период использования держите контейнер в вертикальном положении, не пережимая его и не позволяя ему опустошиться до дна.
- Выдерживайте линзы в контейнере с раствором не менее 6 часов.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор, если вы обнаружили изменение цвета или запаха.

Основной компонент: пероксид водорода.

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Бирюжинский» (Россия, Московская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6 (с/фасад 2, этаж 12, помещение 1, комната 1702), тел. 8 (495) 600 22 44, e-mail: info@biruzhinskiy.ru, сайт: www.biruzhinskiy.ru).

Дата производства и дата истечения срока годности указаны на упаковке.



ООО «Бирюжинский» (ООО «Бирюжинский»)
125008, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6 (с/фасад 2, этаж 12, помещение 1, комната 1702)
Тел. 8 (495) 600 22 44, e-mail: info@biruzhinskiy.ru, сайт: www.biruzhinskiy.ru



Идеи, продукты, решения, технологии
в сфере здравоохранения
и фармацевтики
www.biruzhinskiy.ru



STERILE A



LOT

EXP



XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Макет лейбла первичной упаковки Раствора пероксидного iWear simplesept, флакон объемом 60 мл





Макет вторичной упаковки Раствора пероксидного iWear simplesept, упаковка 3x360 мл

Учитаем возможным распространить изображения изделия в потребительской упаковке (лицевая сторона упаковки и задняя сторона упаковки) на все варианты исполнения медицинского изделия:

Растворы для ухода за контактными линзами, варианты исполнения:

1. Растворы многофункциональные:

- Nu-Care, в составе: флакон объемом 60 мл или 100 мл или 250 мл или 360 мл или 3х100 мл или 3х360 мл с контейнером для хранения линз с покрытием с ионами серебра или без контейнера для хранения линз.
- iWear multiclean plus, в составе: флакон объемом 60 мл или 100 мл или 250 мл или 360 мл или 3х100 мл или 3х360 мл с контейнером для хранения линз с покрытием с ионами серебра или без контейнера для хранения линз.
- All In One Light, в составе: флакон объемом 60 мл или 100 мл или 250 мл или 360 мл или 3х100 мл или 3х360 мл с контейнером для хранения линз с покрытием с ионами серебра или без контейнера для хранения линз.
- iWear easybalance, в составе: флакон объемом 60 мл или 100 мл или 250 мл или 360 мл или 3х100 мл или 3х360 мл с контейнером для хранения линз с покрытием с ионами серебра или без контейнера для хранения линз.
- Delta, в составе: флакон объемом 100 мл.
- Daily Cleaner, в составе: флакон объемом 20 мл.

2. Средство увлажняющее Comfort Drops, в составе: флакон объемом 20 мл.

3. Растворы пероксидные:

- Refine One Step, в составе: флакон объемом 60 мл или 100 мл или 250 мл или 360 мл или 3х100 мл или 3х360 мл с контейнером для хранения линз с нейтрализующим диском с платиновым покрытием или без контейнера для хранения линз.
- iWear simplesept, в составе: флакон объемом 60 мл или 100 мл или 250 мл или 360 мл или 3х100 мл или 3х360 мл с контейнером для хранения линз с нейтрализующим диском с платиновым покрытием или без контейнера для хранения линз.

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 36 листа(ов)
(двухстороннее)

Специалист по регуляторным вопросам
ООО "КуперВижн РУС"

Эльбикова В.А.

