

KRISTI

ООО «КРИСТИ КОСМЕТИКС»

Общество с ограниченной ответственностью
«КРИСТИ КОСМЕТИКС»

ОГРН 1197746206723,
ИНН/КПП 9725005531/772501001
Расчетный счет № 40702810238000139928
в ПАО Сбербанк г. Москва
Корр./счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Юридический адрес: 115191,
г. Москва, ул. Серпуховский вал,
д. 21, корпус 4, пом. XXXIII
Тел.: 8 (495) 909-13-01
info@kristi.pro

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

**«Имплантат биodeградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции
дефектов кожи NIMFIA, в вариантах исполнения»**

Генеральный директор ООО «КРИСТИ КОСМЕТИКС»

А.В. Пичкалев



Имплантат биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи NIMFIA
Вариант исполнения NIMFIA fine



Фото 2 Предварительно заполненный шприц объемом 1 мл со стерильным гелем 1,0 мл –
1 шт., упакованный в блистер.

Имплантат биodeградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи NIMFIA
Вариант исполнения NIMFIA fine



Фото 3. Игла стерильная однократного применения 30G (0,3x13мм) ETW – 2 шт.

Шприц объемом 1 мл со стерильным гелем 1,0 мл – 1 шт.
Игла стерильная однократного применения 30G (0,3x13мм) ETW – 2 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
Самоклеящаяся этикетка – 2 шт.

KRISTI

ООО «КРИСТИ КОСМЕТИКС»

Общество с ограниченной ответственностью
«КРИСТИ КОСМЕТИКС»

Имплантат биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи NIMFIA
Вариант исполнения NIMFIA derm




Фото 1. Внешний вид изделия в сборе, упакованный в картонную коробку

Имплантат биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов
кожи NIMFIA

Вариант исполнения NIMFIA derm



Фото 2 Предварительно заполненный шприц, упакованный в блистер.

Имплантат биodeградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи NIMFIA
Вариант исполнения NIMFIA derm



Фото 3 Игла стерильная однократного применения 27G (0,4x13мм) TW – 2 шт. Канюля
стерильная 23G (0,6x50мм) TW – 1 шт

Имплантат биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи NIMFIA
Вариант исполнения NIMFIA derm



Фото 4 – Комплектация:

Шприц объемом 1 мл со стерильным гелем 1,0 мл – 1 шт.
Игла стерильная однократного применения 27G (0,4x13мм) TW – 2 шт.
Канюля стерильная 23G (0,6x50мм) TW – 1 шт Инструкция по
применению – 1 шт. Самоклеящаяся этикетка – 2 шт.


Имплантат биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи NIMFIA
Вариант исполнения NIMFIA volume

NIMFIA

HYALURONIC ACID FILLER

1 ml x 1 EA

volume



ОПИСАНИЕ

Имплантат биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи NIMFIA. Вариант исполнения: NIMFIA volume, в составе: шприц объемом 1 мл со стерильным гелем 1,0 мл - 1 шт., игла стерильная однократного применения 25G (0,5x13мм) TW - 2 шт., канюля стерильная 21G (0,8x50мм) TW - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт., самоклеящаяся этикетка - 2 шт.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

СОСТАВ/INGREDIENTS

Поперечно-сшитый гиалуронат натрия / Cross-linked sodium hyaluronate 20 mg/ml
Фосфатный буфер солевого раствора pH 7 / Phosphate buffered saline, pH 7 q.s.

БюоПлюс Ко, Лтд, (BioPlus Co., Ltd.)

14, улица Сажимактал-ро 45 беон-гил, район Джунгван-гу, город Сеонгнам-си, регион Гyeonggi-do, Республика Корея / 14, Sajimakgol-ro 45 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Republic of Korea.

Место производства:

Завод 1: Поньшэнь #271, Мигун Техно Ворлд 2, 182, улица Техно 2-ро, район Юсеон-гу, Дaejeon, 34025, Республика Корея / Plant 1: #271, Migun Techno World 2, 182, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34025, Republic of Korea.

Завод 2: Помещение 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 1201, 1202, 1205, 14, улица Сажимактал-ро 45 беон-гил, район Джунгван-гу, город Сеонгнам-си, регион Гyeonggi-do, Республика Корея / Plant 2: A-#901, #902, #903, #904, #905, #906, #907, #1201, #1202, #1205, 14, Sajimakgol-ro, 45beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

DESCRIPTION

Biodegradable hyaluronic acid implant for the correction of skin defects NIMFIA. Version: NIMFIA volume. Each box contains: 1 ml syringe with 1.0 ml sterile gel - 1 pc., sterile single-use needle 25G (0.5x13mm) - 2 pcs., sterile cannula 21G (0.8x50mm) - 1 pcs., instruction for use - 1 pc., self-adhesive label - 2 pcs.

Read the instruction carefully before use.

Хранить при температуре от +1°C до +25°C в сухом месте, в оригинальной упаковке, защищать от воздействия света и влаги. Перед использованием убедиться в целостности упаковки! Избегать механических ударов. Срок годности - 30 месяцев.

Уполномоченный представитель производителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРИСТИ КОСМЕТИКС»
Россия, 115191, г. Москва, ул. Серпуховский Вал, дом 21 корпус 4, помещение 30001
тел.: +7 (495) 909-13-01, e-mail: info@kristi.pro

РУ РЗН XXXX/XXXX от XXXX/XXXX




Фото 1. Внешний вид изделия в сборе, упакованный в картонную коробку

Вариант исполнения NIMFIA volume



Имплантат биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи NIMFIA
Вариант исполнения NIMFIA volume



Фото 3. Игла стерильная однократного применения 25G (0,5x13мм) TW – 2 шт. Канюля стерильная 21G (0,8x50мм) TW – 1 шт

Имплантат биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи NIMFIA
Вариант исполнения NIMFIA volume




Фото 4. Комплектация:

Шприц объемом 1 мл со стерильным гелем 1,0 мл – 1 шт.

Игла стерильная однократного применения 25G (0,5x13мм) TW – 2 шт.

Канюля стерильная 21G (0,8x50мм) TW – 1 шт

Инструкция по применению – 1 шт.

Самоклеяющаяся этикетка – 2 шт

Всего прошито и скреплено
печатей 13 листов.

Ген. директор *Дмитрий*



Павлов АВ