

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РУМЭКС Медикал»



Н.В. Макарова

«29» июня 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Набор офтальмологический в вариантах исполнения: AquaFree Ultra-SOFT Clear, AquaFree Ultra-SOFT Clear Preloaded, Hydro-SOFT Clear, Hydro-SOFT Yellow, Hydro-SOFT-4 Yellow, Hydro-SOFT-4 Clear, Hydro-SOFT Multi Preloaded, Hydro-SOFT Toric Preloaded, Hydro-SOFT Trifocal Preloaded

Набор офтальмологический в варианте исполнения AquaFree Ultra-SOFT Clear

Потребительская упаковка:



REF AquaFree Ultra-SOFT Clear +22.0D

Sterile Hydrophobic Aspheric Foldable IOL



2020-10-05



2025-10-04



SEK278A



2026A025FBCASCNP

Model: AFUSCR

A Constant: 117.8

AC Depth: 4.85

Angle: 0 deg

Optic DIA: 6.0 mm

Overall DIA: 13.0 mm

Posterior chamber

Набор офтальмологический
AquaFree™ Ultra-SOFT Clear

Состав:

1. Интраокулярная линза AquaFree™ Ultra-SOFT Clear в держателе с фиксатором – 1 шт.
2. Идентификационная карточка пациента – 1 шт.
3. Информационные наклейки – 10 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

STERILE EO



Press Open

Contains
no Latex



RUMEX INTERNATIONAL LTD

311 Shoreham Street, Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK

E-mail: info@rumexinternational.ltd.uk

www.rumexinternational.ltd.uk



Страна происхождения: США

Производитель: «Румекс Интернешннал Лтд», Великобритания

Rumex International LTD, 311 Shoreham street, Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РУМЭКС Медикал» 123592, г. Москва, ул. Кулскава, д. 20, стр. 16, пом. IV, комн. 15-17, 33. Тел: +7 (495) 966-09-15


Регистрационное удостоверение № _____ от _____ 20__ года.

Условия хранения: хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5 °C до 45 °C

Дата изготовления/Номер партии/Артикул/

Срок годности – см. на упаковке.

Стерильно, для одноразового использования.



Карточка пациента:

Карточка пациента

AquaFree™
Ultra-SOFT Clear

 RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham Street,
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
Tel: 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Имя пациента _____

Дата имплантации _____

Имя хирурга _____ № мед. карты _____


Глаз R L

T 13 мм


Ø_B 6 мм

Информационная наклейка

Информационные наклейки:



Индивидуальная упаковка:



Интраокулярная линза AquaFree Ultra-SOFT Clear в держателе с фиксатором:




Инструкция по применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор офтальмологический в вариантах исполнения: AquaFree Ultra-SOFT
Clear, AquaFree Ultra-SOFT Clear Preloaded

Набор офтальмологический в варианте исполнения AquaFree Ultra-SOFT Clear Preloaded

Потребительская упаковка:






Индивидуальная упаковка:



Интраокулярная линза AquaFree Ultra-SOFT Clear, предустановленная в картридж с инжектором:



Карточка пациента:



Карточка пациента	
AquaFree™ Ultra-SOFT Clear <i>P l d d</i>	
	RUMEX INTERNATIONAL LTD 311 Shoreham Street, Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK Tel: 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk www.rumexinternational.ltd.uk
Имя пациента _____	
Дата имплантации _____	
Имя хирурга _____	№ мед. карты _____
Глаз R L	Информационная наклейка
Т 13 мм	
Ø _B 6 мм	

[illegible]


Инструкция по применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор офтальмологический в вариантах исполнения: AquaFree Ultra-SOFT
Clear, AquaFree Ultra-SOFT Clear Preloaded

Набор офтальмологический в варианте исполнения Hydro-SOFT Clear



Карточка пациента:



Карточка пациента
Hydro
SOFT *Clear*



RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham Street,
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
Tel. 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Имя пациента _____

Дата имплантации _____

Имя хирурга _____ № мед. карты _____

Глаз R L

Т 12,5 мм


Ø_B 6 мм

Информационная наклейка

Информационные наклейки:



Индивидуальная упаковка:



Интраокулярная линза Hydro-SOFT Clear в контейнере с жидкостью:



Инструкция по применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор офтальмологический в вариантах исполнения: Hydro-SOFT Clear, Hydro-SOFT Yellow, Hydro-SOFT-4 Yellow, Hydro-SOFT-4 Clear

REF **Hydro-SOFT Yellow** **+21.5D**

Sterile Hydrophilic Aspheric Foldable IOL

 **2020-06-12**

 **2023-06-11**

LOT **SSK163A**

SN **P142K022A01**

Model: HSYL
A Constant: 118.2
AC Depth: 5.08

Angle: 5 deg
Optic DIA: 6.0 mm

Overall DIA: 12.5 mm

Posterior chamber

Гидрофильная
асферическая линза
Hydro-SOFT Yellow



Набор офтальмологический в варианте исполнения Hydro-SOFT Yellow
Потребительская упаковка:

Набор офтальмологический Hydro-SOFT Yellow в составе:

1. Интраокулярная линза **Hydro-SOFT Yellow** в контейнере с жидкостью – 1 шт.
2. Идентификационная карточка пациента – 1 шт.
4. Информационные наклейки – 10 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.



RUMEX INTERNATIONAL LTD

311 Shoreham Street
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
E-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Страна происхождения: США

Производитель:

«Румекс Интернешннал Лтд», Великобритания
Rumex International LTD, 311 Shoreham street,
Sheffield, South Yorkshire, S2 4FA, UK

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «РУМЭКС Медикал» 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,
стр. 16, пом. IV, комн. 15-17, 33. Тел: +7 (495) 966-09-15

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ 20__ года

Условия хранения:

хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 20 °C до 40 °C

Дата изготовления/Номер партии/Артикул/

Срок годности – см. на упаковке.

Стерильно, для одноразового использования.

STERILE EO



20°C 40°C



Стерильна до указанной даты истечения срока,
если упаковка не будет открыта или повреждена.



Hydro-
SOFT *Yellow*

12



P142K022A01



Карточка пациента:


Карточка пациента
Hydro
SOFT *Yellow*


RUMEX
INTERNATIONAL LTD

RUMEX INTERNATIONAL LTD
 311 Shoreham Street,
 Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
 Tel. 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
 www.rumexinternational.ltd.uk


Имя пациента _____
 Дата имплантации _____
 Имя хирурга _____ мед. карты _____
 Глаз R L
 Т 12,5 мм
 Ø_B 6 мм

Информационная наклейка


Информационные наклейки:



Индивидуальная упаковка:



Интраокулярная линза Hydro-SOFT Yellow в контейнере с жидкостью :



Инструкция по применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор офтальмологический в вариантах исполнения: Hydro-SOFT Clear, Hydro-SOFT Yellow, Hydro-SOFT-4 Yellow, Hydro-SOFT-4 Clear

Набор офтальмологический в варианте исполнения Hydro-SOFT-4
Yellow



Набор офтальмологический Hydro-SOFT-4 Yellow в составе:

1. Интраокулярная линза **Hydro-SOFT-4 Yellow** в контейнере с жидкостью – 1 шт.
2. Идентификационная карточка пациента – 1 шт.
4. Информационные наклейки – 10 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.



RUMEX INTERNATIONAL LTD

311 Shoreham Street
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
E-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Страна происхождения: США

Производитель:

«Румекс Интернешнал Лтд», Великобритания
Rumex International LTD, 311 Shoreham street,
Sheffield, South Yorkshire, S2 4FA, UK

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «РУМЭКС Медикал» 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,
стр. 1б, пом. IV, комн. 15-17, 33. Тел: +7 (495) 966-09-15

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ 20__ года



Условия хранения:


хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 20 °C до 40 °C

Дата изготовления/Номер партии/Артикул/

Срок годности – см. на упаковке.

Стерильно, для одноразового использования.





Карточка пациента:

 Карточка пациента
Hydro
SOFT 4 *yellow*

 **RUMEX**
INTERNATIONAL LTD

RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham Street,
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
Tel. 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Имя пациента _____

Дата имплантации _____

Имя хирурга _____ № мед. карты _____

Глаз R L

r 11 мм

$\varnothing_B$ 6 мм

Информационная наклейка

Информационные наклейки:

Hydro-SOFT-4 Yellow
HS4YL
Dioptr: +21.5D 2020-06-19
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-06-18
LOT SSK170A SN P142K051A01

Hydro-SOFT-4 Yellow
HS4YL
Dioptr: +21.5D 2020-06-19
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-06-18
LOT SSK170A SN P142K051A01

Hydro-SOFT-4 Yellow
HS4YL
Dioptr: +21.5D 2020-06-19
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-06-18
LOT SSK170A SN P142K051A01

Hydro-SOFT-4 Yellow
HS4YL
Dioptr: +21.5D 2020-06-19
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-06-18
LOT SSK170A SN P142K051A01

Hydro-SOFT-4 Yellow
HS4YL
Dioptr: +21.5D 2020-06-19
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-06-18
LOT SSK170A SN P142K051A01

Hydro-SOFT-4 Yellow
HS4YL
Dioptr: +21.5D 2020-06-19
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-06-18
LOT SSK170A SN P142K051A01

Hydro-SOFT-4 Yellow
HS4YL
Dioptr: +21.5D 2020-06-19
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-06-18
LOT SSK170A SN P142K051A01


Hydro-SOFT-4 Yellow
HS4YL
Dioptr: +21.5D 2020-06-19
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-06-18
LOT SSK170A SN P142K051A01

Hydro-SOFT-4 Yellow
HS4YL
Dioptr: +21.5D 2020-06-19
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-06-18
LOT SSK170A SN P142K051A01

Индивидуальная упаковка:



Интраокулярная линза Hydro-SOFT-4 Yellow в контейнере с
жидкостью:



Инструкция по применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор офтальмологический в вариантах исполнения: Hydro-SOFT Clear, Hydro-SOFT Yellow, Hydro-SOFT-4 Yellow, Hydro-SOFT-4 Clear

Набор офтальмологический в варианте исполнения Hydro-SOFT-4 Clear
Потребительная упаковка:



Набор офтальмологический Hydro-SOFT-4 в составе:

1. Интраокулярная линза **Hydro-SOFT-4** в контейнере с жидкостью – 1 шт.
2. Идентификационная карточка пациента – 1 шт.
4. Информационные наклейки – 10 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.



RUMEX INTERNATIONAL LTD

311 Shoreham Street
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
E-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Страна происхождения: США

Производитель:

«Румекс Интернешннал Лтд», Великобритания
Rumex International LTD, 311 Shoreham street,
Sheffield, South Yorkshire, S2 4FA, UK

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «РУМЭКС Медикал» 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,
стр. 16, пом. IV, комн. 15-17, 33. Тел: +7 (495) 966-09-15

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ 20__ года



Условия хранения:


хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 20 °C до 40 °C

Дата изготовления/Номер партии/Артикул/


Срок годности – см. на упаковке.

Стерильно, для одноразового использования.






Карточка пациента:

	Карточка пациента Hydro SOFT 4
	RUMEX INTERNATIONAL LTD 311 Shoreham Street, Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK Tel. 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk www.rumexinternational.ltd.uk
Имя пациента _____	
Дата имплантации _____	
Имя хирурга _____	№ мед. карты _____
Глаз R L	Информационная наклейка
Т 11 мм	
Ø _B 6 мм	


Информационные наклейки:



Индивидуальная упаковка:



Интраокулярная линза Hydro-SOFT-4 Clear в контейнере с жидкостью:





Инструкция по применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор офтальмологический в вариантах исполнения: Hydro-SOFT Clear, Hydro-SOFT Yellow, Hydro-SOFT-4 Yellow, Hydro-SOFT-4 Clear

Набор офтальмологический в варианте исполнения Hydro-SOFT Multi Preloaded

Потребительская упаковка:





Карточка пациента:

		Карточка пациента Hydro-SOFT Multi <i>Pro</i> <i>load</i>
	RUMEX INTERNATIONAL LTD 311 Shoreham Street, Sheffield, South Yorkshire, S24BA, UK Tel. 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk www.rumexinternational.ltd.uk	
Имя пациента _____ Дата имплантации _____ Имя хирурга _____ № мед. карты _____ Глаз R L т 11 мм Øв 6 мм Информационная наклейка		

Информационные наклейки:

Hydro-SOFT Multi
Preloaded HSMPL
Diopter: +21.0D 2020-10-05
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-10-04
LOT SSK278A SN 2028C012FLY2FQPL

Hydro-SOFT Multi
Preloaded HSMPL
Diopter: +21.0D 2020-10-05
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-10-04
LOT SSK278A SN 2026C012FLY2FQPL

Hydro-SOFT Multi
Preloaded HSMPL
Diopter: +21.0D 2020-10-05
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-10-04
LOT SSK278A SN 2023C012FLY2FQPL

Hydro-SOFT Multi
Preloaded HSMPL
Diopter: +21.0D 2020-10-05
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-10-04
LOT SSK278A SN 2026C012FLY2FQPL

Hydro-SOFT Multi
Preloaded HSMPL
Diopter: +21.0D 2020-10-05
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-10-04
LOT SSK278A SN 2026C012FLY2FQPL


Hydro-SOFT Multi
Preloaded HSMPL
Diopter: +21.0D 2020-10-05
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-10-04
LOT SSK278A SN 2026C012FLY2FQPL

Hydro-SOFT Multi
Preloaded HSMPL
Diopter: +21.0D 2020-10-05
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-10-04
LOT SSK278A SN 2026C012FLY2FQPL

Hydro-SOFT Multi
Preloaded HSMPL
Diopter: +21.0D 2020-10-05
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-10-04
LOT SSK278A SN 2026C012FLY2FQPL

Hydro-SOFT Multi
Preloaded HSMPL
Diopter: +21.0D 2020-10-05
Optic DIA: 6.0 mm
Overall DIA: 11.0 mm 2023-10-04
LOT SSK278A SN 2026C012FLY2FQPL

Индивидуальная упаковка:



Интраокулярная линза Hydro-SOFT Multi, предустановленная в картридж в контейнере с жидкостью:





Инструкция по применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор офтальмологический в вариантах исполнения: Hydro-SOFT Multi Preloaded,
Hydro-SOFT Toric Preloaded, Hydro-SOFT Trifocal Preloaded

Набор офтальмологический в варианте исполнения Hydro-SOFT Toric Preloaded





Карточка пациента:



Имя пациента _____

Дата имплантации _____

Имя хирурга _____ № мед. карты _____

Глаз R L

T 11 мм

Ø_B 6 мм

Информационная наклейка

Индивидуальная упаковка:



Интраокулярная линза Hydro-SOFT Toric, предустановленная в картридж в контейнере с жидкостью:




Инструкция по применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор офтальмологический в вариантах исполнения: Hydro-SOFT Multi Preloaded
Hydro-SOFT Toric Preloaded Hydro-SOFT Trifocal Preloaded

Набор офтальмологический в варианте исполнения Hydro-SOFT Trifocal Preloaded





Карточка пациента:

Карточка пациента

Hydro-SOFT
Trifocal Preloaded

 RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham Street,
Sheffield, South Yorkshire, S24FA, UK
Tel. 01977 799 261, e-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Имя пациента _____

Дата имплантации _____

Имя хирурга _____ № мед. карты _____


Глаз R L

Т 11 мм

Ø_B 6 мм

Информационная наклейка

Информационные наклейки:



Индивидуальная упаковка:



Интраокулярная линза Hydro-SOFT Trifocal, предустановленная в картридж в контейнере с жидкостью:



Инструкция по применению:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор офтальмологический в вариантах исполнения: Hydro-SOFT Multi Preloaded,
Hydro-SOFT Toric Preloaded, Hydro-SOFT Trifocal Preloaded

Прошито, пронумеровано

33 (тридцать три) лист (а/ов)

Скреплено печатью.

Мана

