

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Михайлов Андрей Вячеславович

Михайлов А.В.



ШАБЛОНЫ МАРКИРОВОК
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов
нестерильные по ТУ 13.95.10-002-0176223851-2020





Рисунок 1. Макет маркировки маски в коробке по 50 шт. на примере:
Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная трехслойная (плотность 60 г/м²; цвет: голубой), 50 шт/уп.



Увеличенный текст рисунка 1.

3

Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная двухслойная

20 шт

Назначение по применению: Маска предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от инфекционных заражений через дыхательные пути во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения.

Состав: нетканый материал (СМС30/СМС30).

Меры предосторожности: Маска является изделием однократного применения, повторное применение запрещено.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость материалов. Не использовать во время хирургических операций и в других медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Возможные побочные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы маски.

Применение медицинской маски:

1. Использовать не более 3-х часов. 2. Не касаться закрепленной маски. 3. Тщательно мыть руки с мылом после прикосновения к использованной маске. 4. Маска должна плотно сидеть на лице: закрывать нос и рот. 5. Предназначена только для однократного использования.

Как надевать маску: 1. Тщательно вымойте руки с мылом или используйте антисептический гель. 2. Расположите маску так, чтобы носовой фиксатор оказался сверху. 3. Зафиксируйте маску на гереносице и наденьте ушные петли.

4. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу и закрывает не только нос и рот, но и подбородок.

Как снимать маску: 1. Снимите маску за ушные петли, не дотрагиваясь до ткани. 2. Сразу утилизируйте маску.

Повторное применение запрещено. 3. Тщательно вымойте руки с мылом или используйте антисептический гель.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К МАСКЕ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВСЕ ТАКИ ДОТРОУЛИСЬ, ПРОДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ РУКИ.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при 25°C.

Условия хранения: Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +40°C, и относительной влажности 80% при 25°C.

Условия утилизации: Искользованные изделия в медицинских учреждениях подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях использованные медицинские маски должны быть собраны в отдельный пакет и утилизированы вместе с бытовым мусором. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

ТУ 13.95.10-002-0176223851-2020, РУ № _____ от XX.XX.20XXг.

Цвет: белый

Размер: 175x95 мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Дата производства: 8 июня 2020г.

Производитель: ИП Михайлов А.В., Россия, 412904, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Петровская 2г.

medsafe@bk.ru, medsafe.info



Рисунок 2. Макет маркировки для масок в пакете по 20 шт. на примере:

Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная двухслойная (плотность 60 г/м²; цвет: белый), 20 шт./уп.

Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная трехслойная

50 шт

Назначение по применению: Маска предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от инфекционных заражений через дыхательные пути во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения.

Состав: нетканый материал (СС20/СМС20/СС20).

Меры предосторожности: Маска является изделием однократного применения, повторное применение запрещено.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость материалов. Не использовать во время хирургических операций и в других медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Возможные побочные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы маски.

Применение медицинской маски:

1. Использовать не более 3-х часов. 2. Не касаться закрепленной маски. 3. Тщательно мыть руки с мылом после прикосновения к использованной маске. 4. Маска должна плотно сидеть на лице: закрывать нос и рот. 5. Предназначена только для однократного использования.

Как надевать маску: 1. Тщательно вымойте руки с мылом или используйте антисептический гель. 2. Расположите маску так, чтобы носовой фиксатор оказался сверху. 3. Зафиксируйте маску на гереносице и наденьте ушные петли.

4. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу и закрывает не только нос и рот, но и подбородок.

Как снимать маску: 1. Снимите маску за ушные петли, не дотрагиваясь до ткани. 2. Сразу утилизируйте маску.

Повторное применение запрещено. 3. Тщательно вымойте руки с мылом или используйте антисептический гель.

ЕСЛИ МАСКА СТАЛА ВЛАЖНОЙ, ЗАМЕНИТЕ ЕЕ НА НОВУЮ.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К МАСКЕ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВСЕ ТАКИ ДОТРОУЛИСЬ, ПРОДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ РУКИ.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при 25°C.

Условия хранения: Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +40°C, и относительной влажности 80% при 25°C.

Условия утилизации: Искользованные изделия в медицинских учреждениях подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. В домашних условиях использованные медицинские маски должны быть собраны в отдельный пакет и утилизированы вместе с бытовым мусором. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

ТУ 13.95.10-002-0176223851-2020, РУ № _____ от XX.XX.20XXг.

Цвет: голубой

Размер: 175x95 мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Дата производства: 8 июня 2020г.

Производитель: ИП Михайлов А.В., Россия, 412904, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Петровская 2г.

medsafe@bk.ru, medsafe.info



Рисунок 3. Макет маркировки для масок в пакете по 50 шт. на примере:

Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная трехслойная (плотность 60 г/м²; цвет: голубой), 50 шт./уп.

Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная четырехслойная 50 шт.

Назначение по применению: Маска предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от инфекционных заражений через дыхательные пути во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения.

Состав: нетканый материал (CC15/CMC20/CMC20/CC15).

Меры предосторожности: Маска является изделием однократного применения, повторное применение запрещено.

Противопоказания к применению: Индивидуальная непереносимость материалов. Не использовать во время хирургических операций и в других медицинских помещениях с аналогичными требованиями.

Возможные побочные действия: Возможна аллергическая реакция на материалы маски.

Применение медицинской маски:

1. Использовать не более 3-х часов.
2. Не касаться закрепленной маски.
3. Тщательно мыть руки с мылом после прикосновения к использованной маске.
4. Маска должна плотно сидеть на лице: закрывать нос и рот.
5. Предназначена только для одноразового использования.

Как надевать маску: 1. Тщательно вымойте руки с мылом или используйте антисептический гель. 2. Расположите маску так, чтобы носовой фиксатор оказался сверху. 3. Зафиксируйте маску на переносице и наденьте ушные петли.

Как снимать маску: 1. Снимите маску за ушные петли, не дотрагиваясь до ткани. 2. Сразу утилизируйте маску.

Повторное применение запрещено. 3. Тщательно вымойте руки с мылом или используйте антисептический гель.

Если маска стала влажной, замените ее на новую.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К МАСКЕ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЕСЛИ ВСЕ ТАКИ ДОТРОНУЛИСЬ, ПРОДЕЗИНФЕЦИРУЙТЕ РУКИ.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при 25°C.

Условия хранения: Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +40°C, и относительной влажности 80% при 25°C.

Условия утилизации: Использование изделия в медицинских учреждениях подлежит обеззараживанию и удалению как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.17.2790-10. В домашних условиях использованные медицинские маски должны быть собраны в отдельный пакет и утилизированы вместе с бытовым мусором. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

ТУ 13.95.10-002-0176223851-2020, РУ № _____ от XX.XX.20XXг.

Цвет: голубой

Размер: 175х95 мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Дата производства: 8 июня 2020г.

Производитель: ИП Михайлов А.В., Россия, 412904, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Петровская 2г.

medsafe@bk.ru, medsafe.info



Рисунок 4. Макет маркировки маски в пакете по 50 шт. на примере:
Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная четырехслойная
(плотность 70 г/м²; цвет: голубой), 50 шт/уп.

Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная четырехслойная

Состав: нетканый материал (CC15/CMC20/CMC20/CC15).

Условия хранения: Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +40°C, и относительной влажности 80% при 25°C.

Условия транспортирования: по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

ТУ 13.95.10-002-0176223851-2020, РУ № _____ от XX.XX.20XXг.

Цвет: голубой

Размер: 175х95 мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Дата производства: 8 июня 2020г.

Производитель: ИП Михайлов А.В., Россия, 412904, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Петровская 2г.

medsafe@bk.ru, medsafe.info

Количество изделий в упаковке: 50 шт.

Количество упаковочных единиц: 30 шт.

Масса брутто: 11 кг.




Рисунок 4. Макет маркировки транспортной упаковки на примере:
Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная четырехслойная
(плотность 70 г/м²; цвет: голубой)

ПРИЛОЖЕНИЕ (СПРАВОЧНОЕ)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маски медицинские одноразовые из нетканых материалов нестерильные по ТУ 13.95.10-002-0176223851-2020. Варианты исполнения:

I. Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная двухслойная (плотность 50 г/м², 60 г/м²; цвет: белый, голубой), в составе:

1. Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная двухслойная, в потребительской упаковке: в пакете по 1 шт, 3 шт, 5 шт, 10 шт, 20 шт, 30 шт, 50 шт, 100 шт или в коробке по 10 шт, 20 шт, 25 шт, 30 шт, 50 шт, 100 шт.

II. Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная трехслойная (плотность 55 г/м², 60 г/м², 65 г/м², 75 г/м²; цвет: белый, голубой), в составе:

1. Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная трехслойная, в потребительской упаковке: в пакете по 1 шт, 3 шт, 5 шт, 10 шт, 20 шт, 30 шт, 50 шт, 100 шт или в коробке по 10 шт, 20 шт, 25 шт, 30 шт, 50 шт, 100 шт.

III. Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная четырехслойная (плотность 70 г/м², 80 г/м²; цвет: белый, голубой), в составе:

1. Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная четырехслойная, в потребительской упаковке: в пакете по 1 шт, 3 шт, 5 шт, 10 шт, 20 шт, 30 шт, 50 шт, 100 шт или в коробке по 10 шт, 20 шт, 25 шт, 30 шт, 50 шт, 100 шт

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель


Михайлов Андрей Вячеславович

Михайлов А.В.





**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
И МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ**
по ТУ 13.95.10-002-0176223851-2020




Общий вид изделия (вид спереди и с обратной стороны) на примере Маска
медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная двухслойная
(плотность 50 г/м²; цвет: голубой)





Общий вид изделия (вид спереди и с обратной стороны) на примере Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная трехслойная (плотность 60 г/м², цвет: голубой)





Общий вид изделия (вид спереди и с обратной стороны) на примере Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная четырехслойная (плотность 70 г/м²; цвет: голубой).



Общий вид изделия в потребительской упаковке (пакет),
на примере Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная
двухслойная (плотность 60 г/м²; цвет: белый), 20 шт.




Общий вид изделия в потребительской упаковке (пакет),
на примере Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная
трехслойная (плотность 60 г/м², цвет: белый), 5 шт.



Общий вид изделия (вид спереди и с обратной стороны) на примере
 Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная четырехслойная
 (плотность 70 г/м²; цвет: голубой), 50 шт/уп.



Маркировка потребительской упаковки (коробка) на примере
 Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов нестерильная трехслойная
 (плотность 55 г/м², цвет: голубая), 50 шт.



Маска медицинская одноразовая из нетканых материалов истерическая четырехслойная

Состав нетканый материал (ССН/СМС30/СМС30/ССН).

Условия хранения: Хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при 25°C.

Упаковка транспортирования: по упаковке хранения 3 (СМН) по ГОСТ 15190.

ТУ 15.95.10-002-017622368-2020, РУ № _____ от 20.10.2020г.

Цвет голубой

Размер 175x95 мм

Срок годности 3 года с даты изготовления.

Дата производства 6 июня 2020г.

Производитель: ИП Митрофанов А.В., Россия, 42504, Саратовская обл., г. Волжск, ул. Патриотов 2г.

info@av.ru, mvd@av.ru

Количество изделий в упаковке: 50 шт.

Количество упаковок в единице: 30 шт.

Масса брутто: 11 кг.



Общий вид транспортной упаковки и маркировки