

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Фирма К и К»



Ю.М. Стародумов / Стародумов Ю.М./

«*14*» *декабря* 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Прибор для измерения артериального давления и частоты
пульса цифровой WS-C2**

производства компании / manufactured by the company
«Нихон Сеймицу Соки Ко., Лтд.» / Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.


2021 г.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой WS-C2. Вид спереди.





**Прибор для измерения артериального давления
и частоты пульса цифровой WS-C2. Вид сбоку.**



Элемент питания AAA×1,5В

Футляр для хранения



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

NISSEI JAPAN

WS-C2
BLOOD PRESSURE MONITOR

NISSEI
JAPAN



WS-C2
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОНОМЕТР

NISSEI
JAPAN

НИССЕИ СКАНИРОВАНИЕ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Высокочастотная система измерения вытеснила стандартные пружинные, которые считывают в среднем 2-3 измерения за одно измерение. Скорость измерения при этом увеличивается в 10 раз.

ИНДИКАТОР АНОМАЛЬНО-НЕРЕГУЛЯРНОГО ПУЛЬСА

После двух измерений, если разница между двумя измерениями превышает 10 мм рт.ст., прибор выдает сигнал тревоги и останавливает измерение.



WS-C2
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОНОМЕТР

NISSEI
JAPAN



НИССЕИ Интерьер артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой WS-C2. Срок службы - 7 лет. Гарантийный срок - 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по эксплуатации. Импортёр и эксклюзивный представитель производителя на территории РФ: ООО «Ниссей», 125015, г. Москва, ул. Фабричная, 23а, часть нежилого помещения 4Н, Тел.: (+7) 75 17 221-60-90, E-mail: info@nissai.ru, www.nissai.ru

НИССЕИ Blood pressure monitor Model: WS-C2. For wrist. Operating principle: Oscillometric method. Girth: 22.5-22.5 cm with strap. Pressure indicating range: 0-300 mmHg (Cuff Pressure). Power Supply: 1.5V x 2 AAA alkaline (LR03) type batteries. Product of Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd., Japan. WWW.NISSEI.RU



НИССЕИ Тональный цвет красной линии при измерении пульса прибором цифровой WS-C2. Измерение по запястью. Метод измерения: осцилометрический. Размер манжеты: 22.5-22.5 см. Диапазон измерения давления: 0-300 мм рт.ст. (размерная в мм). Тип аккумулятора: L50 x 2 элемента питания типа AAA (LR03). Продукт компании Ниссей (Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd., Япония). Телефон бесплатный горячей линии: 8-800-200-00-57 WWW.NISSEI.RU

НИССЕИ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой WS-C2. Измерение по запястью. Метод измерения: осцилометрический. Размер манжеты: 22.5-22.5 см. Диапазон измерения давления: 0-300 мм рт.ст. (размерная в мм). Тип аккумулятора: L50 x 2 элемента питания типа AAA (LR03). Продукт компании Ниссей (Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd., Япония). Телефон бесплатный горячей линии: 8-800-200-00-57 WWW.NISSEI.RU

НИССЕИ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой WS-C2. Измерение по запястью. Метод измерения: осцилометрический. Размер манжеты: 22.5-22.5 см. Диапазон измерения давления: 0-300 мм рт.ст. (размерная в мм). Тип аккумулятора: L50 x 2 элемента питания типа AAA (LR03). Продукт компании Ниссей (Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd., Япония). Телефон бесплатный горячей линии: 8-800-200-00-57 WWW.NISSEI.RU

NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD.
2506-13 Nakago Shibukawa Gunma 377-0293 Japan

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Ниссей» г. Москва, ул. Фабричная, 23а, часть нежилого помещения 4Н, Тел.: (+7) 75 17 221-60-90, E-mail: info@nissai.ru, www.nissai.ru




Вид А

WS-C2

BLOOD PRESSURE MONITOR

NISSEI

JAPAN



WS-C2

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОНОМЕТР

NISSEI®

JAPAN

HiRS™ СКАНИРОВАНИЕ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Высокоточная система измерения импульсов сокращения предсердий, которая считывает в шесть раз больше данных по сравнению с предыдущими продуктами NISSEI®.

ИНДИКАТОР АНОМАЛЬНО-НЕРЕГУЛЯРНОГО ПУЛЬСА

Появление двух символов означает, что возможна более высокая степень влияния на результат измерения из-за возникновения более серьезного нерегулярного ритма пульса.



MEASUREMENT
ON INFLATION

ИЗМЕРЕНИЕ
ПРИ НАКАЧКЕ



MORNING/EVENING
AVERAGE

УТРЕННЕЕ/ВЕЧЕРНЕЕ
СРЕДНЕЕ



INTERFERENCE
DETECTION

ИНДИКАТОР
ПОМЕХ



CUFF CONDITION
INDICATOR

КОНТРОЛЬ ФИКСАЦИИ
МАНЖЕТЫ



CLOCK
FUNCTION

РЕЖИМ
ЧАСОВ



IRREGULAR
PULSE RHYTHM

ИНДИКАТОР
АРИТМИИ



WHO
CLASSIFICATION

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО ШКАЛЕ ВОЗ



PULSE PRESSURE
SYMBOL

ИНДИКАТОР
ВЫСОКОГО
ПУЛЬСОВОГО ДАВЛЕНИЯ



CUFF
12,5-22,5 CM

СТАНДАРТНАЯ
МАНЖЕТА
12,5-22,5 CM



DUAL 60 TIMES
MEMORY

ДВЕ ПАМЯТИ
ПО 60 ИЗМЕРЕНИЙ

Вид В

WS-C2

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОНОМЕТР

NISSEI

JAPAN



NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD.

2506-13 Nakago Shibukawa Gunma 377-0293 Japan

Импортёр: ООО Цирми
Адрес: Москва, ул. Лесная, д. 10
Телефон: +7 (495) 123-45-67



IP20

2024.01.15



BLR Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями: прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой WS-C2. Срок службы - 7 лет. Гарантийный срок - 5 лет. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по Эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя на территории РБ: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел.: (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru. WWW.NISSEI.RU

ENG Blood pressure monitor. Model: WS-C2 <for wrist>. Operating principle: Oscillometric method. Cuff 12.5~22.5 cm wrist circumference. Pressure indicating range: 0~300 mmHg (Cuff Pressure). Power Supply: 1.5V x 2 AAA alkaline (LR03) type batteries. Product of Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd, Japan. WWW.NISSEI.PL

KAZ Тамырдың қан қысымын және соғу жиілігін өлшеуге арналған цифрлы әрі автоматты аспап. WS-C2 үлгісі. Білек арқылы өлшеу. Өлшеу әдісі: осциллометрикалық. Ересектерге арналған көмкерменің көлемі (білек шеңбері 12.5-нан 22.5 см-ге дейін). Қан қысымы индикациясының диапазоны 0~300 мм сынап бағанасы (көмкермедегі қысым). Электрмен қуаттау түрі: 2x1.5V, AAA (LR03) түріндегі 2 элемент. Нихон Сеймитсу Сокки Ко., Лтд. компаниясының егімі. WWW.NISSEI.RU

RUS Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой WS-C2. Измерение по запястью. Метод измерения: осциллометрический. Размер манжеты взрослый (для окружности запястья 12.5-22.5см). Диапазон индикации давления: 0~300 мм рт. ст. (давление в манжете). Тип электропитания: 1.5В x 2 элемента питания типа AAA (LR03). Продукт компании Нихон Сеймицу Соки Ко., Лтд., Япония. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37. WWW.NISSEI.RU

UKR Прилад для вимірювання артеріального тиску та частоти серцевих скорочень автоматичний. Модель WS-C2. Вимірювання по зап'ястку. Метод вимірювання: осциллометричний. Розмір манжети дорослий (обхват зап'ястку від 12.5 до 22.5 см). Діапазон індикації тиску 0~300 мм рт. ст. (тиск в манжеті). Електроживлення: 1.5В x 2 елементи живлення AAA (LR03). Продукт компанії Нихон Сеймітсу Соккі Ко. Лтд., Японія. Уповноважений представник в Україні: Приватне підприємство „Торгівельно-промислова компанія „Ергоком“ вул. Довженка, 10, м. Київ, 03057, Україна. Тел./факс: (+38 044) 492-79-55/ (+38 044) 404-48-67. Email: info@ergocom.ua www.ergocom.ua. Телефон безкоштовної гарячої лінії: 0-800-30-12-08. WWW.NISSEI.UA

**Important notice!**

This device is the complex technical equipment. Before use please read the «Operating Instructions» carefully.

Внимание!

Данный прибор является сложным техническим устройством. Перед использованием внимательно прочитайте «Руководство по эксплуатации».

Увага!

Даний прилад є складним технічним пристроєм. Перед використанням уважно прочитайте «Керівництво з експлуатації».

Есіңізде болсын!

Бұл аспап күрделі техникалық құрылғы болып табылады. Қолданар алдында «Пайдалану жөніндегі басшы нұсқаулықты» мұқият оқып шығыңыз.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 11 (одинадцать) лист(а/ов)



Генеральный директор
ООО «Фирма К и К»
Ю.М. Стародумов