

УТВЕРЖДАЮ

Временный генеральный директор

АО «У-У ППО»

В.В Лучников

«19» августа 2021 г.



Экран защитный медицинский для лица

ЭЗМ-1 ИКЮВ.946465.001ТУ

Инструкция по применению

версия 5

Экран защитный медицинский для лица ЭЗМ-1 ИКЮВ.946465.001ТУ



1 Назначение и область применения медицинского изделия

Настоящая инструкция по применению распространяется на Экран защитный медицинский для лица ЭЗМ-1 ИКЮВ.946465.001ТУ (далее – изделие). Изделие предназначено для защиты лица, слизистой оболочки глаз и органов дыхания от воздействия от попадания инородных тел, частиц влаги, брызг, вирусов и патогенов. Изделие используется при посещении мест возможного контакта с людьми, магазинами, медицинскими учреждениями, парки, при выдаче товара и общении с клиентами. Размер универсальный (регулируется).



Изделие многократного применения. Кратность применения два раза в сутки. Продолжительности использования суммарно не более 8 часов в сутки. Можно носить с очками. Оптически не искажает изображение. Обработывается антисептиком. Вес изделия не более 150 г.

Рисунок 1: Экран защитный для лица

- 1 Корпус (материал - АБС- 2020 ТУ6-05-1587-74);
- 2 Экран (материал - ПЭТ А NOVATRO 0,5 мм);
- 3 Ремень (материал - резинка EKOFLEX шириной 20 мм.).

2 Транспортирование и хранение

Хранение должно производиться в упаковке производителя при температуре от 5 °С до 40 °С с влажностью воздуха не более 80%, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Транспортирование изделий может осуществляться любыми видами крытого транспорта с соблюдением условий хранения.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ С КИСЛОТАМИ И АККУМУЛЯТОРАМИ.

3 Меры предосторожности

Важным аспектом профилактики профессионального инфицирования является использование разных средств индивидуальной защиты, в том числе защитных экранов для лица. Экраны должны обладать не только хорошими защитными свойствами, но и обеспечивать хорошую видимость во время работы. Для обеспечения этой цели следует соблюдать правильную эксплуатацию, хранение и уход за изделием в соответствии с инструкцией по применению и соблюдать следующие меры предосторожности:

- регулярно чистить поверхность изделия слабым мыльным раствором с последующим ополаскиванием водой;
- защищать изделие от механических повреждений;
- дезинфекцию изделия проводить способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе 3 % перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства. (является дополнительным расходным материалом). После дезинфекции изделие промыть проточной питьевой водой.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЯ.

ВОЗМОЖНОЕ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ - МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕФЕКТОВ.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО СОБЫТИЯ (ИНЦИДЕНТА).

4 Порядок работы с изделием

Изделия поставляется в разобранном виде. Для работы с изделием необходимо:

- 1 Снять защитную пленку с двух сторон экрана 2 (рис. 1).
- 2 Закрепить экран 2 по отверстиям на корпусе 1.
- 3 Закрепить ремень 3 на корпусе 2.
- 4 Одеть изделие на голову, при необходимости отрегулировать высоту и наклон изделия.

5 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ИКЮВ.946465.001ТУ в течение 1 года со дня производства при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

6 Утилизация

После окончания эксплуатации изделие подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б ОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИМЕЮТ ВЫСОКИЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ. Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую или твердую упаковку, имеющую желтую маркировку.

После заполнения не более чем на 3/4 ответственный за сбор отходов закрывает упаковку. Медицинские отходы из подразделений в закрытых одноразовых емкостях помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещают для временного хранения медицинских отходов, до последующего вывоза к месту обеззараживания/обезвреживания. ЗАПРЕЩЕНО: перемещать мусор из одного контейнера в другой; уплотнять его; смешивать медицинские отходы разных классов; работать без защитных средств; располагать емкости и пакеты на расстоянии менее одного метра к обогривательным приборам.

Неиспользованные изделия и упаковка или транспортная тара, могут быть утилизированы как твердые бытовые отходы.

7 Срок годности

Срок годности изделий составляет 1 год. Дата производства _____ Номер партии _____

8 Перечень применяемых национальных стандартов:

ГОСТ 15150-69, ГОСТ 31214-2016, ГОСТ 31508-2012, ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2015, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ ISO 10993-18-2011, СанПин 2.1.3684-21, МУ 287-113.

Изготовитель: АО «Улан-Удское приборостроительное производственное объединение»

Республика Бурятия, 670034, г. Улан-Уда, ул. Хоца Намсараева, 7, тел.: (3012) 44-83-05, факс: (3012) 44-88-17, e-mail: mail@uuppo.ru

Дата введения инструкции по применению 25.02.2021г.

Экран защитный медицинский для лица ЭЗМ-1 ИКЮВ.946465.001ТУ



1 Назначение и область применения медицинского изделия

Настоящая инструкция по применению распространяется на Экран защитный медицинский для лица ЭЗМ-1 ИКЮВ.946465.001ТУ (далее – изделие). Изделие предназначено для защиты лица, слизистой оболочки глаз и органов дыхания от воздействия от попадания инородных тел, частиц влаги, брызг, вирусов и патогенов. Изделие используется при посещении мест возможного контакта с людьми, магазинами, медицинскими учреждениями, парки, при выдаче товара и общении с клиентами. Размер универсальный (регулируется).



Изделие многократного применения. Кратность применения два раза в сутки. Продолжительности использования суммарно не более 8 часов в сутки. Можно носить с очками. Оптически не искажает изображение. Обработывается антисептиком. Вес изделия не более 150 г.

Рисунок 1: Экран защитный для лица

- 1 Корпус (материал - АБС- 2020 ТУ6-05-1587-74);
- 2 Экран (материал - ПЭТ А NOVATRO 0,5 мм);
- 3 Ремень (материал - резинка EKOFLEX шириной 20 мм.).

2 Транспортирование и хранение

Хранение должно производиться в упаковке производителя при температуре от 5 °С до 40 °С с влажностью воздуха не более 80%, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортирование изделий может осуществляться любыми видами крытого транспорта с соблюдением условий хранения.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ С КИСЛОТАМИ И АККУМУЛЯТОРАМИ.

3 Меры предосторожности

Важным аспектом профилактики профессионального инфицирования является использование разных средств индивидуальной защиты, в том числе защитных экранов для лица. Экраны должны обладать не только хорошими защитными свойствами, но и обеспечивать хорошую видимость во время работы. Для обеспечения этой цели следует соблюдать правильную эксплуатацию, хранение и уход за изделием в соответствии с инструкцией по применению и соблюдать следующие меры предосторожности:

- регулярно чистить поверхность изделия слабым мыльным раствором с последующим ополаскиванием водой;
- защищать изделие от механических повреждений;
- дезинфекцию изделия проводить способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе 3 % перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства. (является дополнительным расходным материалом). После дезинфекции изделие промыть проточной питьевой водой.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЯ.

ВОЗМОЖНОЕ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ - МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕФЕКТОВ.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРИЗНАКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО СОБЫТИЯ (ИНЦИДЕНТА).

4 Порядок работы с изделием

Изделия поставляется в разобранном виде. Для работы с изделием необходимо:

- 1 Снять защитную пленку с двух сторон экрана 2 (рис. 1).
- 2 Закрепить экран 2 по отверстиям на корпусе 1.
- 3 Закрепить ремень 3 на корпусе 2.
- 4 Одеть изделие на голову, при необходимости отрегулировать высоту и наклон изделия.

5 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ИКЮВ.946465.001ТУ в течение 1 года со дня производства при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

6 Утилизация

После окончания эксплуатации изделие подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б ОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИМЕЮТ ВЫСОКИЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ. Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую или твердую упаковку, имеющую желтую маркировку.

После заполнения не более чем на 3/4 ответственный за сбор отходов закрывает упаковку. Медицинские отходы из подразделений в закрытых одноразовых емкостях помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещают для временного хранения медицинских отходов, до последующего вывоза к месту обеззараживания/обезвреживания. ЗАПРЕЩЕНО: перемещать мусор из одного контейнера в другой; уплотнять его; смешивать медицинские отходы разных классов; работать без защитных средств; располагать емкости и пакеты на расстоянии менее одного метра к обогривательным приборам.

Неиспользованные изделия и упаковка или транспортная тара, могут быть утилизированы как твердые бытовые отходы.

7 Срок годности

Срок годности изделий составляет 1 год. Дата производства _____ Номер партии _____

8 Перечень применяемых национальных стандартов:

ГОСТ 15150-69, ГОСТ 31214-2016, ГОСТ 31508-2012, ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2015, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ ISO 10993-18-2011, СанПин 2.1.3684-21, МУ 287-113.

Изготовитель: АО «Улан-Удское приборостроительное производственное объединение»

Республика Бурятия, 670034, г. Улан-Уда, ул. Хоца Намсараева, 7, тел.: (3012) 44-83-05, факс: (3012) 44-88-17, e-mail: mail@uuppo.ru

Дата введения инструкции по применению 25.02.2021г.

Прошито и скреплено печатью
количество 2 (два) листов
Должность Временный генеральный директор АО
«У-У ППО»
/ Лучников В.В./

Подпись

ФИО

