

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»



С.А.Самарин

« 14 »

2021 г.

**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

Набор реагентов


**для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК
(ПРОБА-Л)**

2021 г.

Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 1
(компоненты в пробирках с коническим основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л

Комплектация 1

Состав:
Лизоцим 4 пробирки по 20 мг
Буфер для растворения лизоцима 4 пробирки по 250 мкл

РУ № РЭН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-134-46482062-2021
Предназначено для профессионального применения



ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества № 25b
Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

Комплектация 1

Серия: G0410Nb-2M
Дата изготовления: 2021-10-04
Срок годности: до 2022-10-04

Результат контроля

1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует требованиям ТУ 21.20.23-134-46482062-2021.
2. Проверка состава и внешнего вида

Компонент	Количество	Характеристика и норма	Условия хранения	Результат
Лизоцим	4 пробирки	Порошок белый мелкокристаллический	от 2 °С до 8 °С	Соответствует
Буфер для растворения лизоцима	4 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость	от 2 °С до 8 °С	Соответствует

3. Проверка функциональных показателей

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результат
Отсутствие ингибиторов ПЦР	При проведении ПЦР в режиме реального времени: положительный результат амплификации ДНК по каналу детекции Fam	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК человека	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «КВМ» значение Ig не указано или Ig ≤ 2,5	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК бактерий	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «Общая бактериальная масса» значение Ig ≤ 3,5	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК дрожжевых грибов	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «Candida spp.» значение Ig не указано или Ig ≤ 3,0	Соответствует

Условия транспортирования:

Транспортирование наборов реагентов осуществляется в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера, соответствующей условиям хранения набора реагентов.

Допускается транспортирование набора реагентов в варианте комплектации 1 в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера от 2 °С до 25 °С не более 5 суток.

Допускается транспортирование набора реагентов в варианте комплектации 2 в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера до 25 °С не более 5 суток.

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 21.20.23-134-46482062-2021
Дата выдачи паспорта: 2021-10-04



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 1
(компоненты в пробирках с коническим основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»



IVD

REF P-019-N/8

LOT G0410Nb-2M

2021-10-04

2022-10-04

32 2 °C 8 °C

1

NON
STERILE



Набор реагентов для предобработки
биоматериала лизоцимом
при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л

Комплектация 1

Состав:

Лизоцим 4 пробирки по 20 мг
Буфер для растворения лизоцима 4 пробирки по 250 мкл

РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-134-46482062-2021

Предназначено для профессионального применения


Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 1
(компоненты в пробирках с коническим основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

Лизоцим
4 пробирки



Буфер для растворения лизоцима
4 пробирки



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 1
(компоненты в пробирках с юбочным основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

IVD

REF P-019-N/8

LOT G0610Nb-2M

2021-10-06

2022-10-06

32 2 °C

32 2 °C

32 2 °C

32 2 °C

Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л

Комплектация 1

Состав:

Лизоцим 4 пробирки по 20 мг
Буфер для растворения лизоцима 4 пробирки по 250 мкл

Р/ № РЗН _____ от _____ г
ТУ 21.20.23-134-46482062-2021

Предназначено для профессионального применения

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества № 26b

Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

Комплектация 1

Серия: G0610Nb-2M
Дата изготовления: 2021-10-06
Срок годности: до 2022-10-06

Результат контроля

- Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует требованиям ТУ 21.20.23-134-46482062-2021.
- Проверка состава и внешнего вида

Компонент	Количество	Характеристика и норма	Условия хранения	Результат
Лизоцим	4 пробирки	Порошок белый мелкокристаллический	от 2 °C до 8 °C	Соответствует
Буфер для растворения лизоцима	4 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость	от 2 °C до 8 °C	Соответствует

3. Проверка функциональных показателей

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результат
Отсутствие ингибиторов ПЦР	При проведении ПЦР в режиме реального времени: положительный результат амплификации ДНК по каналу детекции Fap	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК человека	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «СВМ» значение lg не указано или lg ≤ 2,5	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК бактерий	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «Общая бактериальная масса» значение lg ≤ 3,5	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК дрожжевых грибов	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «Candida spp.» значение lg не указано или lg ≤ 3,0	Соответствует

Условия транспортировки:

Транспортирование набора реагентов осуществляется в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера, соответствующей условиям хранения компонентов, входящих в состав набора реагентов.

Допускается транспортирование набора реагентов в варианте комплектации 1 в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера от 2 °C до 25 °C не более 5 суток.

Допускается транспортирование набора реагентов в варианте комплектации 2 в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера до 25 °C не более 5 суток.

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 21.20.23-134-46482062-2021
Дата выдачи паспорта: 2021-10-06



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 1
(компоненты в пробирках с юбочным основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

IVD

REF P-019-N/8

LOT G0610Nb-2M

2021-10-06

2022-10-06

32 2 °C

1



Набор реагентов для предобработки
биоматериала лизоцимом
при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л

Комплектация 1

Состав:

Лизоцим 4 пробирки по 20 мг
Буфер для растворения лизоцима 4 пробирки по 250 мкл

РУ № РЭН _____ от _____ г

ТУ 21.20.23-134-46482062-2021

Предназначено для профессионального применения


Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 1
(компоненты в пробирках с юбочным основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

Лизоцим
4 пробирки



Буфер для растворения лизоцима
4 пробирки



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 2
(компоненты в пробирках с коническим основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

IVD
REF P-020-N/S
G0810N-2M
2021-10-08
2022-10-08

Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л

Комплектация 2

Состав:
Раствор лизоцима 4 пробирки по 200 мкл

Р/у № РЭН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-134-46482062-2021
Предназначено для профессионального применения



ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества № 27b

Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

Комплектация 2

Серия: G0810N-2M
Дата изготовления: 2021-10-08
Срок годности: до 2022-10-08

Результат контроля

1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует требованиям ТУ 21.20.23-134-46482062-2021.

2. Проверка состава и внешнего вида

Компонент	Количество	Характеристика и норма	Условия хранения	Результат
Раствор лизоцима	4 пробирки	Прозрачная бесцветная вязкая жидкость	от минус 18 °С до минус 22 °С	Соответствует

3. Проверка функциональных показателей

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результат
Отсутствие ингибиторов ПЦР	При проведении ПЦР в режиме реального времени: положительный результат амплификации ДНК по каналу детекции Fam	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК человека	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «КВМ» значение lg не указано или lg ≤ 5	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК бактерий	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «Общая бактериальная масса» значение lg ≤ 5,5	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК дрожжевых грибов	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «Candida spp.» значение lg не указано или lg ≤ 3,0	Соответствует

Условия транспортирования:

Транспортирование набора реагентов осуществляют в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера, соответствующей условиям хранения компонентов, входящих в состав набора реагентов.

Допускается транспортирование набора реагентов в варианте комплектации 1 в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера от 2 °С до 25 °С не более 5 суток.

Допускается транспортирование набора реагентов в варианте комплектации 2 в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера до 25 °С не более 5 суток.

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 21.20.23-134-46482062-2021
Дата выдачи паспорта: 2021-10-08



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 2
(компоненты в пробирках с коническим основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

**IVD****REF** P-020-N/8**LOT** G0810Nb-2M

2021-10-08



2022-10-08



32



Набор реагентов для предобработки
биоматериала лизоцимом
при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л

Комплектация 2

Состав:

Раствор лизоцима 4 пробирки по 200 мкл

РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-134-46482082-2021

Предназначено для профессионального применения



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 2

(компоненты в пробирках с коническим основанием)

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»


Раствор лизоцима
4 пробирки



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 2
(компоненты в пробирках с юбочным основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л

Комплектация 2

Состав:
Раствор лизоцима 4 пробирки по 200 мкл

РУ № РЭМ _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-134-46482062-2021
Предназначено для профессионального применения



ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества № 28b

Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

Комплектация 2

Серия: G1110Nb-2M
Дата изготовления: 2021-10-11
Срок годности: до 2022-10-11

Результат контроля

1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует требованиям ТУ 21.20.23-134-46482062-2021.
2. Проверка состава и внешнего вида

Компонент	Количество	Характеристика и норма	Условия хранения	Результат
Раствор лизоцима	4 пробирки	Прозрачная бесцветная вязкая жидкость	от минус 18 °С до минус 22 °С	Соответствует

3. Проверка функциональных показателей

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результат
Отсутствие ингибиторов ПЦР	При проведении ПЦР в режиме реального времени: положительный результат амплификации ДНК по каналу детекции Fam	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК человека	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «КВМ» значение lg не указано или lg ≤ 2,5	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК бактерий	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «Общая бактериальная масса» значение lg ≤ 3,5	Соответствует
Отсутствие контаминации молекулами ДНК дрожжевых грибов	При проведении ПЦР в режиме реального времени для исследования «Candida spp» значение lg не указано или lg ≤ 3,0	Соответствует

Условия транспортирования:

Транспортирование набора реагентов осуществляют в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера, соответствующей условиям хранения компонентов, входящих в состав набора реагентов.

Допускается транспортирование набора реагентов в варианте комплектации 1 в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера от 2 °С до 25 °С не более 5 суток.

Допускается транспортирование набора реагентов в варианте комплектации 2 в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера до 25 °С не более 5 суток.

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 21.20.23-134-46482062-2021
Дата выдачи паспорта: 2021-10-11



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 2

(компоненты в пробирках с юбочным основанием)

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»



IVD

REF P-020-N/8

LOT G1110Nb-2M

2021-10-11

2022-10-11



Набор реагентов для предобработки
биоматериала лизоцимом
при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л

Комплектация 2

Состав:

Раствор лизоцима 4 пробирки по 200 мкл

РУ № РЭН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-134-46482062-2021


Предназначено для профессионального применения



Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

ПРОБА-Л, Комплектация 2
(компоненты в пробирках с юбочным основанием)
Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»


Раствор лизоцима
4 пробирки



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 13

(тридцать) листа (ов)

специалист по регистрации

Шербакова Н.И. 



Организация-производитель

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»



О.А. Самарин

« 14 »

2021 г.

**МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

**Набор реагентов
для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК
(ПРОБА-Л)**

Маркировка изделия

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)» соответствует требованиям:

- п.6.2 ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации»;

- п.5 и п.6 ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики *in vitro* для профессионального применения»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;

- требованиям п. 1.5 ТУ 21.20.23-134-46482062-2021.

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)» выполнена печатным способом и включает:

- **информацию непосредственно на коробке**, нанесенную типографским способом, содержащую:

- логотип;
- адрес изготовителя и его контактные данные.

- **этикетку на коробку набора реагентов**, содержащую информацию

(образцы см. лист 5, 6, 7, 8):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- адрес изготовителя;
- полное и сокращенное наименование изделия;
- каталожный номер;
- вариант комплектации;
- состав изделия;
- номер серии;
- дату изготовления;
- срок годности;
- условия хранения;
- символ «Количество определений»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Не стерильно»;
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD»;
- надпись «Предназначено для профессионального применения»;
- номер технических условий;
- номер регистрационного удостоверения и ссылку на дату.

- **этикетку на каждый компонент набора (пробирку)**, содержащую следующую информацию (образцы см. лист 5, 6):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- сокращенное наименование изделия;
- наименование компонента;
- объём (или масса)/количество компонента;
- номер серии;
- срок годности;
- условия хранения;
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD».

Примечания

1. Размер внутренней упаковки не достаточен для размещения указанного содержания информации на этикетках компонентов, в связи с чем, надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD» на компонентах опущены.
2. Требование об указании знака токсичности, агрессивности или другой опасности не применимо, так как набор не содержит опасных веществ.
3. Надписи при маркировке изделия частично заменены символами, соответствующими требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1.
4. При маркировке набора реагентов допускается нанесение QR-кода.
5. Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1 и требований технических условий.
6. Допускается нанесение на внешнюю упаковку (потребительскую тару) иных специальных сведений, не имеющих рекламного характера, а также пиктограмм и голограмм (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.10). Например, надписи: «Сделано в России».

Символы, используемые при маркировке

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>		Дата изготовления
	Температурный диапазон		Обратитесь к инструкции по применению
	Количество тестов		Каталожный номер
	Годен до		Адрес изготовителя
	Серия набора реагентов		Не стерильно

- этикетку на транспортную упаковку (тару), содержащую информацию (образцы см. лист 9):

- торговое (при наличии) и полное наименование изделия;
- наименование и адрес изготовителя;
- срок годности изделия (год, месяц включительно);
- дату изготовления (год, месяц);
- требования к условиям хранения и транспортирования изделия (при необходимости – особые условия обращения с изделием);
- номер серии;
- предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи (при необходимости);
- число единиц потребительской упаковки изделий в групповой упаковке;
- масса нетто и масса брутто на групповой упаковке изделий;
- масса нетто потребительской упаковки;
- надпись «Только для диагностики *in vitro*» или символ «IVD».

Примечания

1. Требование об указании знака обращения на рынке не применимо.
2. Надписи на транспортной таре, содержащие данные о числе изделий, дате изготовления и сроке годности, номера серии допускается выполнять от руки или с помощью клише (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.4).
3. Маркировка и информация должна быть изложена (представлена) на русском языке. Допускается на коробке информацию о производителе (изготовителе) и логотип приводить на русском и английском языках.


Примечание – В данном документе приведены образцы дизайна этикеток. Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088, ГОСТ Р ИСО 15223-1 и Технических условий ТУ 21.20.23-134-46482062-2021

Набор реагентов для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК (ПРОБА-Л)

Комплектация 1





Условия хранения: от 2°C до 8°C

Этикетка на коробку





Этикетки на компоненты (пробирки)

Примеры дизайна этикеток


Лизоцим 4 пробирки по 20 мг	
 ПРОБА-Л Лизоцим 20 мг LOT XXX XXXX-XX-XX	 ПРОБА-Л Лизоцим 20 мг LOT XXX XXXX-XX-XX
Буфер для растворения лизоцима 4 пробирки по 250 мкл	
 ПРОБА-Л Буфер для растворения лизоцима 250 мкл LOT XXX XXXX-XX-XX	 ПРОБА-Л Буфер для растворения лизоцима 250 мкл LOT XXX XXXX-XX-XX

Комплектация 2


Условия хранения: от минус 18°C до минус 22°C

Этикетка на коробку

Этикетки на компоненты (пробирки)
Примеры дизайна этикеток


Образец макета этикетки на набор (Комплектация 1)



Образец макета этикетки на набор (Комплектация 2)



ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!


Макет этикетки на транспортную тару

Набор реагентов
**для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК
(ПРОБА-Л)**

IVD Комплектация 1	ПРОБА-Л
 _____  _____ LOT _____ Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с хладоэлементами  25 °C 2 °C  не более 5 суток Условия хранения  8 °C 2 °C 

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4.

Место производства:

ООО «ДНК-Технология ТС»: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru, www.dna-technology.ru

ОБРАЗЕЦ! МАКЕТ!


Макет этикетки на транспортную тару

Набор реагентов
**для предобработки биоматериала лизоцимом при выделении ДНК
(ПРОБА-Л)**

IVD Комплектация 2	ПРОБА-Л
 _____  _____ LOT _____ Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с хладоэлементами  25 °C не более 5 суток Условия хранения  -18 °C -22 °C 

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4.

Место производства:

ООО «ДНК-Технология ТС»: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru, www.dna-technology.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9
(девять) листа (ов)
специалист по регистрации
Щербакова Н.И.

