

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Материал стоматологический адгезивный TMR AQUA BOND 0 самопротравливающийся, однокомпонентный, светоотверждаемый, для эмали, дентина, керамики и стоматологических сплавов драгоценных и недрагоценных металлов: Флаконы с материалом (адгезивом) в индивидуальной упаковке, 5мл.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Дентал-Ист»

Афанасьев А.Н.

«16» декабря


2021 г.

Содержание

1. Потребительская упаковка медицинского изделия	Стр. 3
2. Индивидуальная упаковка медицинского изделия	Стр. 4
4. Макет стикера потребительской упаковки TMR AQUA BOND 0	Стр. 5

*

1. Потребительская упаковка медицинского изделия



2. Индивидуальная упаковка медицинского изделия



4. Макет стикера потребительской упаковки TMR AQUA BOND 0

Важно! Так как индивидуальная упаковка изделия имеет маленький объем, стикер наносится на потребительскую упаковку.

Материал стоматологический адгезивный TMR AQUA BOND 0 самопротравливающийся, однокомпонентный, светоотверждаемый, для эмали, дентина, керамики и стоматологических сплавов драгоценных и недрагоценных металлов: Флаконы с материалом (адгезивом) в индивидуальной упаковке, 5мл.

Для применения непосредственно в полости рта.

Объем: 5 мл. Хранение при температуре 1 ~ 10 °C.

Срок хранения / годности материала в упаковке 2 года.

Состав медицинского изделия (адгезива):

дистиллированная вода, мономер меткрилата, мономер фосфата, карбоксильный мономер, инициатор светоотверждения, этанол, загуститель и т.д. Раствор этанола (более 0,1 мас. %)

Комплект медицинского изделия:

TMR-AQUA BOND 0 (5 мл): 1 шт

Инструкция по применению (вкладыш): 1 шт

Утилизация: Согласно СанПиН 2.1.3684 – 21 / класс Б (эпидемиологически опасные отходы)



Дата производства: зашифрована в номере LOT в формате XXMMГГДД



Номер партии продукции: см. упаковку

Сделано в Японии

Регистрационное удостоверение

№ XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Производитель:

YAMAKIN CO., LTD., ("ЯМАКИН КО., ЛТД.")

1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho, Konan-shi, Kochi, 781-5451

(1090-3 Отани Камибун Кагами-чо, Конан-ши, Кочи 781-5451)

тел./факс: +81-887-55-0281

E-mail: contact@yamakin-gold.co.jp

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Дентал-Ист»

125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 96А

тел. 8 800-222-77-05, (499) 458-67-37, 458-73-27, 745-63-18,

745-63-16, 745-63-20, E-mail: inbox@denal-east.ru

Подробную информацию о продукте смотреть в инструкции по применению (вкладыш).



ОСТОРОЖНО! Может вызвать сильные ожоги кожи и повреждение глаз. Перед применением ознакомиться с инструкцией.



Дата окончания срока годности: см. упаковку



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
(н.с.с.) листов

Директор
ООО «Дентал-Ист»
Афанасьев Алексей Николаевич