

Место производства (1)

Организация-производитель

Место производства (2)

СОГЛАСОВАНОГенеральный директор
ООО «НПО ДНК-Технология»

В.Ю. Дмитриовский

« 06 »

2021 г.

УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
ООО «ДНК-Технология ТС»

С.А. Самарин

« 06 »

2021 г.


**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

**Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах
кала детей методом ПЦР в режиме реального времени
(ЭНТЕРОФЛОР® Дети)**

2021 г.

Фасовка S, стрипы

(компоненты в пробирках с коническим основанием)






IVD Real-time
REF R1-P815-S3/6
LOT G2806Sb-2M

2021-06-28

2022-06-28

12 2 °C



Фасовка S, стрипы



Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

ЭНТЕРОФЛОР® Дети

Состав:

Смеси для амплификации, запечатанные парафином

Стрип №1 12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл
 Стрип №2 12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Раствор Таq-полимеразы 4 пробирки по 500 мкл
 Минеральное масло 4 пробирки по 1,0 мл

Положительный контрольный образец 1 пробирка 320 мкл
 Крышки для стрипов 24 шт.

РУ № РЗН _____ от _____ г.
 ТУ 21.20.23-128-46482062-2021
 Предназначено для профессионального применения

Фасовка S, стрипы
(компоненты в пробирках с коническим основанием)

Раствор Taq-полимеразы
4 пробирки

Минеральное масло
4 пробирки

Положительный
контрольный образец
1 пробирка




Фасовка S, стрипы

Смеси для амплификации,
запечатанные парафином.
Стрип №1
12 стрипов по 8 пробирок



Смеси для амплификации,
запечатанные парафином.
Стрип №2
12 стрипов по 8 пробирок



Крышки для стрипов
24 шт.

Фасовка S, стрипы
(компоненты в пробирках с юбочным основанием)



Фасовка S, стрипы

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

IVD Real-time
REF R1-PB15-S3/6
LOT G2406Sb-1M

2021-06-24

2022-06-24

12 2 °C 8 °C

12

Фасовка S, стрипы



Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

ЭНТЕРОФЛОР® Дети

Состав:

Смеси для амплификации, запечатанные парафином

Стрип №1 12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Стрип №2 12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл

Раствор Таq-полимеразы 4 пробирки по 500 мкл

Минеральное масло 4 пробирки по 1,0 мл

Положительный контрольный образец 1 пробирка 320 мкл

Крышки для стрипов 24 шт.

РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-128-46482062-2021

Предназначены для профессионального применения

Фасовка S, стрипы

(компоненты в пробирках с юбочным основанием)

Раствор Taq-полимеразы
4 пробирки

Минеральное масло
4 пробирки



Положительный
контрольный образец
1 пробирка




Фасовка S, стрипы

Смеси для амплификации,
запечатанные парафином.
Стрип №1
12 стрипов по 8 пробирок



Смеси для амплификации,
запечатанные парафином.
Стрип №2
12 стрипов по 8 пробирок



Крышки для стрипов
24 шт.

реактивов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

СОВКА А

компоненты в пробирках с коническим основанием)



Фасовка А

(компоненты в пробирках с коническим основанием)



IVD Real-time
REF R1-P815-XA/5
LOT G2906Ab-2M

2021-06-29

2022-06-29

8 °C
 2 °C



Фасовка А

Полимераза
ТехноТaq
MAX (2x60)
G06-K

Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

ЭНТЕРОФЛОР® Дети

Состав:

Смеси для амплификации

Стрим

2 стрипа по

8 пробирок по 120 мкл

ПЦР-буфер Стрим-К

2 пробирки по 600 мкл

Буфер для разведения ДНК

4 пробирки по 1,0 мл

Положительный

контрольный образец

2 пробирки по 100 мкл

Стрипы по 8 пробирок

10 шт.

Крышки для стрипов

2 шт.

Компоненты для хранения от минус 18 °C

до минус 22 °C упакованы отдельно - упаковка

"Полимераза ТехноТaq MAX (2x60)"

РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-128-46482062-2021

Предназначено для профессионального применения

Компоненты для хранения от -18°C до -22°C упакованы отдельно


Фасовка А

Смеси для амплификации Стрим
2 стрипа по 8 пробирок



Стрипы по 8 пробирок
10 шт.

Крышки для стрипов
2 шт.



Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФАСКО)

Фасовка А

(компоненты в пробирках с коническим основанием)

Буфер для разведения ДНК
4 пробирки



ПЦР-буфер Стрим-К
2 пробирки


Положительный
контрольный образец
2 пробирки



Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕР)

Фасовка А

(компоненты в пробирках с коническим основанием)





Полимераза ТехноТaq MAX
2 пробирки



реактивов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

набор А

компоненты в пробирках с юбочным основанием)



ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ




ЭНТЕРОФЛОР® Дети

Смесь для амплификации
Стрипы
2 пробирки по 120 мкл
2 пробирки по 400 мкл
2 пробирки по 100 мкл
Стрипы по 5 пробиркам
10 шт.
Крышки для стрипов
2 шт.

Компоненты для хранения от -18 °C до -22 °C упакованы отдельно - упаковка Полимераза ТехноТaq MAX (2x50)

Компоненты для хранения от -18 °C до -22 °C упакованы отдельно





IVD Real-time
REF R1-P815-XA/5
LOT G2506Ab-1M

2021-06-25

2022-06-25

2 °C



Фасовка А

Полимераза
 ТехноТaq
 MAX (2x60)
 G06-K

Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

ЭНТЕРОФЛОР® Дети

Состав:

Смеси для амплификации	
Стрим	2 стрипа по 8 пробирок по 120 мкл
ПЦР-буфер Стрим-К	2 пробирки по 600 мкл
Буфер для разведения ДНК	4 пробирки по 1,0 мл
Положительный контрольный образец	2 пробирки по 100 мкл
Стрипы по 8 пробирок	10 шт.
Крышки для стрипов	2 шт.

Компоненты для хранения от минус 18 °C до минус 22 °C упакованы отдельно - упаковка "Полимераза ТехноТaq MAX (2x60)"

РУ № РЗН _____ от _____ г.
 ТУ 21.20.23-128-46482062-2021
 Предназначено для профессионального применения

Компоненты для хранения от -18°C до -22°C упакованы отдельно

Фасовка А

Смеси для амплификации Стрим
2 стрипа по 8 пробирок



Стрипы по 8 пробирок
10 шт.

Крышки для стрипов
2 шт.

Фасовка А

(компоненты в пробирках с юбочным основанием)

Буфер для разведения ДНК
4 пробирки




ПЦР-буфер Стрим-К
2 пробирки

Положительный
контрольный образец
2 пробирки




Фасовка А

(компоненты в пробирках с юбочным основанием)



Полимераза ТехноТaq МАХ
2 пробирки



прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 19

Специалист листа (ов)
специалист по регистрации
Щербакова Н.И.



Место производства (1)

Организация-производитель

Место производства (2)

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «НПО ДНК-Технология»

В.Ю. Дмитриевский

« 01 » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДНК-Технология ТС»

С.А. Самарин

« 01 » _____ 2021 г.

**МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

Набор реагентов

**для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей
методом ПЦР в режиме реального времени
(ЭНТЕРОФЛОР® Дети)**

2021 г.

Маркировка изделия

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)» соответствует требованиям:

- п.6.2 ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации»;

- ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 (п.5, п.6) «Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики *in vitro* для профессионального применения»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

Ч.1. Основные требования»;

- требованиям п. 1.5 ТУ 21.20.23-128-46482062-2021.

Маркировка медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)» выполнена печатным способом и включает:

- **информацию непосредственно на коробке**, нанесенную типографским способом, содержащую:

- логотип;
- адрес изготовителя и его контактные данные.

- **этикетки на коробку набора реагентов**, содержащие информацию

(образцы см. лист 5, 7):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- адрес изготовителя;
- полное и сокращенное наименование набора;
- каталожный номер;
- вариант фасовки;
- состав изделия;
- номер серии;
- дата изготовления;
- срок годности;
- срок годности;
- условия хранения;
- указание на наличие холодильной части набора;
- символ «IVD»;
- символ «Количество тестов»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Нестерильно»;
- надпись: «Предназначено для профессионального применения»;
- номер технических условий;
- номер и дату регистрационного удостоверения.


- **этикетку на каждый компонент**, входящий в состав набора реагентов, содержащую следующую информацию (образцы см. лист 5, 6, 7, 8):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- сокращенное наименование набора;
- наименование компонента;
- объём/количество компонента;
- номер серии;
- срок годности;
- условия хранения;
- символ «Не допускается воздействие солнечного света» (при необходимости);
- символ «IVD».

Примечания:

1. Размер внутренней упаковки не достаточен для размещения указанного содержания информации на этикетках компонентов, в связи с чем, надпись или символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» на некоторых компонентах опущены.
2. Требование об указании «сокращенного наименования изделия» распространяется только на специфичные компоненты для данного набора реагентов: смесь для амплификации, запечатанную парафином, смесь для амплификации Стрим и положительный контрольный образец.
3. Требование об указании знака токсичности, агрессивности или другой опасности не применимо, так как набор не содержит веществ в опасных концентрациях.
4. Требования об указании «каталожного номера» не распространяется на упаковку «холодовой части» набора реагентов.
5. Надписи при маркировке изделия частично заменены символами, соответствующими требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020.
6. При маркировке компонентов набора допускается нанесение QR-кода, варианта фасовки и надписи «Real-time». Допускается положительный контрольный образец маркировать как K+.
7. Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1 и требований технических условий.
8. Маркировка и информация должна быть изложена (представлена) на русском языке. Допускается на коробке информацию о производителе (изготовителе) и логотип приводить на русском и английском языках.
9. Допускается нанесение на внешнюю упаковку иных специальных сведений, не имеющих рекламного характера, а также пиктограмм и голограмм (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.10). Например, надписи: «Сделано в России».

Символы, используемые при маркировке набора

	Медицинское изделие для диагностики in vitro		Дата изготовления
	Температурный диапазон		Обратитесь к инструкции по применению
	Количество тестов		Каталожный номер
	Годен до		Адрес изготовителя
	Серия набора		Не допускается воздействие солнечного света
	Нестерильно		

- **этикетку на транспортную тару**, содержащую информацию (образцы см. лист 9, 10):

- торговое (при наличии) и полное наименование набора;
- наименование и адрес изготовителя;
- срок годности набора (год, месяц включительно);
- дату изготовления (год, месяц);
- требования к условиям хранения и транспортирования набора (при необходимости – особые условия обращения с набором);
- номер серии;
- особые инструкции изготовителя в отношении изделия;
- количество наборов в транспортной таре;
- масса нетто и масса брутто на транспортной таре;
- масса нетто потребительской упаковки;
- предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи (при необходимости);
- символ «IVD».

Примечания

1. Надписи на транспортной таре, содержащие данные о числе изделий, дате изготовления и сроке годности, номера серии допускается выполнять от руки или с помощью клише (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.4).
2. Маркировка и информация должна быть изложена (представлена) на русском языке. Допускается на коробке информацию о производителе (изготовителе) и логотип приводить на русском и английском языках.

Примечание – В данном документе приведены образцы дизайна этикеток.

Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088, ГОСТ Р ИСО 15223-1 и Технических условий ТУ 21.20.23-128-46482062-2021.

**Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника
в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени
(ЭНТЕРОФЛОР® Дети)**

Фасовка S, стрипы

Условия хранения: от 2°C до 8°C

Этикетка на коробку

 ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ		Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)	
IVD Real-time	ЭНТЕРОФЛОР® Дети		
REF R1-P815-S3/6	Состав:		
LOT XXXXXX-XX	Смеси для амплификации, запечатанные парафином		
 XXXX-XX-XX	Стрип №1		
 XXXX-XX-XX	Стрип №2		
 XXXX-XX-XX	Раствор Таq-полимеразы		
 XXXX-XX-XX	Минеральное масло		
 XXXX-XX-XX	Положительный контрольный образец		
 XXXX-XX-XX	Крышки для стрипов		
 XXXX-XX-XX	12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл		
 XXXX-XX-XX	12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл		
 XXXX-XX-XX	8 пробирок по 20 мкл		
 XXXX-XX-XX	12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл		
 XXXX-XX-XX	8 пробирок по 20 мкл		
 XXXX-XX-XX	4 пробирки по 500 мкл		
 XXXX-XX-XX	4 пробирки по 1,0 мл		
 XXXX-XX-XX	1 пробирка 320 мкл		
 XXXX-XX-XX	24 шт.		
 XXXX-XX-XX	24 шт.		
 XXXX-XX-XX	24 шт.		
 XXXX-XX-XX	24 шт.		
 XXXX-XX-XX	24 шт.		
 XXXX-XX-XX	24 шт.		
 XXXX-XX-XX	24 шт.		

Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)

Смеси для амплификации, запечатанные парафином.		Смеси для амплификации, запечатанные парафином.	
Стрип № 1		Стрип № 2	
12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл		12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл	
			
ЭНТЕРОФЛОР® Дети			
Стрип №1			
Смеси для амплификации, запечатанные парафином			
12 стрипов по 8 пробирок по 20 мкл			
IVD Real-time	Фасовка S, стрипы	IVD Real-time	Фасовка S, стрипы
LOT XXXXXX	 XXXX-XX-XX	LOT XXXXXX	 XXXX-XX-XX
 XXXX-XX-XX	 XXXX-XX-XX	 XXXX-XX-XX	 XXXX-XX-XX

Этикетки на компоненты (пробирки)

Примеры дизайна этикеток

Раствор Таq-полимеразы
4 пробирки по 500 мкл

Раствор Таq-полимеразы
500 мкл
LOT XXX
XXXX-XX-XX

Раствор
Таq-полимеразы
500 мкл
LOT XXX
XXXX-XX-XX

Минеральное масло
4 пробирки по 1,0 мл

Минеральное масло
1,0 мл
LOT XXX
XXXX-XX-XX

Минеральное
масло
1,0 мл
LOT XXX
XXXX-XX-XX

Положительный контрольный образец
1 пробирка 320мкл

ЭНТЕРОФЛОР® Дети
Положительный контрольный образец
Фасовка S
320 мкл
LOT XXX
XXXX-XX-XX

ЭНТЕРОФЛОР® Дети
Положительный
контрольный образец
320 мкл
LOT XXX
XXXX-XX-XX
Фасовка S

Фасовка А

Условия хранения: от 2°C до 8°C

Этикетка на коробку

Этикетка на полиэтиленовый пакет (гриппер)



Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

IVD Real-time
REF R1-P815-XA/5
LOT XXXXXX-XX
 XXXX-XX-XX

 XXXX-XX-XX

 2°C - 8°C

 24

Фасовка А

 Полимераза
ТехноTaq
MAX (2x60)
XXX

ЭНТЕРОФЛОР® Дети

Состав:

Смеси для амплификации

Стрим 2 стрипа по 8 пробирок по 120 мкл

ПЦР-буфер Стрим-К 2 пробирки по 600 мкл

Буфер для разведения ДНК 4 пробирки по 1,0 мл

Положительный контрольный образец 2 пробирки по 100 мкл

Стрипы по 8 пробирок 10 шт.

Крышки для стрипов 2 шт.

Компоненты для хранения от минус 18 °С до минус 22 °С упакованы отдельно - упаковка "Полимераза ТехноTaq MAX (2x60)"

 РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-128-46482062-2021
Предназначено для профессионального применения

Компоненты для хранения от -18°C до -22°C упакованы отдельно

 Смеси для амплификации Стрим
2 стрипа по 8 пробирок по 120 мкл

ЭНТЕРОФЛОР® Дети

Смеси для амплификации Стрим

2 стрипа по 8 пробирок по 120 мкл







IVD Real-time
LOT XXXXXX
 XXXX-XX-XX

Фасовка А

 2°C - 8°C


Этикетки на компоненты (пробирки)

Примеры дизайна этикеток


ПЦР-буфер Стрим-К
2 пробирки по 600 мкл

Буфер для разведения ДНК
4 пробирки по 1,0 мл

Положительный контрольный образец
2 пробирки по 100 мкл


Условия хранения: от минус 18°C до минус 22°C

Этикетка на коробку



Этикетки на компоненты (пробирки)





Макет этикетки на транспортную тару

Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

IVD Фасовка А	ЭНТЕРОФЛОР® Дети
_____ _____ LOT _____ Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с хладоэлементами 2 °C 25 °C не более 5 суток Условия хранения 2 °C 8 °C

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

ВНИМАНИЕ! Полимераза ТехноТaq МАХ упакована отдельно!

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4.

Место производства:

ООО «ДНК-Технология ТС»: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4

ООО «НПО ДНК-Технология»: Россия, 142281, Московская обл. г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru

Макет этикетки на транспортную тару

Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

IVD Фасовка А	ЭНТЕРОФЛОР® Дети Полимераза ТехноТaq МАХ
_____ _____ LOT _____ Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с хладоэлементами 2 °C 25 °C не более 5 суток Условия хранения -18 °C -22 °C

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4.

Место производства:

ООО «ДНК-Технология ТС»: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4

ООО «НПО ДНК-Технология»: Россия, 142281, Московская обл. г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.


Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru



Макет этикетки на транспортную тару

Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

IVD Фасовка S	ЭНТЕРОФЛОР® Дети
 LOT Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с хладоэлементами 25 °C 2 °C не более 5 суток Условия хранения 8 °C 2 °C

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4.

Место производства:

ООО «ДНК-Технология ТС»: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4
 ООО «НПО ДНК-Технология»: Россия, 142281, Московская обл. г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),
 +7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),
 E-mail: hotline@dna-technology.ru



Макет этикетки на транспортную тару

Набор реагентов для исследования состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала детей методом ПЦР в режиме реального времени (ЭНТЕРОФЛОР® Дети)

IVD Фасовка S	ЭНТЕРОФЛОР® Дети
 LOT Количество наборов: _____ шт.	Условия транспортирования В термоконтейнерах с хладоэлементами 25 °C 2 °C не более 5 суток Условия хранения 8 °C 2 °C

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4.

Место производства:

ООО «ДНК-Технология ТС»: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр.4
 ООО «НПО ДНК-Технология»: Россия, 142281, Московская обл. г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),
 +7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),
 E-mail: hotline@dna-technology.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10



(20200816) листа (ов)
специалист по регистрации
Шербакова Н.И. 