

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**«Печь для термической обработки стоматологических материалов Programab»,
производства: Ivoclar Vivadent AG, Лихтенштейн**


1. Печь для термической обработки стоматологических материалов Programat CS6




2. Печь для термической обработки стоматологических материалов Programat CS6 (маркировка)




3. Столик для спекания Programat object plate



4. Набор контроля температуры Temperature Checking Set UTH (880°C)



5. Набор контроля температуры Temperature Checking Set MTH (1500°C)



Sinter Furnace

Temperature Checking Set MTH (1500 °C)

Conversion table °C

Umrechnungstabelle °C

Table de conversion °C

Tavola di conversione °C

Tabla de conversión °C

Mesa de conversão °C


Ø mm	Δ °C	Ø mm	Δ °C
17.81	-20	17.96	0
17.82	-19	17.97	1
17.83	-18	17.98	2
17.84	-16	17.99	3
17.85	-15	18.00	4
17.86	-13	18.01	5
17.87	-12	18.02	6
17.88	-11	18.03	7
17.89	-9	18.04	8
17.90	-8	18.05	9
17.91	-7	18.06	10
17.92	-5	18.07	11
17.93	-4	18.08	12
17.94	-3	18.09	13
17.95	-1	18.10	14

Rev. 01/05

© 2005 Ivoclar Vivadent AG

ivoclar
vivadent


6. Кабель питания, 2.5 м






7. Кабель сетевой, 3 м.



8. Шланг вакуумный, 1.8 м.




9. Столик для кристаллизации IPS Speed Tray




Столик для кристаллизации IPS Speed Tray, в составе:

1. Столик.
2. Пин тип L.
3. Пин тип M.
4. Пин тип S.


10. Салфетка тканевая для экрана




11. Кисточка для очистки




12. Накопитель USB Programat USB-Stick



13. Модуль беспроводного подключения Programat WLAN Kit




14. Расцветка A-D Shade Guide




15. Держатель Digital Shade Assistant Holder Kit (2 шт./уп.)




16. Щипцы



17. Держатель щипцов




18. Предохранитель T15AH (Ø6,3), Предохранитель T5AH (Ø5).



19. Принадлежность к Печи для термической обработки стоматологических материалов Programat S2: Вакуумная помпа (насос) Vacuum Pump VP3 easy




20. Принадлежность к Печи для термической обработки стоматологических материалов Programat S2: Вакуумная помпа Vacuum Pump VP5




21. Печь для термической обработки стоматологических материалов Programat S2




22. Печь для термической обработки стоматологических материалов Programat S2 (маркировка)




23. Подставка для объектов




24. Столик для спекания Programat sinter tray



25. Столик для спекания Programat Dosto



26. Набор контроля температуры Temperature Checking Set MTH (1500°C)




27. Кабель питания, 2.5 м.




28. Кабель сетевой, 5 м.




29. Элемент дистанционный.




30. Вилка для столика спекания




31. Кисточка для очистки



32. Накопитель USB Programat USB-Stick



33. Модуль беспроводного подключения Programat WLAN Kit



34. Предохранитель T16AH (Ø5) – 2 шт.



Пронумеровано, прошито, скреплено печатью 36 листов

ООО Ивоклар Вивадент

Штефан Ульманн
Генеральный директор

