

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «ИММУНОСКРИН»



Н. С. Осин


«01» июня 2018 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО
АССОЦИИРОВАННОГО С БЕРЕМЕННОСТЬЮ БЕЛКА А
(ПАББ-А) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ
ЛАНТАНИДНОГО ИММУНОФЛУ-ОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
«ПАББ-А-ЛИФА»**


2019 г.

Общий вид в коробке




Набор реагентов для количественного определения плазменного ассоциированного с беременностью белка А (ПАББ-А) в сыворотке крови человека методом лантанидного иммунофлуоресцентного анализа «ПАББ-А-ЛИФА» по ТУ 21.20.23-016-49941990-2018

Общий вид в открытой коробке




Общее фото набора






Состав (набор для 96 определений)



Планшет - 1 шт.



Калибровочная пробы – 6 пробирок или флаконов (по 1,0 мл каждая)




Калибровочная проба А Калибровочная проба В Калибровочная проба С




Калибровочная проба Д Калибровочная проба Е Калибровочная проба Ф

Контрольная сыворотка – 1 пробирка или флакон (1,0 мл)




Концентрат конъюгата – 1 пробирка или флакон (0,3 мл)




Усиливающий раствор – 1 флакон (30 мл)



ЛИФА-Буфер – 1 флакон (50 мл)



Концентрат отмывочного раствора – 2 флакона (по 10,0 мл каждый)



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 11 листа (ов)
Генеральный директор
ЗАО «Иммуноскрин» _____ Н. С. Осин

