

Фотоальбом

Концентратор кислорода медицинский АКС по ТУ 32.50.21-025-86582603-2021



Фотографическое изображение 1. Концентратор кислорода медицинский АКС (модели АКС5/П, АКС7/П, АКС10/П, Модели имеют общий корпус)



Фотографическое изображение 2. Концентратор кислорода медицинский АКС (модели АКС5/Р, АКС7/Р, АКС10/Р. Модели имеют общий корпус).




Фотографическое изображение 3. Концентратор кислорода медицинский АКС (модель АКС13)



Фотографическое изображение 4. Концентратор кислорода медицинский АКС (модели АКС15 и АКС16)



Фотографическое изображение 5. Штыцер универсальный 1/4 для подключения контура пациента.



Фотографическое изображение 6 Переходник: Фитинг мод. 2601 12-1/4, Camozzi под кислородный шланг



Фотографическое изображение 7 Хомут винтовой 16-25 нерж



Фотографическое изображение 8. Пакет с кабелем питающим 5м.



Фотографическое изображение 9. Папка с эксплуатационной документацией в упаковке. Под ней пакет с комплектующими на поверхности концентратора перед упаковкой.



Фотографическое изображение 10. Папка с эксплуатационной документацией в упаковке и пакет с кабелем питающим на верхней поверхности концентратора – транспортное положение перед упаковкой



Фотографическое изображение 11 Увеличено на изображении 10. Транспортное положение, штуцера универсального, переходника-фитинга и хомута винтового. Закреплено на корпусе концентратора.



Фотографическое изображение 12. Концентратор кислорода медицинский АКС в упаковке (модели АКС5/Р, АКС7/Р, АКС10/Р, АКС5/П, АКС7/П, АКС10/П) Вариант упаковки – стреч-пленка



Фотографическое изображение 14. Маркировочная этикетка на упаковке.

Наименование изготовителя	АО Грасис
Адрес	Россия, 117303, г. Москва, ул. М. Юшуньская, дом 1, корпус 1, этаж 1, помещение I, комната 24
Наименование изделия	Концентратор кислорода медицинский АКС
Вариант исполнения, модель	АКС10/Р
Зав №	3776.2021.ТГК106.1063
Дата изготовления (месяц, год)	05.2021
Технические условия	ТУ 32.50.21.120-025-86582603-2021
Номер и дата регистрационного удостоверения РЗН	

Фотографическое изображение 15. Маркировочная этикетка на упаковке, размер 140 мм x 150 мм (+/-5мм).



ГРАСИС

АО «Грасис»
www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34
Служба оперативной поддержки клиентов:
тел.+7(926) 44-77-34
E-mail:support@grasys.ru

Концентратор кислорода медицинский АКС
(Модель АКС5/П)

ТУ 32.50.21-025-86582603-2021

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	5 л/мин 93%	
Масса нетто	85	кг
Заводской номер		
Дата выпуска		



Сделано в России

ЕАС

Фотографическое изображение 16.
Допускается 94 мм x 50 мм (+/-5мм)

Модель АКС5/П. Основная маркировка, размер 150 мм x 80 мм (+/-5мм)



ГРАСИС

АО «Грасис»
www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34
Служба оперативной поддержки клиентов:
тел.+7(926) 44-77-34
E-mail:support@grasys.ru

**Концентратор кислорода медицинский АКС
(Модель АКС 5/Р)**

ТУ 32.50.21-025-86582603-2021

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	5 л/мин 93%	
Масса нетто	85	кг
Заводской номер		
Дата выпуска		



Сделано в России



Фотографическое изображение 17. Модель АКС5/Р. Основная маркировка, размер 150 мм x 80 мм (+/-5мм)
Допускается 94 мм x 50 мм (+/-5мм)

Фотографическое изображение 18.
Допускается 94 мм x 50 мм (+/-5мм)

Модель АКС7/П. Основная маркировка, размер 150 мм x 80 мм (+/-5мм)



ГРАСИС

АО «Грасис»
www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34
Служба оперативной поддержки клиентов:
тел.+7(926) 44-77-34
E-mail:support@grasys.ru

Концентратор кислорода медицинский АКС

(Модель АКС 7/П)

ТУ 32.50.21-025-86582603-2021

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	7 л/мин 93%	
Масса нетто	90	кг
Заводской номер		
Дата выпуска		



Сделано в России

ENC



ГРАСИС

АО «Грасис»
www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34
Служба оперативной поддержки клиентов:
тел.+7(926) 44-77-34
E-mail:support@grasys.ru

**Концентратор кислорода медицинский АКС
(Модель АКС 7/Р)**

ТУ 32.50.21-025-86582603-2021

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	7 л/мин 93%	
Масса нетто	90	кг
Заводской номер		
Дата выпуска		



Сделано в России

ЕАС

Фотографическое изображение 19. Модель АКС7/Р. Основная маркировка, размер 150 мм х 80 мм (+/-5мм)
Допускается 94 мм х 50 мм (+/-5мм)



АО «Грасис»
www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34
Служба оперативной поддержки клиентов:
тел. +7(926) 44-77-34
E-mail: support@grasys.ru

Концентратор кислорода медицинский АКС
(Модель АКС10/П)

ТУ 32.50.21-025-86582603-2021

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	10 л/мин	93%
Масса нетто	95	кг
Заводской номер		
Дата выпуска		



Сделано в России



Фотографическое изображение 20. Допускается 94 мм x 50 мм (+/-5мм) Модель АКС10/П. Основная маркировка, размер 150 мм x 80 мм (+/-5мм)



АО «Грасис»
www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34
Служба оперативной поддержки клиентов:
тел.+7(926) 44-77-34
E-mail:support@grasys.ru

Концентратор кислорода медицинский АКС
(Модель АКС10/Р)

ТУ 32.50.21-025-86582603-2021

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	10 л/мин	93%
Масса нетто	95	кг
Заводской номер		
Дата выпуска		



Сделано в России



Фотографическое изображение 21. Допускается 94 мм x 50 мм (+/-5мм)
Модель АКС10/Р. Основная маркировка, размер 150 мм x 80 мм (+/-5мм)



ГРАСИС

АО «Грасис»

www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34

Служба оперативной поддержки клиентов:

тел.+7(926) 44-77-34

E-mail:support@grasys.ru

Концентратор кислорода медицинский АКС

(Модель АКС13)

ТУ 32.50.21-025-86582603-2021

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	13 л/мин	93%
Масса нетто	300	кг
Заводской номер		
Дата выпуска		



Сделано в России

ЕАС

Фотографическое изображение 22.
Допускается 94 мм x 50 мм (+/-5мм)

Модель АКС13. Основная маркировка, размер 150 мм x 80 мм (+/-5мм)



АО «Грасис»
www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34
Служба оперативной поддержки клиентов:
тел.+7(926) 44-77-34
E-mail:support@grasys.ru

Концентратор кислорода медицинский АКС

(Модель АКС15)

ТУ 32.50.21-025-86582603-2021

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	15 л/мин	93%
Масса нетто	200	кг
Заводской номер		
Дата выпуска		



Сделано в России



Фотографическое изображение 23. Модель АКС15. Основная маркировка, размер 150 мм x 80 мм (+/-5мм)
Допускается 94 мм x 50 мм (+/-5мм)



ГРАСИС

АО «Грасис»

www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34

Служба оперативной поддержки клиентов:

тел. +7(926) 44-77-34

E-mail: support@grasys.ru

Концентратор кислорода медицинский АКС

(Модель АКС16)

ТУ 32.50.21-025-86582603-2021

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	16 л/мин 93%	
Масса нетто	200	кг
Заводской номер		
Дата выпуска		



Сделано в России

ENC

Фотографическое изображение 24. Допускается 94 мм x 50 мм (+/-5мм) Модель АКС16. Основная маркировка, размер 150 мм x 80 мм (+/-5мм)



ГРАСИС

АКС10/Р

Концентратор кислорода медицинский

Рабочее давление	0,3	МПа
Расход/концентрация	10 л/мин 94±1%	
Масса нетто	95	кг
Заводской номер	3776.2021.ТГК106.1063	
Дата выпуска/срок службы	05.2021	8 лет

Сделано в России

ЕМС

АО «Грасис»

www.grasys.ru, тел. / факс +7(495) 777-77-34

Служба оперативной поддержки клиентов:

тел. +7(828) 444-77-34

E-mail: support@grasys.ru

Фотографическое изображение 25. Основная маркировочная табличка, вариант без QR-кода и TV.
Пластина/ламинированная бумага, размер 90 мм x 50 мм (+/-5мм)



Фотографическое изображение 26. Основная маркировочная табличка, вариант 2, без QR-кода и ТУ, металл, размер 90 мм x 50 мм (+/-5мм)

Степень защиты от проникновения воды

IP40

Характеристики электропитания:

Напряжение, В

230+/-10%

Частота переменного тока, Гц

50

Потребляемая мощность: кВт

1,26

З а п р е щ а е т с я !

**1. КУРЕНИЕ И/ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ В ПОМЕЩЕНИИ
УСТАНОВКИ";**

**2. Несанкционированное снятие крышки (панелей)
Установки и доступ к оборудованию внутри корпуса.**

И н ф о р м а ц и я:

Номинальная концентрация кислорода в газовой смеси на выходе из установки, при номинальном потоке ____ л/мин составляет 94+/-1%. Получение расхода, отличающегося от номинального с такой концентрацией, не предусмотрено конструкцией Установки.

Применение смазочных веществ не требуется весь срок службы Установки.

Обслуживание Установки осуществляется строго в соответствии с Руководством по эксплуатации

Фотографическое изображение 28. Дополнительная маркировка: запрещается, размер 140 мм x 150 мм (+/-5мм)

В н и м а н и е !

Выход горячего воздуха! Горячая поверхность!

Не прикасаться во время работы концентратора!



И. Ш. Ш. Ш.

И ПРОНУМЕРОВАНО

30 ЛИСТА(ОВ)

12 20 21 г.

(тридцать)