

Игла двусторонняя Lind-Vac




Lind-Vac

Multi-sample

CE 0123 (2)

LOT 201120



Линд-Вак Lind-Vac

2mm x 25 mm


(18G x 1")



2025-11

Игла двусторонняя Lind-Vac с защитой от укола иглой





Игла двусторонняя с визуальной камерой Lind-Vac




Lind-Vac

Multi-sample need



0123



LOT

201210

2020-12



210

STERILE EO



the needle with visual control

Визуальный контроль

Игла для

Vac

2025-12

0-12

(236 x 1")

control 0,6 MM x 25 MM

камера Lind-Vac
двусторонняя с

Игла-бабочка Lind-Vac



Lind-Vac

Игла-бабочка Lind-Vac

0,55 мм x 19 мм (24G x 3/4"), длина трубки 19 см

с силиконовым покрытием иглы

REF SN2407  STERILE EO  0123

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ УПАКОВКА ВСКРЫТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА
ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку, вынуть иглу, снять защитный колпачок с адаптера.
2. Вкрутить в держатель (если необходимо).
3. Подготовить пациента.
4. Снять защитный колпачок с иглы и провести венепункцию.
5. Подсоединить к вакуумной пробирке и собрать образец крови.

 Zhejiang Lindy Medical Devices Co., Ltd., No.758, 5th Binhai
Road, Binhai Industrial Park, Longwan District, 325025
Wenzhou, Zhejiang Province, P.R. of China

 S. Binhai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Postfach 80 20537 Hamburg Germany


РУ № 2019/9168 от 06 ноября 2019 года

Уполномоченный представитель: ООО «Диалабсервис»
Импортер: ООО «Коразй»

LOT 200505  2020-05  2025-05

Игла-бабочка с защитным механизмом от укола Lind-Vac





Игла-бабочка с держателем Lind-Vac



Индивидуальная упаковка и маркировка иглы-бабочки с держателем Lind-Vac

Lind-Vac

Игла-бабочка с держателем Lind-Vac
Blood collection set with screw needle with holder

0,55 мм x 19 мм (24G x 3/4"), длина трубки 19 см
с силиконовым покрытием иглы

REF BH2407  **STERILE EO**  0123

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ УПАКОВКА ВСКРЫТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА
ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку, вынуть иглу.
2. Подготовить пациента.
3. Снять защитный колпачок с иглы и провести венепункцию.
4. Подсоединить к вакуумной пробирке и собрать образец крови

 Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd., No.758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park, Longwan District, 325025 Wenzhou, Zhejiang Province, P.R. of China

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestasse 80 20537 Hamburg Germany

РУ № РЗН 2019/9168 от 06 ноября 2019 года

Уполномоченный представитель: ООО «Диалабсервис»

Импортер: ООО «Корвэй»

LOT 210605  2021-06  2026-06

Игла-бабочка с защитным механизмом от укола и держателем Lind-Vac



Индивидуальная упаковка и маркировка иглы-бабочки с защитным механизмом от укола и держателем Lind-Vac

Lind-Vac

**Игла-бабочка с защитным механизмом
от укола и держателем Lind-Vac**
Safety blood collection set with holder

0,9 мм x 19 мм (20G x 3/4") Длина трубки 30 см
с силиконовым покрытием иглы

REF BS2012 (8) STERILE FO CE 0123

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ УПАКОВКА ВСКРЫТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА
для одноразового использования
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку, вынуть иглу.
2. Подготовить пациента.
3. Снять защитный колпачок с иглы и провести венепункцию.
4. Подсоединить к вакуумной пробирке и собрать образец крови.



Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd., No.758, 5th Binhai
Road, Binhai Industrial Park, Longwan District, 325025
Wenzhou, Zhejiang Province, P.R. of China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Elbestasse 80 20537 Hamburg Germany

ПУ № РЗН 2019/9168 от 06 ноября 2019 года
Уполномоченный представитель: ООО «Диалабсервис»
Импортер: ООО «Корей»

LOT

201120



2020-11



2025-11

Многоразовый держатель (Reusable holder)



Одноразовый держатель (Disposable holder)



Держатель с защитой от укола иглой (Safety holder)



Прошито и скреплено печатью
21 лист (двадцать один)

Генеральный директор
ООО «Диалабсервис»

Линд В.В. 
