

УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Самед»

О.А. Кутыжалова

2022 г.



М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Подъёмники передвижные реабилитационные AORTIS® с принадлежностями,
в вариантах исполнения**



Подъёмники передвижные реабилитационные AORTIS® с принадлежностями



Подъёмник передвижной реабилитационный AORTIS® Y403



Jiangsu Intco Medical Products Co., Ltd

№ 77 Yandunshan Road, Dagang Zhenjiang, Jiangsu Province 212132 P.R. China



04.2020

REF

Y403/3

SN

032020/Y403/3

5 мин. нагрузки / 20 мин. пауза

Аккумулятор

Напряжение 24В

Ёмкость 3 А/час

Классы защиты оболочки IP IPX4

IP20



Класс I

Максимальная нагрузка 250 кг

Зарядное устройство может работать с любыми показателями сети переменного тока: напряжение от 100 В до 240 В, частота от 50 Гц до 60 Гц

Уполномоченный представитель производителя (поставщик) медицинского изделия:

ООО "САМЕД",

РФ, 107497, г. Москва, Вн. тер. г. Муниципальный округ Гольяново, ш. Щёлковское, д. 79, к. 1, кв. 444, комн. 1

Макет маркировки

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 2 (два) листов

Должность директор


Подпись Климова О.А.



УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Самед»

 О.А. Кинжалова

« 2 » декабря 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Подъемники передвижные реабилитационные AORTIS® с принадлежностями,
в вариантах исполнения**

*МОДЕЛИ /1,2,3-идентичны. ПОЭТОМУ ФОТОГРАФИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА ОБЩИЕ



Подъёмник для пациентов AORTIS® Y401/1



Подъёмник для пациентов AORTIS® Y402/1



Подъёмник для пациентов AORTIS® Y402/1




Подъёмник для пациентов AORTIS® Y403/1



Подвес-гамак вариант исполнения 2

Подвес-гамак вариант исполнения 1





Подвес-гамак



Подвес-гамак вариант исполнения 3



Подъемники передвижные реабилитационные AORTIS® с принадлежностями



Подъемник передвижной реабилитационный AORTIS® Y403/3



Jiangsu Intco Medical Products Co., Ltd.
№ 77 Yandunshan Road, Dagang Zhenjiang, Jiangsu Province 212132 P.R. China



04.2020

REF

Y403/3

SN

032020/Y403/3

3 мин. нагрузки 20 мин. пауза

Аккумулятор

Напряжение 24В

Емкость 3 А·час

Классы защиты оболочки IP IPX4

IP20



Класс I

Максимальная нагрузка 250 кг

Зарядное устройство может работать с любыми показателями сети переменного тока: напряжение от 100 В до 240 В, частота от 50 Гц до 60 Гц


Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:

ООО "САМЕД",
107497, г. Москва, Вн. тер. г. Муниципальный округ Гольяново, ш. Щелковское,
д. 79, к. 1, кв. 444, комн. 1

Маркировка на изделии



Подъемники передвижные реабилитационные AORTIS® с принадлежностями



Подъемник передвижной реабилитационный AORTIS® Y403/3



Jiangsu Intco Medical Products Co., Ltd


№ 77 Yandunshan Road, Dagang Zhenjiang, Jiangsu Province 212132 P.R. China



04.2020



Y403/3



032020/Y403/3

5 мин. нагрузки/ 20 мин. пауза

Аккумулятор

Напряжение 24В

Ёмкость 3 А/час

Классы защиты оболочки IP IPX4

IP20



Класс I


Максимальная нагрузка 250 кг

Зарядное устройство может работать с любыми показателями сети переменного тока: напряжение от 100 В до 240 В, частота от 50 Гц до 60 Гц

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:

ООО "САМЕД",
107497, г. Москва, Вн. тер. г. Муниципальный округ Гольяново, ш. Щёлковское,
д. 79, к. 1, кв. 444, комн. 1

Макет маркировки



Упаковка изделия

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

12 (двенадцать) листов

Должность генеральный директор

Подпись Климова О.А.

« 2 » сентября 2022 г. М.П.

