

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «ИНТМЕД»



Сюй Чжаоцзюнь

« 20 » марта 2023 г.

## ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

медицинского изделия

**Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря**



Фото 1 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря СВ – упаковка

**INTEGRAL**

## НАБОР ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ СВ

### • ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Проверьте целостность индивидуальной упаковки перед использованием. Не используйте изделие, если упаковка повреждена.
2. Тщательно вымойте руки с мылом или, при необходимости, продезинфицируйте антибактериальным средством для рук.
3. Вскройте упаковку с набором. Примите удобное положение на подложке (если это необходимо).
4. Наденьте перчатки.
5. Вымойте половой член в направлении от отверстия уретры до основания головки круговыми движениями при помощи тампонов с пропиткой повидон-йодом или салфетки с БЗХ, если необходимо. Не мойте движениями назад-вперед к уретральному отверстию.
6. Снимите колпачок с наконечника-интродьюсера и выдвиньте урологический катетер на расстояние до 1/8" (2 мм) от верха силиконового наконечника-интродьюсера. Не продвигайте катетер дальше наконечника интродьюсера!
7. Держите пенис под углом 45-60 градусов от тела. Доминантной рукой введите наконечник-интродьюсер в уретру. Надежно удерживайте его на месте большим и указательным пальцами недоминантной руки, продолжая удерживать основание полового члена остальными пальцами. Доминантной рукой возьмитесь за катетер через мешок, у основания введенного наконечника-интродьюсера, и медленно продвигайте его к мочевому пузырю до появления тока мочи. После начала тока мочи не продвигайте катетер дальше!
8. Когда ток мочи прекратится, медленно проворачивая катетер через мешок между пальцами, извлеките катетер из уретры. Наденьте колпачок обратно.
9. Чтобы опорожнить мешок, держите его вертикально и поместите большой палец в отверстие в верхней части мешка. Возьмитесь за язычок и оторвите вниз линию перфорации. Вылейте мочу через отверстие в унитаз. Утилизируйте изделия и вымойте руки.

### • МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. не использовать изделие повторно.
2. не стерилизовать повторно.
3. не использовать, если упаковка открыта или повреждена.
4. перегибание трубки катетера из-за движений пациента или по иным причинам может привести к блокировке потока жидкости.
5. не вводить катетер при ощущении сопротивления

- Колпачок – 1 шт.;
- Наконечник-интродьюсер, размер XL – 1 шт.;
- Переходник – 1 шт.;
- Урологический катетер Нелатона: женский, наконечник прямой, размер 18 Fr – 1 шт.;
- Мешок для сбора мочи, объем 1500 мл – 1 шт.;
- Бумажная подложка, размер 220 мм x 150 мм – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

REF /Номер по каталогу: CBF18  
Size / Размер: 18 Fr  
LOT /Код партии: 20B11201  
/Дата изготовления: 09.2020  
/Использовать до: 08.2023

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  
INTEGRAL Medical Products Co., LTD  
(ИНТЕГРАЛ Медицинские Продукты Ко., ЛТД, КНР, No.2 Dongze Road, High-Tech Industrial Development Zone, 312000 Shaoxing, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в РФ:  
111524, РОССИЯ, г. Москва, ВНТРЕ: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО,  
ул. Перовская д. 1 стр. 12, помещение 1, комната 27,  
тел. +7 495 780 74 88, andrey@int-med.ru, www.int-med.ru

RU № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



не токсично  
внутри



открывать  
здесь

Фото 2 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря СВ - маркировка



Фото 3 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря СВ: колпачок, наконечник-интродьюсер, переходник, урологический катетер Нелатона: женский, наконечник прямой, мешок для сбора мочи, бумажная подложка – общий вид



Фото 4 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря СВ: колпачок, наконечник-интродьюсер, переходник, урологический катетер Нелатона: женский, наконечник изогнутый, мешок для сбора мочи, бумажная подложка – общий вид



Фото 5 – Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS – упаковка

**INTEGRAL**

## НАБОР ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ CS

### • ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Проверьте целостность индивидуальной упаковки перед использованием. Не используйте изделие, если упаковка повреждена.
2. Тщательно вымойте руки с мылом или, при необходимости, продезинфицируйте антибактериальным средством для рук.
3. Вскройте упаковку с набором. Примите удобное положение на подложке (если это необходимо).
4. Наденьте перчатки.
5. Вымойте половой член в направлении от отверстия уретры до основания головки круговыми движениями при помощи тампонов с пропиткой повидон-йодом или салфетки с БЗХ, если необходимо. Не мойте движениями назад-вперед к уретральному отверстию.
6. Снимите колпачок с наконечника-интродьюсера и выдвиньте урологический катетер на расстояние до 1/8" (2 мм) от верха силиконового наконечника-интродьюсера. Не продвигайте катетер дальше наконечника интродьюсера!
7. Держите пенис под углом 45-60 градусов от тела. Доминантной рукой введите наконечник-интродьюсер в уретру. Надежно удерживайте его на месте большим и указательным пальцами не доминантной руки, продолжая удерживать основание полового члена остальными пальцами. Доминантной рукой возьмитесь за катетер через мешок, у основания введенного наконечника-интродьюсера, и медленно продвигайте его к мочевому пузырю до появления тока мочи. После начала тока мочи не продвигайте катетер дальше!
8. Когда ток мочи прекратится, медленно проворачивая катетер через мешок между пальцами, извлеките катетер из уретры. Наденьте колпачок обратно.
9. Чтобы опорожнить мешок, держите его вертикально и поместите большой палец в отверстие в верхней части мешка. Возьмитесь за язычок и оторвите вниз линию перфорации. Вылейте мочу через отверстие в унитаз. Утилизируйте изделия и вымойте руки.

### • МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. не использовать изделие повторно.
2. не стерилизовать повторно.
3. не использовать, если упаковка открыта или повреждена.
4. перегибание трубки катетера из-за движений пациента или по иным причинам может привести к блокировке потока жидкости.
5. не вводить катетер при оцутимом сопротивлении

- Колпачок – 1 шт.
- Наконечник-интродьюсер, размер XL – 1 шт.
- Переходник – 1 шт.
- Урологический катетер Нелатона; мужской, наконечник прямой, размер 18 Fr – 1 шт.
- Мешок для сбора мочи, объем 1500 мл – 1 шт.
- Бумажная подложка, размер 220 мм × 180 мм – 1 шт.
- Подложка, размер 450 мм × 350 мм – 1 шт.
- Марля в сложенном виде, размер 100 мм × 100 мм – 1 шт.
- Салфетка с БЗХ, номер по каталогу 855C – 1 шт.
- Тампоны с пропиткой повидон-йодом, номер по каталогу 883C – 3 шт./уп.
- Перчатки медицинские нитриловые/процедурные нитриловые, неопудренные, одноразовые, размер XL – 1 пара.
- Инструкция по применению – 1 шт.

REF /Номер по каталогу: **CS18**  
Size / Размер: **18 Fr**  
LOT /Код партии: **20B11201**  
/Дата изготовления: **09.2021**  
/Использовать до: **08.2023**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  
INTEGRAL Medical Products Co., LTD.  
ИНТЕГРАЛ Медикал Продуктс Ко., ЛТД, КНР No.2 Dongze Road, High-Tech Industrial Development Zone, 312000 Shaoxing, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в РФ:  
111524, РОССИЯ, г. Москва, ВКТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СКУПЕР ПЕРОВО,  
ул. Перовская д. 1 стр. 12, помещение 1, комната 27,  
тел. +7 495 780 74 88, andrey@int-med.ru, www.int-med.ru

РУ № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года



0123

не токсично  
внутри

Фото 6 – Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS – маркировка



Фото 7 – Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS – общий вид



Фото 8 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS: колпачок, наконечник-интродьюсер, переходник, урологический катетер Нелатона: мужской, наконечник изогнутый, мешок для сбора мочи, бумажная подложка – общий вид



Фото 9 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS: колпачок, наконечник-интродьюсер, переходник, урологический катетер Нелатона: мужской, наконечник прямой, мешок для сбора мочи, бумажная подложка



Фото 10- Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS: Подложка, размер 450 мм×350 мм – общий вид



Фото 11 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS: Марля в сложенном виде, размер 100 мм×100 мм – общий вид



Фото 12 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS:  
Салфетка с БЗХ, номер по каталогу 855С – общий вид



Фото 13 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS: Тампоны с пропиткой повидон-йодом, номер по каталогу 883C – общий вид



Фото 14 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря CS:  
Перчатки медицинские смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, одноразовые, размер: XL – общий вид



Фото 15 - Набор для периодической катетеризации мочевого пузыря СВ – макет транспортной упаковки



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 17 листа(ов).

Должность, ФИО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *Генеральный директор*  
\_\_\_\_\_ *Ирина Александровна*  
(подпись)

Место печати

«20» \_\_\_\_\_ 2023 года

