

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «биоМерье Рус»

Бердникова Н.В.



2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Анализатор FilmArray Torch» для проведения
мультиплексной ПЦР с целью обнаружения нуклеиновых
кислот-мишеней в клинических образцах, с
принадлежностями»**


I. Состав:

1. Базовая станция FilmArray Torch (при необходимости), в составе:


1.1. Базовая станция – 1 шт.



1.2. Станция загрузочная – 1 шт.




1.3. Набор крепежных элементов для установки Базовой станции – 1 шт.



1.4. Кабель питания (американский стандарт) – 1 шт.




1.5. Кабель питания (европейский стандарт) – 1 шт.



1.6. Кабель сетевой Ethernet – 1 шт.




7. Кожух для кабелей Базовой станции – 1 шт.



1.8. Информация для пользователя на электронном и/или бумажном носителе (при необходимости) – 1 шт .



1.9. Заслонка Базовой станции – 1 шт.




1.10. Верхняя крышка – 1 шт.




2. Модуль FilmArray Torch (от 1 шт. до 12 шт.), в составе:


2.1. Модуль – от 1 шт. до 12 шт.




2.2. Передняя крышка Модуля – от 1 шт. до 12 шт.



2.3. Фильтр – от 1 до 48 шт.



2.4. Кабель питания длинный – от 1 шт. до 12 шт.




2.5. Кабель сетевой длинный Ethernet – от 1 шт. до 12 шт.





2.6. Кабель питания короткий – от 1 шт. до 12 шт.



2.7. Кабель сетевой короткий Ethernet – от 1 шт. до 12 шт.



2.8. Набор крепежных элементов для установки Модуля – от 1 шт. до 12 шт.




2.9. Краткое руководство пользователя по установке Анализатора FilmArray Torch на бумажном и/или электронном носителе (при необходимости) – от 1 шт. до 12 шт.



BioFire® FilmArray® Torch Quick Information Quick Guide

BioFire Torch installation should only be performed by a BioFire Diagnostics-appointed specialist. BioFire Torch requires one power outlet. LIS connectivity requires a single data outlet.





BioFire Torch (Front)

1. BioFire Torch Duplex
2. BioFire Torch Module
 - a. Module Reset
3. Module Front Cover
4. Module Status LED Light
5. Pouch Insert Slot
6. BioFire Torch System Base
 - a. Touch Screen
 - b. Barcode Scanner
 - c. USB Ports (2)

BioFire Torch (Back)

7. BioFire Torch Top Cover
8. Back of Module
 - a. Power On/Off Switch
 - b. Ethernet Port
9. Duplex Cable Shroud
10. System Base Cable Shroud
11. System Base Power Port – On/Off
 - a. Power Inlet
 - b. Power On/Off Switch
12. System Base Reset – USB – Ethernet
 - a. System Base Reset
 - b. USB Ports (2)
 - c. Ethernet Port for LIS Connectivity




1. Принадлежности:

1. Дуплекс FilmArray Torch (от 1 шт. до 5 шт.) (при необходимости), в составе:
 - 1.1. Дуплекс - от 1 шт. до 5 шт.




1.2. Станция загрузочная - от 1 шт. до 5 шт.



1.3. Набор крепежных элементов для установки Дуплекса – от 1 шт. до 5 шт.



1.4. Кожух для кабелей Дуплекса – от 1 шт. до 5 шт.



2. Крышка фронтальная с набором крепежных элементов – 1 шт. (при необходимости).



Прошито и пронумеровано
25 листов.

"13" декабря 2024 года.

Генеральный директор
Бердникова Н.В.

