





Генеральный директор
ООО «Тринити Медикал Системс»
Серегин Р.В.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Дефибриллятор серия ТЕС-5600, варианты
исполнения ТЕС-5621, ТЕС-5631,**

*производства «NIHON KONDEN CORPORATION» (НИХОН КОДЕН
КОРПОРЕЙШН), Япония*















Гель контактный "Gelaid", модель Z-1018A, артикул F015A, 2 шт./уп.











Корзина для тележки, модель/артикул DI-831V, 2 шт./уп.



Адаптер для одноразовых электродов, модель JC-865V, артикул K342B






Электроды для внутренней дефибрилляции диаметром 35 мм, модель/артикул ND-863V



Электроды для внутренней дефибрилляции диаметром 45 мм, модель/артикул ND-864V



Электроды для внутренней дефибрилляции диаметром 55 мм, модель/артикул ND-865V




Электроды для внутренней дефибрилляции диаметром 65 мм, модель/артикул ND-866V




Электроды для внутренней дефибрилляции диаметром 75 мм, модель/артикул ND-867V




Электроды для внутренней дефибрилляции диаметром 35 мм с кнопкой, модель/артикул ND-893V




Электроды для внутренней дефибрилляции диаметром 45 мм с кнопкой, модель/артикул NB-8940



Электроды для внутривенной дефибрилляции диаметром 55 мм с ножкой, модель/артикул 100-0000







インストール手順書

NIHON KOHDEN

ソフトウェアキット QS-831V

TEC-5600シリーズ

TEC-8300シリーズ

本品は、出荷される国や地域により仕様が変わることがあります。
※日本向け製品については、日本語で記載しています。
英語などその他の言語で記載されている内容は、日本以外に流通される
製品の説明です。

Some specifications of this product may differ depending on the
destination country or region. Therefore descriptions in the
Japanese manual and English and other language manuals
may also differ.

概要

QS-831Vは、デフibrリレータTEC-5600シリーズ(TEC-5601
を除く)およびTEC-8300シリーズに不整脈解析プログラムを
インストールするためのソフトウェアキットです。

インストールを行うと、TEC-5600シリーズおよびTEC-8300
シリーズで以下の不整脈検出が有効になります。

- ASYSTOLE
- VF
- VT
- VPC RUN
- TACHYCARDIA
- BRADYCARDIA
- COUPLET
- EARLY VPC
- BIGEMINY
- FREQ VPC

インストールはプログラムカード(SDメモリーカード)で行い
ます。

インストールを行う際は、当社営業員にご相談ください。

構成

品名
1 プログラムカード(SDメモリーカード)
2 QS-831V Ver.3バベル
3 インストール手順書(本書)

※プログラムカードに印刷されている SD は商標です。

シンボルマーク一覧

本品には以下のようなシンボルマークが使用されています。

シンボルマーク	名称・意味
	CEマーク
	製造業者
	欧州代理人

0604-9103728

Printed: 2011-06-01

注意事項

△警告

この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が死にま
たは重大な障害を負う可能性が想定される内容を示し
ています。

△警告

患者の近くや小児の手が届くところへ設置しないでください。誤操作の
事故につながる恐れがあります。

【注】プログラムカードに静電気を印刷しないように注意してください。

SDメモリーカードについての注意事項

SDメモリーカードを使用する際は、以下のことに注意して使用
してください。

◆取扱いおよび保管上の注意事項

- 分解、改造はしないでください。
- 落としたり折り曲げたりしてカードに強いショックを与え
ないでください。
- 喫煙、飲食をしながらカードを取り扱わないでください。ま
た水に濡らさないでください。
- カードの全周部分には手を触れないでください。
- カードに貼られているラベルまたはシールを剥がしたり、
別のラベルまたはシールを貼らないでください。



このような注
意を怠ると


正しいよう
に使用でき

とがあります。









Кабель отведений на 3 электрода, модель BR-903P, артикул K911



Электроды ЭКГ, модель L-150X, артикул G207, 150 шт./уп.

Датчик CO₂ прямого потока, модель TG-980P, артикул T910A





Адаптер для подключения к дыхательному контуру, модель YG-211T, артикул R805, 30 шт./уп.





















MIN

MAX

PROPER SIZE DIAMETER OF THIGH

 NIHON KOHDEN

19 cm

THIGH

YP-715T S951F

RANGE 45cm-55cm



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 43 листов

Генеральный директор

ООО «Тринити Медикал Системс»

Подпись _____ /Серегин Р.В./

