



Фотографии медицинского изделия:
«Аппарат хирургический RFS-100A радиочастотной плазменной абляции и коагуляции»

Производства Beijing Jeswis Technology Ltd. (Пекин Джесвис Текнолоджи Лтд.), Китайская Народная республика

Генеральный директор ООО «МедТехКонсалт»
(должность)



(подпись и печать Заявителя)

Бунзя В.К.
(И.О.Фамилия)



Фото 1. Аппарат хирургический RFS-100A радиочастотной плазменной абляции и коагуляции: 1. Генератор RFS-100A; 2. Переключатель ножной педальный; 3. Регулятор потока с кабелем; 5. Инструмент (не входит в комплект поставки).




Фото 2. Транспортная упаковка (для Генератора RFS-100A и Регулятора потока с кабелем).



Фото 3. Упаковка Регулятора потока с кабелем, которая укладывается в общую транспортную упаковку с Генератором RFS-100A.



Фото 4. Регулятор потока с кабелем.



Фото 5. Переключатель ножной педальный: 1 – педаль абляции, 2 – педаль коагуляции, 3 – кнопка режима усиленной абляции.



Фото 6. Передняя панель генератора RFS-100A.



Фото 7. Задняя панель Генератора RFS-100A: 1 – Заводская табличка генератора, 2. Шнур питания, подключенный в порт генератора, 3 – Держатель предохранителя, 4. Регулятор громкости сигналов. 5- Вентиляционные отверстия.



Фото 8. Шнур питания.



Jeswis

Electrolytic-plasma Electrosurgical Systems

Model

RFS-100A

Rated input

100V-240V 50/60 Hz 6A max

Continue worktime

30S

Output power

400W @250Ω

OPERATING FREQUENCY

100kHz

Interval

20S

SN


JW6330820120



2020-03



Building 1, No.9 Chengwan Street,
Haidian District, 100094 Beijing, P.R.China
Phone: +86 10 83022399



Bicon GmbH
Eisenbahnstrasse 100,
78573 Wurmlingen, Germany
Tel: (+49) 7461 9336 660

CE 0197



Фото 9. Заводская табличка генератора RFS-100A/



Jeswis

АППАРАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ RFS-100A
радиочастотной плазменной абляции и коагуляции

РУ №

ОТ

~ 100-240 В

50/60 Гц

6А макс.

Выход:

400 Вт/250 Ом

100 кГц

Режим работы: 30с вкл. 20с выкл.

SN

JW6330820120



2020-03



BEIJING JESWIS TECHNOLOGY Ltd.

Building 1, №.9 Chengwan Street, Haidian
District, 100094 Beijing, P.R. China

УП в РФ ООО "МедТехКонсалт"
Россия, 123181, г. Москва Б Неманский проезд,
д.1, корп.1, оф. 129. Тел.: +7 (499) 198-8109
E-mail: managers@medtestconsult.ru
<http://www.medlks.ru>

CE 0197



Фото 10. Генератор RFS-100A с этикеткой для Российской Федерации.



Jeswis

Foot Switch

Model

JX-JKA

protection class

IPX7

SN

FS20123

LOT

JKA2003



2020-03

Beijing Jeswis Technology Ltd.



Building 1, No.9, Changwen Street

Haidian District, 100094 Beijing, China

CE 0197



Фото 11. Этикетка переключателя ножного педального.



Jeswis

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НОЖНОЙ ПЕДАЛЬНЫЙ
РУ №XXXX ОТ XXXX


SN

FS20123

LOT

JKA2003

IP X7



2020-03



BEIJING JESWIS TECHNOLOGY Ltd.

Building 1, No.9, Chengwan Street, Haidian District,
100094 Beijing, P.R. China

УП в РФ ООО «МедТехКонсалт»

Россия, 123181, г. Москва, Неманский проезд, д.1, корп.1.

оф.129, Тел: +7 (499) 198-8109

E-mail: managers@medtestconsult.ru

<http://www.medtks.ru/>

CE 0197



Фото 12. Этикетка на переключателе ножном педальном для Российской Федерации.



Jeswis

Flow Control Unit

Model

RFS-LKA

SN

FU20118

LOT

LKA2003



2020-03



Building 1, No.9 Chengwan Street,
Haidian District, 100094 Beijing, P.R.China

CE 0197



Фото 13. Этикетка регулятора потока с кабелем.



Jeswis

РЕГУЛЯТОР ПОТОКА С КАБЕЛЕМ

РУ №

ОТ

SN

FU20118

LOT

LKA2003



2020-03



BEIJING JESWIS TECHNOLOGY Ltd.
Building 1, № 9 Chengwan Street, Haidian
District, 100094 Beijing, P.R. China

УП в РФ ООО «МедТехКонсалт»

Россия, 123181, г. Москва, Неманский проезд, д.1, корп.1,
оф.129, Тел: +7 (499) 198-8109

E-mail: managers@medtestconsult.ru

<http://www.medtks.ru>

CE 0197



Фото 14. Этикетка регулятора потока с кабелем для Российской Федерации.

1

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 16 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «МедТехКонсалт»

Бунзя В.К..

