


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Набор калибраторов многокомпонентных для обеспечения
правильности определения специфических белков крови человека
(IgA, IgG, IgM, C3 и C4 компоненты системы комплемента,
гаптоглобин, трансферрин) иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity с
«Калибраторы специфических белков многокомпонентные
(Alinity с Specific Proteins Multiconstituent Calibrator Kit)»**



Alinity c Specific Proteins Multico

(Spesifik Proteinler Çok Bileşenli Kalibratör Kiti)

Калибраторы специфических белков многокомпонентные

(Alinity c Specific Proteins Multiconstituent Calibrator Kit)

cal_SP_ 25041M800 LOT


ASSAY NAME	REF	ASSAY NO.	CAL 1	CAL 2
IgA	09P61	1057	104	
IgG	09P62	1058	610	
IgM	09P63	1059	47	
C3	09P56	1055	50	
C4	09P57	1056	10	
Haptoglobin	09P59	1060	43	
Transf	08P38	1251	79	

en
Spec Prot Cal
REF 08P6201
G90656R04
S8P620

through CAL 6 is



Фотографическое изображение МИ ИВД Калибраторы специфических белков многокомпонентные (Alinity c Specific Proteins Multiconstituent Calibrator Kit), упаковка, состав



Alinity c

Specific Proteins Multiconstituent Calibrator Kit

en
Spec Prot Cal
REF: 08P6201
G90656R04
S8P620

Read Highlighted Changes: Reddot August 2021.

Package insert instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from the instructions of the package insert.

For laboratory use

NAME

Alinity c Specific I
to as Spec Prot C

INTENDED USE

For use in the call
Immunoglobulin G
(C3), Complement
assays on the Alin
For additional infor
inserts and the Ali

CONTENTS

The [CAL 1] through
IgM, C3, C4, haptic
Preservative: sodium
Lot-specific calibr
Proteins Multicon
the calibrator. Ver
carton agrees wit
last two digits of

Calibrator

The human-sourced material used in [CAL 1] through [CAL 5] is nonreactive for HBsAg, HIV-1 RNA, HCV RNA, anti-HIV-1/HIV-2, anti-HCV, anti-HTLV-I/II, and anti-HBc.

The following warnings and precautions apply to: [CAL 1] through [CAL 5]

Alinity c Specific Proteins Multiconstituent Calibrator

(Spesifik Proteinler Çok Bileşenli Kalibratör Kiti)
Калибраторы специфических белков многокомпонентные
(Alinity c Specific Proteins Multiconstituent Calibrator Kit)

cal_SP 25041M800 LOT 2022-03-03 Exp.

ASSAY NAME	REF	ASSAY NO.	DEFAULT UNITS			
			CAL 1	CAL 2	CAL 3	CAL 4
IgA	09P61	1057	104	208	347	
IgG	09P62	1058	610	1220	2033	
IgM	09P63	1059	47	94	155	





Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор калибраторов многокомпонентных для обеспечения
правильности определения специфических белков крови человека (IgA,
IgG, IgM, C3 и C4 компоненты системы комплемента, гаптоглобин,
трансферрин) иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity c
«Калибраторы специфических белков многокомпонентные
(Alinity c Specific Proteins Multiconstituent Calibrator Kit)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



08P6201



**Набор калибраторов многокомпонентных для обеспечения правильности
определения специфических белков крови человека
(IgA, IgG, IgM, С3 и С4 компоненты системы комплемента, гаптоглобин, трансферрин)
иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с
«Калибраторы специфических белков многокомпонентные
(Alinity с Specific Proteins Multiconstituent Calibrator Kit)»**

В составе: Калибратор 1 (Alinity с Spec Prot CAL 1) - 1 флакон х 1,0 мл; Калибратор 2 (Alinity с Spec Prot CAL 2) - 1 флакон х 1,0 мл; Калибратор 3 (Alinity с Spec Prot CAL 3) - 1 флакон х 1,0 мл; Калибратор 4 (Alinity с Spec Prot CAL 4) - 1 флакон х 1,0 мл; Калибратор 5 (Alinity с Spec Prot CAL 5) - 1 флакон х 1,0 мл; Таблица значений Калибраторов; Инструкция по применению / Производитель: «Эбботт ГмбХ», Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: NITTOBO MEDICAL CO., LTD., MEDICAL DEVELOPMENT CENTER, 1 Shiojima, Fukuhara, Fukuyama-Machi, Koriyama-City, Fukushima-Pref., 963-8061 Japan / Страна происхождения: Япония / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.
Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Маркировка МИ
Калибраторы специфических белков многокомпонентные
(Alinity c Specific Proteins Multiconstituent Calibrator Kit)

090657 P03

www.corelaboratory.abbott/IFU

08P6201



REF



Exp.



LOT

CONTAINS: AZIDE



Spec Prot Cal

CAL 1	1 x 1.0 mL
CAL 2	1 x 1.0 mL
CAL 3	1 x 1.0 mL
CAL 4	1 x 1.0 mL
CAL 5	1 x 1.0 mL



Abbott

Specific Proteins
Multiconstituent
Calibrator Kit

Alinity c

Alinity c Specific Proteins Multiconstituent Calibrator Kit

Abbott

INFORMATION FOR USA ONLY

RU ONLY

For use in the calibration of the ImmunoDolyn A (IgA), ImmunoDolyn G (IgG), ImmunoDolyn M (IgM), Complement C3 (C3), Complement C4 (C4), Haptoglobin, and Transferrin (Transf) assays on the Alinity c analyzer.

The CAL 1 through CAL 5 are prepared from human IgA, IgG, IgM, C3, C4, haptoglobin, and transferrin fractions in human serum. Preservative sodium azide. Infection Risk.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Abbott GmbH
Max-Planck-Str. 2
69205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-4500



0123

PRODUCT OF JAPAN

MANUFACTURED FOR


Abbott Laboratories

Spec Prot Cal




Маркировка компонентов медицинского изделия


- Калибратор 1 (Alinity с Spec Prot CAL 1) – 1 флакон х 1,0 мл




- Калибратор 2 (Alinity с Spec Prot CAL 2) – 1 флакон х 1,0 мл



- Калибратор 3 (Alinity с Spec Prot CAL 3) – 1 флакон х 1,0 мл



- Калибратор 4 (Alinity с Spec Prot CAL 4) – 1 флакон х 1,0 мл



- Калибратор 5 (Alinity с Spec Prot CAL 5) – 1 флакон х 1,0 мл

