

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина М
(IgM) в сыворотке или плазме крови человека имунотурбидиметрическим
методом на биохимических анализаторах Alinity c
«Иммуноглобулин М Реагенты для Alinity c (Immunoglobulin M)»**

Фотографическое изображение МИ ИВД Иммуноглобулин М Реагенты для Alinity с (Immunoglobulin M), 4 картриджа по 90 тестов, упаковка, вид снаружи



Фотографическое изображение МИ ИВД Иммуноглобулин М Реагенты для Alinity с (Immunoglobulin M), 4 картриджа по 90 тестов, упаковка, вид изнутри





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов



Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина М
(IgM) в сыворотке или плазме крови человека
иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity с
«Иммуноглобулин М Реагенты для Alinity с (Immunoglobulin M)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации,
вариант исполнения: 4 картриджа по 90 тестов**



09P6324



**Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина М (IgM) в сыворотке или
плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом
на биохимических анализаторах Alinity с**

«Иммуноглобулин М Реагенты для Alinity с (Immunoglobulin M)»

4 картриджа по 90 тестов, в составе: Реагент 1 (Alinity с IgM R1) – 4 x 20,5 мл; Реагент 2 (Alinity с IgM R2) – 4 x 8,4 мл; Инструкция по применению / Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Япония / РУ № ____ / ____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

**Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81**

Маркировка медицинского изделия Иммуноглобулин М Реагенты для Alinity c
(Immunoglobulin M), 4 картриджа по 90 тестов

IgM

Immunoglobulin M

Abbott

Alinity c

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lansdowne, Loughfort
Co. Loughlinch
Ireland
+353-43-3321000

CE
0123

PRODUCT OF JAPAN

IgM

REF 09P6324

LOT

Exp.

www.correlaboratory.abott.ru

R1 4 x 20.5 mL

R2 4 x 8.4 mL

CONTAINS: AZIDE

! H14349R02

2°C

8°C

2°C

8°C

LOT

Exp.

LOT

Exp.

Information for USA only


The immunoglobulin M assay is used for the quantitation of IgM in human serum or plasma on the Alinity c system.

- R1** Active ingredient: polyethylene glycol (25 g/L), inactive ingredient: buffer, Preservative: sodium azide (0.1%).
- R2** Active ingredient: anti-human IgM goat serum (< 75%), inactive ingredient: buffer, Preservative: sodium azide (0.1%).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

For only

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Иммуноглобулин М Реагенты для Alinity c (Immunoglobulin M), картридж на 90 тестов:



Зсего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 ЛИСТОВ

Подпись

