

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БиоСистемы»

Семенов А.А.

«20» мая 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Холодильник автоматизированный Nemosafe 2.0 для банков крови

Производитель: Анджелантони Лайф Сайнс С.р.л.


(Angelantoni Life Science S.r.l.)

Район Чимаколле, 464, 06056 Масса-Мартана (Перуджа), Италия


(Loc. CimaColle, 464, 06056 Massa Martana (PG), Italy)

Холодильник автоматизированный Hemosafe 2.0
(Automated refrigerator Hemosafe 2.0) - 1 шт;





Краткая инструкция по использованию, перемещению и распаковке и программному обеспечению (Sheet Instruction for use, handling and unpacking + software manual) – 1 шт.








Бар-код считывающее устройство с кабелем (External barcode) - 1 шт.







Соединитель кабеля удаленной сигнализации (Remote alarm connector) - 1 шт.





Жидкость для резервуара температурного датчика в бутылке (probe liquid) - 1 шт.






Заглушка отверстия порта (Porting hole plug) – 1 шт.




USB-накопитель с инструкцией по эксплуатации и пользовательским приложением (USB drive containing user manual and user application) – 1 шт.





Этикетки для встроенного принтера в рулоне (Paper roll) - 1 шт.





Набор для регистратора температуры (100 дисков и 2 ручки) (при необходимости) (kit for chart recorder (if needed)) - 1 шт.





- | | |
|---|---|
| 1 | Логотип и адрес производителя |
| 2 | Модель установки |
| 3 | Серийный номер |
| 4 | Вес установки |
| 5 | Условия окружающей среды (температура) для работы |
| 6 | Условия окружающей среды (влажность) для работы |
| 7 | Маркировка CE о соответствии |
| 8 | Код нотифицированного органа (если применяется) |
| 9 | Год производства |

сама установку.

		1		2		3		4		5		6	
		Model SN											
		POWER SUPPLY Fuses V- kW Hz A											
		REFRIGERANT PROPERTIES Type 1 Type 2 Weight CO2 eq. Weight CO2 eq. kg t kg t Pmax kPa Pmax kPa											
		Contains fluorinate greenhous gases covered by tha Kyoto Protocol											
7		8		9								10	

ПОЗ.	ЭЛЕМЕНТ
1	Модель установки
2	Серийный номер
3	Напряжение источника питания
4	Потребляемая мощность
5	Частота
6	Электрическое потребление
7	Характеристики предохранителей
8	Тип соединения (тип газа)
9	Количество хладагента (вес) и выброс CO ₂ в окружающую среду (t)
10	Давление газа в соединительных элементах

Наименование МИ: Холодильник автоматизированный Nemosafe 2.0 для банков крови

Производитель: Анджелантони Лайф Сайнс С.р.л.
Район Чимаколле, 464, 06056 Масса-Мартана (Перуджа), Италия


**Регистрационное
удостоверение №:**

**Уполномоченный
представитель:** ООО «БиоСистемы»
197022, Россия, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ
Аптекарский остров, ул. Профессора Попова, д.23, литера Е, помещение
ЗН/5Н, комната 207

Телефон горячей линии: 8-800-555-49-40

Общий вид медицинского изделия «Холодильник автоматизированный Hemosafe 2.0 для
банков крови» с маркировкой





Общий вид медицинского изделия «Холодильник автоматизированный Nemosafe 2.0 для банок крови» с маркировкой, наносимой на русском языке





Angelantoni Life Science S.r.l.
Loc. Cimacolle, 464 - 06056 Massa Martana (Pg)
Italy - www.angelantoni.it



STERIL

ALS

Model

HEMOSAFE 2.0

SN

LS19326

2021




350 kg



38°C

20%



60%



CE

2460



Наименование МП:

Холодильник автоматизированный
Hemosafe 2.0 для биоматериала

Производитель:

Ангелантони Лайф Сайнс С.р.л.
Район Чимакolle, 464, 06056 Масса-Мартина
(Перуджа), Италия

Регистрационное
удостоверение №:
Уполномоченный
представитель:

ООО «БиоСистемы»
191122, Россия, г. Санкт-Петербург, на о-ве Мушкетерский пер.
Алосарский остров, ул. Профессора Голуба, д.13, литера Е.
Лицензия: ИД 77-03-000000-2017

Телефон горячей линии:

8-800-025-45-45

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 26 лист 013
Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»
Семенов А.А. 