

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Биомедицинские инновации»



П.В. Золотухин

12 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха AirCrystal» ТУ 32.50.50-008-15787371-2021

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Биомедицинские инновации» (ООО «Биомедицинские инновации»), Россия

«Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха AirCrystal» ТУ 32.50.50-008-7371-2021 серии «М» представлен в следующих исполнениях:

- AirCrystal M base;
- AirCrystal M X2 base;
- AirCrystal M TX2 base;
- AirCrystal M UTX2 base;
- AirCrystal M UTX4 base;
- AirCrystal M Duo4 base.

Конструктивно рециркуляторы серии «М» отличаются количеством установленных ламп.

На рисунках 1-2 представлены фотографии общего вида рециркулятора AirCrystal M UTX2 base.




Рисунок 1




Рисунок 2

«Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха AirCrystal» ТУ 32.50.50-008-7371-2021 серии «XL» представлен в следующих исполнениях:

- AirCrystal XL b2 pro;
- AirCrystal XL b3 pro;
- AirCrystal XL b4 pro;
- AirCrystal XL b5 pro;
- AirCrystal XL c2 pro;
- AirCrystal XL c3 pro;
- AirCrystal XL c4 pro;
- AirCrystal XL c5 pro.

Конструктивно рециркуляторы серии «XL» отличаются количеством установленных ламп.

На рисунках 3-4 представлены фотографии общего вида рециркулятора AirCrystal XL b3

pro.




Рисунок 3




Рисунок 4

«Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха AirCrystal» ТУ 32.50.50-008-87371-2021 серии «Nano» представлен в следующих исполнениях:

- AirCrystal Nano pro;
- AirCrystal Nano X2 pro;
- AirCrystal Nano 12 base;
- AirCrystal Nano 12 X2 base;
- AirCrystal Nano 110 base;
- AirCrystal Nano 110 X2 base;
- AirCrystal Nano 220 base;
- AirCrystal Nano 220 X2 base.

Конструктивно рециркуляторы серии «Nano» отличаются количеством установленных ламп.
На рисунках 5-6 представлены фотографии общего вида рециркулятора AirCrystal Nano 220 base.




Рисунок 5

Рисунок 6


«Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха AirCrystal» ТУ 32.50.50-008-371-2021 серии «V» представлен в следующих исполнениях:

- AirCrystal V base;
- AirCrystal V X2 base;
- AirCrystal V X3 base;
- AirCrystal V X4 base.

Конструктивно рециркуляторы серии «V» отличаются количеством установленных ламп.

На рисунках 7-8 представлены фотографии общего вида рециркулятора AirCrystal V X4

зе.



рисунках 9-12 представлены фотографии изделий, **входящих в комплект поставки** регуляторов.




Рисунок 9 – Общий вид подставки




Рисунок 10 – Общий вид резиновой втулки



Рисунок 11 – Общий вид трафарета для разметки установочных отверстий




Рисунок 12 – Общий вид: 1 – сменный фильтр, 2 - ключ Аллена H2.0, 3 – комплект крепежа (дюбель-гвоздь)

ФОТОГРАФИИ ИЗДЕЛИЯ В УПАКОВКЕ




Рисунок 13 – Общий вид первичной упаковки рециркулятора - пакета из вспененного полиэтилена ВПЭ




Рисунок 14 – Общий вид упаковки эксплуатационной документации, ключа Аллена Н2.0, комплекта крепежа, трафарета для разметки установочных отверстий и резиновой втулки

 Биомедицинские
Инновации

AirCrystal
Сменные фильтры G2

срок годности не ограничен

Рисунок 15 – Общий вид упаковки сменного фильтра



Рисунок 16

Получатель: _____

Адрес получателя: _____

Отправитель: _____

Адрес отправителя: _____

BioinnLabs

AirCrystal M TX2 base

Резервуар бактерицидный для обеззараживания воздуха

Серийный номер: 21300001

Дата производства: Май 2021

Электропитание: 230±10 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 54 Вт

Условия хранения
и транспортирования:

Условия
эксплуатации:

Сделано в России.

Гарантия: 1 год с даты приобретения

Комплектность:

- резервуар – 1 шт;
- сменный фильтр – 12 шт;
- комплект крепежа – 1 шт;
- подставка – 1 шт;
- инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Производитель:

ООО «Биомедицинские инновации»
Россия, 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
Крепостной переулок, дом 183, литер Г, комната 35

Тел: 32.56.90-008-15787371-2021

РФ № РИН

mail@bioinn.ru

www.bioinn.ru

Рисунок 18



Рисунок 19 – Общий вид потребительской (транспортной) упаковки рециркуляторов серии «XL»




Рисунок 20 – Общий вид потребительской упаковки (транспортной) тары рециркуляторов серии «Nano»




Рисунок 21 – Общий вид потребительской (транспортной) упаковки рециркуляторов серии «V»

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

и, наносимые на рециркуляторы и потребительские (транспортные) упаковки, и представлены на рисунках 22-25

AirCrystal M Duo4 base

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха

Серийный номер:

Дата производства:

Электропитание: 230±10 В, 50 Гц


Потребляемая мощность: 89 Вт

Условия хранения
и транспортирования:

Условия
эксплуатации:

Сделано в России.

Гарантия: 1 год с даты приобретения



Комплектность:

- рециркулятор – 1 шт.;
- сменный фильтр – 12 шт.;
- комплект крепежа – 1 шт.;
- подставка - 1 шт. (опционально);
- инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Производитель:

ООО «Биомедицинские инновации»


Россия, 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
Крепостной переулок, дом 183, литер Г, комната 35

ТУ 32.50.50-008-15787371-2021

РУ № РЗН _____

mail@bioinn.ru

www.bioinn.ru



BioinnLabs

AirCrystal XL b5 pro

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха

Серийный номер:

Дата производства:

Электропитание: 230±10 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 91 Вт

Условия хранения
и транспортирования:

Условия
эксплуатации:

Сделано в России.

Гарантия: 3 года с даты приобретения

Комплектность:

- рециркулятор – 1 шт.;
- сменный фильтр – 12 шт.;
- кабель питания – 1 шт.;
- ключ Аллена H2.0 – 1 шт.;
- комплект крепежа – 1 шт.;
- подставка – 1 шт. (опционально);
- инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Производитель:

ООО «Биомедицинские инновации»

Россия, 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
Крепостной переулок, дом 183, литер Г, комната 35

ТУ 32.50.50-008-15787371-2021

ПУ № РЗН _____

mail@bioinn.ru

www.bioinn.ru

IP5X




Рисунок 23 – Маркировка рециркуляторов/потребительской (транспортной) упаковки серии «XL»

AirCrystal Nano X2 pro

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха

Серийный номер:

Дата производства:

Электропитание: 230±10 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 37 Вт

Условия хранения
и транспортирования:

Условия
эксплуатации:

Сделано в России.

Гарантия: 1 год с даты приобретения

Комплектность:

- рециркулятор – 1 шт.;
- сменный фильтр – 12 шт.;
- комплект крепежа – 1 шт.;
- резиновая втулка – 1 шт.;
- ключ Аллена H2.0 – 1 шт.;
- трафарет для разметки установочных отверстий – 1 шт.;
- подставка – 1 шт. (опционально);
- инструкция по эксплуатации (папорт) – 1 шт.

Производитель:

ООО «Биомедицинские инновации»

Россия, 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
Крепостной переулок, дом 183, литер Г, комната 35

ТУ 32.50.50-008-15787371-2021

РУ № РЗН _____


mail@bioinn.ru

www.bioinn.ru

IP5X



Рисунок 24 – Маркировка рециркуляторов/потребительской (транспортной) упаковки серии «Nano»



BioinnLabs

AirCrystal V X4 base

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха

Серийный номер:


Дата производства:

Электропитание: 230±10 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 71 Вт

Условия хранения
и транспортирования:

Условия
эксплуатации:



IP5X



Сделано в России.

Гарантия: 1 год с даты приобретения

Комплектность:

- рециркулятор – 1 шт.;
- сменный фильтр – 12 шт.;
- ключ Аллена H2.0 – 1 шт.;
- комплект крепежа – 1 шт.;
- подставка – 1 шт. (опционально);
- инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Производитель:

ООО «Биомедицинские инновации»

Россия, 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,
Крепостной переулок, дом 183, литер Г, комната 35

ТУ 32.50.50-008-15787371-2021

РУ № РЗН _____

mail@bioinn.ru

www.bioinn.ru

Рисунок 25 – Маркировка рециркуляторов/потребительской (транспортной) упаковки серии «V»

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

33 (тридцать три) листов
цифрами прописью

Должность директор

Подпись И.В. Золотарев

« 16 » 12 20 21 г.

