

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ИНБИО ЛАБ»

Тюмин И.В.

« 07 » 03 2022 г.



Макеты маркировки
Набора реагентов для определения уровня фрагментации ДНК
сперматозоидов человека «Блютол»

Информация для размещения на картонной упаковке:

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения уровня фрагментации ДНК сперматозоидов человека «Блютол»

Рассчитан на проведение 10 определений

ТУ 20.59.52- 001-06227762-2021

РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

Состав набора:

Раствор № 1 (гидролизующий раствор) -1 флакон (100 мл)

Раствор № 2 (буфер красителя) – 1 флакон (50 мл)

Раствор № 3 (глицерин) – 1 флакон (50 мл)

Раствор № 4 (краситель) -1 флакон (6 мл)

Стекло предметное - 10 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

Для профессионального применения

Изготовлено по заказу ООО «Халорус»

ООО «Халорус», 125284, Россия, г. Москва, ул. Беговая, д.7, стр.2, тел.+74950112131

Производитель: ООО "ИНБИО ЛАБ", 443001, Россия, г. Самара, ул. Чкалова, д. 72, кв. 66., inbio@bk.ru

Адрес места производства: 445000, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ш. Южное, здание 163

Товарный знак ИНБИО

Товарный знак Блютол

штрих-код




Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, символы с датами изготовления и установленного срока хранения, условиями хранения, символ «только для in vitro диагностики», номер серии и номер по каталогу указаны непосредственно на коробке.

Производитель: ООО "ИНБИО ЛАБ"

«Блютол»


Раствор № 1 (гидролизующий раствор)
0,1 Н раствор хлористоводородной кислоты
100 мл



Производитель: ООО "ИНБИО ЛАБ"

«Блютол»


Раствор № 2 (буфер красителя)
Цитратно-фосфатный буферный раствор Макилвейна (pH 3,5)
50 мл



Производитель: ООО "ИНБИО ЛАБ"

«Блютол»


Раствор № 3 (глицерин) 50 мл



Производитель: ООО "ИНБИО ЛАБ"

«Блютол»


Раствор № 4 (краситель)
1 % раствор Толуидиновый синий О 6 мл



Производитель: ООО "ИНБИО ЛАБ"

«Блютол»

Стекло предметное 10 шт.



Согласовано

Генеральный директор ООО «ХалоРУС»



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листов
Должность Генеральный директор
ООО «Инбио Лаб»
Подпись [подпись] / [подпись]
« 07 » марта 20 22 года М.П.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ИНБИО ЛАБ»

Тюмин И.В.

« 07 » марта 2022



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Набор реагентов для определения уровня фрагментации ДНК сперматозоидов человека «Блютол»

2022

**Набор реагентов для определения уровня фрагментации ДНК сперматозоидов человека «Блютол»
в составе:**

1. Раствор № 1 (гидролизующий раствор) - 1 флакон (100 мл)
2. Раствор № 2 (буфер красителя) - 1 флакон (50 мл)
3. Раствор № 3 (глицерин) - 1 флакон (50 мл)
4. Раствор № 4 (краситель) - 1 флакон (6 мл)
5. Стекло предметное – 10 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.

Блютол®

Набор реагентов для определения уровня фрагментации ДНК сперматозоидов человека

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для определения уровня фрагментации
ДНК сперматозоидов человека «Блютол»
Рассчитан на проведение 10 определений
ТУ 20.59.52- 001-06227762-2021
РУ № XXXX от XX.XX.XXXX

Состав набора:

Раствор № 1 (гидролизующий раствор) - 1 флакон (100
мл)

Раствор № 2 (буфер красителя) - 1 флакон (50 мл) *

Раствор № 3 (глицерин) - 1 флакон (50 мл)

Раствор № 4 (краситель) - 1 флакон (6 мл)

Стекло предметное - 10 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

Для профессионального применения

ООО «Халорус»

125284, Россия, г. Москва,
ул. Беговая, д. 7, стр. 2
тел. +7 495 011 21 31




Изготовлено по заказу ООО «Халорус»


ООО «Халорус», 125284, Россия, г. Москва,
ул. Беговая, д.7, стр.2, тел.+74950112131

Производитель: ООО "ИНБИО ЛАБ",
443001, Россия, г. Самара, ул. Чкалова, д.
72, кв. 66., inbio@bk.ru




Адрес места производства: 445000, Россия,
Самарская область, г. Тольятти, ш.
Южное, здание 163

штрих код






h




ИВД
Стекло препаратное
10 л.
Препараты: ООО "ИВД" ИВД

Препараты: ООО "ИВД" ИВД



REF⁰²

IVD



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листов
Должность Генеральный директор
ООО "Индюк Лаб"
Подпись [подпись] / [подпись]
« 02 » марта 2022 года

