

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Фирма К и К»



/ Стародумов Ю.М./

«21» декабря 2021 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Термометр медицинский цифровой LD


производства компании / manufactured by the company

«Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.» / Little Doctor International (S) Pte. Ltd.


2021 г.




**Термометр медицинский цифровой LD:
вариант исполнения: LD-300. Вид спереди.**




**Термометр медицинский цифровой LD:
вариант исполнения: LD-300. Вид сзади.**




**Термометр медицинский цифровой LD:
вариант исполнения: LD-301. Вид спереди.**



**Термометр медицинский цифровой LD:
вариант исполнения: LD-301. Вид сзади.**




**Термометр медицинский цифровой LD:
вариант исполнения: LD-302. Вид спереди.**



**Термометр медицинский цифровой LD:
вариант исполнения: LD-302. Вид сзади.**


**Футляр для хранения
Термометр медицинский цифровой LD:
варианты исполнения: LD-300, LD-301, LD-302**





**МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-300



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-300. Вид А

ТЕРМОМЕТР

медицинский цифровой LD

ENG: Digital Clinical Thermometer. Model LD-300. For Body Temperature Measurement Only. Memory on Last Measurement. Measuring Range: 32,0-42,0 °C. Accuracy: +/- 0,1 °C. Battery: 1,5V button LR41. Please read operating instruction before use.


RUS: Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-300. Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, подмышечным (аксиллярным) и ректальным способами. Память на последнее измерение. Диапазон измерений температуры: 32,0-42,0 °C. Погрешность измерения: +/- 0,1 °C. Тип электропитания: 1,5 В (1 элемент питания LR41). Перед использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Тел. Бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37.

UKR: Термометр медичний цифровий. Модель LD-300. Призначений для вимірювання температури тіла людини. Пам'ятать останнього вимірювання. Діапазон вимірювання: 32,0-42,0 °C. Похибка вимірювання: +/- 0,1 °C. Живлення: 1,5 В (елемент LR41). Перед використанням уважно прочитайте керівництво з експлуатації. Уповноважений представник в Україні: Приватне підприємство „Торгівельно-промислова компанія „Ергоком” вул. Довженка, 10, м. Київ, 03057, Україна. Тел./факс: (+38 044) 492-79-55/ (+38 044) 404-48-67. Email: info@ergocom.ua www.ergocom.ua

KAZ: Цифрлы медициналық термометр. LD-300 үлгісі. Адам денесінің температурасын өлшеуге арналған. Соңғы өлшеу жады. Өлшеулер диапазоны: 32,0-42,0 °C. Өлшеулер қателігі: +/- 0,1 °C. Қорек көзі: 1,5В (LR41 элементі). Пайдаланар алдында пайдалану жөніндегі басшылық құжатты мұқият оқып шығыңыз.

BLR: Термометры электронные: термометр медицинский цифровой LD-300. Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок - 2 года. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по Эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru.

Product of Little Doctor International (S) Pte. Ltd., Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699. www.LittleDoctor.sg



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China

Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland


© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2006-2021
© Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-300. Вид Б



МАКЕТ МАРКИРОВКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-301



МАКЕТ МАРКИРОВКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-301. Вид А

ТЕРМОМЕТР

медицинский цифровой LD

ENG: Digital Clinical Thermometer. Model LD-301. For Body Temperature Measurement Only. Water-protected. Memory on Last Measurement. Measuring Range: 32,0-42,0 °C. Accuracy: +/- 0,1 °C. Battery: 1,5V button LR41. Please read operating instruction before use.

RUS: Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-301. Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, подмышечным (аксиллярным) и ректальным способами. Водозащищенный. Память на последнее измерение. Диапазон измерений температуры: 32,0-42,0 °C. Погрешность измерения: +/- 0,1 °C. Тип электропитания: 1,5 В (1 элемент питания LR41). Перед использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Тел. Бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37.

UKR: Термометр медичний цифровий. Модель LD-301. Призначений для вимірювання температури тіла людини. Водозахищений. Пам'ять останнього вимірювання. Діапазон вимірювання: 32,0-42,0 °C. Похибка вимірювання: +/- 0,1 °C. Живлення: 1,5В (елемент LR41). Перед використанням уважно прочитайте керівництво з експлуатації. Уповноважений представник в Україні: Приватне підприємство „Торгівельно-промислова компанія „Ергоком“ вул. Довженка, 10, м. Київ, 03057, Україна. Тел./факс: (+38 044) 492-79-55/ (+38 044) 404-48-67. Email: info@ergocom.ua www.ergocom.ua.

KAZ: Цифрлы медициналық термометр. LD-301 үлгісі. Адам денесінің температурасын өлшеуге арналған. Су өтпейді. Соңғы өлшеу жады. Өлшеулер диапазоны: 32,0-42,0 °C. Өлшеулер қателігі: +/- 0,1 °C. Қорек көзі: 1,5В (LR41 элементі). Пайдаланар алдында пайдалану жөніндегі басшылық құжатты мұқият оқып шығыңыз.

BLR: Термометры электронные: термометр медицинский цифровой LD-301. Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 2 года. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по Эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru.

Product of Little Doctor International (S) Pte. Ltd, Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699. www.LittleDoctor.sg



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China


Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2006-2021
® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-302. Вид Б



МАКЕТ МАРКИРОВКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-302



МАКЕТ МАРКИРОВКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-302. Вид А

ТЕРМОМЕТР

медицинский цифровой LD

ENG: Digital Clinical Thermometer. Model LD-302. For Body Temperature Measurement Only. Water-protected. Flexible Tip. Measuring Range: 32,0-42,0°C. Accuracy: +/- 0,1°C. Battery: 1,5V button LR41. Please read operating instruction before use.

RUS: Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-302. Предназначен для измерения температуры тела человека оральным, подмышечным (аксиллярным) и ректальным способами. Водозащищенный. Гибкий кончик. Диапазон измерений температуры: 32,0-42,0°C. Погрешность измерения: +/- 0,1°C. Тип электропитания: 1,5 В (1 элемент питания LR41). Перед использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37.

UKR: Термометр медичний цифровий. Модель LD-302. Призначений для вимірювання температури тіла людини. Водозахищений. Гнучкий наконечник. Діапазон вимірювання: 32,0-42,0°C. Похибка вимірювання: +/- 0,1°C. Живлення: 1,5В (елемент LR41). Перед використанням уважно прочитайте керівництво з експлуатації. Уповноважений представник в Україні: Приватне підприємство „Торгівельно-промислова компанія „Ергоком“ вул. Довженка, 10, м. Київ, 03057, Україна. Тел./факс: (+38 044) 492-79-55/ (+38 044) 404-48-67. Email: info@ergocom.ua www.ergocom.ua


KAZ: Цифрлы медициналық термометр. LD-302 үлгісі. Адам денесінің температурасын өлшеуге арналған. Су өтпейді. Ұштығы майысқақ. Өлшеулер диапазоны: 32,0-42,0°C. Өлшеулер қателігі: +/- 0,1°C. Қорек көзі: 1,5В (LR41 элементі). Пайдаланар алдында пайдалану жөніндегі басшылық құжатты мұқият оқып шығыңыз. Тел: +7(7232)769-797

BLR: Термометры электронные: термометр медицинский цифровой LD-302. Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок - 2 года. Комплектность, правила эксплуатации и адреса сервисных центров см. в Руководстве по Эксплуатации. Импортёр и Уполномоченный представитель производителя: УП «ФИАТОС», 220033, г. Минск, ул. Фабричная, 26, часть изолированного помещения 4Н. Тел (+375 17) 221-02-90. E-mail: fiatos@mail.ru.


Product of Little Doctor International (S) Pte. Ltd., Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699. www.LittleDoctor.sg



OPERATING
CONDITIONS



0123



UK TO 801

Росстандарт РО
№ ФСЗ 2012/11648
от 11.09.2020



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China



Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2006-2021
® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
Термометр медицинский цифровой LD: вариант исполнения: LD-302. Вид Б