


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
гомоцистенина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Гомоцистенин Калибраторы
(Alinity i Homocysteine Calibrators)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i Homocysteine Calibrators



		CONC	CONC
		$\mu\text{mol/L}$	$\mu\text{g/mL}$
CAL A	1 x 3.0 mL	0.0	0.00
CAL B	1 x 3.0 mL	2.5	0.34
CAL C	1 x 3.0 mL	5.0	0.68
CAL D	1 x 3.0 mL	10.0	1.35
CAL E	1 x 3.0 mL	20.0	2.70
CAL F	1 x 3.0 mL	50.0	6.76

CONTAINS: AZIDE



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R02



REF 09P2801




Exp. 2022-04-19



LOT 11251UP00





ABBL495R01



(01) 00380740154479 (17) 220419

(10) 11251UP00 (240) 09P2801 (91) HCY





Alinity i Homocysteine Calibrators

Read Highlighted Changes: Revised June 2018.

en
Homocysteine
REF 09P2801
ABBL494R02
S9P280

NAME

Alinity i Homocysteine Calibrators (also referred to as Homocysteine Cals)

INTENDED USE

The Alinity i Homocysteine® Calibrators are for the calibration of the Alinity i analyzer when used for the quantitative determination of total L-homocysteine in human serum or plasma.

For additional information, refer to the Alinity i Homocysteine reagent and the Alinity i-series Operations Manual.

STORAGE

- Do not use past expiration date.

	Storage Temperature	Maximum Storage Time	Additional Storage Instructions
Unopened	2 to 8°C	Until expiration date	
Opened	2 to 8°C	Until expiration date	Store tightly capped with new replacement cap. Return to refrigerated storage after use.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов



Подпись _____

Макет маркировки на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения гомоцистеина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Гомоцистеин Калибраторы (Alinity i Homocysteine Calibrators)»



REF

09P28-01

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения гомоцистеина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Гомоцистеин Калибраторы (Alinity i Homocysteine Calibrators)»

В составе:

- Калибратор А (Alinity i Homocysteine Calibrator A) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор В (Alinity i Homocysteine Calibrator B) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор С (Alinity i Homocysteine Calibrator C) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор D (Alinity i Homocysteine Calibrator D) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор E (Alinity i Homocysteine Calibrator E) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор F (Alinity i Homocysteine Calibrator F) – 1 x 3,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: «Эбботт ГмбХ», Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)



Место производства: Axis-Shield Diagnostics Limited Luna Place, The Technology Park, Dundee DD2 1XA United Kingdom (Соединенное Королевство)

Страна происхождения: Великобритания / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)



Alinity i Homocysteine Calibrators

Alinity i Homocysteine Calibrators




		CONC	CONC
		μmol/L	μg/mL
CAL A	1 x 3.0 mL	0.0	0.00
CAL B	1 x 3.0 mL	2.5	0.34
CAL C	1 x 3.0 mL	5.0	0.68
CAL D	1 x 3.0 mL	10.0	1.35
CAL E	1 x 3.0 mL	20.0	2.70
CAL F	1 x 3.0 mL	50.0	6.76

CONTAINS: AZIDE







www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF 09P2801



ABBL495R01

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 листов

Подпись

