

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто.Ник»


Н.Б. Беззубов




**Фотографические изображения
медицинского изделия:**

«Бандажи медицинские эластичные на нижние конечности по ТУ 32.50.22-010-77799226-2020»

Производитель (изготовитель): ООО «Орто.Ник», 194044, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская д.3, литер Л, помещение 1-Н. комната 125



Бандаж на коленный сустав неразъёмный КС-601





Бандаж на коленный сустав неразъёмный КС-602





Бандаж на коленный сустав неразъёмный КС-603














Бандаж на коленный сустав неразъёмный с пружинными вставками КС-608






Бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом и пружинными вставками КС-610




Бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом КС-611




Бандаж на коленный сустав полуразъёмный с пружинными вставками КС-612




Бандаж на коленный сустав полуразъёмный с пателлярным кольцом, пружинными вставками и ремнями для фиксации КС-613




Банлаж на коленный сустав с полукольцом и пружинными вставками КС-614




Банлаж на коленный сустав разъемный с полукольцом и вставками КС-615





Бандаж на коленный сустав разъёмный с пателлярным кольцом и пружинными вставками КС-616




Бандаж на коленный сустав разъемный КС-617










Бандаж на бедро БЕ-636




Бандаж на бедро с фиксацией БЕ-637












Бандаж на голеностопный сустав полуразъёмный ГС-641




Бандаж на голеностопный сустав разъёмный ГС-642




Бандаж на голеностопный сустав ГС-643




Бандаж на голеностопный сустав ГС-644




Бандаж на голеностопный сустав со вставками ГС-645




Бандаж на голеностопный сустав со вставками ГС-646



Бандаж на голеностопный сустав для поддержки ахиллова сухожилия ГС-647




Бандаж на голеностопный сустав с дополнительной фиксацией ГС-648




Бандаж на голеностопный сустав с дополнительной фиксацией ГС-649




Бандаж на голеностопный сустав с открытой пяткой ГС-650




Бандаж на голеностопный сустав с пружинными вставками ГС-651



Бандаж на голеностопный сустав полуразъёмный ГС-652



Бандаж на голеностопный сустав разъемный ГС-653



Бандаж на голеностопный сустав разъемный ГС-654

Медицинское изделие:
Бандаж на коленный сустав неразъёмный KC-601.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъёмной основой анатомической формы выполнен с применением особой инновационной технологии вязки вокруг надколенника и в области подколенной ямки для стабилизации капсулы коленного сустава. Анатомическая форма бандажа обеспечивает свободный крово- и лимфоток, предотвращая «эффект жгута».

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава;
- реабилитация после операций в области коленного сустава;
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены*.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват бедра на 15 см выше середины коленного сустава в см.	43-46	46-49	49-52	52-56	56-59
Обхват середины коленного сустава в см.	31-34	34-37	37-40	40-44	44-48

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32 50.22-010-77799226-2020

Наименование: Бандаж на коленный сустав неразъёмный
Артикул: KC-601
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

KC-601

Бандаж на коленный сустав неразъёмный



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
- СОЗДАЕТ МЯГКИЙ МИКРОМАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

KC-601

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
неразъёмный

KC-601

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
неразъёмный



0 0 000 0000 000 00000000000

Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав неразъёмный КС-602.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъёмной основой анатомической формы для стабилизации капсулы коленного сустава. Анатомическая форма бандажа обеспечивает свободный крово- и лимфоток, предотвращая эффект жгута.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава.
Реабилитация после операций в области коленного сустава.
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватность бедра на 15 см выше середины коленного сустава в см.	43-46	46-49	49-52	52-56	56-58
Обхватность середины коленного сустава в см.	31-34	34-37	37-40	40-44	44-48

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто-Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто-Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020



Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав неразъёмный
Артикул: КС-602
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: мес/гг. год
Серийный номер:

КС-602

Бандаж на коленный сустав неразъёмный



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛИЗАЦИЮ КАПСУЛЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА



0 0 000 0000 000 0000000000

КС-602

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъёмный

КС-602

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъёмный

Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав неразъёмный КС-603.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъёмной основой анатомической формы для стабилизации капсулы коленного сустава. Анатомическая форма бандажа обеспечивает свободный крово- и лимфоток, предотвращая «эффект жгута».

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
• бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава;
• ушибы и растяжения связок коленного сустава;
• реабилитация после операции в области коленного сустава;
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватность бедра на 15 см выше середины коленного сустава в см.	42-46	46-49	49-52	52-56	56-58
Обхватность середины коленного сустава в см.	31-34	34-37	37-40	40-44	44-48

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020



БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав неразъёмный
Артикул: КС-603
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

КС-603

Бандаж на коленный сустав
неразъёмный



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛИЗАЦИЮ КАПСУЛЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА

КС-603

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
неразъёмный

КС-603

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
неразъёмный



Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав неразъемный с пателлярным кольцом КС-604.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки. Выполнен с применением технологии вязки, обеспечивающих проприорецептивный эффект, распределенную компрессию, стабилизацию капсулы коленного сустава. Анатомическая форма бандажа обеспечивает свободный крово- и лимфоток, предотвращая «эффект жгута».

Закрывающаяся коленная чашечка препятствует патологическому перераспределению отеков. Пателлярное кольцо фиксирует надколенник в правильном положении, обеспечивает микромассажный эффект, способствует уменьшению боли, отека и восстановлению объема движений.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевание надколенника;

- ушибы и растяжения связок коленного сустава,
Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.

Профилактика травм и заболеваний коленного сустава и надколенника при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Окружность бедра на 15 см выше середины коленного сустава в см.	43-46	46-49	49-52	52-56	56-58
Окружность середины коленного сустава в см.	31-34	34-37	37-40	40-44	44-48

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



* БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пателлярным кольцом
Артикул: КС-604
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

КС-604

Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пателлярным кольцом



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КОЛЕННУЮ ЧАШЕЧКУ И КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
- СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ БОЛИ И ОТЕКА
- СОЗДАЕТ МЯГКИЙ МИКРОМАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

КС-604

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ


неразъемный с пателлярным кольцом

КС-604

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъемный с пателлярным кольцом



0 0 000 0000 000 0000000000

Медицинское изделие:**Бандаж на коленный сустав неразъемный с пателлярным кольцом KC-605.****ОПИСАНИЕ:**

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки. Выполнен с применением эластичной вставки с зоной комфорта в области подколенной ямки для стабилизации капсулы коленного сустава. Анатомическая форма бандажа обеспечивает свободный кровотока и лимфотока, предотвращая эффект жгута. Закрытая коленная чашечка препятствует патологическому перераспределению отеков. Пателлярное кольцо фиксирует надколенник в правильном положении, обеспечивает микромассажный эффект, способствует уменьшению боли, отека и восстановлению объема движений.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава.
Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава и надколенника при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.**ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:**

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватность бедра на 15 см выше середины коленного сустава в см.	43-46	46-49	49-52	52-56	56-58
Обхватность середины коленного сустава в см.	31-34	34-37	37-40	40-44	44-48

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

**СОСТАВ:**

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020



* более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пателлярным кольцом
Артикул: KC-605
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц год
Серийный номер:

KC-605**Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пателлярным кольцом****НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ**

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЫ И КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА

KC-605**БАНДАЖ****НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ**

неразъемный с пателлярным кольцом

KC-605**БАНДАЖ****НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ**

неразъемный с пателлярным кольцом



Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав неразъемный с пателлярным кольцом КС-606.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки, отверстием в области подколенной впадины.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:

- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;

- ушибы и растяжения связок коленного сустава.

Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.

Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватность середины коленного сустава в см.	30-35	35-40	40-45	45-50	более 50

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический каучук
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто-Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пателлярным кольцом

Артикул: КС-606

Размер: M

Цвет: черный

Дата производства: месяц, год

Серийный номер:

КС-606

Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пателлярным кольцом



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

КС-606

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъемный с пателлярным кольцом

КС-606

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъемный с пателлярным кольцом



Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав неразъемный с пружинными вставками КС-607.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки и пружинными вставками. Выполнен с применением технологии вазки, обеспечивающих проприорецептивный эффект, распределенную компрессию, стабилизацию капсулы коленного сустава. Закрывая коленную чашечку, препятствует патологическому перераспределению отеков. Пателлярное кольцо фиксирует надколенник в правильном положении, обеспечивает микромассажный эффект, способствует уменьшению боли, отека и восстановлению объема движений. Боковые пружинные вставки обеспечивают стабильность боковых связок коленного сустава.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:

• бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;

• ушибы и растяжения связок коленного сустава.

Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.

Профилактика травм и заболеваний коленного сустава и надколенника при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены*.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Окружность бедра на 15 см выше середины коленного сустава в см.	43-46	46-49	49-52	52-56	56-58
Окружность середины коленного сустава в см.	31-34	34-37	37-40	40-44	44-48

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Эластан
- Неилон
- Синтетический каучук
- Алюминий
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто.Ния"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ния"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пружинными вставками
Артикул: КС-607
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

КС-607

Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пружинными вставками



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА

КС-607

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъемный с пружинными вставками

КС-607

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъемный с пружинными вставками



Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав неразъемный с пружинными вставками КС-608.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, патентованным колликом вокруг коленной чашечки, отверстием в области надколенника и пружинными вставками. Пружинные коллики обеспечивают патентованной подкладочной надколенником, способствуют уменьшению боли, отека и восстановлению объема движений. Боковые пружинные вставки обеспечивают стабильность блокады сустава коленного сустава. В верхней части изделия имеется вырез и ремешок для максимальной индивидуализации бандажа.

ПОКАЗАНИЕ:

Забывание и травмы коленного сустава:
- Бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, фибриллоидный артрит коленного сустава, забывание надколенника;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава;
- Профилактика травм и забываний коленного сустава и надколенника при физической нагрузке и занятии спортом.

Абсолютные противопоказания: не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватность бедра на 10 см выше середины коленного сустава в см	43-46	46-49	49-52	52-56	56-58
Обхватность середины коленного сустава в см	20-24	24-27	27-30	30-34	34-38

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +30С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высокой температур и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ:

- Полиэстер
- Эластан
- Нейлон
- Синтетический корпус
- Алюминий
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Ортолик"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Галленин-Фортская д. 3,
литер П, помещение 1-й, комната 125
Тел./факс: 8(812) 677-46-43
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



Полное наименование изделия: бандаж на коленный сустав неразъемный с пружинными вставками.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КС-608


БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъемный с пружинными вставками

КС-608

Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пружинными вставками



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА

КС-608

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъемный с пружинными вставками



0 000 000 0000000000

Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав неразъемный с пателлярным кольцом, пружинными вставками и дополнительной фиксацией KC-609.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, пателлярное кольцо окружает коленную чашечку, отверстием в области подколенной ямки и пружинными вставками. Пателлярное кольцо препятствует патологической подвижности надколенника, способствует уменьшению боли, отека и восстановлению объема движений. Боковые пружинные вставки обеспечивают стабильность боковых связей коленного сустава. В верхней части основы является вырез и ремешок для индивидуальной фиксации бандажа.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, реактивный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава;
- реабилитация после травм и операций в области коленного сустава;
- профилактика травм и заболеваний коленного сустава и надколенника при физической нагрузке и занятиях спортом.

Абсолютные противопоказания: не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Длина окружности коленного сустава в см	30-35	35-40	40-45	45-50	более 50


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Специальные меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ВНИМАНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Ланкапелуретон
- Полиэстер
- Эластан
- Вискоза
- Силиконовый каучук
- Алюминий
- Силикон

ГВАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок службы: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: накл. на изделие.



ООО "Ортоник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Пельсингфорсовская д. 3,
литер. Д, помещение 1-14, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



Читайте подробные инструкции по использованию изделия по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ
ООО "Ортоник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Пельсингфорсовская д. 3,
литер. Д, помещение 1-14, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru
Тел: 32-35-22-010-77799336-3030

Назначение: Бандаж на коленный сустав неразъемный
с пателлярным кольцом, пружинными вставками
и дополнительной фиксацией

Артикул: KC-609

Размер: M


Цвет: черный

Дата производства: 08.04.2014

Серийный номер:

KC-609

Бандаж на коленный сустав неразъемный с пателлярным кольцом,
пружинными вставками и дополнительной фиксацией



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНОГО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА

KC-609

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъемный с пателлярным кольцом,
пружинными вставками и дополнительной фиксацией

KC-609

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

неразъемный с пателлярным кольцом,
пружинными вставками и дополнительной фиксацией

Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом и пружинными вставками КС-610.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки, отверстием в области подколенной ямки и двумя парами боковых пружинных вставок. Боковые пружинные вставки обеспечивают стабильность боковых связей коленного сустава.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава.
Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены*.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Окружность середины коленного сустава в см.	30-35	35-40	40-45	45-50	более 50

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический каучук
- Алюминий
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом
и пружинными вставками
Артикул: КС-610
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

КС-610

Бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом
и пружинными вставками



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

КС-610

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

с пателлярным кольцом и пружинными вставками

КС-610

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

с пателлярным кольцом и пружинными вставками



Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом КС-611.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки, отверстием в области подколенной ямки и двумя парами боковых пружинных вставок. Боковые пружинные вставки обеспечивают стабильность боковых связок коленного сустава.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:

- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;

- ушибы и растяжения связок коленного сустава.

Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.

Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены*.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватность середины коленного сустава в см.	30-35	35-40	40-45	45-50	более 50


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический каучук
- Алюминий
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "ОртоНик"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020

ООО "ОртоНик"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковок.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом

Артикул: КС-611

Размер: М

Цвет: черный

Дата производства: месяц, год

Серийный номер:

КС-611

Бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

КС-611

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
с пателлярным кольцом

КС-611

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
с пателлярным кольцом



Медицинское изделие:
Бандаж на коленный сустав полуразъемный с пружинными вставками KC-612.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной полуразъемной основой анатомической формы, патellarным кольцом вокруг коленной чашечки, двумя парами боковых пружинных вставок и трикотажной вставкой в области подколенной ямки. Дополнительная фиксация осуществляется с помощью двух эластичных ремней с застежками «Велкро».

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;
- ушибы и растяжение связок коленного сустава.
Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватность середины коленного сустава в см.	30-35	35-40	40-45	45-50	более 50

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический каучук
- Алюминий
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на коленный сустав полуразъемный с пружинными вставками
Артикул: KC-612
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

KC-612

Бандаж на коленный сустав полуразъемный с пружинными вставками



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- **УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА**
- **СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА**
- **СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА**

KC-612

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
полуразъемный с пружинными вставками

KC-612

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
полуразъемный с пружинными вставками



Медицинское изделие:
Бандаж на коленный сустав полуразъёмный с пателлярным кольцом, пружинными вставками и ремнями для фиксации КС-613.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж на коленный сустав с эластичной полуразъёмной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки, двумя парами боковых пружинных вставок и прикреплённой вставкой в области подколенной ямки. Дополнительная фиксация осуществляется с помощью двух эластичных ремней с вставками «белосол».

ПОКАЗАНИЕ:
Заболелости и травмы коленного сустава:
• бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболелости надколенника;
• ушибы и растяжения связок коленного сустава;
Рабдомиолиз после травм и операций в области коленного сустава;
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

Абсолютные противопоказания: Не выявлены.

Таблица подбора размеров:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Средняя длина окружности коленного сустава в см.	50-51	52-53	54-55	56-57	Более 58

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для медицинского применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

УХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэтиленуретан
- Полиэстер
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический каучук
- Алюминий

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: 01.04.2019г.


ООО "Ортоник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, СПб, г. Санкт-Петербург,
ул. Вильгельм-Ферссон д. 3,
корпус Л, помещение 3.14, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-66-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав полуразъёмный с пателлярным
кольцом, пружинными вставками и ремнями для фиксации
Артикул: КС-613
Размер: M
Цвет: чёрный
Дата производства: июль, 2019
Серийный номер:

КС-613


Бандаж на коленный сустав полуразъёмный
с пателлярным кольцом, пружинными вставками
и ремнями для фиксации



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА



0-0-000 0000 000 0000000000

КС-613

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

полуразъёмный с пружинными вставками
и ремнями для фиксации

КС-613

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

полуразъёмный с пружинными вставками
и ремнями для фиксации

Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав с полукольцом и пружинными вставками КС-614.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной основой, разъемный в области нижней трети бедра, с отверстием и стабилизирующим полукольцом для надколенника, усилен по боковым поверхностям двумя парами пружинных вставок. Снабжен четырьмя эластичными фиксирующими ремнями, которые закрепляются крест-накрест для стабилизации крестообразных связок сустава.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава.
Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Окружность середины коленного сустава в см.	30-35	35-40	40-45	45-50	более 50

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический каучук
- Алюминий
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав с силиконовым полукольцом
и пружинными вставками
Артикул: КС-614
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

КС-614

Бандаж на коленный сустав с полукольцом
и пружинными вставками



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛИЗАЦИЮ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА, РАЗГРУЗКУ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ЗАЩИТУ НАДКОЛЕННИКА

КС-614

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ


с полукольцом и пружинными вставками

КС-614

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

с полукольцом и пружинными вставками



0 0 000 0000 000 00000000000

Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав разъемный с полукольцом и вставками KC-615.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной разъемной основой анатомической формы, латеральным полукольцом, двумя парами боковых пружинных вставок и силиконовой лентой на внутренней поверхности бандажа. Фиксация осуществляется с помощью ремней основы и застежек «Велкро».

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава.
Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены*.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Окружность середины коленного сустава в см.	30-35	35-40	40-45	45-50	более 50


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический каучук
- Алюминий
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru
ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020

Наименование: Бандаж на коленный сустав разъемный
с полукольцом и вставками
Артикул: KC-615
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

KC-615

Бандаж на коленный сустав разъемный
с полукольцом и вставками



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги


- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

KC-615

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
разъемный с полукольцом и вставками

KC-615

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
разъемный с полукольцом и вставками



Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав разъемный с пателлярным кольцом и пружинными вставками КС-616.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной разъемной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки, двумя парами боковых пружинных вставок и силиконовой лентой на внутренней поверхности бандажа. Фиксация осуществляется с помощью ремней основы и застежек «Велкро».

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:

- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава.

Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.

Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом. Излишняя нагрузка на коленный сустав, возникающая вследствие возраста и избыточного веса.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены*.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	универсальный
--------	---------------


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Нейлон
- Полиэстер
- Вискоза
- Хлопок
- Алюминий
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав разъемный с пателлярным
кольцом и пружинными вставками
Артикул: КС-616
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

КС-616

Бандаж на коленный сустав разъемный с пателлярным кольцом
и пружинными вставками



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО
АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

КС-616

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

разъемный с пателлярным кольцом
и пружинными вставками

КС-616

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

разъемный с пателлярным кольцом
и пружинными вставками



0 0 000 0000 000 0000000000

Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав разъемный KC-617.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной разъемной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки, двумя парами боковых пружинных вставок и силиконовой лентой на внутренней поверхности бандажа. Пателлярное кольцо обеспечивает стабилизацию и поддержку коленной чашечки, микромассажный эффект, разгрузку четырехглавой мышцы бедра и профилактику мифоасциального синдрома. Фиксация осуществляется с помощью ремней основы и застежек «Велкро».

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:

- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава, заболевания надколенника;

- ушибы и растяжения связок коленного сустава.

Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.

Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом. Излишняя нагрузка на коленные суставы, возникающая вследствие возраста и избыточного веса.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	универсальный
--------	---------------

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

• Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
• Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

• Пенополиуретан
• Нейлон
• Полиэстер
• Вискоза
• Хлопок
• Алюминий
• Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

• Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
• Срок годности: 5 лет с даты производства.
• Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru




*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав разъемный
Артикул: KC-617
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

KC-617

Бандаж на коленный сустав разъемный



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

KC-617

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

разъемный

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

разъемный



Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав с кольцом KC-618.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, пателлярный кольцом вокруг коленной чашечки, двумя парами базовых пружинных вставок, смещенной вставкой в области подколенной впадины. Дополнительная фиксация осуществляется с помощью двух ремней с застежками «Велкро».

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:

• бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава,

заболевания надколенника;

• ушибы и растяжения связок коленного сустава.

Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.

Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Обхватность середины коленного сустава в см.	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	49-52

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический каучук
- Алюминий
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-67
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на коленный сустав с кольцом

Артикул: KC-618

Размер: M


Цвет: черный

Дата производства: месяц, год

Серийный номер:

KC-618

Бандаж на коленный сустав с кольцом



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

KC-618

KC-618

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

с кольцом

БАНДАЖ

НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

с кольцом



Медицинское изделие:

Бандаж на коленный сустав с кольцом и трикотажной вставкой КС-619.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на коленный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, пателлярным кольцом вокруг коленной чашечки, двумя парами боковых пружинных вставок и трикотажной вставкой в области подколенной ямки. Дополнительная фиксация осуществляется с помощью двух ремней с застежками «Велкро».

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы коленного сустава:
- бурсит, синовит, артрит, артроз коленного сустава, ревматоидный артрит коленного сустава;
- ушибы и растяжения связок коленного сустава.
Реабилитация после травм и операций в области коленного сустава.
Профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Окружность середины коленного сустава в см.	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49	49-52


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

• Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
• Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

• Пенополиуретан
• Нейлон
• Полиэстер
• Эластан
• Вискоза
• Синтетический каучук
• Алюминий
• Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

• Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
• Срок годности: 5 лет с даты производства.
• Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Тельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



* более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Тельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru


www.ortonik.ru

ТУ: 52.50.22-010-77799226-2020

Наименование: Бандаж на коленный сустав с кольцом
и трикотажной вставкой
Артикул: КС-619
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

КС-619

Бандаж на коленный сустав с кольцом
и трикотажной вставкой



НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги


- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НАДКОЛЕННИКА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

КС-619

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
с кольцом и трикотажной вставкой

КС-619

БАНДАЖ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
с кольцом и трикотажной вставкой



Медицинское изделие:
Бандаж на бедро БЕ-636.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж на бедро с эластичной неразъемной основой анатомической формы выполнен с применением технологии вязки для стабилизации мышц бедра.

ПОКАЗАНИЯ:
• Ушибы, перенапряжение, растяжения мышц бедра.
• Реабилитация после операций в области бедра для формирования нормального послеоперационного рубца.
• В качестве давящей повязки при отеках.
• Профилактика травм и заболеваний мышц бедра при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват самой широкой части бедра в см.	38-42	42-46	46-50	50-56	56-60

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**


Наименование: Бандаж на бедро
Артикул: БЕ 636
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

БЕ-636

Бандаж на бедро

БЕ-636

БЕ-636



НА БЕДРО

Подходит для правой и левой ноги

- **ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ**
- **ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПРЕССИЮ
МЯГКИХ ТКАНЕЙ БЕДРА**

БАНДАЖ
НА БЕДРО


БАНДАЖ
НА БЕДРО



Наименование: Биндаж на бедро с фиксацией
Артикул: БЕ-637
Размер: М
Цвет: чёрный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

БЕ-637


Биндаж на бедро с фиксацией



НА БЕДРО

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПРЕССИЮ МЯГКИХ ТКАНЕЙ БЕДРА



0 0 000 6000 000 0000000000

Медицинское изделие:
Биндаж на бедро с фиксацией БЕ-637.

ОПИСАНИЕ:

Биндаж на бедро с эластичной неразъемной основой анатомической формы для стабилизации мышц бедра. В верхней части основы имеется вырез и ремешок для максимальной индивидуализации биндажа.

ПОКАЗАНИЯ:

- Ушибы, перенапряжение, растяжения мышц бедра.
- Реабилитация после операции в области бедра для формирования нормального послеоперационного рубца.
- В качестве дёжурной повязки при отеках.
- Профилактика травм и заболеваний мышц бедра при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват самой широкой части бедра в см.	38-42	42-46	46-50	50-56	56-60

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru
ТУ: 32.50.72-010-7779926-2020

БАНДАЖ
НА БЕДРО
с фиксацией

БАНДАЖ
НА БЕДРО
с фиксацией

Медицинское изделие:
Бандаж на голень ГО-638.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж на голень с эластичной неразрывной основой анатомической формы, выполнен с применением особой инновационной технологии вязки для стабилизации мышц голени.

ПОКАЗАНИЯ:
• Ушибы, перенапряжение, растяжения мышц голени.
• Реабилитация после операций в области голени для формирования нормального послеоперационного рубца.
• В качестве давящей повязки при отеках.
• Профилактика травм и заболеваний мышц голени при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват самой широкой части голени в см.	27-32	32-36	36-40	40-44	44-47


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации см. в инструкции.

ХРАНЕНИЕ:

• Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
• Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

• Полиэстер
• Синтетический каучук
• Эластан
• Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

• Гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи.
• Срок годности: 5 лет с даты производства.
• Дата производства: см. на этикетке.



ООО "ОртоНик"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещения 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



Всегда подробно информируйте об изделии с/а инструкцию по применению внутри упаковки

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "ОртоНик"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещения 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 37.50.22-010-77799226-2020

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на голень
Артикул: ГО-638
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГО-638

Бандаж на голень



НА ГОЛЕНЬ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПРЕССИЮ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ

ГО-638

ГО-638

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНЬ

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНЬ



Медицинское изделие:

Бандаж на голень с фиксацией ГО-639.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голень с эластичной неразъемной основой анатомической формы для стабилизации мышц голени. В верхней части основы имеется вырез и ремешок для максимальной индивидуализации бандажа.

ПОКАЗАНИЯ:

- Ушибы, перенапряжение, растяжения мышц голени.
- Реабилитация после операций в области голени для формирования нормального послеоперационного рубца.
- В качестве давящей повязки при отеках.
- Профилактика травм и заболеваний мышц голени при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены*

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват самой широкой части голени в см.	27-32	32-36	36-40	40-44	44-47

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:


ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

Тел: 32 50 22-010-77799226-2020

Наименование: Бандаж на голень с фиксацией
Артикул: ГО-639
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГО-639

Бандаж на голень с фиксацией



НА ГОЛЕНЬ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПРЕССИЮ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ

ГО-639

ГО-639

БАНДАЖ


НА ГОЛЕНЬ

с фиксацией

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНЬ

с фиксацией



0 0 000 0000 000 000000000000

Медицинское изделие:
Бандаж на голень разъемный ГО-640.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж на голень с эластичной разъемной основой анатомической формы для стабилизации мышц голени, максимальной индивидуализации бандажа.

ПОКАЗАНИЯ:
• Ушибы, перенапряжение, растяжения мышц голени.
• Реабилитация после операции в области голени для формирования нормального послеоперационного рубца.
• В качестве давящей повязки при отеках.
• Профилактика травм и заболеваний мышц голени при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват самой широкой части голени, в см	27-33	33-36	36-40	40-44	44-47

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

• Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
• Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

• Полиэстер
• Синтетический каучук
• Эластан
• Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

• Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
• Срок годности: 5 лет с даты производства.
• Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-й, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-й, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru
Т/У: 32.50.22-010-77799226-2020

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голень разъемный
Артикул: ГО-640
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГО-640

Бандаж на голень разъемный



НА ГОЛЕНЬ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПРЕССИЮ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛЕНИ



ГО-640

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНЬ

разъемный

ГО-640

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНЬ

разъемный



0 0000 0000 000 0000000000

Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав полуразъемный ГС-641.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав полуразъемный из эластичной ленты, выполнен в виде «восьмерки», действующий подобно крестообразной повязке с регулируемой системой крепления с помощью застежки «Велкро».

ПОКАЗАНИЯ:

- Легкая нестабильность голеностопного сустава.
- Легкие повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.
- Профилактика травм голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены*.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	M	L	XL
Обхват голени на 2 см. выше лодыжки, см.	17-20	20-23	23-26

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Нейлон
- Полиэстер
- Вискоза
- Хлопок
- Синтетический каучук

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав полуразъемный
Артикул: ГС-641
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-641

Бандаж на голеностопный сустав полуразъемный



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПРЕССИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ГС-641

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
полуразъемный

ГС-641

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
полуразъемный



00 000 0000 000 0000000000

Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав разъемный ГС-642.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж разъемный представляет собой эластичную ленту, накладывается на голеностопный сустав и стопу крестообразно с фиксирующей застежкой «Велкро».

ПОКАЗАНИЯ:

- Легкая нестабильность голеностопного сустава.
- Легкие повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.
- Профилактика травм голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	M	L	XL
Обхват голени на 2 см. выше лодыжки, см.	17-20	20-23	23-26

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от -5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Нейлон
- Полиэстер
- Вискоза
- Хлопок
- Синтетический каучук

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав разъемный
Артикул: ГС-642
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-642

Бандаж на голеностопный сустав разъемный



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПРЕССИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ГС-642

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
разъемный

ГС-642

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
разъемный



Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав ГС-643.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы и участком с разреженной вязкой в области сгиба, выполнен с применением технологии вязки для стабилизации капсулы голеностопного сустава, обеспечения свободного крово- и лимфооттока.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы голеностопного сустава:
- артрит, артроз голеностопного сустава, ревматоидный артрит голеностопного сустава;
- легкая нестабильность голеностопного сустава;
- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава.
Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

Абсолютные противопоказания: Не выявлены*.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

• Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
• Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

• Полиэстер
• Синтетический каучук
• Эластан
• Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

• Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
• Срок годности: 5 лет с даты производства.
• Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав

Артикул: ГС-643

Размер: M

Цвет: черный

Дата производства: месяц, год

Серийный номер:

ГС-643

Бандаж на голеностопный сустав



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

ГС-643

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

ГС-643

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ



0 0 000 0000 000 0000000000

Медицинское изделие:
Бандаж на голеностопный сустав ГС-644.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж на голеностопный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, участком разрезной вязки в области сгиба и плотной вставкой с тыльной стороны стопы для наилучшего прилегания бандажа к ноге. Применяемая эластичная компрессионная вязка обеспечивает стабилизацию капсулы голеностопного сустава, свободный крово- и лимфоток.

ПОКАЗАНИЯ:
Заболевания и травмы голеностопного сустава:
- артрит, артроз голеностопного сустава, ревматоидный артрит голеностопного сустава.
- лёгкая нестабильность голеностопного сустава;
- ушибы и растяжение связок голеностопного сустава.
Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см. выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
Артикул: ГС-644
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-644

Бандаж на голеностопный сустав



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- **ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА**
- **СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА**

ГС-644


БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

ГС-644

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ



Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав со вставками ГС-645.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы и участком с разреженной вязкой в области сгиба, выполнен с применением технологии вязки для стабилизации капсулы голеностопного сустава, обеспечения свободного кровотока и лимфооттока. Усилен силиконовыми вставками, позволяющими стабилизировать голеностопный сустав, снизить болезненность, отеки и дискомфорт при нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы голеностопного сустава:

- артрит, артроз голеностопного сустава, ревматоидный артрит голеностопного сустава;

- хроническая нестабильность голеностопного сустава;

- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава;

Реабилитация после операций и травм в области голеностопного сустава.

Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см. выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru




* БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
со вставками
Артикул: ГС-645
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц год
Серийный номер:

ГС-645

Бандаж на голеностопный сустав со вставками



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ И КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ГС-645

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

со вставками

ГС-645

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

со вставками



Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав со вставками ГС-646.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы и участком с разреженной вязкой в области сгиба, выполнен с применением технологии вязки для стабилизации капсулы голеностопного сустава, обеспечения свободного кровотока и лимфотока. Усилен мягкими вставками анатомической формы, позволяющими стабилизировать голеностопный сустав, снизить болезненность, отеки и дискомфорт при нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы голеностопного сустава:
- артрит, артроз голеностопного сустава, ревматоидный артрит голеностопного сустава;
- хроническая нестабильность голеностопного сустава;
- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава;
Результативность после операций и травм в области голеностопного сустава.
Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см. выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

Тел: 32.50.22-010-77799226-2020



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав со вставками

Артикул: ГС-646

Размер: М

Цвет: черный

Дата производства: месяц, год

Серийный номер:

ГС-646

Бандаж на голеностопный сустав со вставками



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ И КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ГС-646

ГС-646

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

со вставками

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

со вставками



Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
для поддержки ахиллова сухожилия
Артикул: GS-647
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц/год
Серийный номер:

Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав для поддержки ахиллова сухожилия GS-647.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, участком с разреженной вязкой в области сгиба, выполнен с применением технологии важи для стабилизации капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава, обеспечивает свободное крово- и лимфоотток. Усилен высокой силиконовой вставкой для снижения нагрузки с ахиллова сухожилия, уменьшения отека и болезненности.

ПОКАЗАНИЯ:

- Профилактика травм ахиллова сухожилия;
- Ахиллодиния, тендинит, паратендинит, подсухожильный бурсит, деформация Хаглунда;
- Реабилитация после травм и операций на ахилловом сухожилии.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С;
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи;
- Срок годности: 5 лет с даты производства;
- Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru


Тел: 32.50.22-010-77799226-2020

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

GS-647


Бандаж на голеностопный сустав для поддержки ахиллова сухожилия



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ И КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА



00000 6000 000 6000000000

GS-647

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
для поддержки ахиллова сухожилия

GS-647

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
для поддержки ахиллова сухожилия

Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав с дополнительной фиксацией ГС-648.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы с применением технологии вязки, с дополнительной лентой и застежкой «Велкро», аналогичной крестообразной повязке с возможностью индивидуальной регулировки уровня стабилизации голеностопного сустава. Специальная вязка по краям бандажа обеспечивает свободный кровотока и лимфоотток.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы голеностопного сустава:

- артрит, артроз голеностопного сустава, ревматоидный артрит голеностопного сустава;
- нестабильность голеностопного сустава;
- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава.

Реабилитация после операций и травм в области голеностопного сустава.

Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см. выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / Факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

Тел: 32.50.22-010-77799226-2020



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / Факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru




*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
с дополнительной фиксацией
Артикул: ГС-648
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-648

Бандаж на голеностопный сустав с дополнительной фиксацией



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

• УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

• СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ И КАПСУЛЬНО-
СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА

ГС-648

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
с дополнительной фиксацией

ГС-648

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
с дополнительной фиксацией



Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав с дополнительной фиксацией ГС-649.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы с применением эластичной трикотажной ткани для оптимального прилегания. Система дополнительных индивидуально регулируемых лент с застежками «Велкро» эффективно стабилизирует капсульно-связочный аппарат голеностопного сустава. Специальная вставка по краям бандажа обеспечивает свободный крово- и лимфоток.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы голеностопного сустава:
- артрит, артроз голеностопного сустава, ревматоидный артрит голеностопного сустава;
- нестабильность голеностопного сустава;
- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава.
Реабилитация после операций и травм в области голеностопного сустава.
Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см. выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

Тел: 32.50.22-010 77799226-2020



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
с дополнительной фиксацией
Артикул: ГС-649
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-649

Бандаж на голеностопный сустав с дополнительной фиксацией



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ
И КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ГС-649

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
с дополнительной фиксацией

ГС-649

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
с дополнительной фиксацией



Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав с открытой пяткой ГС-650.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы и открытой пяткой, выполнен с применением технологии вязки для стабилизации капсулы голеностопного сустава, обеспечения свободного крово- и лимфооттока.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы голеностопного сустава:
- артрит, артроз голеностопного сустава, ревматоидный артрит голеностопного сустава;
- лёгкая нестабильность голеностопного сустава;
- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава.
Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

• Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
• Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

• Полиэстер
• Синтетический каучук
• Эластан
• Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

• Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
• Срок годности: 5 лет с даты производства.
• Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
с открытой пяткой
Артикул: ГС-650
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-650

Бандаж на голеностопный сустав с открытой пяткой



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА



0 0 000 0000 000 00000000000

ГС-650

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

с открытой пяткой

ГС-650

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

с открытой пяткой

Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав с пружинными вставками ГС-651.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы, открытой пяткой и с двумя парами пружинных вставок, выполнен с применением технологии везки для стабилизации капсулы голеностопного сустава и обеспечения оптимального прилегания.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы голеностопного сустава:

- артрит, артроз голеностопного сустава, ревматоидный артрит голеностопного сустава;
- нестабильность голеностопного сустава;
- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава.

Реабилитация после операций в области голеностопного сустава.

Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см. выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок
- Алюминий

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

т/ф: 32.50.22-010-77799226-2020



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
с пружинными вставками
Артикул: ГС-651
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-651

Бандаж на голеностопный сустав с пружинными вставками



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СТОПНОГО
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛУ
И КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ГС-651

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
с пружинными вставками

ГС-651

БАНДАЖ
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
с пружинными вставками



0 0 000 0000 000 0000000000

Медицинское изделие:

Бандаж на голеностопный сустав полуразъемный ГС-652.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной полуразъемной основой анатомической формы, открытой лодкой и двумя ремнями для регулировки в нижней трети голени и оптимального прилегания к конечности.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания и травмы голеностопного сустава:
- артрит, артроз голеностопного сустава, ревматоидный артрит голеностопного сустава;
- легкая нестабильность голеностопного сустава;
- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава.
Реабилитация после операций в области голеностопного сустава.
Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват голени на 2 см. выше лодыжки, в см.	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020



ООО "Орто.Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
полуразъемный
Артикул: ГС-652
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-652

Бандаж на голеностопный сустав полуразъемный



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА, ФИКСАЦИЯ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

ГС-652

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

полуразъемный

ГС-652

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

полуразъемный



Медицинское изделие:
Бандаж на голеностопный сустав разъемный ГС-653.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на голеностопный сустав с эластичной разъемной основой анатомической формы, открытой пяткой и двумя ремнями для дополнительной фиксации и оптимального прилегания к конечности.

ПОКАЗАНИЯ:

Забывание и травмы голеностопного сустава;
• артрит, артроз, ревматоидный артрит голеностопного сустава;
• легкая нестабильность голеностопного сустава;
• ушибы и растяжения связок голеностопного сустава.
Реабилитация после операций в области голеностопного сустава.
Профилактика травм и забываний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены *

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ.

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стопы по окружности в см.	16-21	19-24	21-26	24-30	26-34	28-37

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

• Полиэстер
• Синтетический каучук
• Зипастан
• Хлопок

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто-Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингферсовская д. 3,
литер П, помещение 1-Н, комната 125
Тел / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru



* БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
разъемный
Артикул: ГС-653
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-653

**Бандаж на голеностопный сустав
разъемный**



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛЬНОУСВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

ГС-653

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

разъемный

ГС-653

БАНДАЖ

НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

разъемный



0 0 000 0000 000 00000000

Медицинское изделие:
Бандаж на голеностопный сустав разъемный ГС-654.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж на голеностопный сустав с эластичной разъемной основой, открытой пяткой и четырьмя ремнями для надежной фиксации и оптимального прилегания к конечности.

ПОКАЗАНИЯ:
Заболевания и травмы голеностопного сустава:
- артрит, артроз, ревматоидный артрит голеностопного сустава,
- острая нестабильность голеностопного сустава,
- ушибы и растяжения связок голеностопного сустава.
Реабилитация после операций в области голеностопного сустава.
Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:


Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхватность середины кожного сустава в см.	16-21	19-24	21,5-26,5	24-30,5	26,5-34	29-37

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:
- Пенополиуретан
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический клеевой

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Дата производства: см. на этикетке.

ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер П, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ.
ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер П, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru
ТУ: 32.50.22-010-77799226-2020

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на голеностопный сустав
разъемный
Артикул: ГС-654
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ГС-654 Бандаж на голеностопный сустав разъемный



НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Подходит для правой и левой ноги

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПСУЛЬНОУСВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА



Прошито
Кол-во: 77 листов

(сильдесет сив)
Генеральный директор
ООО «Орто-Ник»
[Подпись] Н.Б. Беззубов

