


УТВЕРЖДАЮ
Супервайзер по регистрации
ООО «Джонсон&Джонсон»
Петрухин А.В.



ШАБЛОН МАРКИРОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Нить хирургическая однонаправленная
STRATAFIX® Spiral PDS® Plus
для безузловой фиксации тканей с иглой
в вариантах исполнения**



Производитель:

**ETHICON, LLC, 475 C Street, Los Frailes Industrial Park, Suite 401, Guaynabo,
Puerto Rico 00969 USA, США**

Место производства:

Ethicon, LLC, Highway 183 Km 8.3, San Lorenzo 00754, Puerto Rico, США

Нить хирургическая однонаправленная STRATAFIX Spiral PDS Plus для безузловой фиксации тканей с иглой в вариантах исполнения: M3 (2/0) с обратно-режущей иглой типа «FS», длина 45 см

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Каталожный номер	***		
Серийный номер (лот)	см. на упаковке		
Срок годности	см. на упаковке		ETHICON, LLC 475 C Street Los Frailes Industrial Park, Guaunabo, PUERTO RICO 00969, USA
Область применения	Хирургия		
Материал нити	Полидиоксанон (C4H6O3)x, покрытие IRGACARE MP (триклозан), краситель D&C Violet № 2 (фиолетовый).		
Материал иглы	Нержавеющая сталь		
Структура нити	Монофиламент	Атравматическая игла	***
Цвет нити	Фиолетовый	Тип иглы	***
Размер нити	***	Длина шипа	***
Длина нити	***	Угол отклонения шипа	***
Комплект поставки	***		

ГОСТ: 31620-2012, 26641-85

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва, ул. Крылатская д. 17 к. 2, Телефон: 8 (495) 580 77 77, факс: 8(495) 580 78 78/ 121614










STRATAFIX

Символы используемые на упаковке

	Код изделия/ Catalogue number
	Код партии/ Batch code
	Использовать до/ Use-by date
	Производитель/Manufacturer
	Стерилизовано этиленоксидом/ Sterilized using ethylene oxide
	Маркировка CE включая идентификационный номер (уполномоченный орган) Продукт соответствует основным требованиям Директивы Европейских Медицинских Изделий 93/42/EEC / CE Mark and Identification Number of Notified Body. The product meets the essential requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.
	Только для квалифицированных специалистов/ Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner.
	не использовать повторно/ Do not re-use

	Не стерилизовать повторно/ Do not resterilize
	Верхняя граница температурного диапазона / Upper limit of temperature
	Границы температурного диапазона / Limit of the temperature range
	Внимание, обратитесь к сопроводительным документам/ Caution
	Окрашенная рассасывающаяся монофиламентная нить/Anchored dyed absorbable monofilament
	Не использовать, если упаковка повреждена/ Do not use if the package is damaged
	Количество в упаковке/ Quantity of Units
	Апирогенно/Non-pyrogenic
	Знак соответствия/Mark of conformity
	QR код/QR code
EC REP	Официальный представитель в ЕС / Authorized Representative in the European Community



УТВЕРЖДАЮ
Супервайзер по регистрации
ООО «Джонсон&Джонсон»
Петрухин А.В.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Нить хирургическая однонаправленная STRATAFIX® Spiral PDS® Plus
для безузловой фиксации тканей с иглой, в вариантах исполнения**

ETHICON™
Stratafix™

Spiral PDS™ Plus 

KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE

Antibacterial Dyed Monofilament
Synthetic Absorbable Device
Irgacare®* MP ≤2360 µg/m

* Registered Trademark of BASF Group

© Ethicon, Inc. 2016 XCSXPP1B202.P30

0
(3.5 metric/Ph.Eur.)
45 cm (18")
UNIDIRECTIONAL

CP-2
26 mm 1/2c
REVERSE CUTTING



REF
SXPP1B202



(01)10705031235977

 Ethicon LLC

STERILE **EO** 

   0086

2018-10-31

LOT KMB950

2

Пример упаковки: индивидуальный пакет из фольги



Пример упаковки: индивидуальный лоток

ETHICON™

Stratafix™

Spiral PDS™ Plus 

KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE

*Antibacterial Dyed Monofilament
Synthetic Absorbable Device*
Irgacare** MP $\leq 2360 \mu\text{g/m}$ 

LOT KMB950

 2018-10-31

REF SXPP1B202



0

(3.5 metric/Ph.Eur.)

45 cm (18")

UNIDIRECTIONAL


CP-2


26 mm 1/2c
REVERSE CUTTING




12 x 

Пример упаковки: потребительская групповая упаковка






М1.5 (4/0) с обратной рукоющей иглой типа «PS», длина 45 см




М2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS», длина 30 см, 45 см, 70 см




М1 5 (4/0) с обратной закрущей иглой типа «PS-1», длина 30 см, 45 см, 60 см




М2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-1», длина 70 см




М1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 15 см, 30 см, 45 см, 70 см




М2 (3/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-2», длина 15 см, 30 см, 45 см, 70 см



МЗ (2/0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 15 см, 23 см, 30 см, 45 см, 70 см




МЗ (2/0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 15 см, 23 см, 30 см, 45 см, 70 см




МЗ.5 (0) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 15 см, 23 см, 30 см, 45 см, 70 см




М4 (1) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 30 см, 45 см, 70 см




М4 (1) с колющей иглой типа «СТ-1», длина 30 см, 45 см, 70 см







М3 5 (0) с колоной целой типа «СТ-2», длина 30 см




М1.5 (4/0) с колющей иглой типа «SH», длина 70 см





(2/0) с колющей иглой типа «SH», длина 15 см, 30 см, 70 см

M3






М2 (3/0) с колющей иглой типа «RB-1», длина 15 см, 70 см



М3.5 (0) с обратно-режущей иглой типа «СР-2», длина 45 см




М3.5 (0) с обратно-режущей иглой типа «СР-2», длина 45 см




М4 (1) с обратно-режущей иглой типа «СР-2», длина 45 см




М2 (3/0) с колющей иглой типа «ST-4», длина 15 см




М3.5 (0) с колющей иглой типа «МО-5», длина 70 см




М3.5 (0) с колющей иглой типа «EN-S», длина 30 см




М3 (2/0) с колющей иглой типа «UR-6», длина 30 см




М3.5 (0) с колюще-режущей иглой типа «V-34», длина 23 см, 30 см



М4 (1) с обратно-режущей иглой типа «OS-6», длина 45 см, 70 см




М4 (1) с обратно-режущей иглой типа «OS-8», длина 70 см




М4 (1) с колющей иглой типа «СТХ», длина 70 см, 90 см




М2 (3/0) с колющей иглой типа «SH-1», длина 23 см



М1.5 (4/0) с колющей иглой типа «SH-1», длина 23 см



М1.5 (4/0) с обратно-режущей иглой типа «PS-4», длина 45 см



МЗ (2/0) с колюще-режущей иглой типа «V-34», длина 23 см

