

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»

М.П. **ХЕМА**
« 01 » октября 2021 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ (ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ)

**Набора реагентов для иммуноферментного определения ферритина
в сыворотке (плазме) крови «Ферритин-ИФА»**



Набора реагентов для иммуноферментного определения ферритина в сыворотке (плазме) крови «Ферритин-ИФА»

REF K284 **LOT** Серия: XXX



Количество _____

Изготовлен



ГГГГ/ММ

Годен до



ГГГГ/ММ

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____



+2-8°C



IVD



ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

2 листов

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»



« 01 » октября 2021 г.

Лебедев Ю.С.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов для иммуноферментного определения ферритина
в сыворотке (плазме) крови «Ферритин-ИФА»**

Набор реагентов для иммуноферментного определения ферритина в сыворотке (плазме) крови «Ферритин-ИФА»

REF K284 **LOT** 910

Гожен до 2022-02

ТУ 21.20.23-284-18619450-2021

РУ _____ от _____

«Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инактивирована.

Для профессионального применения.

 143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD  +2-8°C     

«Ферритин-ИФА» REF K284 LOT 910 Σ96

Годен до  2022-02

Состав набора:

		СИМВОЛ	CONT	REF	серия	LOT
Планшет	1 шт	SORB MTP		P284Z	910	
Калибровочные пробы	6 x 0,5 мл	CAL 1-6		C284Z	9103	
Контрольная сыворотка	1 x 0,5 мл	CONTROL		Q284Z	9103	
Конъюгат	1 x 14 мл	CONJ HRP		T284Z	9102	
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	1 x 14 мл	SUBS TMB		R055Z	910	
Концентрат отмывочного раствора	1 x 22 мл	BUF WASH 26X		S008Z	910	
Стоп-реагент	1 x 14 мл	STOP		R050Z	910	
Бумага для заклеивания планшета	2 шт			N003		
Инструкция по применению	1 шт			K284I		
Аналитический паспорт	1 шт			K284Q		

 143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В; IVD  +2-8°C Σ96     



ООО «ХЕМА»

«Ферритин-ИФА» **REF** P284Z

ПЛАНШЕТ **SORB MTP**

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 2022-02 **LOT** 910

 +2-8°C **IVD** 

ООО «ХЕМА»

«Ферритин-ИФА» **REF** C284Z-1

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 1 **0** нг/мл

готова к использованию 0,5 мл

 2022-02 **LOT** 9103

 +2-8°C **IVD**

ООО «ХЕМА»

«Ферритин-ИФА» **REF** C284Z-2

КАЛИБРОВочная ПРОБА

CAL 2 **20** нг/мл

готова к использованию 0,5 мл

2022-02 **LOT** 9103

+2-8°C **IVD**

ООО «ХЕМА»

«Ферритин-ИФА» **REF** C284Z-3

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 3 **50** нг/мл

готова к использованию 0,5 мл

2022-02 **LOT** 9103

+2-8°C **IVD**

ООО «ХЕМА»

«Ферритин-ИФА» REF C284Z-4

КАЛИБРОВочНАЯ ПРОБА

CAL 4 100 нг/мл

готова к использованию 0,5 мл

2022-02 LOT 9103

+2-8°C IVD

«Ферритин-ИФА» **REF** C284Z-5

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 5 **200** нг/мл

готова к использованию 0,5 мл

 2022-02 **LOT** 9103

 +2-8°C **IVD**

«Ферритин-ИФА» REF C284Z-6

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 6 500 нг/мл

готова к использованию 0,5 мл

2022-02 LOT 9103

+2-8°C IVD

ООО «ХЕМА»

«Ферритин-ИФА» REF Q284Z

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА

CONTROL 10-100 нг/мл

готова к использованию 0,5 мл

 2022-02 LOT 9103

 +2-8°C IVD 

«Ферритин-ИФА» **REF** T284Z

КОНЬЮГАТ **CONJ HRP**

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл

2022-02 **LOT** 9102

+2-8°C **IVD**

«Ферритин-ИФА» **REF** R055Z

СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА **SUBS TMB**

готов к использованию 14 мл

2022-02 **LOT** 910

+2-8°C **IVD**

ООО «ХЕМА»

«Ферритин-ИФА» **REF** S008Z

КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА **BUF WASH 26X**

развести в 26 раз 22 мл

📅 2022-02 **LOT** 910

🌡️ +2-8°C **IVD**

ООО «ХЕМА»

«Ферритин-ИФА» **REF** R050Z

СТОП-РЕАГЕНТ **STOP**

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл

2022-02 **LOT** 910

+2-8°C

IVD  



ПРОШИТО В КОЛИЧЕСТВЕ

15 листов

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин

«С УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»


Лебедин Ю.С.
М.П.
« 21 » декабря 2021 г.

Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и его компонентов
Набора реагентов для иммуноферментного определения ферритина
в сыворотке (плазме) крови
«Ферритин-ИФА»



ООО «ХЕМА» 123119 Москва,
44 ул. Волжская Мира, д.1, стр.1, этаж 2
РФ, почта 58, 105264 Москва, Россия
телефон 735-7884, 735-7885, 735-5787
WWW.XEMA-MEDICA.COM

«Ферритин-ИФА» REF K284 LOT 910 Σ90

Годен до 2022-02

Состав набора:

	символ	CONT	КОД	серия	LOT
Пинцет		1 шт./рса	SORB MTP	P284Z	910
Капнровочные пробирки		6 x 0,5 мл	CAL 1-6	C284Z	9103
Контрольная сыворотка		1 x 0,5 мл	CONTROL	Q284Z	9103
Конъюгат		1 x 1,2 мл	CONJ HRP	T284Z	9102
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)		1 x 14 мл	SUBS TMB	R055Z	910
Концентрат ополаскивающего раствора		1 x 22 мл	BUF WASH 26X	S008Z	910
Стоп-реагент		1 x 14 мл	STOP	R050Z	910
Буфера для закисления плазмы		2 шт.		N003	
Инструментарий по применению		1 шт.		K284I	
Паспорт контроля качества (аналитический паспорт)		1 шт.		K284Q	

143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубочная, д.28
Tubochaya st., 28, Balashikha, Moscow reg., 143900, Russia

K284910202202

ООО «ХЕМА» 123119 Москва,
44 ул. Волжская Мира, д.1, стр.1, этаж 2
РФ, почта 58, 105264 Москва, Россия
телефон 735-7884, 735-7885, 735-5787
WWW.XEMA-MEDICA.COM

Набор реагентов для иммуноферментного определения ферритина в сыворотке (плазме) крови «Ферритин-ИФА»

REF K284 Серия 910

Годен до 2022-02

ТУ 21.20.23-284-18619450-2021

РУ _____ ОТ _____


«Антитела к ВМЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBeAg отсутствуют.
Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инактивирована.
Для профессионального применения.

143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубочная, д.28
Tubochaya st., 28, Balashikha, Moscow reg., 143900, Russia


Планшет 96-луночный




Калибровочная проба С1




Калибровочная проба С2




Калибровочная проба СЗ




Калибровочная проба С4



Калибровочная проба С5




Калибровочная проба С6




Контрольная сыворотка




Конъюгат




Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)




Концентрат отмывочного раствора



Стоп-реагент



Бумага для заклеивания планшета





ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

4 листов

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин