
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам
пипеточным по ТУ 32.50.50 – 002– 07511117 – 2021 в вариантах
исполнения**



Наконечники без фильтра 10 мкл, 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл



Наконечники с фильтром 10 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл




Штатив



Контейнер с наконечниками (в закрытом виде)



Наконечники без фильтра в штативе в контейнере (в открытом виде)



Наконечники с фильтром в штативе в контейнере (в открытом виде)



Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам
 пипеточным по ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021
 Вариант исполнения: наконечник без фильтра 10 мкл, в штативе
 Дипазон дозирования, ±1 %, мкл: 0,2-10 Количество в упаковке: 96 шт.
 Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен.
 Не для предназначен для прикреплении к выходному отверстию дозатора инъекционного для
 переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.
ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, асептично, нетоксично! Не использовать повторно!
 Использование изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.
 Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А
 по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить в сухом помещении при температуре от + 5°С до + 40°С вдали от отопительных приборов.

Серия № 002 RU № _____
 03.2021 Срок годности: 3 года
 ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021











STERILE

АО «Улан-Удэнское приборостроительное
 производственное объединение»
 Место производства: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоча-Намсарова, 7
 Тел./факс: +7 (3012) 448305 / 448817 Email: mail@uorpo.ru

Наконечник без фильтра 10 мкл, в штативе, - 96 шт./уп. - в стерилизационной (конечной) упаковке

Наконечник без фильтра 200 мкл, в штативе, - 96 шт./уп. — в
стерилизационной (конечной) упаковке

 Наконечники полимерные стерильные одноразовые и дозаторам
пипеточным по ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021
Вариант исполнения: наконечник без фильтра 200 мкл, в штативе
Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-200 Количество в упаковке: 96 шт.
Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен.
Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для
переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.
ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, асепригенно, нетоксично! Не использовать повторно!
Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.
Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А
по СанПиН 2.1.3684-21.
Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+20^{\circ}\text{C}$ идали от отопительных приборов.
Серия № 002 ПУ № _____
 03.2021 Срок годности: 3 года
ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021
     
 АО «Улан-Удэнское приборостроительное
предприятие»
Место производства: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7
Тел./факс: +7 (3012) 448305/448817 Email: mail@uuppo.ru
STERILE EO

 Наконечники полимерные стерильные, размерами к лотостерам
автоматическим по ТУ 32.50.50-002-07511117-2021
Вариант исполнения: наконечник без фильтра 300 мкл, в штативе
Дышащий, дозированной, 21 %, мкл: 5-300 Количество в упаковке: 96 шт.
Материал изготовления: полипропилен и полиэтилен по нормам ин.
Исходные требования для приготовления к высокому давлению.
Исходные требования для приготовления к высокому давлению.
ВНИМАНИЕ! Изделие стерильное, инертное, не содержит пестицидов!
Исходные требования для приготовления к высокому давлению.
Целесообразные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А
по СанПиН 2.1.3684-21
Хранить в сухом помещении при температуре от 5°C до +40°C, защищая от осадочных приборов.
Серия № 002 РУ №

 03.2021 Срок годности: 3 года
ТУ 32.50.50-002-07511117-2021

 АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»
Место производства: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоши-Намсарова, 7
Тел./факс: +7 (3012) 448305; 448817 E-mail: mail@uipro.ru

Наконечник без фильтра 300 мкл, в штативе, - 96 шт./уп. - в стерилизационной

Наконечник без фильтра 1000 мкл, в штативе,
стерилизационной (конечной) упаковке



Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам
пипеточным по ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021

Вариант исполнения: наконечник без фильтра 1000 мкл, в штативе

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 10-1000

Количество в упаковке: 96 шт.

Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен.

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для
переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично! Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А
по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ адали от отопительных приборов.

Серия № 002

ПУ № _____



03.2021 Срок годности: 3 года


ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»

Место производства: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоша-Насарова, 7

Тел./факс: +7 (3012) 448305/448817 Email: mail@uipro.ru



STERILE

Наконечник с фильтром 10 мкл, в штативе, - 96 шт./уп. - в стерилизационной (конечной) упаковке



Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021

Вариант исполнения: наконечник без фильтра 10 мкл, в штативе

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 0.2-10

Количество в упаковке: 96 шт.

Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен.

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично! Не использовать повторно!
Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.
Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных приборов.

Серия № 002

РУ № _____



03.2021

Срок годности: 3 года

ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021



АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»

Место производства: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 Email: mail@uupro.ru



STERILE EO

 Наконечники полимерные стерилизационные морозоустойчивые к дозаторам
 пипеточным по ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021

Вариант исполнения: наконечник с фильтром 100 мкл, в штативе
 Количество в упаковке: 96 шт.

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-100

Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен

Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, рейтинг фильтра 5 мкм

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного типа
 переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично! Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия системным сроком хранения утилизировать как отходы класса А
 по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных приборов.

Серия № 002 RU № _____

 03.2021 Срок годности: 3 года
 ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021

АО «Улан-Удэнское приборостроительное
 производственное объединение»
 Место производства: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7
 Тел./факс: +7 (3012) 448305/448817 Email: mail@uiprro.ru

                 <

Наконечник с фильтром 200 мкл, в штативе - 96 шт./уп. - в стерилизационной
(конечной) упаковке



Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам
пипеточным по ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021

Вариант исполнения: наконечник с фильтром 200 мкл, в штативе

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-200 Количество в упаковке: 96 шт.

Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен,
Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, рейтинг фильтрации 5 мкм
Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для
переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично! Не использовать повторно!
Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.
Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А
по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных приборов.

Серия № 002

РУ № _____



03.2021 Срок годности: 3 года
ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021



STERILE EO



АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»

Место производства: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7
Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 Email: mail@uuppo.ru



Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам
пипеточным по ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021

Вариант исполнения: наконечник с фильтром 300 мкл, в штативе

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-300

Количество в упаковке: 96 шт.

Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен,

Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, рейтинг фильтрации 5 мкм

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для
переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично! Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А
по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных приборов.

Серия № 002

РУ № _____



03.2021

Срок годности: 3 года

ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021



STERILE EO



АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»

Место производства: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 Email: mail@uuppo.ru

Наконечник с фильтром 1000 мкл, в штативе - 96 шт./уп. - в стерилизационной (конечной) упаковке

 **Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021**
Вариант исполнения: наконечник с фильтром 1000 мкл, в штативе
Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 10-1000 Количество в упаковке: 96 шт.
Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен.
Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, рейтинг фильтрации 5 мкм
Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.
ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично! Не использовать повторно!
Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.
Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21
Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных приборов.
Серия № 002 РУ № _____
 03.2021 Срок годности: 3 года
ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021
     
 АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»
Место производства: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоца-Намсараева, 7
Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 Email: mail@uuppo.ru
STERILE EO




Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дататорам
внешним по ТУ 32.50.50 - 001 - 07511117 - 2021
Вариант исполнения: наконечник без фильтра 10 мкл, а штативе.
Количество: 50 упаковок
Серия № 002



03.2021

Срок годности: 3 года
Вес брутто 6,5 кг

ТУ 32.50.50 - 002 - 07511117 - 2021
РУ № _____



Производитель:
АО «Ули-Удинское приборостроительное производственное
объединение»
Место производства:
670034, Республика Бурятия, г. Ули-Удэ, ул. Хоца-Намсарова, 7
Тел./факс: +7 (3012) 448305/448817
Email: mail@ulipro.ru

Транспортная упаковка медицинского изделия

прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 14 листов

Генеральный директор
АО «У-У ППО»
Лучников В.В.



Проекты маркировки медицинского изделия

**«Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам
пипеточным по ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021 в вариантах
исполнения», производства АО «У-У ППО», Россия**

Макет маркировочной этикетки-вкладыша
(Вариант исполнения: наконечник с фильтром)



**Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам
пипеточным по ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021**

Вариант исполнения: наконечник с фильтром 10 мкл, в штативе

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 0.1-10

Количество в упаковке: 96 шт.

Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен,

Материал изготовления фильтра: сверхвысокомолекулярный полиэтилен

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А

по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных приборов.

Серия № XXX




XX.XXXX

Срок годности: 3 года

ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021

РУ № _____



АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»

Место производства: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-
Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 **Email:** mail@uuppo.ru

Макет маркировочной этикетки-вкладыша
(Вариант исполнения: наконечник без фильтра)



**Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам
пипеточным по ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021**

Вариант исполнения: наконечник без фильтра 300 мкл, в штативе

Диапазон дозирования, $\pm 1\%$, мкл: 5-300

Количество в упаковке: 96 шт.

Материал изготовления наконечника и штатива: полипропилен

Изделия предназначены для прикрепления к выходному отверстию дозатора пипеточного для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость.

ВНИМАНИЕ! Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично!

Не использовать повторно!

Использованные изделия утилизируются как медицинские отходы класса Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизировать как отходы класса А

по СанПиН 2.1.3684-21

Хранить в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных приборов.

Серия № 002

РУ № _____

 XX.XXXX

Срок годности: 3 года

ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021



STERILE EO



АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение»

Место производства: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817 **Email:** mail@uuppo.ru

Макет транспортной маркировочной этикетки

**Наконечники полимерные стерильные одноразовые к дозаторам
пипеточным по ТУ 32.50.50 – 001 – 07511117 – 2021**

Вариант исполнения: наконечник без фильтра 10 мкл, в штативе.

Количество: 50 упаковок

Серия № XXX




XX.XXXX

Срок годности: 3 года

Вес брутто 6,5 кг

ТУ 32.50.50 – 002 – 07511117 – 2021

РУ № _____



Производитель:

АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение»

Место производства:

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца-Намсараева, 7

Тел./факс: +7 (3012)448305/448817

Email: mail@uuppo.ru

Генеральный директор
АО «У-У ППО»
Лучников В.В.

