



ООО «АрПи Канон Медикал Системз»

Made For life

Фотографические изображения
медицинского изделия

Система компьютерной томографии Aquilion Start (TSX-037A) с принадлежностями.


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


ООО «АрПи Канон Медикал Системз»

Д.В. Чередниченко







1. Гентри (с громкоговорителем), 1 шт.



2. Процедурный стол для исследования пациента, в вариантах исполнения, 1 шт.: - стол для исследования пациента (СВТВ-033А)




2.Процедурный стол для исследования пациента, в вариантах исполнения, 1 шт.: - стол для исследования пациента (СВТВ-033В)




3. Консоль, в составе: - монитор, 1 шт.



процессорный блок (NAVI), 1 шт




- клавиатура, 1 шт.



- мышь, 1 шт.



- громкоговоритель, 1 шт.




- микрофон, 1 шт.




4. Блок распределения питания, 1 шт




5. Комплект для позиционирования: - матрас для стола, 1 шт.



- фиксатор ремня для тела на деке стола, 2 шт.



- ремень (длинного типа, шириной 200 мм) для фиксации тела пациента, 2 шт.



ремень (300мм) для фиксации тела пациента, 2 шт




- подставка под голову, 1 шт.




- подушка под голову, 1 шт.




- клиновидная подушка, 1 шт.




ремень для фиксации головы пациента, 1 шт.




- ремень для фиксации подбородка пациента, 1 шт.




- адаптер, 1 шт.




- держатель фантома, 1 шт.




- фантом (M,TOS-SS), 2 шт: фантом (M)



- фантом (M,TOS-SS), 2 шт: фантом (TOS-SS)



6. Трубка рентгеновская теплоёмкостью 3,5 млн ТЕ, производства Varex Imaging Corporation, США




- Трубка рентгеновская теплоёмкостью 2 млн ТЕ, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония



7. Станция рабочая мультимодальная Vitrea, в составе (при необходимости): - блоки системные, не более 10 шт.




- мониторы, не более 20 шт.



- клавиатуры, не более 10 шт.




- мыши компьютерные, не более 10 шт.



- программное обеспечение рабочей станции базовое, не более 10 шт.

[illegible]




 VitreaAdvanced[®]
 VitreaWorkstation[™]

Учебно-справочное руководство
Сосуды

VITALU[®]


8. Система для оценки плотности костной ткани (КТ-денситометрия) QCT Pro, производства фирмы Mindways Software, Inc. США (при необходимости), в составе: - программное обеспечение для двухмерного и трехмерного анализа плотности кости, 1шт.



- программное обеспечение для двухмерного и трехмерного анализа плотности кости, 1 шт.



- блок системный, 1 шт.




- ЖК-монитор, 1 шт.



- клавиатура, 1 шт.



мышь компьютерная, 1 шт.



фантом специализированный для калибровки системы и укладки пациента, не более 3шт.



[illegible]

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10. Интерфейс DICOM сохранение (при необходимости)



11. Интерфейс DICOM управление списком модальностей MWM. (при необходимости)



12. Интерфейс DICOM очередность и вызов Q/R SCU и SCP. (при необходимости)












17. Программное приложение для консоли, в вариантах исполнения, не более 50 шт. (при необходимости): - программное приложение для сканирования в режиме субтракции изображений




- программное приложение для субтракции сосудов головы и шеи




- программное приложение для субтракции сосудов головы и шеи




программное приложение для автоматической субтракции легких





программное приложение для автоматической субтракции легких




- программное приложение для субтракции костных структур




- программное приложение для субтракции костных структур







- программное приложение для виртуальной колоноскопии





программное приложение для стоматологического анализа




- программное приложение для стоматологического анализа









программное приложение для оценки жирового индекса







программное приложение для виртуальной эндоскопии










программное приложение для оценки объема легких















- программное приложение для картирования распределения йода




- программное приложение для увеличения поля обзора




18. Программное приложение для станции рабочей мультимодальной Vitrea, в вариантах исполнения, не более 50 шт. (при необходимости): - программное приложение для анализа перфузии головного мозга








программное приложение для анализа узелковых образований в легких





- программное приложение для анализа узелковых образований в легких с функцией компьютеризированного поиска





















- программное приложение для проведения виртуальной колоноскопии с функцией компьютеризированного поиска полипов














- программное приложение для анализа аневризм артерий головного мозга






2. Подставка под поднятые руки




3. Подставка для ног




4. Матрас подставки для ног



5. Ножная педаль управления



6. Мат боковой.








9. Модуль дистанционной сервисной диагностики.





Всего прошито пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов
Подп. _____