

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «ACT Реагенты (Alinity с Aspartate Aminotransferase Reagent Kit)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотографическое изображение вида упаковки «АСТ Реагенты (Alinity с Aspartate Aminotransferase Reagent Kit)»



Фотографическое изображение открытой упаковки «АСТ Реагенты (Alinity с Aspartate Aminotransferase Reagent Kit)»



Фотографическое изображение упаковки и картриджей «АСТ Реагенты (Alinity с Aspartate Aminotransferase Reagent Kit)»



Фотографическое изображение картриджа «АСТ Реагенты (Alinity с Aspartate Aminotransferase Reagent Kit)»





Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «АСТ Реагенты (Alinity с Aspartate Aminotransferase Reagent Kit)»



08P17-20



Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с "АСТ Реагенты (Alinity с Aspartate Aminotransferase Reagent Kit)"


10 картриджей по 360 тестов в составе: Реагент 1 (R1) – 10 x 68,1 мл; Реагент 2 (R2) – 10 x 21,0 мл, Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)/ Место производства: Fisher Diagnostics, A Div. of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc., 8365 Valley Pike, Middletown VA 22645 USA (США)/ Страна происхождения: Япония / РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

AST

Alinity c Aspartate Aminotransferase Reagent Kit



INFORMATION FOR USA ONLY (RU ONLY)
The Alinity c Aspartate Aminotransferase assay is used for the quantitation of aspartate aminotransferase in human serum or plasma on the Alinity c analyzer.
• **Active ingredients:** β-NADH (0.16 mg/mL), Malate Dehydrogenase (0.64 U/mL), Lactate Dehydrogenase (0.64 U/mL), L-Aspartate (232 mmol/L).
• **Active ingredients:** α-Ketoglutarate (51.2 mmol/L), L-Aspartate (100 mmol/L).
Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA.



AST

REF 08P1720

10 x 360



www.corelaboratory.abbott/IFU



LOT



670276R04

R1
R2

10 x 68.1 mL
10 x 21.0 mL

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580



PRODUCED FOR ABBOTT BY
Fisher Diagnostics,
A Div. of Fisher Scientific Company, LLC
A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.
8365 Valley Pike
Middletown VA 22645 USA

PRODUCT OF JAPAN

Реагент 1 (R1)	Реагент 2 (R2)
 Alinity C R1  68.1 mL  ABBOTT 65205 Wiesbaden, Germany G71122R01 SN	AST Aspartate Aminotransferase R2 21.0 mL 08P17  IVD  Exp. LOT G71053R01 

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

и скреплено печатью
листов

