

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (GGT) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с "Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)"

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотографическое изображение вида упаковки «Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)», 07P7320



Фотографическое изображение открытой упаковки «Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)», 07P7320



Фотографическое изображение упаковки и картриджей «Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)», 07P7320



Фотографическое изображение картриджа «Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)», 07P7320



Фотографическое изображение вида упаковки «Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)», 07P7330



Фотографическое изображение открытой упаковки «Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)», 07P7330



Фотографическое изображение картриджа «Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)», 07P7330



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов



Макет маркировки на медицинское изделие
**Набор реагентов для количественного определения гамма-
глутамилтрансферазы (GGT) в сыворотке или плазме крови человека
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с
«Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase
Reagent Kit)»**



07P73-20



Набор реагентов для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (GGT) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)»


4 картриджа по 300 тестов в составе: Реагент 1 (R1) – 4 x 36,1 мл; Реагент 2 (R2) – 4 x 12,3 мл, Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)/ Место производства: Fisher Diagnostics, A Div. of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc., 8365 Valley Pike, Middletown VA 22645 USA (США)/ Страна происхождения: Япония / РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

GGT

Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit Abbott



INFORMATION FOR USA ONLY **RU ONLY**

The Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase assay is used for the quantitation of gamma-glutamyl transferase in human serum or plasma on the Alinity с analyzer.

- **[R1]** Active ingredients: Glycylglycine (191 mmol/L); Preservative: sodium azide (< 0.1%).
- **[R2]** Active ingredients: L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide; ammonium salt (30.6 mmol/L); Preservative: sodium azide (< 0.1%).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA


GGT

REP 07P7320 4 x 300

www.corelaboratory.abbott/IFU



LOT



CONTAINS: AZIDE

G70990P03

R1 4 x 36.1 mL
R2 4 x 12.3 mL

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-5122-5180



PRODUCED FOR ABBOTT BY
Fisher Diagnostics,
A Div. of Fisher Scientific Company LLC
A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.
8365 Valley Pike
Middletown VA 22645 USA
PRODUCT OF JAPAN

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, фасовка 4 картриджа по 300 тестов

Реагент 1 (R1)	Реагент 2 (R2)
Alinity c R1 36.1 mL CONTAINS: AZIDE 2°C 8°C ABBOTT 65205 Wiesbaden, Germany G71114R01 SN 00000	GGT Gamma-Glutamyl Transferase R2 12.3 mL 07P73 IVD CONTAINS: AZIDE Exp. LOT G71054R01 Abbott



07P73-30



Набор реагентов для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (GGT) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Гамма-глутамилтрансфераза Реагенты (Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit)»

10 картриджей по 595 тестов в составе: Реагент 1 (R1) – 10 x 68,0 мл; Реагент 2 (R2) – 10 x 21,2 мл, Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)/ Место производства: Fisher Diagnostics, A Div. of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc., 8365 Valley Pike, Middletown VA 22645 USA (США)/ Страна происхождения: Япония / РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

GGT

Alinity с

Gamma-Glutamyl Transferase Reagent Kit



INFORMATION FOR USA ONLY **RU ONLY**

The Alinity с Gamma-Glutamyl Transferase assay is used for the quantitation of gamma-glutamyl transferase in human serum or plasma on the Alinity с analyzer.

- **R1** Active ingredients: Glycylglycine (191 mmol/L). Preservative: sodium azide (0.1%).
- **R2** Active ingredients: L-gamma-glutamyl-5-carboxy-4-nitroanilide, ammonium salt (30.6 mmol/L). Preservative: sodium azide (0.1%).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

GGT

REF 07P7330

10 x 595




www.corelaboratory.abbott/IFU



Exp.

LOT



R1

10 x 68.0 mL

R2

10 x 21.2 mL

CONTAINS: AZIDE

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-0480

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Fisher Diagnostics,
A Div. of Fisher Scientific Company, LLC
A Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.
8365 Valley Pike
Middletown VA 22645 USA

PRODUCT OF JAPAN



0123

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, фасовка 10 картриджей по 595 тестов

Реагент 1 (R1)



R1

68.0 mL

CONTAINS: AZIDE



ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

G71114R01

SN

2°C

8°C

Реагент 2 (R2)

GGT

Gamma-Glutamyl Transferase

R2

21.2 mL

CONTAINS: AZIDE



Exp.

LOT

07P73

IVD

G71054R01



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

 000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов

