




УТВЕРЖДАЮ  
Индивидуальный предприниматель

 Султанов Э.М.

«25» февраля 2020 г.

### ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Стельки и полустельки ортопедические  
по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019

I. Стельки ортопедические, детские, размеры 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240

1. Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОС-Д-1К



2. Стельки каркасные при плоскостопии с глубокой чашкой (при низком своде стопы), артикул ОС-Д-1КЧ



3. Стельки каркасные при приведении переднего отдела стопы, артикул ОС-Д-1КПОС



4. Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы, артикул ОС-Д-1КПВДС



5. Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОС-Д-1БК



- II. Стельки ортопедические, женские, размеры 220,225, 230,235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275
1. Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОС-Ж-1К




2. Стельки каркасные при поллой стопе (с высоким сводом), артикул ОС-Ж-1КПС



3. Стельки каркасные на каблук, артикул ОС-Ж-1КК



4. Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы, артикул ОС-Ж-1КПВДС



5. Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОС-Ж-1БК



- III. Стельки ортопедические, мужские, размеры 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305
1. Стельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОС-М-1К



2. Стельки каркасные при поллой стопе (с высокым сводом), артикул ОС-М-1КПС



3. Стельки каркасные при пяточной шпоре (с разгрузкой пятки), артикул ОС-М-1КПШ



4. Стельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы, артикул ОС-М-1КПВДС




5. Стельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОС-М-1БК



IV. Полустельки ортопедические, детские, размеры 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240.

1. Полустельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОПС-Д-1К



2. Полустельки каркасные при плоскостопии с глубокой чашкой (при низком своде стопы), артикул ОПС-Д-1КЧ



3. Полустельки каркасные при приведении переднего отдела стопы, артикул ОПС-Д-1КПОС






5. Полустельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОПС-Д-1БК



- V. Полустельки ортопедические, женские, размеры 220,225, 230,235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275
1. Полустельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОПС-Ж-1К



2. Полустельки каркасные при полых стопе (с высоким сводом), артикул ОПС-Ж-1КПС



3. Полустельки каркасные на каблук, артикул ОПС-Ж-1КК






5. Полустельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОПС-Ж-1БК



- VI. Полустельки ортопедические, мужские, размеры 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305
1. Полустельки каркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОПС-М-1К



2. Полустельки каркасные при поллой стопе (с высоким сводом), артикул ОПС-М-1КПС



3. Полустельки каркасные при пяточной шпоре (с разгрузкой пятки), артикул ОПС-М-1КПШ



4. Полустельки каркасные при плоско-вальгусной деформации стопы, артикул ОПС-М-1 КПВДС



5. Полустельки бескаркасные при плоскостопии (при низком своде стопы), артикул ОПС-М-1БК



## **Памятка по использованию ортопедических стелек и полустелек**

### **Для детей:**

- поддерживают продольный свод стопы и перераспределяют нагрузку по всей площади стопы;
- снабжены корректирующими элементами: супинатор, подпяточник, углубление под пятку;
- верхний слой стелек изготавливается из натуральной кожи растительного дубления или современных высокотехнологичных материалов;
- создают комфорт при ношении зимней, демисезонной и летней обуви.

### **Для взрослых:**

- поддерживают продольные и поперечный своды стопы с учетом анатомических особенностей;
- снабжены корректирующими элементами: супинатор, подпяточник, метатарзальный валик, высокие бортики, углубление под пятку;
- верхний слой стелек изготавливается из натуральной кожи растительного дубления или современных высокотехнологичных материалов;

### **Рекомендации по уходу:**

- протирать влажной салфеткой с использованием мягких моющих средств;
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- хранить изделие в сухом и чистом месте;
- не подвергать изделие высокой температуре, влажности и пыли, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей.

### **Противопоказания к применению:**

- **ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА**

### **Стельки и полустельки ортопедические по ТУ**

**32.50.22-001-0117691259-2019**

Производитель (Изготовитель):

ИП Султанов Э.М.

Адрес местонахождения: Россия 140180 МО,  
г. Жуковский, ул. Кооперативная, дом 10, стр. 3.

тел./факс: (495)258-61-58, e-mail: [opt@sursil.ru](mailto:opt@sursil.ru)

РУ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Макет маркировки потребительской упаковки «Стелек и полустелек ортопедических по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019» с памяткой по использованию

| АРТИКУЛ | МАТЕРИАЛ ВЕРХ | РАЗМЕР               |
|---------|---------------|----------------------|
|         |               | <i>*штихмассовый</i> |

Макет маркировки индивидуальной упаковки «Стелек и полустелек ортопедических по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019»

| Наименование варианта исполнения согласно РУ |
|----------------------------------------------|
| Штрих-код изделия                            |

Макет маркировки стикера потребительской упаковки «Стелек и полустелек ортопедических по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019»



Потребительская упаковка (из картона, вид спереди) «Стелек и полустелек ортопедических по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019»



Потребительская упаковка (из картона, вид сзади) «Стежок и полустежок ортопедических по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019»



Потребительская упаковка (из пластика, вид спереди) «Стелек и полустелек ортопедических по ТУ 32.50.22-001-0117691259-2019»



Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
37 листа (ов)

