

vatech


ООО «ВАТЕК КОРП.»
117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 17, стр. 1-2
тел.: + 7 (495) 967-90-55
info@vatechrussia.com
ИНН 7725284049 КПП 772801001

VATECH CORP, LLC
17, build. 1-2, Nauchny proezd,
Moscow, 117246
phone: + 7 (495) 967-90-55
info@vatechrussia.com
INN 7725284049 KPP 772801001

Фотографический файл

«Аппарат рентгеновский цифровой панорамный vatech A9 с функцией компьютерного томографа с принадлежностями, модель PHT-30CSS»

I. Состав:1. Модуль вращающийся с колонной телескопической в составе:



vatech

Product : Computed Tomography X-ray System

Model : PHT-30CSS

Power Input : 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.7 kVA

This X-ray equipment complies with 21 CFR Subchapter J

Mode of operation: Continuous operation with intermittent loading - Needs waiting time(at least 60 times the exposure time) before the next exposure begins

Mode de fonctionnement: Fonctionnement continu avec chargement intermittent
- A besoin de temps d'attente (au moins 60 fois le temps d'exposition) avant le début de l'exposition suivante

WARNING : X-ray unit may be dangerous to PATIENT and OPERATOR unless safe exposure factors, operating instructions and maintenance schedules are observed.

AVERTISSEMENT : Cet équipement à rayons X peut être dangereux pour les PATIENTS et les OPERATEURS si les facteurs d'exposition sécuritaires, les instructions de fonctionnement et les programmes de maintenance ne sont pas respectés.



13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449, KOREA
VATECH Co., Ltd. | Website : www.vatech.co.kr



51 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France
Vatech Global France (SARL)

MADE IN KOREA



CAUTION (PRUDENCE)

X-RAY / ATTENTION : X-RAY ON
WHEN EQUIPMENT IN OPERATION
X-RAY / ATTENTION : X-RAY ACTIVE
LORSQUE L'EQUIPEMENT EST EN
FONCTIONNEMENT

CLASS 1 LASER PRODUCT

The laser diode, Class 1 complies with
21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for
deviations pursuant to laser notice
No. 50, dated June 24, 2007, classified
to IEC 60825-1 ED.2

X-RAY GENERATOR

Model : DG-07F23T4
X-ray Tube : D-0545B / Canon
Focal Spot : 0.5 mm
Output : Max. 99 kV, Max. 12 mA
Inherent Filtration : 0.8 mmAl / 50 kV
Total Filtration : Min. 2.5 mmAl

MEDICAL
APPLIED ELECTROMAGNETIC
RADIATION EQUIPMENT

ANSI/AAMI ES60601-1 (2005)
+ AMD 1 (2012)
CAN/CSA-C22.2

No. 60601-1 (2014)
IEC 60601-1-3 (2008), IEC 60601-2-63 (2012)



Rx Only



2460



2021-06-30

098-000153

vatech

Наименование : Аппарат рентгеновский цифровой панорамный vatech A9 с функцией компьютерного томографа с принадлежностями

Модель : PHT-30CSS

Напряжение сети питания : AC 100 - 240 В. **Частота :** 50/60 Гц

Номинальная потребляемая мощность : 1,7 кВА.

Режим работы: Непродолжительный, время активации: время деактивации (1:60)

Время работы колонны : макс. 2 мин. Вкл. / 18 мин. Выкл. (соотношение 1:9).

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____



13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449,
"Ватек Ко., Лтд." (VATECH Co., Ltd.), Республика Корея

Произведено в Республике Корея



ОСТОРОЖНО
РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ.

РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР

Модель : DG-07F23T4

Выходная мощность : 1.0 кВт. **Выходные параметры :** макс. 99 кВ, макс. 12 мА

Рентгеновская трубка, модель: D-054SB

Размер фокального пятна : 0,5 x 0,5 мм (IEC 60336)

Собственная фильтрация : Не менее 0,8 мм при 50 кВ (Al)

Дополнительная фильтрация: 1.5 мм Al для РАНО, СЕРН. 1.5 мм Al + 3.0 мм Al для СВСТ.

Общая фильтрация : Не менее 2,5 мм Al

ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1

Лазерный диод класса 1 соответствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отклонений в соответствии с лазерным извещением № 50 от 24 июня 2007 года, классифицированным по IEC 60825-1 ED 2
Длина волны : 650 нм
Потребляемая мощность : 0,39 мВт

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ВАТЕК КОРП.», 117246, Россия, г. Москва, Научный проезд, д. 17, стр. 1-2.



RxOnly



CE
2460


IPX0




- 1.1. Рентгеновский генератор DG-07F23T4 с трубкой рентгеновской D-054SB;
- 1.2. Датчик панорамный и томографический Xmaru1404CF-Plus
3. Колонна.



2. Цефалостат непрерывного сканирования с датчиком рентгеновского излучения цефалометрическим Xmapu2602CF (при необходимости);



4. Передняя крышка колонны.




5. USB-накопитель с программным обеспечением EzDent-i и Ez3D-i (Программное обеспечение для работы с полученным исследованием) и ключом активации программного обеспечения




6. USB-накопитель с программным обеспечением и драйверами для работы аппарата;




7. Плита - опора колонны;




8. Крышка пластиковая плиты - опоры колонны;



9. Передняя боковая крышка основания;



10. Передняя верхняя крышка основания;




Аппарат рентгеновский цифровой панорамный vatech A9 с функцией компьютерного томографа с принадлежностями, модель PHT 30CSS


Руководство пользователя

Модель: PHT-30CSS


Версия: 1.03

• Русский





13. Кнопка включения экспозиции;




14. Кнопка аварийной остановки.



15 . Монтажный комплект, в составе:


- Антистатические перчатки;



Монтажный комплект, в составе:




1. Держатель кнопки включения экспозиции в комплекте с двухсторонней наклейкой и 3 винтами;




2. Пульт управления колонной;




3. Держатель пульта управления колонной в комплекте с двухсторонней наклейкой и 3 винтами;



4. Панель для пульта управления колонной;



5. Опора для подбородка низкая



6. Опора для подбородка высокая



7. Вилка прикусная;




8. Опора для пациентов с адентией





9. Опора для височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)















13. Накладки силиконовые держателей ушных









16. Позиционер запястья;







18. Кронштейн крепления колонны к стене









21. Пластина для выравнивания;




22. Крышка защитная для плеча цефалостата;







24. Накладка силиконовая назального индикатора








26. Кабель LAN, 10 м














Генеральный директор



Ким Хёнхи

Пронумеровано, прошито и

закреплено печатью на 51

листах

