


«УТВЕРЖДАЮ»
Менеджер по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»
Фирстова А.В.
Доверенность от 30.01.2020 № бланка 77 АГ 1602688
Зарегистрировано в реестре: № 77/334-н/77-2020-1-231
«22» апреля 2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


Ретракторы хирургические нестерильные

Маркировка и общий вид Ретракторов хирургических нестерильных представлена ниже следующими изображениями. Другие REF (номер по каталогу), схожие по конструктивному признаку, представлены фотографическим изображением типового изделия модельного ряда. Маркировка и общий вид упаковки аналогичны и отличаются габаритными размерами.

1. Упаковка Ретракторов хирургических нестерильных (включая защитный наконечник)




2. Защитный наконечник (часть одноразовой упаковки) на МИ



3. Защитный наконечник (часть одноразовой упаковки)




4. Маркировка Ретракторов хирургических нестерильных



5. Ретрактор тазовый, тупой кончик.



6. Ретрактор костный, ширина 5 мм, длина 148 мм, курковой замок.




7. Ретрактор костный, ширина 8 мм, длина 220 мм, курковой замок



8. Ретрактор костный, ширина 8 мм, длина 210 мм, винтовой замок.




9. Ретрактор костный, ширина 12 мм, длина 265 мм, курковой замок




10. Ретрактор костный, ширина 12 мм, длина 270 мм, винтовой замок



11. Ретрактор костный малый, ширина 6 мм, длина 160 мм, короткий узкий наконечник



12. Ретрактор костный малый, ширина 8 мм, длина 160 мм, короткий узкий наконечник.




13. Ретрактор костный, ширина 8 мм, короткий узкий наконечник
Ретрактор костный, ширина 18 мм, короткий узкий наконечник
(внешний вид МИ «Ретрактор костный, ширина 8 мм, короткий узкий наконечник»,
«Ретрактор костный, ширина 18 мм, короткий узкий наконечник» идентичен, и представлен на
примере МИ «Ретрактор костный, ширина 8 мм, короткий узкий наконечник»)



14. Ретрактор костный, ширина 8 мм, 30°, изогнутый, левый.



15. Ретрактор костный, ширина 8 мм, 30°, изогнутый, правый



16. Ретрактор костный, ширина 43 мм, узкий наконечник

Ретрактор костный, ширина 70 мм, узкий наконечник


(внешний вид МИ «Ретрактор костный, ширина 43 мм, узкий наконечник», «Ретрактор костный, ширина 70 мм, узкий наконечник» идентичен, и представлен на примере МИ «Ретрактор костный, ширина 70 мм, узкий наконечник»)




17. Ретрактор костный, ширина 43 мм, длинная рабочая часть.




18. Ретрактор костный, ширина 22 мм, широкий наконечник



19. Ретрактор костный, ширина 18 мм, длинный узкий наконечник.




20. Ретрактор костный, ширина 24 мм, длинный широкий наконечник.




21. Ретрактор головки плечевой кости, длина 220 мм.



22. Ретрактор костный, пластичный, ширина 8 мм, длина 230 мм



23. Ретрактор костный, пластичный, ширина 10 мм, длина 230 мм.



24. Ретрактор костный, ширина 15 мм, длина 160 мм.





ПРОША
СКРЕПЛЕ
ПЕЧАТЬ
ЛЮДИ

26 (двадцать
шесть)

МЕНЕДЖЕР ПО РЕГИСТРАЦИИ
А.В. ФИРСТОВА