

Фотоизображения медицинского изделия

**Наборы медицинские
для гемодиализа и плазмафереза
одноразовые, стерильные
«Matoset» по
ТУ 32.50.13-028-11736425-2017**

1. Общий вид составляющих Медицинского изделия «Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017, производства ООО «Белла», Россия.




Рисунок 1.1. Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matorat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в развернутом виде: однослойные или двухслойные, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884




Рисунок 1.2. Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matorat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: марлевые matocomp: в готовом (сложенном) виде: 8, 12, 16 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884




Рисунок 1.3. Салфетки нестерильные товарного знака matorpat: из нетканого материала Matovlies, производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2009/04283




Рисунок 1.4. Салфетки медицинские нестерильные под товарным знаком matorat по ТУ 21.20.24-035-11736425-2017: из нетканого материала matovlies: в готовом (сложенном) виде: 4, 6, 8 сложений, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2018/6884




Рисунок 1.5. Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без: Tupfer A (Тупфер А), Tupfer C (Тупфер Ц), Tupfer D (Тупфер Д), Tupfer E (Тупфер Е), производитель АО «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01372

Учитывая, что у производителя имеется буквенное обозначение рассматриваемого составляющего в зависимости от его формы (копию Письма производителя от «21» января 2021 года прилагаем), поясняем, что Tupfer A (Тупфер А) имеет форму шарика, Tupfer D (Тупфер Д) - форму треугольника, Tupfer C (Тупфер Ц) - форму устика, Tupfer E (Тупфер Е) - форму наперстка (в указанном порядке представлены фотоизображения).




Рисунок 1.6. Лейкопластыри медицинские на полимерной основе, производитель «Янг Кемикал Ко., Лтд.», Корея, РУ №ФСЗ 2008/01610




Рисунок 1.7. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959
(без впитывающей подушечки)




Рисунок 1.8. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах, производитель «ФармЛайн Лимитед», Великобритания, РУ №ФСЗ 2008/01959 (с впитывающей подушечкой)




Рисунок 1.9. Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528




Рисунок 1.10. Покрытие на медицинскую мебель, оборудование и на пациента во время процедур защитное, нестерильное в виде простыней, салфеток и чехлов под товарным знаком matorat по ТУ 32.50.50-032-11736425-2017: салфетки медицинские с адгезивным краем, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6528




Рисунок 1.11. Операционное белье, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matorat: салфетки с отверстием и адгезивным краем, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2012/11840




Рисунок 1.12. Бинт медицинский эластичный фиксирующий под товарным знаком matopat по ТУ 21.20.24-046-11736425-2017: Matolast без застежки или Matostretch без застежки, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2019/8142




Рисунок 1.13. Бинт марлевый медицинский нестерильный matorat standard под товарным знаком matorat по ТУ 21.20.24-034-11736425-2017, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2017/6306




Рисунок 1.14. Маска медицинская одноразовая нестерильная под товарным знаком matorat по ГОСТ Р 58396-2019, производитель ООО «Белла», Россия, РУ №РЗН 2021/15148




Рисунок 1.15. Контейнер круглый, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018




Рисунок 1.16. Контейнер прямоугольный, производитель ООО «ПолиЭР», Россия, ТУ 22.22.13-011-52938721-2018



Рисунок 1.17. Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matorat: Ambulex P латексные неопудренные, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788




Рисунок 1.18. Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2018/7679



Рисунок 1.19. Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matorpat: Ambulex NITRYL нитриловые неопудренные, производитель «ТЗМО С.А.», Польша, РУ №ФСЗ 2007/00788




Рисунок 1.20. Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM неопудренные, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ №РЗН 2019/8284




Рисунок 1.21. Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет окончательный полимерный одноразовый стерильный, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936



Рисунок 1.22. Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005: пинцет полимерный одноразовый стерильный, производитель ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ №ФСР 2010/07936




Рисунок 1.23. Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008, производитель ООО «Стерин», РУ №ФСР 2008/03253




Рисунок 1.24. Канюля пункционная фистульная артериальная и венозная для двуигольного и одноигольного диализа:
Diacan (Диакан), производитель Б.Браун Авитум АГ, Германия, РУ №ФСЗ 2008/03243




Рисунок 1.25. Повязка стерильная «matopat» Cannula Plast из нетканого материала для фиксации канюль, производитель АО «ТЗМО», Польша, РУ №ФСЗ 2008/01690





Рисунок 1.26. Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018: пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г», производитель ООО «Инновация», РУ №РЗН 2016/3817



2. Общий вид Медицинского изделия «Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017» в потребительской упаковке (блистерная упаковка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия (лицевая сторона).

Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017, вариант исполнения: Набор №136, 1 шт.



Набор предназначен для проведения процедуры гемодиализа и плазмафереза.

Состав:

- 2 шт. Санфетин медицинский стерильный под локтевую вену латекс по ТУ 21.30.34-025-11736425-2017, мерные матрасы, в пленке (сломанный) вид: 18 сложенный: 50 см x 20 см, производитель ООО «Белла», Россия, РУ МРЗН 2018/6684
- 1 пара. Паралетт синтетический одноразовый стерильный латексный, SFM нестуденный, производитель «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ МРЗН 2018/7879, 5
- 1 шт. Пинза стерильная «капюшон» СанГити® из нетканого материала для фиксации канюль: 8 см x 5,8 см, производитель АО «ТЭМ», Польша, РУ МРЗН 2008/01890

Способ применения: взять упаковку за край, обозначенный графическим символом «Вскрыть здесь». Пластичным движением вскрыть упаковку, извлечь содержимое упаковки, использовать содержимое по прямому назначению в том порядке, в котором это необходимо. После использования по назначению – утилизировать. Предупреждение: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены составляющие изделия. Изделие нестерильно внутри. Не использовать при поврежденной упаковке. Не использовать после истечения срока годности. Утилизировать использованное изделие как медицинское отходы класса Б в соответствии с СанПин 3.1.3684-21. Хранить в сухом месте.

Per. № РЗН 2018/6690 от 17.02.2020.

Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Истринск, ул. Промышленная, дом 9
Продавец: ООО «БЕЛЛА Вест», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Истринск, ул. Промышленная, дом 9.



67012750927
20210930
102021
202609

STERILE EO




3. Общий вид Медицинского изделия «Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017» в потребительской упаковке (блистерная упаковка) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия (оборотная сторона).




4. Общий вид Медицинского изделия «Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017» в потребительской упаковке (Упаковки для медицинской паровой, газовой, радиационной, плазменной стерилизации марки "BOM", одноразовые по ТУ 32.50.13-030-11736425-2017: бумажно-пленочный пакет) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия (лицевая сторона).



5. Общий вид Медицинского изделия «Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017» в потребительской упаковке (Упаковки для медицинской паровой, газовой, радиационной, плазменной стерилизации марки "ВОМ", одноразовые по ТУ 32.50.13-030-11736425-2017: бумажно-пленочный пакет) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия (оборотная сторона).



6. Общий вид Медицинского изделия «Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017» в потребительской упаковке (Упаковки для медицинской паровой, газовой, радиационной, плазменной стерилизации марки "ВОМ", одноразовые по ТУ 32.50.13-030-11736425-2017: нетканно-пленочный пакет) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия (лицевая сторона).



7. Общий вид Медицинского изделия «Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одnorазовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017» в потребительской упаковке (Упаковки для медицинской паровой, газовой, радиационной, плазменной стерилизации марки "ВОМ", одnorазовые по ТУ 32.50.13-030-11736425-2017: неткано-пленочный пакет) с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия (оборотная сторона).



8. Общий вид Медицинского изделия «Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые, стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017» в транспортной упаковке с маркировкой, производства ООО «Белла», Россия.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью



М.К. Ковальчик
Листа(ов)
Генеральный директор ООО «Белла»
Ковальчик М.К



ЭТИКЕТКА
(проект)

**Наборы медицинские для гемодиализа и плазмафереза одноразовые,
стерильные «Matoset» по ТУ 32.50.13-028-11736425-2017**

- товарный знак производителя



- наименование Изделия;
- вариант исполнения Изделия;
- ТУ 32.50.13-028-11736425-2017;
- состав Изделия в текстовой форме (с указанием количества составляющих и их размеров);
- графический символ «стерилизация оксидом этилена»;
- указание о том, что медицинское изделие не подлежит повторной стерилизации;
- номер и дата регистрационного удостоверения: № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг.;
- номер партии (LOT);
- дата изготовления (ггггммдд);
- годен до (ггггмм);
- дата стерилизации (мм/гггг);
- медицинское изделие предназначено для однократного применения;
- не использовать после окончания срока годности;
- назначение Изделия;
- способ применения: взять упаковку за край, обозначенный графическим символом «Вскрывать здесь». Плавным движением вскрыть упаковку, извлечь содержимое упаковки, использовать содержимое по прямому назначению в том порядке, в котором это необходимо. После использования по назначению - утилизировать;
- хранить в сухих помещениях, при температуре от +5°C до +25°C;
- информация о сертификации или декларировании (при наличии) в виде знака соответствия;
- штриховой код (при наличии);
- артикул Изделия (при наличии);
- не использовать при поврежденной упаковке;

- противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены составляющие Изделия;
- указания по утилизации: «Утилизировать использованное Изделие как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21»;
- графический символ «апирогенно»;
- изделие нетоксично внутри;
- графический символ «дата изготовления»;
- «Производитель: ООО «Белла», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9», с применением символа «Изготовитель»;
- «Продавец: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9».



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

2 (два) листа(ов)
генеральный директор ООО «Белла»
Ковальчик М.К

