


КОД ОКП 93 9800



ИНСТРУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРЕДМЕТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА MONOART™

Соответствует требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2000, Сертифицировано в соответствии с требованиями директивы 93/42 EEC и требованиями CE, ISO 13485:2003, UNI EN ISO 10993-1: 2004, Cytotoxicity Test ISO 10993-5: 2000, UNI EN ISO 10993-10:2004; ASTM F 720-81:1986, UNI EN ISO 10993-10:2004, UNI EN 1174:1996-Part I., UNI EN 1174:1998-Part II and III

Соответствует требованиям национальных стандартов:

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51609

2010

Предметы индивидуальной защиты врача и пациента Monoart™:

1. Салфетки для пациентов Basic Monoart™.
2. Салфетки для пациентов Premium Monoart™.
3. Пластиковые фартуки в рулонах для пациентов Monoart™.
4. Бумажные фартуки в рулонах для пациентов Monoart™.
5. Наконечники для аспирации слюны и фракции Monoart™.
6. Чехлы для подголовников стоматологического кресла Monoart™.
7. Салфетки для подголовников стоматологического кресла Monoart™.

производства «EURONDA S.P.A.»(ЕУРОНДА С.П.А.), Италия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для индивидуальной защиты врача и пациента

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетки для пациентов Basic Monoart™.

Один слой полиэтилена и слой тисненой бумаги.

Обладают хорошей впитываемостью.

Обеспечивают отличный барьер против влаги.

Цвета: голубой, зеленый

Салфетки для пациентов Premium Monoart™.

Один слой полиэтилена и 2 слоя тисненой бумаги.

Обладают хорошей впитываемостью.

Обеспечивают отличный барьер против влаги.

Цвета: голубой, зеленый, белый, капри, оранжевый, лайм, черный, синий, желтый, лиловый, розовый.

Бумажные фартуки в рулонах для пациентов Monoart™.

Один слой тисненой бумаги.

Один слой полиэтилена.

Высокая впитывающая способность.

Отличный барьер против влаги.

Цвета: зеленый, голубой, желтый, оранжевый, капри, лиловый, белый, лайм, розовый.

Пластиковые фартуки в рулонах для пациентов Monoart™.

-изготовлены из полиэтилена. Обеспечивают защиту от влаги.

Цвета: белый, голубой, зеленый.

Наконечники для аспирации слюны и фракции Monoart™.

-изготовлены из нетоксичного ПВХ. Оптимальное всасывание без аспирации слюнистой. Стенка слюноотсоса армирована металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Только для

одноразового использования. Мягкий наконечник, обтекаемой формы, предотвращает травматизм слизистой. Информация о безопасности: указана на упаковке. Наконечники не содержат каких-либо опасных компонентов.

Цвета: бесцветный, голубой, зеленый, красный, желтый, оранжевый, сиреневый

Используются для удаления избытка слюны и удаления фракций при обработке зубов.

Чехлы для подголовников Monoart™.

— изготовлены из нетканого материала, удобные прочные, водоотталкивающие, размер 300 x 280 мм, используются для покрытия подголовника стоматологического кресла. Упакованы по 250 штук

Цвет: голубой, белый, зеленый

Салфетки для подголовников Monoart™.

— изготовлены из нетканого материала. Используются в стоматологических кабинетах. Имеют фиксатор на липучке.

Размер: 26,4 x 38 см.

Цвет: белый

Упаковка состоит из одного картонного диспенсера и сменных блоков 10 ун. по 50 шт.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний по применению средств защиты нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Предметы индивидуальной защиты врача и пациента Monoart™ готовы к использованию по назначению и не требуют подготовительных мероприятий.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Предметы индивидуальной защиты врача и пациента Monoart™ являются одноразовыми.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить при комнатной температуре в сухом и вентилируемом помещении, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Генеральный директор
ЗАО «Протеко»



Алиев А.А.