

Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 1 Кат. № СОЭ.10.100

ООО "Абасум" Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27,
корп. 5, лит. А, пом. 114 (к/п. 105). Тел.: (812) 552-09-52

Набор для измерения СОЭ по методу
Вестергрена в составе:

Штатив виброгасящий для измерения СОЭ на 10 мест,
предел измерения 100 мм, капилляр с маркировкой
уровня наполнения и поршнем

ТУ 9443-002-30713507-2016 РУ № место для номера РУ

Кат. № СОЭ.10.100 Мест для установки пробы - 10

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения
скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена, на 10 мест, предел измерений
100мм - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 10 шт.;
инструкция по применению, паспорт.

МАТЕРИАЛ: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол,
полипропилен, ТЭП, пентасил 1503

Серия № 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации +10 +35 °С


Температурный интервал при транспортировании -5 +30 °С

Гарантийный срок с момента ввода в
эксплуатацию - 36 месяцев

Только для диагностики in vitro

Медицинское изделие «Набор для измерения
СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 1
Кат. № СОЭ.10.100



Штатив для измерения СОЭ по методу Вестергрена
Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена
ТУ 9443-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ
кат. № СОЭ 10.100 мест для установки пробы - 10
Материал: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, пентасил 1503. Предел измерений - 100 мм
Серия 03-1
Дата изготовления: 2016.02.08
Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 26 мес.

Штатив виброгасящий со встроенной
шкалой для измерения скорости оседания
эритроцитов по методу Вестергрена

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем, 20 штук в упаковке.
Состав набора: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 20 шт., инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016
Кат. № СОЭ.00.200.20
Материал: полипропилен, ТЭП
Температура хранения и эксплуатации +10+35С
Серия 03-1

РУ № место для номера РУ
Количество - 20 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании -5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

**Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016**

**Вариант исполнения 10
Кат. № СОЭ.20.200**

**Капилляр с маркировкой уровня
наполнения и поршнем в сборе**



**Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016**

**Вариант исполнения 2
Кат. № СОЭ.10.150**

ООО "Абактум", Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Зигельса, д. 27,
корп. 5, лит. А, пом. 1Н (ч.п. 185), Тел.: (812) 552-98-32

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе:

**Штатив виброгасящий для измерения СОЭ на 10 мест,
предел измерения 150 мм, капилляр с маркировкой
уровня наполнения и поршнем**

ТУ 9443-002-30713507-2016 Ру № место для номера Ру

Кат. № СОЭ.10.150 Мест для установки пробы - 10

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена, на 10 мест, предел измерений 150 мм - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 10 шт.; инструкция по применению; паспорт.

МАТЕРИАЛ: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, пентасил 1503

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 месяцев

Серия № 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08


Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С

Температурный интервал при транспортировании -5...+30 °С

Только для диагностики in vitro

Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 2
Кат. № СОЭ.10.150



ПУ № место для номера ПУ
Количество - 10 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании -5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

Вариант исполнения 2
Кат. № СОЭ.10.150

Капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе



Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 3 Кат. № СОЭ.10.170

ООО "Медгем", Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Звездный, д. 27, корп. 5, лит. А, пом. 1Н (Н.п. 165), Тел.: (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе:

Штатив виброгасящий для измерения СОЭ на 10 мест, предел измерения 170 мм, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем

ТУ 9443-002-30713507-2016

РУ № место для номера РУ

Кат. № СОЭ.10.170

Мест для установки пробы - 10

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена, на 10 мест, предел измерений 170мм - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 10 шт.; инструкция по применению, паспорт.

МАТЕРИАЛ: полиметилметакрилат, акрилонитрил-бутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, пентасил 1503

Серия № 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации: +10...+25 °С


Температурный интервал при транспортировании: -5...+30 °С

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 месяцев

Только для диагностики in vitro

Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 3
Кат. № СОЭ.10.170



Штатив для измерения СОЭ по методу Вестергрена

Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена

ТУ 9443-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ
кат. № СОЭ.10.170 мест для установки пробы - 10

Материал: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП,
пентасил 1503. Предел измерений - 170 мм

Серия 03-1

Дата изготовления: 2016 02 08

Температура хранения и эксплуатации +10 +35 С

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес.

Изготовитель: ООО «АВИАТЕХ» Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Звездный, д. 57
Изд. 5, Лист А, +10.155, Тел.: 8123 502-88 32

Штатив виброгасящий со встроенной

шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем, 10 штук в упаковке.
Состав набора: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 10 шт., инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016
Кат. № СОЭ.00.200.10
Материал: полипропилен, ТЭП
Температура хранения и эксплуатации +10+35С
Серия 03-1

РУ № место для номера РУ
Количество - 10 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании - 5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

**Медицинское изделие «Набор для измерения
СОЭ по методу Вестергрена»** Вариант исполнения 3
ТУ 9443-002-30713507-2016 Кат. № СОЭ.10.170

**Капилляр с маркировкой уровня наполнения
и поршнем в сборе**



Медицинское изделие «Набор для определения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 4 Кат. № СОЭ.10.180



ООО «МедТек», Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Звездная, д. 27,
корп. 5, лит. А, пом. 1Н (к.п. 155), Тел. (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу
Вестергрена в составе:

Штатив виброгасящий для измерения СОЭ на 10 мест,
предел измерения 180 мм, капилляр с маркировкой
уровня наполнения и поршнем

ТУ 9443-002-30713507-2016

Р/У № место для номера Р/У

Кат. № СОЭ.10.180

Мест для установки пробы - 10

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения
скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена, на 10 мест, предел измерения
180мм - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 10 шт.,
инструкция по применению, паспорт.

МАТЕРИАЛ: полиметаллакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол,
полипропилен, ТЭП, лентасел 1503

Гарантийный срок с момента ввода в
эксплуатацию - 36 месяцев

Серия № 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08


Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С

Температурный интервал при транспортировании -5...+50 °С

Только для диагностики in vitro

Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 4
Кат. № СОЭ.10.180



Штатив для измерения СОЭ по методу Вестергрена

Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена

ТУ 9443-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ

кат. № СОЭ 10.180

Материал: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, пентасил 1503.

Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес.

Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем, 10 штук в упаковке.
Состав набора: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 10 шт., инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016
Кат. № СОЭ.00.200.10
Материал: полипропилен, ТЭП
Температура хранения и эксплуатации +10+35С
Серия 03-1

РУ № место для номера РУ
Количество -10 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании -5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 4
Кат. № СОЭ.10.180

Капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе



Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 5 Кат. № СОЭ.10.200

ООО "Медгид" Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Зенитца, д. 27,
кв. 5, лит. А, пом. 111 (п.п. 105). Тел.: (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу
Вестергрена в составе:

Штатив виброгасящий для измерения СОЭ на 10 мест,
предел измерения 200 мм, капилляр с маркировкой
уровня наполнения и поршнем

ТУ 9443-002-30713507-2016 Ру № место для номера Ру

Кат. № СОЭ.10.200 Мест для установки пробы - 10

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения
скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена, на 10 мест, предел измерения
200мм - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 10 шт.;
инструкция по применению, паспорт

МАТЕРИАЛ: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол,
полипропилен, ТЭП, пентасил 1503

Гарантийный срок с момента ввода в
эксплуатацию - 36 месяцев

Серия № 03-1


Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации: +10...+35 °С

Температурный интервал при транспортировании: -5...+30 °С

Только для диагностики in vitro

Вариант исполнения 5
Кат. № СОЭ.10.200



Телефон для справок: 8 (125) 567-0000. Российск. Санкт-Петербург, пр. Энергетика д. 27.
e-mail: info@nps.ru, nps@nps.ru, (812) 567-00-00

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем, 10 штук в упаковке.
Состав набора: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 10 шт., инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016
Кат. № СОЭ.00.200.10
Материал: полипропилен, ТЭП
Температура хранения и эксплуатации +10+35С
Серия 03-1

РУ № место для номера РУ
Количество -10 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании -5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 5
Кат. № СОЭ.10.200

Капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе



Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 6 Кат. № СОЭ.20.100



ООО "Аластум", Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Звеньянского, д. 27,
корп. 5, лит. А, пом. 114 (4-й этаж), Тел.: (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу
Вестергрена в составе:

Штатив виброгасящий для измерения СОЭ на 20 мест,
предел измерения 100 мм, капилляр с маркировкой
уровня наполнения и поршнем

ТУ 9443-002-30713507-2016 Ру № место для номера Ру

Кат. № СОЭ 20.100 Мест для установки пробы - 20

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения
скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена, на 20 мест, предел измерения
100мм - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 20 шт.
инструкция по применению, паспорт.

МАТЕРИАЛ: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол,
полипропилен, ТЭП, пентасил 1503

Серия № 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С


Температурный интервал при транспортировании -5...+30 °С

Гарантийный срок с момента ввода в
эксплуатацию - 36 месяцев

Только для диагностики in vitro

Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 6
Кат. № СОЭ.20.100



Набор для измерения CO₂ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня заполнения и поршнем, 20 штук в упаковке.
Состав набора: капилляр с маркировкой уровня заполнения и поршнем в сборе - 20 шт., инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016
Кат. № CO₂.00.200.20
Материал: полипропилен, ТЭП
Температура хранения и эксплуатации +10+35С
Серия 03-1

РУ № место для номера РУ
Количество - 20 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании - 5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

**Медицинское изделие «Набор для
измерения CO₂ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016**

**Вариант исполнения 6
Кат. № CO₂.20.100**

**Капилляр с маркировкой уровня
наполнения и поршнем в сборе**



Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 7 Кат. № СОЭ.20.150



ООО "Максим" Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Звездный, д. 27,
корп. 5, лит. А, пом. 1Н (н.п. 105), Тел. (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу
Вестергрена в составе:

Штатив виброгасящий для измерения СОЭ на 20 мест,
предел измерения 150 мм, капилляр с маркировкой
уровня наполнения и поршнем

ТУ 9443-002-30713507-2016 Ру/ № место для номера Ру

Кат. № СОЭ.20.150 Место для установки пробы - 20

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения
скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена, на 20 мест, предел измерения
150мм - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 20 шт.;
инструкция по применению, паспорт

МАТЕРИАЛ: полиметилметакрилат, акрилонитрилбуладенстирол,
полипропилен, ТЭП, лентасил 1503

Серия № 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С


Температурный интервал при транспортировании: 5...+30 °С

Гарантийный срок с момента ввода в
эксплуатацию - 36 месяцев

Только для диагностики in vitro

Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 7
Кат. № СОЭ.20.150



Штатив для измерения СОЭ по методу Вестергрена

Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена

ТУ 9443-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ

кат. № СОЭ.20.150

мест для установки пробы - 20

Материал: полиметилметакрилат; акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, ленточки 1503.

Предел измерения - 150 мм

Серия 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации: +10...+35 °С

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес.

Штатив виброгасящий со встроенной
шкалой для измерения скорости оседания
эритроцитов по методу Вестергрена
на 20 мест, предел измерения 150 мм

Набор для измерения CO₂ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем, 20 штук в упаковке.
Состав набора: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 20 шт., инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016
Кат. № CO₂.00.200.20
Материал: полипропилен, ТЭП
Температура хранения и эксплуатации +10+35С
Серия 03-1

РУ № место для номера РУ
Количество - 20 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании -5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

**Медицинское изделие «Набор для
измерения CO₂ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016**

**Вариант исполнения 7
Кат. № CO₂.20.150**

**Капилляр с маркировкой уровня
наполнения и поршнем в сборе**



**Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016**

**Вариант исполнения 8
Кат. № СОЭ.20.170**



ООО «Абсолют», Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Звездный, д. 27, корп.
5, лит. А, пом. 114 (4-й этаж), Тел. (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу
Вестергрена в составе:

Штатив виброгасящий для измерения СОЭ на 20 мест,
предел измерения 170 мм, капилляр с маркировкой
уровня наполнения и поршнем

ТУ 9443-002-30713507-2016 Ру № место для номера Ру
Кат. № СОЭ.20.170 Мест для установки пробы - 20

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения
скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена, на 20 мест, предел измерений
170мм - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 20 шт.;
инструкция по применению; паспорт

МАТЕРИАЛ: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол,
полипропилен, ТЭП, пентаксил 1503

Серия № 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С

Температурный интервал при транспортировании: -5...+35 °С

Гарантийный срок с момента ввода в
эксплуатацию - 36 месяцев

Только для диагностики in vitro

**Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016**

**Вариант исполнения 8
Кат. № СОЭ.20.170**



Штатив для измерения СОЭ по методу Вестергрена
Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена
ТУ 9443-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ
кат. № СОЭ.20.170.1 место для установки пробы - 20
Материал полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, лентасил 1503.
Предел измерений - 170 мм

Серия 03-1 Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С
Дата изготовления: 2016.02.08 Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес.
Полное наименование: ООО «Цирми» (ОАО «Центральный научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии») - 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1, 1-й этаж, 1-й этаж

**Штатив виброгасящий со встроенной
шкалой для измерения скорости оседания
эритроцитов по методу Вестергрена
на 20 мест, предел измерения 170 мм**

Набор для измерения CO₂ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем, 20 штук в упаковке.
Состав набора: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 20 шт., инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016
Кат. № CO₂.00.200.20
Материал: полипропилен, ТЭП
Температура хранения и эксплуатации +10+35С
Серия 03-1

РУ № место для номера РУ
Количество - 20 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании - 5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

**Медицинское изделие «Набор для
измерения CO₂ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016**

**Вариант исполнения 8
Кат. № CO₂.20.170**

**Капилляр с маркировкой уровня
наполнения и поршнем в сборе**




Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 9 Кат. № СОЭ.20.180



Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507

Вариант исполнения 9
Кат. № СОЭ.20.180



Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня заполнения и поршнем, 20 штук в упаковке.
Состав набора: капилляр с маркировкой уровня заполнения и поршнем в сборе - 20 шт., инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016
Кат. № СОЭ.00.200.20
Материал: полипропилен, ТЭП
Температура хранения и эксплуатации +10+35С
Серия 03-1

РУ № место для номера РУ
Количество - 20 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании - 5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

**Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016**

**Вариант исполнения 9
Кат. № СОЭ.20.180**

**Капилляр с маркировкой уровня
наполнения и поршнем в сборе**



Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 10 Кат. № СОЭ 20.200

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе:

Штатив виброгасящий для измерения СОЭ на 20 мест, предел измерения 200 мм, катиптер с маркировкой уровня наполнения и поршня

ТУ 9443-002-30713507-2016 Ру № место для номера Ру

Мест для установки проб - 20

Кат. № СОЭ 20.200

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий по испытанной методике для измерения СОЭ, катиптер с маркировкой уровня наполнения и поршня в сборе - 20 шт., 200мм - 1 шт., катиптер с маркировкой уровня наполнения и поршня в сборе - 20 шт., инструкция по применению, паспорт, сертификат качества.

МАТЕРИАЛ: поликарбонат, металл, картон, пластик, бумага.

Серия № 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и транспортировки +10...+25 °С


Температурный режим при транспортировке 0...+30 °С

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 месяцев

Только для диагностики in vitro

Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 10
Кат. № СОЭ.20.200



Штатив для измерения СОЭ по методу Вестергрена
Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена
ТУ 9443-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ
кат. № СОЭ.20.200 мест для установки проб - 20
Материал полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, пентасил 1503
Предел измерений - 200 мм

Серия 03-1
Дата изготовления: 2016.02.08
Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес.

Штатив виброгасящий со встроенной
шкалой для измерения скорости оседания
эритроцитов по методу Вестергрена
на 20 мест, предел измерения 200 мм

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем, 20 штук в упаковке.

Состав набора: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе - 20 шт., инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016
Кат. № СОЭ.00.200.20
Материал: полипропилен, ТЭП
Температура хранения и эксплуатации +10+35С
Серия 03-1

РУ № место для номера РУ
Количество - 20 шт.
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 мес.
Температурный интервал при транспортировании -5+30С
Дата изготовления 2016.02.08

**Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016**

**Вариант исполнения 10
Кат. № СОЭ.20.200**

**Капилляр с маркировкой уровня
наполнения и поршнем в сборе**




Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 11 Кат. № СОЭ.20.170.2



Медицинское изделие «Набор для
измерения СОЭ по методу Вестергрена»
ТУ 9443-002-30713507-2016

Вариант исполнения 11
Кат. № СОЭ.20.170.2



Штатив для измерения СОЭ по методу Вестергрена

Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения скорости оседания эритроцитов по методу Вестергрена

ТУ 9443-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ

кат. № СОЭ.20.170.1

мест для установки пробы - 20

Материал полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, лентасил 1503.

Предел измерений - 170 мм

Серия 03-1

Дата изготовления 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации +10...+35 °С

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес.

Годен для дальнейшего использования. ООО «Цирми» Россия г. Санкт-Петербург, пр. Ломоносова д. 21, корпус 5. Тел. 8 (812) 499-1444. Факс (812) 499-1445

Штатив виброгасящий со встроенной шкалой
для измерения скорости оседания
эритроцитов по методу Вестергрена
на 20 мест, предел измерения 170 мм

Медицинское изделие «Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена» ТУ 9443-002-30713507-2016

Капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе

Вариант исполнения 12
Кат. № СОЭ.00.200.50

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: капилляр с маркировкой уровня
наполнения и поршнем, 50 штук в упаковке.



Состав набора: капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем в сборе – 50 шт.,
инструкция по применению, паспорт.

ТУ 9443-002-30713507-2016	РУ № место для номера РУ
Кат. № СОЭ.00.200.50	Количество – 50 шт.
Материал: полипропилен, ТЭП	Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию – 36 мес
Температура хранения и эксплуатации + 10 + 35°C	Температурный интервал при транспортировании -5 +30°C
Серия 03-1	Дата изготовления 2016.02.08

Фотография общего вида медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем (Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена)

Кат. № СОЭ.10.170





Генеральный директор ООО «АБАКТУМ»

Фотография общего вида медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем (Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена)

Кат. № СОЭ.20.170



Генеральный директор ООО «АБАКТУМ»

А.А. Суворов



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АБАКТУМ»

Суворов А.А..

20 19 г.

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики in vitro

«Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем (Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена)»

ООО «Абактум», Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, лит. А, пом. 1Н (ч.п. 165). Тел.: (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе:

штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем

(Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена)

ТУ 32.50.50.190-002-30713507-2016 РУ № место для номера РУ

Кат. № СОЭ.10.170 Мест для установки пробы - 10

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ на 10 мест - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем - 10 шт.; инструкция по применению; паспорт.

МАТЕРИАЛ: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, пентасил 1503

Серия № 03-1

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 месяцев

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации +10 +35 С

Температурный интервал при транспортировании -5 +30 С

Только для диагностики in vitro

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем (Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена)
Кат. № СОЭ.10.170

Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ на 10 мест

ТУ 32.50.50.190-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ

Материал: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, пентасил 1503.

Серия 03-1
Дата изготовления: 2016.02.08
Только для диагностики in vitro
Температура хранения и эксплуатации +10 +35 С
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес
ООО «Абактум» Россия г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 27, корп 5, лит. А, ч.п.165. Тел.: (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем (Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена)
Кат. № СОЭ.10.170

Капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем - 10 шт.

ТУ 32.50.50.190-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ

Материал: полипропилен, ТЭП

Серия 03-1

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации +10 +35 С
Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес

Только для диагностики in vitro ООО «Абактум» Россия г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 27, корп 5, лит. А, ч.п.165. Тел.: (812) 552-99-32

ООО «Абактум», Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, лит. А, пом. 1Н (ч.п. 165). Тел.: (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе:

штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем

(Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена)

ТУ 32.50.50.190-002-30713507-2016 РУ № место для номера РУ

Кат. № СОЭ.20.170 Мест для установки пробы - 20

СОСТАВ НАБОРА: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ на 20 мест - 1 шт.; капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем - 20 шт.; инструкция по применению; паспорт.

МАТЕРИАЛ: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, пентасил 1503

Серия № 03-1

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию - 36 месяцев

Дата изготовления: 2016.02.08

Температура хранения и эксплуатации +10 +35 С

Температурный интервал при транспортировании -5 +30 С

Только для диагностики ин витро

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем (Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена)
Кат. № СОЭ.20.170

Штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ на 20 мест

ТУ 32.50.50.190-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ

Материал: полиметилметакрилат, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен, ТЭП, пентасил 1503.

Серия 03-1

Температура хранения и эксплуатации +10 +35 С

Дата изготовления: 2016.02.08

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес

Только для диагностики ин витро

ООО «Абактум» Россия г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 27, корп 5, лит. А, ч.п.165. Тел.: (812) 552-99-32

Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена в составе: штатив виброгасящий со встроенной шкалой для измерения СОЭ, капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем (Набор для измерения СОЭ по методу Вестергрена)
Кат. № СОЭ.20.170

Капилляр с маркировкой уровня наполнения и поршнем - 20 шт.

ТУ 32.50.50.190-002-30713507-2016, РУ № место для номера РУ

Материал: полипропилен, ТЭП

Серия 03-1

Температура хранения и эксплуатации +10 +35 С

Дата изготовления: 2016.02.08

Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 36 мес

Только для диагностики ин витро

ООО «Абактум» Россия г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 27, корп 5, лит. А, ч.п.165. Тел.: (812) 552-99-32

2 (два)) листа (ов)

Генеральный директор ООО «Абактум»

Суворов А.А.

