

Согласовано

ООО «МЕДИКОР»

Организация

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Победы, д. 46б, кв. 46.

Адрес

Генеральный директор

Должность

Протасова А.А.

Фамилия, Имя

«06» июня 2022 года

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

Набор интродьюсера в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

2022




Рис. 1. Набор интродьюсера в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021. Транспортная упаковка.

Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см
КРОСС (трансрадиальный) с иглой ангиографической
20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Регистрационное удостоверение ## ##### от DD.MM.YYYY

Состав:

1. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.
2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.
3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см – 1 шт.
4. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.
5. Шприц – 1 шт.
6. Скальпель – 1 шт.
7. Устройство для введения проводника – 1 шт.



200 Штук

REF 615543


20210707

LOT SM621283

20240706

Предупреждения и меры предосторожности:

«В закрытой, неповрежденной упаковке содержимое стерильно и апиrogenно. Только для однократового использования. Не стерилизуйте изделие повторно. Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный в случае использования повторно простерилизованного изделия».



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»

420138, Республика Татарстан, г. Казань,
проспект Победы, д. 466, кв. 46.
Телефон: +79167676029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства:

Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмей Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huizhou District, Huizhou, Guangdong, China
Сделано в Китае



Рис. 2. Набор интродьюсера в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021. Русскоязычная маркировка на транспортной упаковке на примере варианта исполнения: Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см КРОСС (трансрадиальный) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021




Рис. 3. Набор интродьюсера в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021. Маркировка на транспортной упаковке.

**Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см
КРОСС (трансрадиальный) с иглой ангиографической
20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021**

Регистрационное удостоверение ## ##### от DD.MM.YYYY

Состав:

1. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.
2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.
3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см – 1 шт.
4. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.
5. Шприц – 1 шт.
6. Скальпель – 1 шт.
7. Устройство для введения проводника – 1 шт.



6F

REF 615543



20210707

LOT SM621283



20240706

20 Штук

Предупреждения и меры предосторожности:

«В закрытой, неповрежденной упаковке содержится стерильно и апиrogenно. Только для одноразового использования. Не стерилизуйте изделие повторно. Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный в случае использования повторно простерилизованного изделия».



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 466, кв. 46.

Телефон: +79167676029

Официальный сайт:

Электронная почта:

Место производства:

Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмэй Медикал Ко., Лтд)

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,

Huizhou District, Huizhou, Guangdong, China

Сделано в Китае




(01)16956014455439



(17)240706(10)SM621283

Рис. 4. Набор интродьюсера в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021. Пример русскоязычной маркировки на вторичной упаковке на примере варианта исполнения: Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см КРОСС (трансрадиальный) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021



**Рис. 5. Набор интродьюсера бедренного диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см ФОРВАРД по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021
Вторичная упаковка**


Набор интродьюсера бедренного диаметром
7F (2,3 мм), длина 23 см ФОРВАРД
по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

7F

Регистрационное удостоверение
от DD.MM.YYYY

Состав

1. Интродьюсер, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см – 1 шт.
2. Дилататор сосудистый, длина 23,2 см – 1 шт.
3. Проводник 0,038 дюйма (0,93 мм) длиной 70 см – 1 шт.
4. Игла ангиографическая 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм) – 1 шт.
5. Шприц – 1 шт.
6. Скальпель – 1 шт.
7. Устройство для введения проводника – 1 шт.




REF 615702

20210707

LOT SM621283

20240706



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»
420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 46б, кв. 4б.

Телефон: +79167676029

Официальный сайт:

Электронная почта:


Место производства:

Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмей Медикал Ко., Лтд)


Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huizhou District,

Huizhou, Guangdong, China

Сделано в Китае



(01)06956014457023



(17)240706(10)SM621283

Рис. 7. Набор интродьюсера бедренного диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см ФОРВАРД по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Маркировка на первичной упаковке




Рис. 8. Набор интродьюсера бедренного диаметром 7F (2,3 мм), длина 23 см ФОРВАРД по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021 в составе




Рис. 9. Интродьюсер, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см




Рис. 10. Интродьюсер, диаметр 7F (2,3 мм), длина 23 см



Рис. 11. Лигатуратор сосудистый, длина 28,2 см



Рис. 12. Дилататор сосудистый, длина 28,2 см




Рис. 13 Проволочник 0 038 дюйма (0,93 мм) длиной 70 см




Рис. 14. Игла ангиографическая 18G (диаметр 1,20 мм, длина 71 мм)



Рис. 15. Шприц



Рис. 16. Скальпель



Рис. 17. Скальпель




Рис. 18. Устройство для введения проводника

НАБОР ИНТРОДЬЮСЕРА
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

ПО ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Инструкция по применению

Версия 02

Рис. 19. Инструкция по применению


Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см
КРОСС (трансрадиальный) с иглой ангиографической
20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Регистрационное удостоверение
от DD.MM.YYYY

4F

Состав:

1. Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.
2. Дилататор сосудистый, длина 13,8 см – 1 шт.
3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см – 1 шт.
4. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.
5. Шприц – 1 шт.
6. Скальпель – 1 шт.
7. Устройство для введения проводника – 1 шт.




REF 615420

20210707

LOT SM621283

20240706



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»

420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 46б, кв. 46.

Телефон: +79167676029

Официальный сайт:

Электронная почта:

Место производства:

Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмей Медикал Ко., Лтд)

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huizhou District,

Huizhou, Guangdong, China

Сделано в Китае



(01)06956014454206



(17)240706(10)SM621283

Рис. 21. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см КРОСС (трансрадиальный) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе. Маркировка на первичной упаковке.



Рис. 22. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см КРОСС (трансрадиальный) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе




Рис. 23. Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см.



Рис. 24. Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см.




Рис. 25. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см.




Рис. 26. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см.




Рис. 27. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм)




Рис. 28. Шприц




Рис. 29. Скальпель




Рис. 30. Устройство для введения проводника

НАБОР ИНТРОДЬЮСЕРА
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

ПО ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Инструкция по применению

Версия 02

Рис. 31. Инструкция по применению



Рис. 32. Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см КРОСС (трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе. Первичная упаковка.


Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см
КРОСС (трансрадиальный, с гидрофильным покрытием)
с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм)
по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Регистрационное удостоверение
от DD.MM.YYYY

7F

Состав:

1. Интродьюсер, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см – 1 шт.
2. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см – 1 шт.
3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см – 1 шт.
4. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) – 1 шт.
5. Шприц – 1 шт.
6. Скальпель – 1 шт.
7. Устройство для введения проводника – 1 шт.




REF 615846

20210707

LOT SM621283

20240706



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»
420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 46Б, кв. 46.
Телефон: +79167676029
Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства:

Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмэй Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huizhou District,
Huizhou, Guangdong, China

Сделано в Китае



(01)08956014458464



(17)240706(10)SM621283

Рис. 33. Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см КРОСС (трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе

Маркировка на первичной упаковке



Рис. 34. Набор интродьюсера диаметром 7F (2,3 мм), длина 7 см КРОСС (трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе




Рис. 35. Интродьюсер, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см.




Рис. 36. Интродьюсер, диаметр 7F (2,3 мм), длина 7 см.




Рис. 37. Дилататор сосудистый, длина 11,9 см.




Рис. 38. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) длиной 45 см.




Рис. 39. Игла ангиографическая 20G (диаметр 0,90 мм, длина 38 мм)




Рис. 40. Шприц




Рис. 41. Скальпель




Рис. 42. Устройство для введения проводника

НАБОР ИНТРОДЬЮСЕРА
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

ПО ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Инструкция по применению

Версия 02

Рис. 43. Инструкция по применению




Рис. 44. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см КРОСС (трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе. Первичная упаковка.


Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см
КРОСС (трансрадиальный, с гидрофильным покрытием)
с иглой ангиографической 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм)
по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Регистрационное удостоверение
от DD.MM.YYYY

4F

Состав

1. Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см – 1 шт.
2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.
3. Проводник 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см – 1 шт.
4. Игла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) – 1 шт.
5. Шприц – 1 шт.
6. Скапель – 1 шт.
7. Устройство для введения проводника – 1 шт.




REF 615989

20210707

LOT SM621283

20240706




Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»
420138, Республика Татарстан, г. Казань, протект Победы, д. 46Б, кв. 46.
Телефон: +79167676029

Официальный сайт:
Электронная почта:

Место производства:
Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмей Медикал Ко., Лтд)
Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huizhou District,
Huizhou, Guangdong, China

Сделано в Китае



(01)16956014459895



(17)240706(10)SM621283

Рис. 45. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см КРОСС (трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе. Маркировка на первичной упаковке




Рис. 46. Набор интродьюсера диаметром 4F (1,4 мм), длина 11 см КРОСС (трансрадиальный, с гидрофильным покрытием) с иглой ангиографической 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе




Рис. 47. Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см.



Рис. 48. Интродьюсер, диаметр 4F (1,4 мм), длина 11 см.




Рис. 49. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см.




Рис. 50. Проводник 0,018 дюйма (0,45 мм) длиной 45 см.




Рис. 51. Игла ангиографическая 21G (диаметр 0,80 мм, длина 38 мм)




Рис. 52. Шприц




Рис. 53. Скальпель




Рис. 54. Устройство для введения проводника

НАБОР ИНТРОДЬЮСЕРА
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

ПО ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Инструкция по применению

Версия 02

Рис. 55. Инструкция по применению



Рис. 56. Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см КРОСС НГ (трансрадиальный) с иглой ангиографической 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе
Первичная упаковка


Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см
 КРОСС HF (трансрадиальный) с иглой ангиографической
 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Регистрационное удостоверение
 ##### от DD.MM.YYYY

6F

Состав

1. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см – 1 шт.
2. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см – 1 шт.
3. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) HF длиной 45 см – 1 шт.
4. Игла ангиографическая 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50 мм) – 1 шт.
5. Шприц – 1 шт.
6. Скапель – 1 шт.
7. Устройство для введения проводника – 1 шт.




REF 615930

20210707

LOT SM621283

20240706



Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОР»
 420138, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 46б, кв. 46.
 Телефон: +79167676029
 Официальный сайт:
 Электронная почта:
 Место производства:
 Shunmei Medical Co., Ltd (Шунмей Медикал Ко., Лтд)
 Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiliang District,
 Huizhou, Guangdong, China
 Сделано в Китае



(01)06956014459303



(17)240708(10)SM621283

Рис. 57. Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см КРОСС HF (трансрадиальный) с иглой ангиографической 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе
 Маркировка на первичной упаковке




Рис. 58. Набор интродьюсера диаметром 6F (2,0 мм), длина 11 см КРОСС HF (трансрадиальный) с иглой ангиографической 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50 мм) по ТУ 32.50.13-002-15624048-2021, в составе




Рис. 59. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см.



Рис. 60. Интродьюсер, диаметр 6F (2,0 мм), длина 11 см.




Рис. 61. Дилататор сосудистый, длина 15,8 см.




Рис. 62. Проводник 0,021 дюйма (0,52 мм) HF длиной 45 см.




Рис. 63. Игла ангиографическая 22G (диаметр 0,70 мм, длина 50 мм)




Рис. 64. Шприц




Рис. 65. Скальпель




Рис. 66. Устройство для введения проводника

НАБОР ИНТРОДЬЮСЕРА
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

ПО ТУ 32.50.13-002-15624048-2021

Инструкция по применению

Версия 02

Рис. 67. Инструкция по применению

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 68 листов (-а)
Генеральный директор
ООО «МЕДИКОР»
Протасова А.А.

