

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Р-Васкуляр»

Е. В. Кононенко

«17» декабря 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн Ресерч»

А. Н. Кудряшов

2021 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**КАТЕТЕРЫ БАЛЛОННЫЕ «R-CROSS», «R-CROSS NC» ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
ПО ТУ 32.50.13-003-41237435-2021**

Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

Индивидуальная картонная коробка

Вариант исполнения «R-CROSS NC»



Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

В стерилизационном конверте


Вариант исполнения «R-CROSS NC»



Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

В защитном пластиковом кожухе (диспенсер)


Вариант исполнения «R-CROSS NC»



Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

Катетер баллонный высокого давления


Вариант исполнения «R-CROSS NC»



Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

Луерный разъем

Вариант исполнения «R-CROSS NC»




Баллон



Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

Индивидуальная картонная коробка

Вариант исполнения «R-CROSS»



Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

В стерилизационном конверте


Вариант исполнения «R-CROSS»



Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

В защитном пластиковом кожухе (диспенсер)


Вариант исполнения «R-CROSS»



Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

Катетер баллонный


Вариант исполнения «R-CROSS»



Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

Луерный разъем

Вариант исполнения «R-CROSS»



Баллон



Прошнуровано и пронумеровано
11 (одиннадцать) листов
Генеральный директор
Кононенко Е.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Р-Васкуляр»



Е.В. Кононенко

2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн Ресерч»



А. Н. Кудряшов

2021 г.

ЭТИКЕТКА (проект)

Медицинское изделие

Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC»

одноразовые стерильные по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

Этикетка индивидуальной картонной упаковки

Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные

- Катетеры баллонные «R-CROSS NC» одноразовые стерильные (с двумя метками)

R-CROSS NC
Катетер баллонный высокого давления
Coronary Dilatation Catheter

R-CROSS NC
Катетер баллонный высокого давления
Coronary Dilatation Catheter

Максимальный диаметр проводника 0,014\" (0,36 мм)

Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 0,058\" (1,47 мм)

REF RNXXXXX

Годен до: XXXX-XX
Use by: XXXX-XX
Дата выпуска: XXXX-XX

АПИРОГЕННО
НЕТОКСИЧНО
СТЕРИЛЬНО

REF RNXXXXX ØX,XX LXX LOT XXXXXXXX XXXX-XX

X,XXxXX

Давление	Диаметр
атм	кПа
7	709
8	811
9 (Nom)	912
10	1013
11	1115
12	1216
13	1317
14	1419
15	1520
16	1621
17	1723
18	1824
19	1925
20 (RBP)	2026
21	2128

* Не превышать RBP

RU XXXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Катетеры баллонные
«R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные
по ТУ 32.50.13-003-41237495-2021

R-CROSS NC X,XX мм x XX мм

(240)RNXXXXX(10)XXXXXXX(17)XXXXXX

Сделано в России
Made in Russia

Производитель: АО "Р-Васкуляр"
Россия, 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 18, эт. 1, помещ. 21
тел +7 (383) 363-35-90

V903030-05X

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от +5°C до +40 °C и относительной влажности не выше 60% в индивидуальной картонной упаковке.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50 °C и относительной влажности не выше 75%. Для транспортировки индивидуальные картонные коробки с катетерами баллонными должны быть уложены в коробки из гофрированного картона.

Правила утилизации

Катетеры, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованные катетеры (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные катетеры должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.



Запрет на повторное применение.
Do not re - use.



Не стерилизовать повторно
Do not resterilize



Обратитесь к инструкции по применению.
Consult instructions for use.



Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
Do not use open or damaged packages.



Не допускать воздействия солнечного света.
Keep away from sunlight.



Беречь от влаги.
Keep dry.



Стерилизовано оксидом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.

1. Код изделия.
2. Номинальный диаметр баллона (номинальный диаметр катетера), мм.
3. Номинальная длина баллона, мм.
4. Номер лота.
5. Срок годности (гггг-мм).
6. Номинальные размеры баллона, диаметр x длина.
7. Зависимость диаметра баллона от подаваемого давления:
Зеленым цветом должно быть обозначено номинальное давление - 912 кПа (9 атм).
Красным цветом должно быть обозначено максимальное допускаемое давление в баллоне (RBP)
- 2026 кПа (20 атм).
8. Штрих-код (код изделия, номер лота, срок годности).
9. Эффективная длина катетера, см.
10. Наружный диаметр трубчатого участка дистальной части катетера, мм.
11. Наружный диаметр трубчатого участка проксимальной части катетера, мм.
12. Дата выпуска (гггг-мм).

Этикетка индивидуальной картонной упаковки

Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные

- Катетеры баллонные «R-CROSS NC» одноразовые стерильные (с одной меткой)

R-CROSS NC
Катетер баллонный высокого давления
Coronary Dilatation Catheter

R-CROSS NC
Катетер баллонный высокого давления
Coronary Dilatation Catheter

Максимальный диаметр проводника 0,014\" (0,36 мм)

Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 0,058\" (1,47 мм)

REF RNXXXXX

Годен до: XXXX-XX
Use by:
Дата выпуска: XXXX-XX

АЛЕРГЕННО
НЕТОКСИЧНО
СТЕРИЛЬНО

REF RNXXXXX

ØX,XX

LXX

LOT XXXXXXXX

XXXX-XX

X,XXxXX

Давление		Диаметр мм
атм	кПа	
7	709	X,XX
8	811	X,XX
9 (Nom)	912	X,XX
10	1013	X,XX
11	1115	X,XX
12	1216	X,XX
13	1317	X,XX
14	1419	X,XX
15	1520	X,XX
16	1621	X,XX
17	1723	X,XX
18	1824	X,XX
19	1925	X,XX
20 (RBP)	2026	X,XX
21	2128	X,XX

* Не превышать RBP

R-CROSS NC X,XX мм x XX мм

(240)RNXXXXX(10)XXXXXXX(17)XXXXXX

Сделано в России
Made in Russia

Производитель: АО "Р-Васкулар"
Россия, 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 18, эт. 1, помещ. 21
тел +7 (383) 363-35-90

V903030-05X

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от +5°C до +40 °C и относительной влажности не выше 60% в индивидуальной картонной упаковке.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50 °C и относительной влажности не выше 75%. Для транспортировки индивидуальные картонные коробки с катетерами баллонными должны быть уложены в коробки из гофрированного картона.

Правила утилизации

Катетеры, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3.684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованные катетеры (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3.684). Неиспользованные катетеры должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.



Запрет на повторное применение.
Do not re - use.



Не стерилизовать повторно
Do not re-sterilize



Обратитесь к инструкции по применению.
Consult instructions for use.



Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
Do not use open or damaged packages.



Не допускать воздействия солнечного света.
Keep away from sunlight.



Беречь от влаги.
Keep dry.

STERILE EO

Стерилизовано оксидом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.

1. Код изделия.
2. Номинальный диаметр баллона (номинальный диаметр катетера), мм.
3. Номинальная длина баллона, мм.
4. Номер лота.
5. Срок годности (гггг-мм).
6. Номинальные размеры баллона, диаметр x длина.
7. Зависимость диаметра баллона от подаваемого давления:
Зеленым цветом должно быть обозначено номинальное давление - 912 кПа (9 атм).
Красным цветом должно быть обозначено максимальное допускаемое давление в баллоне (RBP) - 2026 кПа (20 атм).
8. Штрих-код (код изделия, номер лота, срок годности).
9. Эффективная длина катетера, см.
10. Наружный диаметр трубчатого участка дистальной части катетера, мм.
11. Наружный диаметр трубчатого участка проксимальной части катетера, мм.
12. Дата выпуска (гггг-мм).


Этикетка стерилизационного конверта

Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные

- Катетеры баллонные «R-CROSS NC» одноразовые стерильные (с двумя метками)

R-CROSS NC

Катетер баллонный высокого давления
Coronary Dilatation Catheter



6 XXX см

7 X,XX мм

8 XX мм

9 X,XX мм

10 X,XX мм

Максимальный диаметр проводника 0,014" (0,36 мм)

Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 0,058" (1,47 мм)

11 REF RNXXXXX

12 Годен до: XXXX-XX
Use by: XXXX-XX
Дата выпуска: XXXX-XX

АПИРОГЕННО
НЕТОКСИЧНО
СТЕРИЛЬНО

X,XXxXX

LOT XXXXXXXX

XXXX-XX

Давление атм	Диаметр мм
7	709
8	811
9 (Nom)	912
10	1013
11	1115
12	1216
13	1317
14	1419
15	1520
16	1621
17	1723
18	1824
19	1925
20 (RBP)	2026
21	2128

* Не превышать RBP

РУ №XXXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Катетеры баллонные
«R-CROSS-», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные
по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

R-CROSS NC X,XX мм x XX мм



(240)RNXXXXX(10)XXXXXXXXXX(17)XXXXXX

Сделано в России
Made in Russia

Производитель: АО "Р-Васкуляр"
Россия, 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 18, эт. 1, помещ. 21
тел +7 (383) 363-35-90

1. Номинальные размеры баллона, диаметр x длина;
2. Номер лота;
3. Срок годности (гггг-мм);
4. Таблица зависимости диаметра баллона от подаваемого давления.
Зеленым цветом должно быть обозначено номинальное давление - 912 кПа (9 атм).
Красным цветом должно быть обозначено максимальное допустимое давление в баллоне (RBP) - 2026 кПа (20 атм).
5. Штрих-код (код изделия, номер лота, срок годности).
6. Эффективная длина катетера, см;
7. Номинальный диаметр баллона, мм;
8. Номинальная длина баллона, мм;
9. Наружный диаметр трубчатого участка дистальной части катетера, мм;
10. Наружный диаметр трубчатого участка проксимальной части катетера, мм;
11. Код изделия;
12. Дата выпуска (дд.мм.гггг).

Этикетка индивидуальной картонной упаковки

Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные

- Катетеры баллонные «R-CROSS» одноразовые стерильные (с двумя метками)

R-CROSS
Катетер баллонный
Coronary Dilatation Catheter

R-CROSS
Катетер баллонный
Coronary Dilatation Catheter

Максимальный диаметр проводника 0,014\" (0,36 мм)

Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 0,058\" (1,47 мм)

REF RSXXXXX

Годен до: XXXX-XX
Use by: XXXX-XX
Дата выпуска: XXXX-XX

АПИРОГЕННО
НЕТОКСИЧНО
СТЕРИЛЬНО

REF RSXXXXX ØX,XX LXX LOT XXXXXXXX XXXX-XX

X,XXxXX

Давление		Диаметр мм
атм	кПа	
4	405	X,XX
5	507	X,XX
6 (Nom)	608	X,XX
7	709	X,XX
8	811	X,XX
9	912	X,XX
10	1013	X,XX
11	1115	X,XX
12	1216	X,XX
13	1317	X,XX
14	1419	X,XX
15	1520	X,XX
16 (RBP)	1621	X,XX
17	1723	X,XX
18	1824	X,XX

* Не превышать RBP

RU XXXXX XXXX/XXXXX RU XXX XXXXX

Катетеры баллонные
«R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные
по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

R-CROSS X,XX мм x XX мм

Сделано в России
Made in Russia

Производитель: АО "Р Васькуляр"
Россия, 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 18, эт. 1, помещ. 21
тел +7 (383) 363-35-90

V903030-05X

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от +5°C до +40 °C и относительной влажности не выше 60% в индивидуальной картонной упаковке.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50 °C и относительной влажности не выше 75%. Для транспортировки индивидуальные картонные коробки с катетерами баллонными должны быть уложены в коробки из гофрированного картона.

Правила утилизации

Катетеры, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованные катетеры (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные катетеры должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.



Запрет на повторное применение.
Do not re - use.



Не стерилизовать повторно
Do not resterilize



Обратитесь к инструкции по применению.
Consult instructions for use.




Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
Do not use open or damaged packages.



Не допускать воздействия солнечного света.
Keep away from sunlight.



Беречь от влаги.
Keep dry.



Стерилизовано оксидом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.

1. Код изделия;
2. Номинальный диаметр баллона (номинальный диаметр катетера), мм
3. Номинальная длина баллона, мм
4. Номер лота;
5. Срок годности (гггг-мм);
6. Номинальные размеры баллона, диаметр x длина;
7. Зависимость диаметра баллона от подаваемого давления.
Зеленым цветом должно быть обозначено номинальное давление – 608 кПа (6 атм).
Красным цветом должно быть обозначено максимальное допускаемое давление в баллоне (RBP)
- 1621 кПа (16 атм).
8. Штрих-код (код изделия, номер лота, срок годности).
9. Эффективная длина катетера, см;
10. Наружный диаметр трубчатого участка дистальной части катетера, мм;
11. Наружный диаметр трубчатого участка проксимальной части катетера, мм
12. Дата выпуска (гггг-мм).


Этикетка индивидуальной картонной упаковки

Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные

- Катетеры баллонные «R-CROSS» одноразовые стерильные (с одной меткой)

R-CROSS
Катетер баллонный
Coronary Dilatation Catheter

R-CROSS
Катетер баллонный
Coronary Dilatation Catheter



REF RSXXXXX

Годен до: XXXX-XX
Дата выпуска: XXXX-XX

АПИРОГЕННО
НЕТОКСИЧНО
СТЕРИЛЬНО

REF RSXXXXX ØX,XX LXX LOT XXXXXXXX XXXX-XX

X,XXxXX

Давление	атм	кПа	Диаметр	мм
4	405	X,XX		
5	507	X,XX		
6 (Norm)	608	X,XX		
7	709	X,XX		
8	811	X,XX		
9	912	X,XX		
10	1013	X,XX		
11	1115	X,XX		
12	1216	X,XX		
13	1317	X,XX		
14	1419	X,XX		
15	1520	X,XX		
16 (RBP)	1621	X,XX		
17	1723	X,XX		
18	1824	X,XX		

* Не превышать RBP

РУ XXXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Катетеры баллонные
«R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные
по ТУ 32.50.13-003-41237435-2021

R-CROSS X,XX мм x XX мм



(240)RSXXXX(10)XXXXXXX(17)XXXXXX

Сделано в России
Made in Russia

Производитель: АО "Р-Васкуляр"
Россия, 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 18, эт. 1, помещ. 21
тел +7 (383) 363-35-90

V803030-05X

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от +5°C до +40 °C и относительной влажности не выше 60% в индивидуальной картонной упаковке.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50 °C и относительной влажности не выше 75%. Для транспортировки индивидуальные картонные коробки с катетерами баллонными должны быть уложены в коробки из гофрированного картона.

Правила утилизации

Катетеры, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованные катетеры (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные катетеры должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.



Запрет на повторное применение.
Do not re - use.



Не стерилизовать повторно
Do not re sterilize



Обратитесь к инструкции по применению.
Consult instructions for use.



Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
Do not use open or damaged packages.



Не допускать воздействия солнечного света.
Keep away from sunlight.



Беречь от влаги.
Keep dry.



Стерилизовано оксидом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.

1. Код изделия;
2. Номинальный диаметр баллона (номинальный диаметр катетера), мм
3. Номинальная длина баллона, мм
4. Номер лота;
5. Срок годности (гггг-мм);
6. Номинальные размеры баллона, диаметр x длина;
7. Зависимость диаметра баллона от подаваемого давления.
Зеленым цветом должно быть обозначено номинальное давление – 608 кПа (6 атм).
Красным цветом должно быть обозначено максимальное допускаемое давление в баллоне (RBP)
- 1621 кПа (16 атм).
8. Штрих-код (код изделия, номер лота, срок годности).
9. Эффективная длина катетера, см;
10. Наружный диаметр трубчатого участка дистальной части катетера, мм;
11. Наружный диаметр трубчатого участка проксимальной части катетера, мм
12. Дата выпуска (гггг-мм).

Этикетка стерилизационного конверта

Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные

- Катетеры баллонные «R-CROSS» одноразовые стерильные (с двумя метками)

R-CROSS

Катетер баллонный
Coronary Dilatation Catheter

Максимальный диаметр проводника 0,014" (0,36 мм)

Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 0,056" (1,47 мм)

REF RSXXXXX

Давление атм	Диаметр мм
4	405 X,XX
5	507 X,XX
6 (Nom)	608 X,XX
7	709 X,XX
8	811 X,XX
9	912 X,XX
10	1013 X,XX
11	1115 X,XX
12	1216 X,XX
13	1317 X,XX
14	1418 X,XX
15	1520 X,XX
16 (RBP)	1621 X,XX
17	1723 X,XX
18	1824 X,XX

* Не превышать RBP

1 Годен до: XXXX-XX
2 Use by: XXXX-XX
3 Дата выпуска: XXXX-XX

АПИРОГЕННО
НЕТОКСИЧНО
СТЕРИЛЬНО

Сделано в России
Made in Russia

Производитель: АО "Р-Васкуляр"
Россия, 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 18, эт. 1, помещ. 21
тел +7 (383) 363-35-90

Р-СРОСС X,XX мм х XX мм

(240)RSXXXX(10)XXXXXXX(17)XXXXXX

- Номинальные размеры баллона, диаметр х длина;
- Номер лота;
- Срок годности (гггг-мм);
- Зависимость диаметра баллона от подаваемого давления.
Зеленым цветом должно быть обозначено номинальное давление – 608 кПа (6 атм).
Красным цветом должно быть обозначено максимальное допустимое давление в баллоне (RBP) - 1621 кПа (16 атм).
- Штрих-код (код изделия, номер лота, срок годности);
- Эффективная длина катетера, см;
- Номинальный диаметр баллона, мм;
- Номинальная длина баллона, мм;
- Наружный диаметр трубчатого участка дистальной части катетера, мм;
- Наружный диаметр трубчатого участка проксимальной части катетера, мм;
- Код изделия;
- Дата выпуска (гггг-мм).

Этикетка стерилизационного конверта

Катетеры баллонные «R-CROSS», «R-CROSS NC» одноразовые стерильные

- Катетеры баллонные «R-CROSS» одноразовые стерильные (с одной меткой)

R-CROSS

Катетер баллонный
Coronary Dilatation Catheter

REF **RSXXXXX**

X,XXxXX

LOT XXXXXXXX

XXXX-XX

Давление атм	Диаметр мм
4	405
5	507
6 (Nom)	608
7	709
8	811
9	912
10	1013
11	1115
12	1216
13	1317
14	1419
15	1520
16 (RBP)	1621
17	1723
18	1824

* Не превышать RBP

R-CROSS X,XX мм x XX мм

Годен до: XXXX-XX
Use by: XXXX-XX

Дата выпуска: XXXX-XX

АПИРОГЕННО
НЕТОКСИЧНО
СТЕРИЛЬНО

Сделано в России
Made in Russia

Производитель: АО "Р-Васкулар"
Россия, 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 18, стр. 1, помещ. 21
тел +7 (383) 363-35-90

V903030-05X

- 1 Номинальные размеры баллона, диаметр x длина;
- 2 Номер лота;
- 3 Срок годности (гггг-мм);
- 4 Зависимость диаметра баллона от подаваемого давления.
Зеленым цветом должно быть обозначено номинальное давление – 608 кПа (6 атм).
Красным цветом должно быть обозначено максимальное допустимое давление в баллоне (RBP) - 1621 кПа (16 атм).
- 5 Штрих-код (код изделия, номер лота, срок годности);
- 6 Эффективная длина катетера, см;
- 7 Номинальный диаметр баллона, мм;
- 8 Номинальная длина баллона, мм;
- 9 Наружный диаметр трубчатого участка дистальной части катетера, мм;
- 10 Наружный диаметр трубчатого участка проксимальной части катетера, мм;
- 11 Код изделия;
- 12 Дата выпуска (гггг-мм).

Прошнуровано и пронумеровано
13 (тринадцать) листов
Генеральный директор
Кононенко Е.В.

