



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Атис Групп»

Якимова С.В.

2022 г.



КРЕСЛО «АТИС МЕД» МЕДИЦИНСКОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,  
ДЛЯ ОСМОТРА И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, ПО ТУ 32.50.30-001-40362782-2021, В  
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ А)

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАРКИРОВКИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НОЖНОГО

2022 г.




Фото 1 – Маркировка пульта управления ножного для Кресла медицинского Прайм-2М




Фото 2 - Маркировка пульта управления ножного для Кресла медицинского Прайм-3М




Фото 3 - Маркировка пульта управления ножного для Кресла медицинского Прайм-4М




Фото 4 - Маркировка пульта управления ножного для Кресла медицинского Гранд-2М




Фото 5 - Маркировка пульта управления ножного для Кресла медицинского Гранд-3М




Фото 6 - Маркировка пульта управления ножного для Кресла медицинского Гранд-5М




Фото 7 - Маркировка пульта управления ножного для Кресла медицинского Гранд-5М с заполненными датой производства и серийным номером

## **Приложение А (обязательное)**

### **Варианты исполнения и состав медицинского изделия**

**Кресло «Атис Мед» медицинское функциональное, с электроприводом, для осмотра и терапевтических процедур, по ТУ 32.50.30-001-40362782-2021, в вариантах исполнения**

**Варианты исполнения:**

- 1. Кресло медицинское Прайм-2М, в составе:**
  - 1.1. База кресла с 2-мя электроприводами;
  - 1.2. Спинка кресла мягкая;
  - 1.3. Сидение кресла мягкое;
  - 1.4. Элемент для ног мягкий;
  - 1.5. Пульт управления ручной;
  - 1.6. Пульт управления ножной (при необходимости);
  - 1.7. Подушка для головы;
  - 1.8. Подушка для лица;
  - 1.9. Чехол защитный махровый (при необходимости);
  - 1.10. Руководство по эксплуатации.
- 2. Кресло медицинское Прайм-3М, в составе:**
  - 2.1 База кресла с 3-мя электроприводами;
  - 2.2 Спинка кресла мягкая;
  - 2.3 Сидение кресла мягкое;
  - 2.4 Элемент для ног мягкий;
  - 2.5 Пульт управления ручной;
  - 2.6 Пульт управления ножной (при необходимости);
  - 2.7 Подушка для головы;
  - 2.8 Подушка для лица;
  - 2.9 Чехол защитный махровый (при необходимости);
  - 2.10 Руководство по эксплуатации.
- 3. Кресло медицинское Прайм-4М, в составе:**
  - 3.1. База кресла с 4-мя электроприводами;
  - 3.2. Спинка кресла мягкая;
  - 3.3. Сидение кресла мягкое;
  - 3.4. Элемент для ног мягкий;
  - 3.5. Пульт управления ручной;
  - 3.6. Пульт управления ножной (при необходимости);
  - 3.7. Подушка для головы;
  - 3.8. Подушка для лица;
  - 3.9. Чехол защитный махровый (при необходимости);
  - 3.10. Руководство по эксплуатации.
- 4. Кресло медицинское Гранд-2М, в составе:**

- 4.1 База кресла медицинского с 2-мя электроприводами;
  - 4.2 Спинка кресла мягкая;
  - 4.3 Сидение кресла мягкое;
  - 4.4 Элемент поддержки ноги, мягкий, правый;
  - 4.5 Элемент поддержки ноги, мягкий, левый;
  - 4.6 Пульт управления ручной;
  - 4.7 Пульт управления ножной (при необходимости);
  - 4.8 Подушка для головы;
  - 4.9 Подушка для лица (при необходимости);
  - 4.10 Чехол защитный махровый (при необходимости);
  - 4.11 Руководство по эксплуатации.
5. Кресло медицинское Гранд-3М, в составе:
- 5.1 База кресла с 3-мя электроприводами;
  - 5.2 Спинка кресла мягкая;
  - 5.3 Сидение кресла мягкое;
  - 5.4 Элемент поддержки ноги, мягкий, правый;
  - 5.5 Элемент поддержки ноги, мягкий, левый;
  - 5.6 Пульт управления ручной;
  - 5.7 Пульт управления ножной (при необходимости);
  - 5.8 Подушка для головы;
  - 5.9 Подушка для лица (при необходимости);
  - 5.10 Чехол защитный махровый (при необходимости);
  - 5.11 Руководство по эксплуатации.
6. Кресло медицинское Гранд-5М, в составе:
- 6.1 База кресла с 5-ю электроприводами;
  - 6.2 Спинка кресла мягкая;
  - 6.3 Сидение кресла мягкое;
  - 6.4 Элемент поддержки ноги, мягкий, правый;
  - 6.5 Элемент поддержки ноги, мягкий, левый;
  - 6.6 Пульт управления ручной;
  - 6.7 Пульт управления ножной (при необходимости);
  - 6.8 Подушка для головы;
  - 6.9 Подушка для лица (при необходимости);
  - 6.10 Чехол защитный махровый (при необходимости);
  - 6.11 Руководство по эксплуатации.

