

Фотографические изображения медицинского изделия

«Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick)»

СОДЕРЖАНИЕ

I. Фотографическое изображение медицинского изделия «Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick)»	3
1. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) с иглой атравматической	3
1) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046525)	3
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу B3046668)	4
3) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046325)	5
4) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046051)	6
5) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046018)	7
6) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046409)	8
7) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046620)	9
8) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046041)	10
9) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046535)	11
10) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046652)	12
11) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046601)	13
2. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) без иглы, «в отрезках»	14
1) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3037005)	14
II. Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick)»	15
1. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) с иглой атравматической	15
1) Индивидуальная упаковка – внешняя упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу C3046525)	15
2) Индивидуальная упаковка – внешняя упаковка (оборотная сторона) (на примере номера по каталогу C3046525)	16
3) Индивидуальная упаковка – внутренняя упаковка (пакет из многослойной алюминиевопластиковой пленки) (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу C3046525)	17
4) Индивидуальная упаковка – внутренняя упаковка (подложка из картона) (в развернутом виде) (на примере номера по каталогу C3046525)	19
2. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) без иглы, «в отрезках»	20
1) Индивидуальная упаковка – внешняя упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу C3037005)	20
2) Индивидуальная упаковка – внешняя упаковка (оборотная сторона) (на примере номера по каталогу C3037005)	21

3) Индивидуальная упаковка – внутренняя упаковка (пакет из многослойной алюминиевопластиковой пленки) (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу С3037005) ..	22
4) Индивидуальная упаковка – внутренняя упаковка (подложка из картона) (в развернутом виде) (на примере номера по каталогу С3037005) ..	24
III. Групповая упаковка медицинского изделия «Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick)» ..	25
1. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) с иглой атравматической ..	25
1) Групповая упаковка– диспенсерная коробка (вид спереди и сверху) (на примере номера по каталогу С3046525) ..	25
2) Групповая упаковка– диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу В3046106) ..	27
2. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) без иглы, «в отрезках» ..	28
1) Групповая упаковка– диспенсерная коробка (вид спереди и сверху) (на примере номера по каталогу С3037005) ..	28
2) Групповая упаковка– диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу С3037005) ..	30


1. Фотографическое изображение медицинского изделия «Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick)»

1. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) с иглой атрауматической

1) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу C3046525)




1 – нить
2 – игла атрауматическая
3 – зона крепления нити с иглой атрауматической



- 1 – нить
2 – игла атравматическая
3 – зона крепления нити с иглой атравматической

3) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу С3046325)




- 1 – нить
- 2 – игла атраumaticкая
- 3 – зона крепления нити с иглой атраumaticкой

4) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу С3046051)



5) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу С3046018)




- 1 – нить
- 2 – игла атраumaticкая
- 3 – зона крепления нити с иглой атраumaticкой

6) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу С3046409)



- 1 – нить
- 2 – игла атравматическая
- 3 – зона крепления нити с иглой атравматической

7) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу С:3046620)




- 1 – нить
- 2 – игла атрауматическая
- 3 – зона крепления нити с иглой атрауматической


8) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу С3046041)



- 1 – нить
- 2 – игла атрауматическая
- 3 – зона крепления нити с иглой атрауматической

9) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу С3046535)






1.1) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу С3046601)

- 1 – нить
- 2 – игла атравматическая
- 3 – зона крепления нити с иглой атравматической





2. вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) без иглы, «в отрезках»

1) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу С3037005)




II. Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick).»
1. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) с иглой атравматической
1) Индивидуальная упаковка – внешняя упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу C3046525)






1 - краткое описание МИ (на кириллице и на латинице); 2 - указание на окрашивание/цвет нити (на кириллице и на латинице)




- 1 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – указание на окрашивание/цвет нити (на латинице);
- 3 – метрический размер (на латинице), условный размер по USP;
- 4 – указание «только по предписанию врача» (на латинице) и указание «Не стерилизовать повторно» (на латинице);
- 5 – логотип фирмы-производителя (на латинице) и наименование и почтовый адрес производителя;
- 6 – номинальная длина нити в сантиметрах (на латинице), номинальная длина нити в дюймах (на латинице), указание на тип тела иглы (на латинице), указание на кривизну иглы (изгиб) (на латинице), длина иглы в миллиметрах (на латинице), символы возможного сочетания тела и острия (кончика) иглы атравматической;
- 7 – краткое описание МИ (на латинице); условный размер по USP для каждой нити, номинальная длина нити в сантиметрах для каждой нити (на латинице); указание на тип тела каждой иглы (на латинице); указание на кривизну каждой иглы (изгиб) (на латинице); дополнительная информация об игле (на латинице); символы возможного сочетания тела и острия (кончика) каждой иглы атравматической; длина каждой иглы в миллиметрах (на латинице).

После завершения процесса регистрации на индивидуальную упаковку/стикеры дополнительно будет нанесена следующая информация: наименование медицинского изделия (на кириллице); номер регистрационного удостоверения в РФ; указание «Нетоксично» (на кириллице).

4) Индивидуальная упаковка – внутренняя упаковка (подложка из картона) (в развернутом виде) (на примере номера по каталогу С3046525)



2. Вариант исполнения: Материал тканевый хирургический синтетический, в плетении рассасывающийся «тканевый замок» (Novosyn® Quick®) без атласа, на отрезках
1) Индивидуальная упаковка – внешняя упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу С3037005)





Novosyn® Quick

Polyglactin 910, braided,
coated, fast absorbable

UNO-20

3/0 met 2

6x45cm
6x18"

B. BRAUN B. Braun Surgical, S.A.
Rubi, Spain


Rx Only Do not sterilize

REF 3037005

- 1 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – указание на окрашивание/цвет нити (на латинице);
- 3 – метрический размер (на латинице), условный размер по USP;
- 4 – указание «только по предписанию врача» (на латинице) и указание «Не стерилизовать повторно» (на латинице);
- 5 – логотип фирмы-производителя (на латинице) и наименование и почтовый адрес производителя;
- 6 – номинальная длина отрезка нити в сантиметрах и количество отрезков в каждой индивидуальной упаковке (на латинице) и номинальная длина отрезка нити в дюймах и количество отрезков в каждой индивидуальной упаковке (на латинице);
- 7 – краткое описание МИ (на латинице).

После завершения процесса регистрации на индивидуальную упаковку/стикеры дополнительно будет нанесена следующая информация: наименование медицинского изделия (на кириллице); номер регистрационного удостоверения в РФ; указание «Нетоксично» (на кириллице).


4) Индивидуальная упаковка – внутренняя упаковка (подложка из картона) (в развернутом виде) (на примере номера по каталогу С3037005)



III. Групповая упаковка медицинского изделия «Материал шовный хирургический синтетический плетёный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick)»

1. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетёный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) с иглой атравматической


1) Групповая упаковка– диспенсерная коробка (вид спереди и сверху) (на примере номера по каталогу C3046525)



Информация на групповой упаковке:


- 1 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – указание (на кириллице) «дата изготовления»;
- 3 – количество изделий в упаковке (шт.);
- 4 – указание о наличии иглы Easyslide (на латинице);
- 5 – схематичное (графическое) изображение медицинского изделия, указание на тип тела иглы (на латинице), указание на кривизну иглы (изгиб) (на латинице), длина иглы в миллиметрах (на латинице), символы возможного сочетания тела и острия (кончика) иглы атравматической;
- 6 – номинальная длина нити в сантиметрах (на латинице), номинальная длина нити в дюймах (на латинице);
- 7 – логотип фирмы-производителя (на латинице) и наименование и юридический адрес производителя;
- 8 – метрический размер (на латинице), условный размер по USP;
- 9 – указание на окрашивание/цвет нити (на кириллице);
- 10 – краткое описание МИ (на кириллице);
- 11 – схематичное (графическое) изображение медицинского изделия
- 12 – логотип фирмы-производителя (на латинице).

После завершения процесса регистрации на индивидуальную упаковку/стикеры дополнительно будет нанесена следующая информация: наименование медицинского изделия (на кириллице); номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; указание «Нетоксично» (на кириллице), наименование и юридический адрес производителя и места производства и наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ



2. Вариант исполнения: Материал шовный хирургический синтетический плетеный рассасывающийся «Новосин Квик» (Novosyn® Quick) без иглы, «в отрезках»

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди и сверху) (на примере номера по каталогу C3037005)



- 1 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – количество изделий в упаковке (шт.);
- 3 – указание на окрашивание/цвет нити (на латинице);
- 4 – номинальная длина отрезка нити в сантиметрах и количество отрезков в каждой индивидуальной упаковке (на латинице) и номинальная длина отрезка нити в дюймах и количество отрезков в каждой индивидуальной упаковке (на латинице);
- 5 – логотип фирмы-производителя (на латинице) и наименование и юридический адрес производителя;
- 6 – метрический размер (на латинице), условный размер по USP;
- 7 – краткое описание МИ (на латинице);
- 8 – схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 9 – логотип фирмы-производителя (на латинице).

После завершения процесса регистрации на индивидуальную упаковку/стикеры дополнительно будет нанесена следующая информация: наименование медицинского изделия (на кириллице); номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; указание «Нетоксично» (на кириллице), наименование и юридический адрес производителя и места производства и наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ

2) Групповая упаковка— диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу С3037005)



1 - указание на окрашивание/цвет нити (на кириллице), указание «Стерильно»

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 30

(причати) листа(ов).

Руководитель отдела регистрации,
обеспечения и контроля качества

Пашков И.В.

(подпись)

М.П.

2022 года

