

Фотографии медицинского изделия

**Медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения
авидности иммуноглобулинов G к *Toxoplasma gondii* «MagnoLIA
Токсоплазма IgG авидность»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

стр 2,3,4

Фотографическое изображение картриджей

стр 5,6,7

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения avidности
иммуноглобулинов G к *Toxoplasma gondii*
«MagnaLIA Токсоплазма IgG avidность»
по ТУ 21.20.23-469-98539446-2019

Кат. № 2190000 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



MagnaLIA Токсоплазма IgG avidность №2

MN.....5 мл
A*.....10 мл
BB.....2,5 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

2022-03-30

LOT E002

IVD

50

11

11

11



MagnaLIA Токсоплазма IgG avidность №1

MN.....5 мл
A*.....10 мл
AB.....2,5 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

2022-03-30

LOT E002

IVD

50

11

11

11



MagnaLIA Токсоплазма IgG avidность

Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения avidности
иммуноглобулинов G к *Toxoplasma gondii* по ТУ 21.20.23-469-98539446-2019

Состав набора:

1 картридж №1
1 картридж №2

MN	первичный антигенатекст с иммуноглобулинами IgG к <i>T. gondii</i>
A*	конъюгат анти-IgG с ферментной меткой
AB	буфер для анализа
BB	ингибирующий буфер

LOT 00002

2021-03-30

REF 2190000


2022-03-30

IVD

50

11

11



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения
avidности иммуноглобулинов G к *Toxoplasma gondii*

«MagnaLIA Токсоплазма IgG avidность»

по ТУ 21.20.23-469-98539446-2019

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

**Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения avidности
иммуноглобулинов G к *Toxoplasma gondii*
«MagnoLIA Токсоплазма IgG avidность»
по ТУ 21.20.23-469-98539446-2019**

Кат. № 2190000 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnoLIA

Токсоплазма
авидность
№1

2022-03-30

LOT E002

MagnoLIA

Токсоплазма
авидность
№2

2022-03-30

LOT E002


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения avidности
иммуноглобулинов G к *Toxoplasma gondii*
«MagnaLIA Токсоплазма IgG avidность»
по ТУ 21.20.23-469-98539446-2019

Кат. № 2190000 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.





МagnaLIA Токсоплазма IgG avidность №1

МЧ 5 мл
А* 10 мл
АВ 2,5 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО "Компания Алкор Био"

2022-03-30

LOT E002



IVD



50



MagnaLIA

Токсоплазма
IgG avidность
№2

2022-03-30

LOT E002



МЧ.....5 мл
А*.....10 мл
АВ.....2,5 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО "Компания Алкор Био"

МAGNO LIA ТОКСОПЛАЗМА
MagnaLIA Токсоплазма IgG авидность №1

2022-03-30

LOT E002



IVD



50



MagnoLIA Токсоплазма
авидность

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 7 (СММ)
лист 88

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полынцев



Макеты этикеток на медицинское изделие

**Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения
авидности иммуноглобулинов G к *Toxoplasma gondii* «MagnaLIA
Токсоплазма IgG авидность»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения
авидности иммуноглобулинов G к *Toxoplasma gondii*
«MagnaLIA Токсоплазма IgG авидность»

Макет этикеток



Кат. № 2190000

На коробку:



MagnaLIA Токсоплазма IgG авидность

Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения авидности
иммуноглобулинов G к *Toxoplasma gondii* по ТУ 21.20.23-469-98539446-2019

Состав набора:

1 картридж №1
1 картридж №2

МЧ	парамагнитные микрочастицы с иммобилизованным антигеном T. gondii
А*	Конъюгат анти-hlgG с акридиновой меткой
АБ	Буфер для анализа
ББ	Блокирующий буфер

LOT 00002



2021-03-30



REF 2190000



2022-03-30



IVD



+2⁺8
°C



MagnaLIA Токсоплазма IgG
авидность
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-469-98539446-2019
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX



На картриджи:



MagnaLIA Токсоплазма IgG авидность №1

2022-03-30



LOT E002

IVD



50



MagnaLIA Токсоплазма IgG авидность №2

2022-03-30



LOT E002

IVD



50



MagnaLIA Токсоплазма
авидность

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2022-03-30
LOT E002



MagnaLIA Токсоплазма
авидность

MagnaLIA
Токсоплазма
авидность
№2
2022-03-30
LOT E002



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 2 (800) лист 1

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

