


Руководитель направления по регистрации

ООО «Сименс Здравоохранение»

Е.С. Тисленко

«07» февраля 2022 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM Skyra с принадлежностями»





Общий вид медицинского изделия

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Томограф магнитно - резонансный MAGNETOM Skyra

Томограф магнитно - резонансный MAGNETOM Skyra с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/08913 от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

~ 3/PE 380/400/420/440/460/480 В;


50/60 Гц

91 кВА / 20 кВА

Макет маркировки медицинского изделия Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM Skyra с принадлежностями



1. Электромагнит сверхпроводящий с активным экранированием и встроенными катушками шиммирования;



2.1 Система градиентная в составе: катушки градиентные; усилитель градиентный.

EPC

Вакуумный насос

SPS

MARS 2

CAN 24


THYRE

Блок с часами


ACS

Разводка электропитания

2.2 Система градиентная в составе: катушки градиентные; усилитель градиентный.



2.3 Система градиентная в составе: катушки градиентные; усилитель градиентный.



3. Катушка для тела, интегрированная в магнит.



4.1 Кожух магнита.




4.2 Кожух магнита.




4.3 Кожух магнита.




4.4 Кожух магнита.




5. Система охлаждения



6.1 Стол пациента, варианты исполнения:
- стандартный «Стол Tim»



6.2 Стол пациента, варианты исполнения:
• отсоединяемый «Стол Dockable Tim»



6.3. Стол пациента, варианты исполнения:

- Отсоединяемый стол для транспортировки пациентов Combi Dorkable Table



7. Шкафы с электронной аппаратурой для управления системами сбора данных томографа: шкаф градиентов; шкаф управления.




8. Системный сепаратор.



9. Пульт аварийного выключения системы.



10. Выключатели аварийные;



11. Устройство переговорное.



12.1 Рабочее место оператора, в составе: процессор управления; базовое программное обеспечение; монитор; мышь компьютерная




12.2 Рабочее место оператора, в составе: процессор управления; базовое программное обеспечение; монитор; мышь компьютерная




13. Клавиатура специализированная.



14.1 Катушка для головы и/или шеи, варианты исполнения:
- Head/Neck 16;



14.2 Катушка для головы и/или шеи, варианты исполнения:
• Head/Neck 20.




15. Катушка для отделов позвоночника, варианты исполнения: - Spine 32; и/или - Spine 24.




16.1 Катушка для тела, варианты исполнения:
- Body 6;




16.2 Катушка для тела, варианты исполнения:
- Body 18.



17. Переходник для подключения гибких катушек.



18. Катушки гибкие большие, дополнительные, варианты исполнения: - Flex Large 4; и/или - UltraFlex Large 18.




19. Катушки гибкие малые, дополнительные, варианты исполнения:

- Flex Small 4;

и/или

- UltraFlex Small 18.




20. Катушка для головы (Head 32)




21. Катушка для экспертных исследований головы и шеи (Head/Neck 64)



22. Катушка для сосудов головы (TxRx CP Head).



23.1 Катушка экспертных исследований тела, варианты исполнения: - Body 30/60; и/или - Contour 24/48.



23.2 Катушка экспертных исследований тела, варианты исполнения: - Body 30/60; и/или - Contour 24/48.



24. Катушка для периферийной ангиографии (Peripheral Angio 36)



25.1 Катушки для коленного сустава, варианты исполнения:
- TxRx 15 Ch Knee;



25.2 Катушки для коленного сустава, варианты исполнения:

-TxRx Knee 15;

и/или


- TxRx Knee 15 Flare



26. Катушки для конечностей (TxRx CP Extremity Coil)



27. Катушки для суставов ступней и лодыжек (Foot/Ankle 16)




28. Катушки для суставов кисти (Hand/Wrist 16)




29. Катушки для плечевого сустава, варианты исполнения: - Shoulder Small 16; и/или – Shoulder Large 16.



30.1 Катушки для молочных желез с модульной конструкцией, варианты исполнения:
- 8-ch. Sentinella Breast Coil:



30.2 Катушки для молочных желез с модульной конструкцией, варианты исполнения:
- 16-ch Sentinelle Breast Coil.




31.1 Катушки для молочных желез с модульной конструкцией для визуализации и/или биопсии, варианты исполнения:

• 2-/4-/8-Channel Sentinelle Breast Coil;




31.2 Катушки для молочных желез с модульной конструкцией для визуализации и/или биопсии, варианты исполнения:
- 2-/10-/16-Channel Sentinelle Breast Coil.




32.1 Катушки для экспертных исследований молочных желез, варианты исполнения:


- Breast 18:




**32.2 Катушки для экспертных исследований молочных желез, варианты исполнения:
- 16 Ch AI Breast.**



33. Катушки для биопсии и визуализации молочных желез (4 Ch BI Breast)



34.1 Комплекс для визуализации и биопсии молочных желез:
- катушка для биопсии и визуализации молочных желез (4 Ch BI Breast);




34.2 Комплекс для визуализации и биопсии молочных желез:
- катушка для визуализации молочных желез (16 Ch AI Breast).



35. Катушки кольцевые малые (Loop 4)




36. Катушки кольцевые средние (Loop 7)




37. Катушки кольцевые большие (Loop 11)




38. Катушки для небольших участков тела (Special Purpose 4)



39. Комплект педиатрических катушек (Pediatric 16): - катушки педиатрические; - люльки детские.



40. Катушки для экспертных исследований коленного сустава (TxRx Knee 18)



41. Катушки для экспертных исследований плечевого сустава (Shoulder Shape 16)



42. Катушки для визуализации и биопсии молочных желез (Breast BI 7)



43. Кабельные соединения системы стационарные;



44.1 Фантомы



44.2 Фантомы



44.3 Фантомы



44.4 Фантомы



44.5 Фантомы



44.6 Фантомы






45.1 Держатели фантомов



45.2 Держатели фантомов




45.3 Держатели фантомов




45.4. Держатели фантомов



45.5 Держатели фантомов



45.6 Держатели фантомов (не более 15 шт., при необходимости);



45.7 Держатели фантомов



45.8 Держатели фантомов




45.9 Держатели фантомов




45.10 Держатели фантомов



45.11 Держатели фантомов



46.1 Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования.




46.2 Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования.



46.3 Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования.




46.4 Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования.



46.5 Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования.



46.6 Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования.



46.7 Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; - Ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования.

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

MAGNETOM Family

Руководство пользователя – МР-система
syngo MR E11

Answers for life.

47. Документация пользователя на русском языке, печатная или на CD/USB носителе.

Manufacturer:
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany


Manufacturing site:
Siemens Healthcare GmbH
Magnetic Resonance (MR)
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany

User manual Supplement for Russia The magnetic-resonance system MAGNETOM Skyra with accessories

This document has been printed in Erlangen, Germany

Mayra Velasco Alvarado
Regulatory Affairs Manager
Siemens Healthcare GmbH, Magnetic Resonance (MR)

48. Приложение к Руководству пользователя для России.



49. Блок для измерения физиологических параметров, в составе: - датчик ЭКГ; - датчик дыхания; - датчик пульса; - вход внешнего сигнала запуска.



50. Подушка респираторная с напорным шлангом




51. Пояс респираторный




52. Аппликационная подушка



53. Станция зарядная



54. Блоки управления



55. ЭКГ-электроды немагнитные, одноразовые

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Управление системой и
данными

Answers for life.

56. Руководство пользователя – Управление системой и данными

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – TimTX TrueShape

Answers for life.

57. Руководство пользователя – TimTX TrueShape

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Vascular

Answers for life.

58. Руководство пользователя – Vascular

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Ortho

Answers for life.

59. Руководство пользователя – Ortho

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Сканирование и
постобработка

Answers for life.

60. Руководство пользователя – Сканирование и постобработка

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

MAGNETOM Family

Руководство пользователя – Катушки

Answers for life.

61. Руководство пользователя – Катушки

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Dot Cockpit

Answers for life.

62. Руководство пользователя – Dot Cockpit

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – IT Configuration & Security
Package

Answers for life.

63. Руководство пользователя – IT Configuration & Security Package

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

MAGNETOM Family

Руководство пользователя – МР-система
syngo MR E11

Answers for life.

64. Руководство пользователя – МР-система syngo MR E11

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Neuro

Answers for life.

65. Руководство пользователя – Neuro

SIEMENS

245591242

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Onco

Answers for life.

66. Руководство пользователя – Onco

SIEMENS

Руководство владельца системы

MAGNETOM Skyra/Skyra^{fit}

Издание № M7-03002 629 10.02.12
© Siemens Healthcare GmbH, 2015
www.siemens.com/healthcare

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Body

Answers for life.

68. Руководство пользователя – Body

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Breast

Answers for life.

69. Руководство пользователя – Breast

SIEMENS


www.siemens.com/healthcare

syngo MR E11

Руководство пользователя – Cardio

Answers for life.

70. Руководство пользователя – Cardio



Инструкция по эксплуатации -
syngo BreVis

www.siemens.com/healthcare

SIEMENS

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

MAGNETOM Family

Руководство пользователя – 2, 4, 8 Ch
Breast Coil Sentinelle, 2, 10, 16 Ch Breast Coil Sentinelle
syngo MR E11

Answers for life.

72. Руководство пользователя – 2, 4, 8 Ch Breast Coil Sentinelle, 2, 10, 16 Ch Breast Coil Sentinelle syngo MR E11

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

MAGNETOM Family

Руководство пользователя – 4 Ch BI Breast / 16 Ch AI Breast

syngo MR E11

Answers for life.

73. Руководство пользователя – 4 Ch BI Breast / 16 Ch AI Breast

MAGNETOM Family, Biograph mMR – гарнитура MagnaCoil™ Headset System SIEMENS



Обзор

Гарнитура MagnaCoil Headset System предназначена для обеспечения связи пациента с магнитным томографом Siemens MAGNETOM Family. Гарнитура обеспечивает связь пациента с магнитным томографом Siemens MAGNETOM Family.

Гарнитура MagnaCoil Headset System состоит из следующих компонентов: MagnaCoil Coupler и кабеля MagnaPlug.


Цели использования

Гарнитура предназначена для использования с магнитным томографом Siemens MAGNETOM Family.

Цели использования MagnaCoil Coupler и кабеля MagnaPlug:



Гарнитура предназначена для использования с магнитным томографом Siemens MAGNETOM Family.



Эксплуатация

- Подготовка к использованию гарнитуры: проверка целостности кабеля и контактов.
- Подготовка к использованию: проверка целостности кабеля и контактов.
- Подготовка к использованию: проверка целостности кабеля и контактов.
- Подготовка к использованию: проверка целостности кабеля и контактов.



Обратите внимание: при использовании гарнитуры необходимо соблюдать следующие правила:



Осторожно!

При использовании гарнитуры необходимо соблюдать следующие правила:

- Осторожно вставлять кабель MagnaPlug.
- Осторожно вставлять кабель MagnaPlug.
- Осторожно вставлять кабель MagnaPlug.
- Осторожно вставлять кабель MagnaPlug.



- При использовании гарнитуры необходимо соблюдать следующие правила:
- При использовании гарнитуры необходимо соблюдать следующие правила:
- При использовании гарнитуры необходимо соблюдать следующие правила:
- При использовании гарнитуры необходимо соблюдать следующие правила:

Гарнитура предназначена для использования с магнитным томографом Siemens MAGNETOM Family.


Гарнитура предназначена для использования с магнитным томографом Siemens MAGNETOM Family.

Гарнитура предназначена для использования с магнитным томографом Siemens MAGNETOM Family.



Для получения информации о гарнитуре MagnaCoil Headset System обратитесь к руководству пользователя.



SIEMENS MAGNETOM Family, Biograph mMR – гарнитура MagnaCoil Headset System



1. Система оценки, документирования и обработки полученных изображений дополнительная, в составе:- блок компьютерный;- мышь компьютерная;- монитор цветной.




2.1 Система для экспертной оценки и обработки МР-изображений: блок компьютерный; мышь компьютерная; мониторы цветные; клавиатура;



2.2 Система для экспертной оценки и обработки МР-изображений: блок компьютерный; мышь компьютерная; мониторы цветные; клавиатура;



3. Клавиатуры.




4. Переключатель педальный.

SIEMENS



5. Дисплей данных



6. Груша вызова, резиновая





8. Наушники многофункциональные, немагнитные



9.1 Дополнительные мониторы для просмотра изображения и управления МР-системой






9.2 Дополнительные мониторы для просмотра изображения и управления МР-системой




10. Консоль управления для просмотра изображения и управления МР-системой, в составе:

- ЖК-монитор;
- полка с шаровым манипулятором и клавишами




11. Блок контрольный.




12. Средства позиционирования катушки для экспертных исследований молочных желез.



13.1 Рамы базовые для размещения катушки для молочных желез



13.2 Рамы базовые для размещения катушки для молочных желез.




13.3 Рамы базовые для размещения катушки для молочных желез.




14. Набор тестовый для проведения биопсии молочных желез:

- пластина для введения (при медиальном доступе);
- горизонтальные и вертикальные пластины – перекладины;
- направляющая иглы;
- регулируемая по высоте решетка (многоцветная);
- многоцветная решетка;
- регулируемая по высоте решетка (одноразовая);
- крепёжная деталь рамы.



15. Переходники для подключения катушек.




16. Переходники для подключения нескольких катушек.




17. Блок триггерный.



18. Камеры для видеонаблюдения за пациентом.




19. Кронштейны крепления камеры для видеонаблюдения за пациентом или монитора.




20. Мониторы жидкокристаллический для удаленного наблюдения за пациентом




21. Видеораспределитель для подключения параллельных мониторов.




22. Комплекты монтажные для стола пациента для проведения хирургических вмешательств.



23.1 Деки стола для проведения хирургических вмешательств (не более 5 шт., при необходимости)




23.2 Деки стола для проведения хирургических вмешательств.



23.3 Деки стола для проведения хирургических вмешательств.



24.1 Интерфейс для подключения устройств для проведения радиочастотной абляции



24.2 Интерфейс для подключения устройств для проведения радиочастотной абляции



25. Устройство для улучшения результатов шиммирования.



26.1 Подушки и средства позиционирования пациента :- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/пяток;- ремни;- мешочки с песком; - держатель зеркала для наблюдения.



26.2 Подушки и средства позиционирования пациента :- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/ пяток;- ремни ;-



26.3 Подушки и средства позиционирования пациента :- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/пяток;- ремни ;- мешочки с песком ; - держатель зеркала для наблюдения.




26.4 Подушки и средства позиционирования пациента :- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/пяток;- ремни ;- мешочки с песком ; - держатель зеркала для наблюдения.



26.5 Подушки и средства позиционирования пациента :- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/ пяток;- ремни ;- мешочки с песком ; держатель зеркала для наблюдения.



26.6 Подушки и средства позиционирования пациента :- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/ пяток;- ремни ; - мешочки с песком ; - держатель зеркала для наблюдения.




26.7 Подушки и средства позиционирования пациента :- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/ пяток;- ремни ; - мешочки с песком ; - держатель зеркала для наблюдения.



26.8 Подушки и средства позиционирования пациента :- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/ пяток;- ремни ;- мешочки с песком ; - держатель зеркала для наблюдения.



26.9 Подушки и средства позиционирования пациента :- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/ пяток;- ремни ;- мешочки с песком ; - держатель зеркала для наблюдения.




26.10 Подушки и средства позиционирования пациента (не более 30 шт., при необходимости):- мягкая подкладка 1;- мягкая подкладка 2;- мягкая подкладка 3;- мягкая подкладка 4;- вставка для головы/ пяток;- ремни (4 шт.);- мешочки с песком (4 шт.); - держатель зеркала для наблюдения.




27.1 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.



27.2 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.



27.3 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.




27.4 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.



27.5 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.



27.6 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.




27.7 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.



27.8 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.




27.9 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.




27.10 Набор средств для позиционирования пациента:- клин для колена;- позиционирующий валик;- затылочный подголовник;- треугольники большие;- треугольники малые;- клин; лордотическая подушка;- подушка для обеспечения однородности РЧ-поля;- клинья плоские; подушки для колен;- универсальные подушки разных размеров, каждая состоит из 3 деталей;- набор малых подушек для щелей; - набор больших подушек для щелей.



28.1 Прочие принадлежности : держатель рулона бумаги; защитный чехол стола.



28.2 Прочие принадлежности : держатель рулона бумаги; защитный чехол стола.



29. Принадлежности катушки для позвоночника : подушка опорная.



30.1 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 20;- защитная крышка гнезд для катушек Head/ Neck 20.




30.2 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 20;- защитная крышка гнезд для катушек Head/ Neck 20.




30.3 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 20;- защитная крышка гнезд для катушек Head/ Neck 20.



30.4 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 20;- защитная крышка гнезд для катушек Head/ Neck 20.




30.5 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 20;- защитная крышка гнезд для катушек Head/ Neck 20.



31.1 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 16;- заполняющая подушка для ориентации "ногами вперед".




31.2 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 16;- заполняющая подушка для ориентации "ногами вперед".




31.3 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 16;- заполняющая подушка для ориентации "ногами вперед".




31.4 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 16;- заполняющая подушка для ориентации "ногами вперед".



31.5 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 16;- заполняющая подушка для ориентации "ногами вперед".




31.6 Принадлежности катушки для головы:- подушка Relax;- подушка Head/Neck- клинья для фиксации головы;- зажимные подушки;- кронштейн с зеркалом Head/ Neck 16;- заполняющая подушка для ориентации "ногами вперед".




32.1 Принадлежности катушки для головы: кронштейн зеркала с зеркалом; подушка Head 32 Relax; выравнивающие клинья для головы; подушка для шеи.




32.2 Принадлежности катушки для головы: кронштейн зеркала с зеркалом; подушка Head 32 Relax; выравнивающие клинья для головы; подушка для шеи.



32.3 Принадлежности катушки для головы: кронштейн зеркала с зеркалом; подушка Head 32 Relax; выравнивающие клинья для головы; подушка для шеи.




32.4 Принадлежности катушки для головы: кронштейн зеркала с зеркалом; подушка Head 32 Relax; выравнивающие клинья для головы; подушка для шеи.



33.1 Принадлежности катушки для экспертных исследований головы и шеи: подушка Head/Neck 64 Relax; выравнивающие клинья для головы; кронштейн зеркала с зеркалом; зажимные подушки .




33.2 Принадлежности катушки для экспертных исследований головы и шеи : подушка Head/Neck 64 Relax; выравнивающие клинья для головы ; кронштейн зеркала с зеркалом; зажимные подушки .




33.3 Принадлежности катушки для экспертных исследований головы и шеи : подушка Head/Neck 64 Relax; выравнивающие клинья для головы; кронштейн зеркала с зеркалом; зажимные подушки .




33.4 Принадлежности катушки для экспертных исследований головы и шеи (не более 30 шт., при необходимости): подушка Head/Neck 64 Relax; выравнивающие клинья для головы(2 шт.); кронштейн зеркала с зеркалом; зажимные подушки (2 шт.).




34.1 Принадлежности катушки для сосудов головы : подушка для головы; клинья головные тонкие ; мягкая подкладка для головы-позвоночника; клинья головные, толстые .




34.2 Принадлежности катушки для сосудов головы : подушка для головы; клинья головные тонкие ; мягкая подкладка для головы-позвоночника; клинья головные, толстые .




34.3 Принадлежности катушки для сосудов головы : подушка для головы; клинья головные тонкие ; мягкая подкладка для головы-позвоночника; клинья головные, толстые .




34.4 Принадлежности катушки для сосудов головы : подушка для головы; клинья головные тонкие ; мягкая подкладка для головы-позвоночника; клинья головные, толстые .



35.1 Принадлежности катушки для тела : ремни ; ремни ; подушка с прокладкой для сердца.



35.2 Принадлежности катушки для тела : ремни ; ремни ; подушка с прокладкой для сердца.




35.3 Принадлежности катушки для тела : ремни ; ремни; подушка с прокладкой для сердца.




36.1 Принадлежности катушки для тела: ремни; ремни; подушка IPAT.




36.2 Принадлежности катушки для тела : ремни ; ремни ; подушка iPAT.




36.3 Принадлежности катушки для тела : ремни ; ремни ; подушка IPAT




37.1 Принадлежности катушки для экспертных исследований тела:- мягкая подкладка 1 для Body 30;- мягкая подкладка 2 для Body 30;- мягкая подкладка 3 для Body 30; мягкая подкладка 4 для Body 30;- ремни;- ремни;- зажимы ремней;- рама для использования в качестве задней катушки;- адаптер для гнез катушки Spine.




37.2 Принадлежности катушки для экспертных исследований тела:- мягкая подкладка 1 для Body 30;- мягкая подкладка 2 для Body 30;- мягкая подкладка 3 для Body 30; мягкая подкладка 4 для Body 30;- ремни;- ремни;- зажимы ремней;- рама для использования в качестве задней катушки;- адаптер для гнез катушки Spine.




37.3 Принадлежности катушки для экспертных исследований тела:- мягкая подкладка 1 для Body 30;- мягкая подкладка 2 для Body 30;- мягкая подкладка 3 для Body 30; мягкая подкладка 4 для Body 30;- ремни;- ремни;- зажимы ремней;- рама для использования в качестве задней катушки;- адаптер для гнез катушки Spine.




37.4 Принадлежности катушки для экспертных исследований тела:- мягкая подкладка 1 для Body 30;- мягкая подкладка 2 для Body 30;- мягкая подкладка 3 для Body 30; мягкая подкладка 4 для Body 30;- ремни;- ремни;- зажимы ремней;- рама для использования в качестве задней катушки;- адаптер для гнез катушки Spine.




37.5 Принадлежности катушки для экспертных исследований тела:- мягкая подкладка 1 для Body 30;- мягкая подкладка 2 для Body 30;- мягкая подкладка 3 для Body 30; мягкая подкладка 4 для Body 30;- ремни;- ремни;- зажимы ремней;- рама для использования в качестве задней катушки;- адаптер для гнез катушки Spine.




37.6 Принадлежности катушки для экспертных исследований тела:- мягкая подкладка 1 для Body 30;- мягкая подкладка 2 для Body 30;- мягкая подкладка 3 для Body 30; мягкая подкладка 4 для Body 30;- ремни;- ремни;- зажимы ремней;- рама для использования в качестве задней катушки;- адаптер для гнез катушки Spine.




37.7 Принадлежности катушки для экспертных исследований тела:- мягкая подкладка 1 для Body 30;- мягкая подкладка 2 для Body 30;- мягкая подкладка 3 для Body 30; мягкая подкладка 4 для Body 30;- ремни;- ремни;- зажимы ремней;- рама для использования в качестве задней катушки;- адаптер для гнез катушки Spine.




37.8 Принадлежности катушки для экспертных исследований тела:- мягкая подкладка 1 для Body 30;- мягкая подкладка 2 для Body 30;- мягкая подкладка 3 для Body 30; мягкая подкладка 4 для Body 30;- ремни;- ремни;- зажимы ремней;- рама для использования в качестве задней катушки;- адаптер для гнез катушки Spine.




37.9 Принадлежности катушки для экспертных исследований тела:- мягкая подкладка 1 для Body 30;- мягкая подкладка 2 для Body 30;- мягкая подкладка 3 для Body 30; мягкая подкладка 4 для Body 30;- ремни;- ремни;- зажимы ремней;- рама для использования в качестве задней катушки;- адаптер для гнез катушки Spine




38. Принадлежности катушки для периферийной ангиографии : опора для ноги.




39.1 Принадлежности катушки для коленного сустава : - прокладка катушки, 0,25;- прокладка катушки, 0,50;- подушка под колени;- прокладка для голеностопа; - прокладка для ног.



39.2 Принадлежности катушки для коленного сустава : - прокладка катушки, 0,25;- прокладка катушки, 0,50;- подушка под колени;- прокладка для голеностопа; - прокладка для ног.






39.3 Принадлежности катушки для коленного сустава : - прокладка катушки, 0,25;- прокладка катушки, 0,50;- подушка под колени;- прокладка для голеностопа; - прокладка для ног.



39.4 Принадлежности катушки для коленного сустава : - прокладка катушки, 0,25;- прокладка катушки, 0,50;- подушка под колени;- прокладка для голеностопа; - прокладка для ног.




39.5 Принадлежности катушки для коленного сустава : - прокладка катушки, 0,25;- прокладка катушки, 0,50;- подушка под колени;- прокладка для голеностопа; - прокладка для ног.




40. Принадлежности катушки для экспертных исследований коленного сустава: - подушка для колен; - подушка под голень; - подушка для стоп;- подушка 4.




41.1 Принадлежности катушки для суставов ступней и лодыжек:- подушка для колен;- подушка для пяток;- подушка для ступней.




41.2 Принадлежности катушки для суставов ступней и лодыжек:- подушка для колен;- подушка для пяток;- подушка для ступней.




41.3 Принадлежности катушки для суставов ступней и лодыжек : подушка для колен; подушка для пяток; подушка для ступней.




42.1 Принадлежности катушки для суставов кисти:- подкладка запястья;- подкладка для локтя;- подкладка ладони;- клинообразная подушка; - подушка с опорой запястья.




42.2 Принадлежности катушки для суставов кисти:- подкладка запястья;- подкладка для локтя;- подкладка ладони;- клинообразная подушка; - подушка с опорой запястья.




42.3 Принадлежности катушки для суставов кисти:- подкладка запястья;- подкладка для локтя;- подкладка ладони;- клинообразная подушка; - подушка с опорой запястья.



42.4 Принадлежности катушки для суставов кисти: - подкладка запястья; - подкладка для локтя; - подкладка ладони; - клинообразная подушка; - подушка с опорой запястья.




42.5 Принадлежности катушки для суставов кисти: - подкладка запястья; - подкладка для локтя; - подкладка ладони; - клинообразная подушка; - подушка с опорой запястья.




43.1 Принадлежности катушки для плечевого сустава:- подушка пластины основания; - плечевая подушка с опорой.




43.2 Принадлежности катушки для плечевого сустава:- подушка пластины основания; - плечевая подушка с опорой.



44. Принадлежности катушки для экспертных исследований плечевого сустава: - Г-образный держатель.




45.1 Принадлежности педиатрических катушек:- подкладка для тела;- подкладка для головы;- подушка для шеи;- подкладка для спины и головы;- выравнивающие клинья для головы; - ремни Velcro (только для люльки для младенцев).




45.2 Принадлежности педиатрических катушек:- подкладка для тела;- подкладка для головы;- подушка для шеи;- подкладка для спины и головы;- выравнивающие клинья для головы; - ремни Velcro (только для люльки для младенцев).




45.3 Принадлежности педиатрических катюшек:- подкладка для тела;- подкладка для головы;- подушка для шеи;- подкладка для спины и головы;- выравнивающие клинья для головы; - ремни Velcro (только для люльки для младенцев).



45.4 Принадлежности педиатрических катушек:- подкладка для тела;- подкладка для головы;- подушка для шеи;- подкладка для спины и головы;- выравнивающие клинья для головы; - ремни Velcro (только для люльки для младенцев).




45.5 Принадлежности педиатрических катушек:- подкладка для тела;- подкладка для головы;- подушка для шеи;- подкладка для спины и головы;- выравнивающие клинья для головы; - ремни Velcro (только для люльки для младенцев).




45.6 Принадлежности педиатрических катушек:- подкладка для тела;- подкладка для головы;- подушка для шеи;- подкладка для спины и головы;- выравнивающие клинья для головы; - ремни Velcro (только для люльки для младенцев).



46.1 Принадлежности гибких катушек:- клин для кисти;- мягкие ремешки; - ремни;- подушка iPat, большая;- подушка iPat, малая;- кабельные держатели, - подкладки для позиционирования для катушек UltraFlex; - позиционирование подкладок для ступни/лодыжки для катушки UltraFlex; - мягкая клиновидная подушка.



46.2 Принадлежности гибких катушек: - клин для кисти; - мягкие ремешки; - ремни; - подушка iPat, большая; - подушка iPat, малая; - кабельные держатели, - подкладки для позиционирования для катушек UltraFlex; - позиционирование подкладок для ступни/подъжки для катушки UltraFlex; - мягкая клиновидная подушка.



46.3 Принадлежности гибких катушек: - клин для кисти; - мягкие ремешки; - ремни; - подушка iPat, большая; - подушка iPat, малая; - кабельные держатели; - подкладки для позиционирования для катушек UltraFlex; - позиционирование подкладок для ступни/лодыжки для катушки UltraFlex; - мягкая клиновидная подушка.




46.4 Принадлежности гибких катушек: - клин для кисти; - мягкие ремешки; - ремни; - подушка iPat, большая; - подушка iPat, малая; - кабельные держатели, - подкладки для позиционирования для катушек UltraFlex; - позиционирование подкладок для ступни/лодыжки для катушки UltraFlex; - мягкая клиновидная подушка.




46.5 Принадлежности гибких катушек: - клин для кисти; - мягкие ремешки; - ремни; - подушка iPat, большая; - подушка iPat, малая; - кабельные держатели, - подкладки для позиционирования для катушек UltraFlex; - позиционирование подкладок для ступни/лодыжки для катушки UltraFlex; - мягкая клиновидная подушка.




46.6 Принадлежности гибких катушек:- клин для кисти;- мягкие ремешки;- ремни;- подушка iPat, большая;- подушка iPat, малая;- кабельные держатели, - подкладки для позиционирования для катушек UltraFlex; - позиционирование подкладок для ступни/подъжки для катушки UltraFlex; - мягкая клиновидная подушка.




46.7 Принадлежности гибких катушек: - клин для кисти; - мягкие ремешки; - ремни; - подушка iPat, большая; - подушка iPat, малая; - кабельные держатели, - подкладки для позиционирования для катушек UltraFlex; - позиционирование подкладок для ступни/подъжки для катушки UltraFlex; - мягкая клиновидная подушка.




46.8 Принадлежности гибких катушек: - клин для кисти; - мягкие ремешки; - ремни; - подушка iPad, большая; - подушка iPad, малая; - кабельные держатели; - подкладки для позиционирования для катушек UltraFlex; - позиционирование подкладок для ступни/лодыжки для катушки UltraFlex; - мягкая клиновидная подушка.




46.9 Принадлежности гибких катушек: - клин для кисти; - мягкие ремешки; - ремни; - подушка iPat, большая; - подушка iPat, малая; - кабельные держатели, - подкладки для позиционирования для катушек UltraFlex; - позиционирование подкладок для ступни/лодыжки для катушки UltraFlex; - мягкая клиновидная подушка.




47.1 Принадлежности кольцевых катушек:- клин для кисти;- мягкие ремешки;- ремни;- подушка iPat, большая;- подушка iPat, малая; - кабельные держатели.




47.2 Принадлежности кольцевых катушек:- клин для кисти;- мягкие ремешки;- ремни;- подушка iPat, большая;- подушка iPat, малая; - кабельные держатели.



47.3 Принадлежности кольцевых катушек:- клин для кисти;- мягкие ремешки;- ремни;- подушка iPat, большая;- подушка iPat, малая; - кабельные держатели.



47.4 Принадлежности кольцевых катушек:- клин для кисти;- мягкие ремешки;- ремни;- подушка iPat, большая;- подушка iPat, малая; - кабельные держатели.




47.5 Принадлежности кольцевых катушек:- клин для кисти;- мягкие ремешки;- ремни;- подушка iPat, большая;- подушка iPat, малая; - кабельные держатели.




47.6 Принадлежности кольцевых катушек:- клин для кисти;- мягкие ремешки;- ремни;- подушка iPat, большая;- подушка iPat, малая; - кабельные держатели.




48.1 Принадлежности катушки для экспертных исследований молочных желез:- прокладка катушки;- подушка для тела 60; подушка для тела 70;- фиксатор для головы;- подушка подголовника;- подушка под руки;- подушки для креплений молочной железы;- мягкая покладка Breast 18.




48.2 Принадлежности катушки для экспертных исследований молочных желез:- прокладка катушки;- подушка для тела 60; подушка для тела 70;- фиксатор для головы;- подушка подголовника;- подушка под руки;- подушки для креплений молочной железы;- мягкая покладка Breast 18.



48.3 Принадлежности катушки для экспертных исследований молочных желез:- прокладка катушки;- подушка для тела 60; подушка для тела 70;- фиксатор для головы;- подушка подголовника;- подушка под руки;- подушки для креплений молочной железы; - мягкая покладка Breast 18.




48.4 Принадлежности катушки для экспертных исследований молочных желез:- прокладка катушки;- подушка для тела 60; подушка для тела 70;- фиксатор для головы;- подушка подголовника;- подушка под руки;- подушки для креплений молочной железы;- мягкая покладка Breast 18.




48.5 Принадлежности катушки для экспертных исследований молочных желез:- прокладка катушки;- подушка для тела 60; подушка для тела 70;- фиксатор для головы;- подушка подголовника;- подушка под руки;- подушки для креплений молочной железы; - мягкая покладка Breast 18.




48.6 Принадлежности катушки для экспертных исследований молочных желез:- прокладка катушки;- подушка для тела 60; подушка для тела 70;- фиксатор для головы;- подушка подголовника;- подушка под руки;- подушки для креплений молочной железы;- мягкая покладка Breast 18.




48.7 Принадлежности катушки для экспертных исследований молочных желез:- прокладка катушки;- подушка для тела 60; подушка для тела 70;- фиксатор для головы;- подушка подголовника;- подушка под руки;- подушки для креплений молочной железы; - мягкая покладка Breast 18.




48.8 Принадлежности катушки для экспертных исследований молочных желез:- прокладка катушки;- подушка для тела 60; подушка для тела 70;- фиксатор для головы;- подушка подголовника;- подушка под руки;- подушки для креплений молочной железы;- мягкая покладка Breast 18.




Проставочная подушка




Подушка для стабилизации
положения молочной железы



Подставка для опоры



Средняя подушка




Большая боковая подушка




Малая боковая подушка

49. Принадлежности катушки для экспертных исследований молочных желез (16 Ch AI Breast): - Проставочная подушка; - Подушка для стабилизации положения молочной железы; - Подставка для опоры; - Средняя подушка; - Большая боковая подушка; - Малая боковая подушка;



Horizontal and vertical slat plates

86.2 Принадлежности катушки для молочных желез:- пластина для введения (при медиальном доступе);- горизонтальные и вертикальные пластины-перекладки;- игольная направляющая(метод post/pillar (стойка/столб));- регулируемая по высоте решетка (многоразовая);- многоразовая решетка;- регулируемая по высоте решетка (одноразовая);- крепежная деталь рамы;- подголовник;- опора для области живота; ролик подставки для ног.



50.1 Принадлежности катушки для молочных жёлёз: - подголовник; - опора для области живота; - ролик подставки для ног.




50.2 Принадлежности катушки для молочных желез: - подголовник; - опора для области живота; - ролик подставки для ног.




50.3 Принадлежности катушки для молочных желез: - подголовник; - опора для области живота; - ролик подставки для ног.



Подголовник




Опора для области живота




Ролик подставки для ног


51.1 Принадлежности катушки для визуализации и биопсии молочных желез: - подголовник; - опора для области живота; - ролик подставки для ног; - опорная подушка; - опорная подушка, узкая; - подушка для тела 70 (клин для бедра); - подкладка подлокотника; - подушка подголовника; - фиксирующие пластины (боковая/срединная); - боковой держатель рамы; - срединный держатель рамы; - кранио-каудальное устройство фиксации (слитный элемент); - подкладка для кранио-каудального устройства фиксации.




Опорная подушка




Опорная подушка, узкая




Подушка для тела 70 (клин для бедра)



Подкладка подлокотника




Подушка подголовника




Фиксирующие пластины (боковая/срединная)


51.2 Принадлежности катушки для визуализации и биопсии молочных желез: - подголовник; - опора для области живота; - ролик подставки для ног; - опорная подушка; - опорная подушка, узкая; - подушка для тела 70 (клин для бедра); - подкладка подлокотника; - подушка подголовника; - фиксирующие пластины (боковая/срединная); - боковой держатель рамы; - срединный держатель рамы; - кранио-каудальное устройство фиксации (слитный элемент); - подкладка для кранио-каудального устройства фиксации.




Боковой держатель рамы



Срединный держатель рамы




Кранио-каудальное устройство фиксации (слитный элемент)




Подкладка для кранио-каудального устройства фиксации


51.3 Принадлежности катушки для визуализации и биопсии молочных желез: - подголовник; - опора для области живота; - ролик подставки для ног; - опорная подушка; - опорная подушка, узкая; - подушка для тела 70 (клин для бедра); - подкладка подлокотника; - подушка подголовника; - фиксирующие пластины (боковая/срединная); - боковой держатель рамы; - срединный держатель рамы; - кранио-каудальное устройство фиксации (слитный элемент); - подкладка для кранио-каудального устройства фиксации.




Приподнимающая пластина
(при медиальном доступе)




Боковая решетка



Срединная решетка



Многоразовые игольные
блоки решетки (12G и 14G)




Одноразовые игольные блоки
решетки (12G, 14G, 16G и 18G)




Маркерный блок решетки

52.1 Принадлежности для биопсии катушки для визуализации и биопсии молочных желез: - приподнимающая пластина (при медиальном доступе); - боковая решетка; - срединная решетка; - многоразовые игольные блоки решетки (12G и 14G); - одноразовые игольные блоки решетки (12G, 14G, 16G и 18G) - маркерный блок решетки - вертикальный Post&Pillar блок - игольная направляющая к блоку Post&Pillar; - Post&Pillar маркера; - горизонтальная боковая пластина-перекладина; - горизонтальная срединная пластина-перекладина.



Вертикальный Post&Pillar блок



Игольная направляющая к блоку Post&Pillar



Post&Pillar маркера




Горизонтальная боковая пластина-перекладина




Горизонтальная срединная пластина-перекладина


52.2 Принадлежности для биопсии катушки для визуализации и биопсии молочных желез: - приподнимающая пластина (при медиальном доступе); - боковая решетка; - срединная решетка; - многоразовые игольные блоки решетки (12G и 14G); - одноразовые игольные блоки решетки (12G, 14G, 16G и 18G) - маркерный блок решетки - вертикальный Post&Pillar блок - игольная направляющая к блоку Post&Pillar; - Post&Pillar маркера; - горизонтальная боковая пластина-перекладина; - горизонтальная срединная пластина-перекладина.



53.1 Принадлежности для биопсии катушки для молочных желез с модульной конструкцией для визуализации и биопсии: - фиксированный блок метки/блок метки;- противоположная опора (при медиальном доступе);- компрессионная пластина; - решетчатая пластина;



53.2 Принадлежности для биопсии катушки для молочных желез с модульной конструкцией для визуализации и биопсии: - фиксированный блок метки/блок метки;- противоположная опора (при медиальном доступе);- компрессионная пластина; - решетчатая пластина;



53.3 Принадлежности для биопсии катушки для молочных желез с модульной конструкцией для визуализации и биопсии: - фиксированный блок метки/блок метки;- противоположная опора (при медиальном доступе);- компрессионная пластина; - решетчатая пластина;




53.4 Принадлежности для биопсии катушки для молочных желез с модульной конструкцией для визуализации и биопсии: - фиксированный блок метки/блок метки;- противоположная опора (при медиальном доступе);- компрессионная пластина; - решетчатая пластина;




54.1 Принадлежности для катушки для молочных желез с модульной конструкцией для визуализации и биопсии: - средняя заглушка; - подголовник; - подушка для тела, укладываемая на поверхности стола; - клиновидная подушка для тела; - подушка подголовника; - пластмассовая крышка для элемента катушки; - клинья для плеч; - подушка под ноги; - передняя подкладка; - клиновидная подушка под бедра; - изолирующая подушка; - подплечник


14




54.2 Принадлежности для катушки для молочных желез с модульной конструкцией для визуализации и биопсии: - средняя заглушка; - подголовник; - подушка для тела, укладываемая на поверхности стола; - клиновидная подушка для тела; - подушка подголовника; - пластмассовая крышка для элемента катушки; - клинья для плеч; - подушка под ноги; - передняя подкладка; - клиновидная подушка под бедра; - изолирующая подушка; - подплечник




54.3 Принадлежности для катушки для молочных желез с модульной конструкцией для визуализации и биопсии: - средняя заглушка; - подголовник; - подушка для тела, укладываемая на поверхности стола; - клиновидная подушка для тела; - подушка подголовника; - пластмассовая крышка для элемента катушки; - клинья для плеч; - подушка под ноги; - передняя подкладка; - клиновидная подушка под бедра; - изолирующая подушка; - подплечник



55.1 Комплект вакуумных подушек: - подушка для головы;- подушка для позвоночника Spine;- подушка малая.



55.2 Комплект вакуумных подушек: - подушка для головы;- подушка для позвоночника Spine;- подушка малая.




55.3 Комплект вакуумных подушек: - подушка для головы;- подушка для позвоночника Spine;- подушка малая.




56. Тележки для хранения катушек.




57. Лицензионные ключи для активации программных режимов для автоматизированных исследований.




58.1 Лицензионные ключи для активации дополнительных программных режимов для экспертного сбора и обработки данных.




58.2 Лицензионные ключи для активации дополнительных программных режимов для экспертного сбора и обработки данных.




59. Лицензионные ключи для экспертной обработки изображений




3D ASL acquisition output: (left) Original EPI image series; (right) Perfusion-weighted image.




61.1 Лицензионные ключи для просмотра и анализа динамических серий изображений




61.2 Лицензионные ключи для просмотра и анализа динамических серий изображений




62. Лицензионные ключи для планирования и управления исследованием



63. Лицензионный ключ для хранения и защиты данных.



64.1 Устройство бесперебойного электроснабжения.



64.2 Устройство бесперебойного электроснабжения.



65. Квенч-труба.




66.1 Чиллер.




66.2 Чиллер.



66.3 Чиллер.




66.4 Чиллер.




67. Электрощит распределительный




68. Кабина радиочастотная.



69. Фильтр радиочастотной кабины



70.1 Адаптер для радиочастотной кабины.



70.2 Адаптер для радиочастотной кабины.




71. Траверсы




72. Облицовка радиочастотной кабины.



73. Звукоизоляция радиочастотной кабины.




74. Шкаф с сетевыми фильтрами.



75. Столы оператора



76. Контейнеры к столу оператора.



77. Держатель капельницы, немагнитный.



78. Пластина немагнитная для перекладки пациента.




79. Столик для инструментов, немагнитный.




80. Детектор обнаружения металла.



81. Огнетушитель немагнитный




82.1 Монтажные фиксаторы для сейсмоопасных зон.




82.2 Монтажные фиксаторы для сейсмоопасных зон.




82.3 Монтажные фиксаторы для сейсмоопасных зон.




83. Сифон сервисный.



84. Сифон для перелива жидкого геля.




85. Удлинитель для сифона.




86. Плита монтажная для увеличения высоты стола.




87. Комплект монтажный для подстройки высоты стола пациента под магнит, установленный на постаменте (Клей, перчатки, линолеум прорезиненный, масло).




88.1 Комплекты монтажные для стола пациента отсоединяемого для транспортировки пациентов Combi Dockable Table




88.2 Комплекты монтажные для стола пациента отсоединяемого для транспортировки пациентов Combi Dockable Table




88.3 Комплекты монтажные для стола пациента отсоединяемого для транспортировки пациентов Combi Dockable Table



88.4 Комплекты монтажные для стола пациента отсоединяемого для транспортировки пациентов Combi Dockable Table



88.5 Комплекты монтажные для стола пациента отсоединяемого для транспортировки пациентов Combi Dockable Table



88.6 Комплекты монтажные для стола пациента отсоединяемого для транспортировки пациентов Combi Dockable Table

Всего прошито и пронумеровано
275 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

