

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



АО «СОЛИТ»

В.В. Заяц

2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Анализатор автоматический осадка мочи UD-1320 в составе с принадлежностями (см.
Приложение),
производства**

URIT Medical Electronic Co., Ltd. (УРИТ Медикал Электроник КО., ЛТД), Китай.

Анализатор автоматический осадка мочи UD-1320, в составе с принадлежностями».



URIT

SN



1320E-00052

PRODUCT: Auto Urine Sediment Analyzer

MODEL: UD-1320

POWER: AC 100 V-240 V 50/60 Hz 180-280 VA

USING CONDITIONS: 5 °C~40 °C, ≤85% RH, 75 kPa~106 kPa

The other contents are detailed in the instructions

2020-02  2030-02    

 URIT Medical Electronic Co.,Ltd.
Address: No.D-07 Information Industry District,
High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P. R. China

 Wellkang Ltd (www.CE-marking.eu) 16 Castle St,
Dover, CT16 1PW, UK


<http://www.urit.com>

Made In China


Основной блок анализатора



Загрузчик образцов (SS модуль)



Ключ для снятия крышек.




Кабель питания.




Кабель соединительный.




Трубка для раствора проточных измерений.




Трубка наружная сливная к баку сливному 20 л.




Трубка пластиковая АВН02017 (1/4X3/81NCH) для сливной жидкости, 5 м (при необходимости).




Штатив для образцов.




Пробирка центрифужная с завинчивающейся крышкой объемом 10 мл.




Адаптер для пробирок с диаметром 13 мм, высотой 100 мм.




Модуль управления.



Монитор Lenovo T2254A.




Клавиатура.




Манипулятор «мышь».




Свитч, 100 М.




Сканер штрих-кода ручной.




Кабель к модулю управления.




Держатель монитора.




Тумба с креплением для автоматического анализатора осадка мочи UD-1320.



Парковочная станция.




Тумба для парковочной станции.




Модуль подачи образцов.




Тумба для модуля подачи образцов с креплением и суппортом кронштейна монитора.



Раствор проточных измерений S11 (20 л).



Раствор промывающий D16 (35 мл).



Контрольный материал QC22 Уровень 1 (4 фл. по 8 мл в уп.).



Контрольный материал QC22 Уровень 2 (4 фл. по 8 мл в уп.).




Контрольный материал QC22 Уровень 3 (4 фл. по 8 мл в уп.).




Принадлежности:


Кабель соединительный, 3 м.



Коврик для «мыши».



Удлинитель 1,8 м (2500W-10A).




A black USB to FireWire cable is shown coiled on a white surface. The cable has a USB-A connector on the left and a FireWire 4-pin connector on the right. A small white label on the cable reads "1230131001 20191012 8.0036.2000mm".


Болт под 6 –ти-гранный ключ М3х10 (1 уп. по 30 шт.)



Болт под крестообразную отвертку M4x8 (1 уп. по 30 шт.)




Болт 6 –ти-гранный ключ М4х20 (1 уп. по 12 шт.)



Болт 6 –ти-гранный ключ М6х20 (1 уп. по 15 шт.)



Болт 6 –ти-гранный ключ М6х30 (1 уп. по 6 шт.)



Прошито и скреплено печатью
на 40 листах

Генеральный директор
АО «СОЛТ»
Заяц В.В.

