

1
+
ax


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


**Набор реагентов для количественного определения диоксида углерода в сыворотке
или плазме крови спектрофотометрическим методом на биохимических
анализаторах Alinity с "Диоксид углерода Реагенты (Alinity с Carbon Dioxide Reagent
Kit)"**


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

1

1









Фотографическое изображение картриджей Диоксида углерода Реагенты (Alinity с Carbon Dioxide Reagent Kit), вариант исполнения - 10 картриджей по 300 тестов:



Фотографическое изображение вида упаковки Диоксида углерода Реагенты (Alinity с Carbon Dioxide Reagent Kit), вариант исполнения - 10 картриджей по 1500 тестов:



Фотографическое изображение упаковки и картриджей Диоксид углерода Реагенты (Alinity с Carbon Dioxide Reagent Kit), вариант исполнения - 10 картриджей по 1500 тестов:



Фотографическое изображение картриджей Диоксида углерода Реагенты (Alinity с Carbon Dioxide Reagent Kit), вариант исполнения - 10 картриджей по 1500 тестов:



Пронумеровано, прошито
скреплено печатью на

8 осел ли



ах

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения диоксида углерода в сыворотке или
плазме крови спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c
"Диоксид углерода Реагенты (Alinity c Carbon Dioxide Reagent Kit)"**



07P72-20



Набор реагентов для количественного определения диоксида углерода в сыворотке или плазме крови спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c

"Диоксид углерода Реагенты (Alinity c Carbon Dioxide Reagent Kit)"

10 картриджей по 300 тестов в составе:

- Реагент 1 (Alinity c Carbon Dioxide Reagent 1) – 10 x 12,7 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Место производства:** Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc. 70 Watts Avenue, Charlottetown, Prince Edward Island, CANADA C1E 2B9 (Канада) /

РУ № ____ / ____ от ____ . ____ . ____ /

Инструкцию по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

CO₂

Alinity c Carbon Dioxide Reagent Kit

CO₂

REF 07P7220 10 x 300

www.abbottdiagnostics.com/IFU

R1 10 x 12.7 mL

CONTAINS: AZIDE

Information for the User

The Alinity c Carbon Dioxide assay is used for the quantitation of carbon dioxide in human serum or plasma on the Alinity c analyte.

Kit 1 Active Ingredients: Phosphoenolpyruvate (53 mmol/L), NADH analog (3.0 mmol/L), Phosphoenolpyruvate carboxylase (microbial) (> 2000 U/L), and Malate dehydrogenase (microbial) (> 25 000 U/L). Preservative: sodium azide (0.004%).

Manufactured in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA.

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49 6722 480

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc.
70 Watts Avenue
Charlottetown
Prince Edward Island C1E 2B9 Canada



PRODUCT OF CANADA



07P72-30



Набор реагентов для количественного определения диоксида углерода в сыворотке или плазме крови спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c

"Диоксид углерода Реагенты (Alinity c Carbon Dioxide Reagent Kit)"

10 картриджей по 1500 тестов в составе:

- Реагент 1 (Alinity c Carbon Dioxide Reagent 1) – 10 x 48,7 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / **Место производства:** Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc. 70 Watts Avenue, Charlottetown, Prince Edward Island, CANADA C1E 2B9 (Канада) /

РУ № ____ / ____ от ____ . ____ . ____ /

Инструкцию по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171,

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

CO2

Alinity c Carbon Dioxide Reagent Kit

C02

REF 07P7230 10 x 1500

www.abbottdiagnostics.com/IFU

R1 10 x 48.7 mL

CONTAINS: AZIDE

Intended for in vitro use only


The Alinity c Carbon Dioxide assay is used for the quantitation of carbon dioxide in human serum or plasma on the Alinity c analyzer.

Kit Assay ingredients: Phosphoenolpyruvate (63 mmol/L), NaOH assay (0.0 mmol/L), Phosphoenolpyruvate carboxylase (inactivated) (> 2000 U/L), and Malate dehydrogenase (inactivated) (> 20 000 U/L). Preservative: sodium azide (0.08%).

Manufactured in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA.



CF 0134R02



PRODUCED FOR ABBOTT BY
Sekisui Diagnostics PE I, Inc.
70 Watts Avenue
Charlottetown
Prince Edward Island C1E 2B9 Canada

**PRODUCT OF CANADA**

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, вариант исполнения 10
картриджей по 300 тестов

Alinity c

R1

12.7 mL

CONTAINS: AZIDE

2°C

8°C

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

G71114R01

00000

CO2

Carbon Dioxide

07P72

IVD

Exp. 2099-12-31

LOT

12345100

G71052R01

Abbott

Alinity c

R1

12.7 мл

CONTAINS: AZIDE

2°C

8°C

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

XXXXXXXX

XXXXX

Диаоксид углерода Реагенты (Alinity c Carbon Dioxide Reagent Kit)

Carbon Dioxide

07P72

IVD

Exp.

LOT

XXXXXXXXXX

Abbott

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, вариант исполнения 10
картриджей по 1500 тестов



Alinity c

R1

48.7 mL

CONTAINS: AZIDE



2°C

8°C

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

G71114R01

SN

00000

CO2

Carbon Dioxide

07P72



IVD


Exp.

2099-12-31

LOT

12345100

G71052R01





Alinity c

R1

48.7 mL

CONTAINS: AZIDE



2°C

8°C

ABBOTT

65205 Wiesbaden, Germany

XXXXXXXX

SN

XXXXX

Диоксид углерода Реагенты (Alinity
c Carbon Dioxide Reagent Kit)

Carbon Dioxide

07P72




IVD

Exp.

LOT

XXXXXXXX



Пронумеровано, прошито
скреплено печатью на

5/11/2018
ли

