


УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Лабико»

Мамаков М. А.


«01» июня 2021г.




Фотографические изображения медицинского изделия
Монтирующая среда по ТУ 21.20.23-007-27487504-2020




Монтирующая среда Glasseal – Aqua, объем: 20 мл



Монтирующая среда Glasseal – Aqua, объем: 100 мл




Монтирующая среда Glasseal – Aqua, объем: 500 мл







Монтирующая среда Glasseal – Synt, объем: 100 мл




Монтирующая среда Glasseal – Synt, объем: 500 мл



Монтирующая среда Glasseal – Adhesive, объем: 20 мл



Монтирующая среда Glasseal – Adhesive, объем: 100 мл



Монтирующая среда Glasseal – Adhesive, объем: 500 мл



29-04/21



04-2021



04-2023

Монтирующая среда по ТУ 21.20.23-007-27487504-2020

Вариант исполнения: Монтирующая среда Glasseal – Synt объем: 500 мл

Состав: О-ксилол чда, полистирол, дибутилфталат

Число единиц потребительской упаковки: 10 уп.

Масса НЕТТО: 5 кг

Масса БРУТТО: 5.5 кг

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от 0 до +25°C.

При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки изделий должны быть приняты меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих материалов и кислот.

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ПУ № РЗН 202_/xxxx от хх хххххх 202_ г.



ООО «Лабико»

Юр. Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 3, литера Б, помещение 300

Адрес производства: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная д. 11, лит. X




Фото групповой маркировки (транспортной тары). Общий вид

ООО "Лабико"
Итого в настоящем
документе

11 (одиннадцать)
листа(ов)

Генеральный
директор
Маманов М.А.

